

## Colonne capillaire, HT8, Fast PCB Trajan



Produit en ligne

Home / [Labortops Q2 2026](#) / Colonne capillaire, HT8, Fast PCB Trajan

### Données du produit

8 % de phényl-polycarborane-siloxane. Colonnes à ultra-haute température pour les composés biphenyliques polychlorés (PCB), les aromatiques nitro-substitués, les hydrocarbures aromatiques polynucléaires, les pesticides et les herbicides.

Plage de température : -20 ... 320 / 350 °C

No. d'article	Description	UNSPSC	ECLASS	Prix
619.2053.18	Capillary column HT 8 25mx0,22mm		32030000	CHF 1'015.00
619.2070.27	Column 30m x 0,25mm ID HT-8 0,25 µm		32030000	CHF 595.00 <del>CHF 1'290.00</del>
619.2336.27	Capillary column FAST PCB 10 m x 0,1 mm ID,		32030000	CHF 533.00
619.2910.57	Capillary column HT8 GC 60 m x 0,25mm ID	41100000	32030000	CHF 1'705.00
619.6762.65	GC Capillary Column HT8-PCB 0.25 mm ID x 60 m		32030000	CHF 1'771.00
619.6824.35	Capillary column GC HT8 0,22mm ID x 0,25µm x 50m length	41100000	32030000	CHF 1'665.00

\* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

\*\* Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

\*\*\* Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

\*\*\*\* Le fichier PDF a été créé sur [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) le 13.05.2026 à 04:39 heures.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)