

HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

GÜLTIG BIS
VALABLE JUSQU'AU

28.02.2025

Retrace Code 2024-2025

BOTTLEMANIA

450 ml

350 ml

250 ml

BOTTLEMANIA
2024/2025

www.huberlab.ch

ORIGINAL	3 - 5
SQUARE	5
PROTECT	6
PROTECT+	7
PRESSURE+	8
PROTECT+ GLS80	9
Rührreaktor GLS 80® Réacteur avec agitateur GLS 80®	10
PROTECT GLS 80®	11
GLS 80® Weithalsflaschen Bouteilles à col large GLS 80®	12 - 13, 15
GLS 80® Produktionsflasche Bouteilles de production GLS 80®	13
Mehrals-HPLC-Flaschen Bouteilles à Goulot Multiple CLHP	14
Silikondeckel Couverture en silicone	14
Zubehör Accessoires	16 - 18
Anschluss-System Système de raccord	18 - 21
Rührreaktor Réacteur avec agitateur	22
YOUTILITY	23
Zubehör Accessoires	24 - 25
TILT	26
Zubehör Accessoires	27 - 28
PURE	29
Zubehör Accessoires	30
HPLC-Reservoir-Flasche GL 45 Bouteille réservoir CLHP GL 45	31
Filtrationsgerät DURAN® Appareil de filtration DURAN®	31
Flaschentragesystem GL 45 Système de transport de flacon GL 45	32
Enghalsflaschen Flacons à col étroit	33
Serumflaschen Flacons à sérum	34 - 35
Mediumflaschen Flacons pour milieux de culture	36
Schraubgewindeflaschen Flacons à visser	36
Steilbrust Rundflaschen Flacons en verre ronds	37
Kurzgewindeflaschen Bouteilles à filetage court	38 - 40
OEM Filter Viales	41
Vierkantflaschen Bouteilles carrées	42
Achtkantflaschen Bouteilles de forme octogonale	43
Azlon® Spritzflaschen Azlon® Flacons pissettes	44
Enghals Standflaschen Flacons à col étroit	45
Weithalsflaschen Flacons à col large	46 - 47
Bechergläser Bécher en verre	48 - 49
Erlenmeyerkolben Fiole d'Erlenmeyer	50 - 51

PREISE GÜLTIG BIS 28.02.2025 - Aesch | August 2024

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST. Lieferung franko Haus ab CHF 300.00 | Andere Bestellwege ab CHF 500.00. Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Produkte nur für den GLP Gebrauch!

PRIX VALABLE JUSQU'AU 28.02.2025 - Aesch | Août 2024

Prix nets en CHF, TVA non comprise. Livraison gratuite à partir de CHF 300.00 | Autres modes de commande à partir de CHF 500.00. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

Produits réservés à l'usage BPL !



Laborflaschen ORIGINAL
Flacon de laboratoire ORIGINAL

Produktinformationen

DURAN® Original: Die Kombination aus hochwertigem Material und robustem Design sorgt für eine lange Gebrauchsdauer. Aus Borosilikatglas, mit Teilung und GL-Gewinde, Chargenkenntung, ISO 4796-1.

Données du produit

DURAN® Original : La combinaison d'un matériau de haute qualité et d'une conception robuste garantit une longue durée de vie. En verre borosilikaté, avec graduation et filetage GL, identification du lot, ISO 4796-1.

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	D X H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	FILETAGE	D X H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Original mit Schraubverschluss und Ausgiessring PP Original avec capuchon à visser et bague de déversement PP						
8.5802.11	10 ml	GL25	36 x 50 mm	1	13.95	8.30
8.5802.14	25 ml	GL25	36 x 70 mm	1	11.35	6.85
8.5802.17	50 ml	GL32	46 x 87 mm	1	12.05	7.15
8.5802.24	100 ml	GL45	56 x 100 mm	1	10.35	6.15
8.5802.29	150 ml	GL45	62 x 115 mm	1	11.40	6.80
8.5802.36	250 ml	GL45	70 x 138 mm	1	11.60	6.95
8.5802.44	500 ml	GL45	86 x 176 mm	1	14.40	8.55
8.5802.51	750 ml	GL45	95 x 208 mm	1	18.45	11.05
8.5802.54	1'000 ml	GL45	101 x 225 mm	1	20.45	12.35
8.5802.63	2'000 ml	GL45	136 x 260 mm	1	48.05	28.55

Original **ohne** Schraubverschluss und Ausgiessring PP | Original **sans** capuchon à visser et bague de déversement PP

8.5801.11	10 ml	GL25	36 x 50 mm	1	10.75	6.45
8.5801.14	25 ml	GL25	36 x 70 mm	1	8.40	5.05
8.5801.17	50 ml	GL32	46 x 87 mm	1	8.40	5.05
8.5801.24	100 ml	GL45	56 x 100 mm	1	6.65	4.00
8.5801.29	150 ml	GL45	62 x 105 mm	1	7.70	4.60
8.5801.36	250 ml	GL45	70 x 138 mm	1	7.95	4.90
8.5801.44	500 ml	GL45	86 x 176 mm	1	10.80	6.45
8.5801.51	750 ml	GL45	95 x 203 mm	1	14.80	8.80
8.5801.54	1'000 ml	GL45	101 x 225 mm	1	16.80	9.95
8.5801.63	2'000 ml	GL45	136 x 260 mm	1	44.20	26.30



Laborflaschen ORIGINAL Braunglas Flacon de laboratoire en verre brun

Produktinformationen

- Sehr gleichmässige Braunfärbung durch innovative Technologie
- Lange Haltbarkeit
- Gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Aus Borosilikatglas 3.3 mit Graduierung und GL-Gewinde
- Chargenkennung
- Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien
- UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge

Données du produit

- *Technique innovante permettant d'obtenir une couleur brune très uniforme*
- *Longue durabilité*
- *Bonne résistance chimique*
- *En verre borosilicaté 3.3 avec graduation et filetage GL*
- *Indication de lot*
- *Type de verre conforme aux pharmacopées USP, EP et JP*
- *Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm*

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	D X H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	FILETAGE	D X H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Original mit Schraubverschluss und Ausgiessring PP Original avec capuchon à visser et bague de déversement PP						
8.5805.11*	10 ml	GL25	36 x 50 mm	1	31.65	18.85
8.6145.01*	25 ml	GL25	36 x 70 mm	10	302.50	180.00
8.6175.01	50 ml	GL32	46 x 87 mm	10	310.00	185.00
8.6245.01	100 ml	GL45	56 x 100 mm	10	343.50	204.00
8.6290.01	150 ml	GL45	62 x 110 mm	10	422.50	252.00
8.6365.01	250 ml	GL45	70 x 138 mm	10	488.50	290.00
8.6445.01	500 ml	GL45	86 x 176 mm	10	629.50	374.00
8.6515.01	750 ml	GL45	203 x 95 mm	10	696.00	414.00
8.6545.01	1'000 ml	GL45	101 x 225 mm	10	770.50	458.00
8.6635.01	2'000 ml	GL45	136 x 260 mm	10	1'192.50	708.00

Original **ohne** Schraubverschluss und Ausgiessring PP | Original **sans** capuchon à visser et bague de déversement PP

8.5803.11	10 ml	GL25	36 x 50 mm	1	28.95	17.30
8.5803.14	25 ml	GL25	36 x 70 mm	1	27.00	16.05
8.5803.17	50 ml	GL32	46 x 87 mm	1	27.00	16.05
8.5803.24	100 ml	GL45	56 x 100 mm	1	30.65	18.15
8.5803.29	150 ml	GL45	62 x 110 mm	1	39.75	23.65
8.5803.36	250 ml	GL45	70 x 138 mm	1	44.75	26.65
8.5803.44	500 ml	GL45	86 x 176 mm	1	57.15	33.95
8.5803.50	750 ml	GL45	203 x 95 mm	1	66.25	39.35
8.5803.54	1'000 ml	GL45	101 x 225 mm	1	73.75	43.80
8.5803.63	2'000 ml	GL45	136 x 260 mm	1	114.30	67.85

* mit Schraubverschluss, ohne Ausgiessring PP | avec capuchon à visser, sans bague de déversement PP



Laborflaschen ORIGINAL Flacon de laboratoire ORIGINAL

Produktinformationen

Mit Hochtemperatur-Schraubkappen aus PBT & Ausgiessringen aus ETFE rot, bis 180 °C.

Données du produit

Avec bouchons à visser haute température en PBT & bague de déversement en ETFE rouge, résistant jusqu'à 180 °C.

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5821.24	100 ml	GL45	10	193.00	115.20
8.5821.36	250 ml	GL45	10	207.00	123.55
8.5821.44	500 ml	GL45	10	234.50	139.75
8.5821.54	1'000 ml	GL45	10	298.00	177.50
8.5821.63	2'000 ml	GL45	10	579.50	345.00



Vierkant Laborflaschen SQUARE Flacon de laboratoire carré SQUARE

Produktinformationen

Borosilikatglas, mit Teilung, DIN-Gewinde. Sparen Platz in Regalen, im Kühlschrank, im Autoklaven oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit bis +140 °C. Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit. USP-Standard. Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).

Données du produit

En verre borosilicaté, repères de volume, filetage DIN. Économie de place dans le réfrigérateur, lors de l'autoclavage ou lors du transport. Stables et anti-dérapants. Très bonne résistance chimique. Grande résistance thermique (+140 °C). Expansion thermique minimale. Numéro de lot imprimé.

ART.-NR.	VOL.	VERSCHLUSS	GEWINDE	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	BOUCHON	FILETAGE	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2024.01	100 ml	–	GL32	50 x 109 mm	10	75.50	49.10
8.8834.01	250 ml	–	GL45	64 x 143 mm	10	89.00	57.90
8.8842.01	500 ml	–	GL45	78 x 181 mm	10	120.50	78.35
8.8843.01	1'000 ml	–	GL45	94 x 222 mm	10	185.50	120.60
8.5820.24	100 ml	✓	GL32	50 x 109 mm	1	11.20	6.65
8.5820.36	250 ml	✓	GL45	64 x 143 mm	1	12.60	7.45
8.5820.44	500 ml	✓	GL45	78 x 181 mm	1	15.75	9.45
8.5820.54	1'000 ml	✓	GL45	94 x 222 mm	1	22.35	13.30



Nur solange Vorrat reicht!
Dans la limite des stocks disponibles !



Protect

Laborflaschen PROTECT
Flacon de laboratoire PROTECT

Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, mit Teilung und GL-Gewinde, Chargenkennung, Kunststoffummantelt, ISO 4796-1 DURAN® Protect: Das nahezu unempfindliche Glas schützt den Inhalt vor Verunreinigungen, während die äussere Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff sowohl den Benutzer als auch den Inhalt vor Unfällen schützt.

Données du produit

En verre borosilicaté, avec graduation et filetage GL, indication de lot, protect à gainage synthétique, ISO 4796-1 DURAN® Protect: Le verre pratiquement insensible protège le contenu de la contamination, tandis que le revêtement extérieur de sécurité en plastique protège à la fois l'utilisateur et le contenu contre les accidents.

ART.-NR.	VOL.	FARBE	GEWINDE	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	COULEUR	FILETAGE	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Protect ohne Schraubverschluss und Ausgiessring Protect sans capuchon à visser et bague de déversement							
8.5809.14	25 ml	klar <i>clair</i>	GL25	36 x 70 mm	1	25.80	16.80
8.5809.36	250 ml	klar <i>clair</i>	GL45	70 x 138 mm	1	25.65	16.70
8.5809.44	500 ml	klar <i>clair</i>	GL45	86 x 176 mm	1	31.00	20.15
8.5809.54	1'000 ml	klar <i>clair</i>	GL45	101 x 225 mm	1	43.60	28.35
8.5809.63	2'000 ml	klar <i>clair</i>	GL45	136 x 260 mm	1	86.00	55.90
8.5809.69	3'500 ml	klar <i>clair</i>	GL45	160 x 295 mm	1	338.85	218.00
8.5822.24	100 ml	braun <i>brun</i>	GL45	56 x 100 mm	1	51.05	32.95
8.5822.54	1'000 ml	braun <i>brun</i>	GL45	101 x 225 mm	1	107.25	69.20
Protect mit Schraubverschluss und Ausgiessring PP Protect avec capuchon à visser et bague de déversement							
8.5445.01	500 ml	klar <i>clair</i>	GL45	86 x 176 mm	10	352.00	229.00
8.5735.01	5'000 ml	klar <i>clair</i>	GL45	182 x 330 mm	1	458.90	295.00



Wir behalten das Wichtige im Fokus: Ihre Ansprüche an uns

Nous ne perdons pas de vue l'essentiel : vos exigences à notre égard


**Laborflaschen PROTECT+
Flacon de laboratoire PROTECT+**

nicht autoklavierbar
non autoclavable

Produktinformationen

Die neuen DURAN® protect+ Flaschen verfügen nun über eine Polyamidbeschichtung als proaktive Reaktion auf die sich entwickelnden regulatorischen Standards, mit Gewinde DIN 168-1, graduert

Die sicherheitsbeschichtete Variante protect+ vereint das Beste aus beiden Welten: innen nahezu inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 und aussen eine schützende Sicherheitskunststoffschicht. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder aus aussen verspiegeltem Klarglas geformt, das anschließend mit einer lichtdurchlässigen Polyamid PA 12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern.

Données du produit

Les nouvelles bouteilles DURAN® protect+ disposent désormais d'un revêtement en polyamide en réponse proactive à l'évolution des normes réglementaires, avec filetage DIN 168-1, gradué

La version à revêtement de sécurité protect+ de ces flacons combine le meilleur des deux mondes : un verre borosilicate 3.3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l'intérieur et une couche protectrice en plastique de sécurité à l'extérieur. Les flacons sont moulés en verre clair de haute pureté ou en verre clair ambré à l'extérieur, puis recouverts d'une couche de polyamide PA 12 translucide afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.

ART.-NR.	VOL.	FARBE	GEWINDE	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	COULEUR	FILETAGE	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5736.10	25 ml	klar clair	GL25	36 x 74 mm	10	265.50	144.00
8.5736.12	50 ml	klar clair	GL32	46 x 91mm	10	267.50	145.00
8.5736.14	100 ml	klar clair	GL45	56 x 105 mm	10	290.80	140.00
8.5736.16	250 ml	klar clair	GL45	70 x 143 mm	10	307.70	140.00
8.5736.18	500 ml	klar clair	GL45	86 x 181 mm	10	365.20	170.00
8.5736.20	1'000 ml	klar clair	GL45	101 x 230 mm	10	503.50	240.00
8.5736.22	2'000 ml	klar clair	GL45	136 x 265 mm	6	557.70	295.00
8.5736.24	3'500 ml	klar clair	GL45	160 x 160 mm	1	357.80	195.00
8.5736.25	5'000 ml	klar clair	GL45	182 x 182 mm	1	472.65	255.00
8.5736.27	10'000 ml	klar clair	GL45	228 x 410 mm	1	754.65	405.00
8.5736.11	25 ml	braun brun	GL25	36 x 70 mm	10	520.00	280.00
8.5736.13	50 ml	braun brun	GL32	46 x 87 mm	10	526.00	285.00
8.5736.15	100 ml	braun brun	GL45	56 x 110 mm	10	526.00	285.00
8.5736.17	250 ml	braun brun	GL45	70 x 138 mm	10	685.30	370.00
8.5736.19	500 ml	braun brun	GL45	86 x 176 mm	10	850.30	460.00
8.5736.21	1'000 ml	braun brun	GL45	101 x 225 mm	10	1'104.50	595.00
8.5736.23	2'000 ml	braun brun	GL45	136 x 260 mm	6	1'020.60	550.00
8.5736.26	5'000 ml	braun brun	GL45	182 x 330 mm	1	622.00	335.00
8.5736.28	10'000 ml	braun brun	GL45	228 x 410 mm	1	955.00	515.00



Laborflaschen Pressure+ Flacon de laboratoire Pressure+

Produktinformationen

Die DURAN® pressure plus+ GL45 Laborflaschen bieten eine sicherere Option für Laboranwendungen, bei denen ein Vakuum oder Druck herrscht. Aus Borosilikatglas, mit blauer Teilung und Chargenkennung. Ohne Kappe und ohne Ausgießring. **Maximale Gebrauchstemperatur +140 °C | -1 / +1.5 bar**

Données du produit

Les bouteilles de laboratoire DURAN® pressure plus+ GL45 offrent une option plus sûre pour les applications de laboratoire impliquant un vide ou une pression. En verre borosilicaté, avec graduation bleue et indication de lot. Sans bouchon ni bague de déversement. **Température maximale d'utilisation +140 °C | -1 / +1.5 bar**

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	FILETAGE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5810.24	100 ml	GL45	klar clair	1	13.30	8.65
8.5810.25	250 ml	GL45	klar clair	1	16.60	10.80
8.5810.50	500 ml	GL45	klar clair	1	22.50	14.65
8.5810.54	1'000 ml	GL45	klar clair	1	25.80	16.80
8.5816.24	100 ml	GL45	braun brun	1	39.15	25.45
8.5816.25	250 ml	GL45	braun brun	1	57.90	37.65
8.5816.50	500 ml	GL45	braun brun	1	71.50	46.50
8.5816.54	1'000 ml	GL45	braun brun	1	86.00	55.90
mit Protect avec protect						
8.5823.24	100 ml	GL45	klar clair	1	24.85	16.15
8.5925.01	250 ml	GL45	klar clair	1	32.00	20.80
8.5926.01	500 ml	GL45	klar clair	1	40.00	26.00
8.1554.01	1'000 ml	GL45	klar clair	1	52.75	34.30
mit Protect+ avec protect+						
8.2181.52	100 ml	GL45	klar clair	1	25.60	16.65
8.2181.53	250 ml	GL45	klar clair	1	32.95	21.40
8.2181.54	500 ml	GL45	klar clair	1	41.20	26.80
8.2181.55	1'000 ml	GL45	klar clair	1	54.35	35.05

Produktinformationen

Pressure plus protect = kunststoffummantelt PU | Maximale Gebrauchstemperatur +140 °C | -1 / +1.5 bar

Données du produit

Pressure plus protect = à gainage synthétique | Température maximale d'utilisation +140 °C | -1 / +1.5 bar



Laborflaschen PROTECT+ GLS80
Flacon de laboratoire PROTECT+ GLS80

nicht autoklavierbar
non autoclavable

Produktinformationen

Polyamid-Beschichtung auf der Aussenfläche der Flasche, mit Gewinde DIN 168-1, graduiert

Die sicherheitsbeschichtete Variante protect+ vereint das Beste aus beiden Welten: innen nahezu inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 und aussen eine schützende Sicherheitskunststoffschicht. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder aus aussen verspiegeltem Klarglas geformt, das anschliessend mit einer lichtdurchlässigen Polyamid PA 12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern.

Données du produit

Revêtement en polyamide sur la surface extérieure de la bouteille, avec filetage DIN 168-1, gradué


La version à revêtement de sécurité protect+ de ces flacons combine le meilleur des deux mondes : un verre borosilicaté 3.3 USP/EP de type I pratiquement inerte à l'intérieur et une couche protectrice en plastique de sécurité à l'extérieur. Les flacons sont moulés en verre clair de haute pureté ou en verre clair ambré à l'extérieur, puis recouverts d'une couche de polyamide PA 12 translucide afin de réduire les risques de bris de verre et d'éclaboussures de liquide en cas de casse.

ART.-NR.	VOL.	FARBE	GEWINDE	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	COULEUR	FILETAGE	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5736.40	250 ml	klar clair	GLS80	95 x 105 mm	10	369.90	200.00
8.5736.42	500 ml	klar clair	GLS80	101 x 148 mm	10	429.40	235.00
8.5736.44	1'000 ml	klar clair	GLS80	101 x 218 mm	10	563.50	305.00
8.5736.46	2'000 ml	klar clair	GLS80	136 x 248 mm	6	568.20	310.00
8.5736.48	3'500 ml	klar clair	GLS80	160 x 271 mm	1	392.85	210.00
8.5736.50	5'000 ml	klar clair	GLS80	182 x 310 mm	1	473.00	255.00
8.5736.41	250 ml	braun brun	GLS80	95 x 105 mm	10	1'034.50	560.00
8.5736.43	500 ml	braun brun	GLS80	101 x 148 mm	10	1'052.20	570.00
8.5736.45	1'000 ml	braun brun	GLS80	101 x 218 mm	10	1'254.00	680.00
8.5736.47	2'000 ml	braun brun	GLS80	136 x 248 mm	6	1'107.42	595.00
8.5736.49	3'500 ml	braun brun	GLS80	160 x 271 mm	1	495.10	265.00
8.5736.51	5'000 ml	braun brun	GLS80	182 x 310 mm	1	709.10	385.00



Inklusive
2'000 ml Flasche
Flacon de
2'000 ml inclus

Inklusive
1'000 ml Flasche
Flacon de
1'000 ml inclus



Rührreaktor GLS 80® Réacteur avec agitateur GLS 80®

Produktinformationen

Der GLS 80® Rührreaktor eignet sich für eine grosse Bandbreite an Labormischvorgängen. Die vorgesehenen Anschlüsse ermöglichen das Hinzufügen von Medien in die Flasche bzw. das Entnehmen aus dieser während des Mischvorgangs.

Données du produit

Le réacteur avec agitateur GLS 80® est adapté à une large gamme de processus de mélange en laboratoire. Les raccords fournis permettent l'ajout de milieux de culture dans le flacon ou le retrait de ceux-ci durant le processus de mélange.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5839.80 1	Komplett mit Ankerrührer: magnetisch, GL14 Verschraubung (PP, blau), 2 x GL14 Schraubverschluss (PBT, rot) und 2 x GL18 Schraubverschluss (PBT, rot) <i>Complet avec agitateur à ancre : magnétique, bouchon à visser GL14 (PP1, bleu), 2 x bouchon à visser GL14 (PBT1, rouge), 2 x bouchon à visser GL18 (PBT1, rouge)</i>	1	453.95	295.00
8.5839.81 2	Komplett mit Ankerrührer: magnetisch, GL14 Verschraubung (PP, blau), 2 x GL14 Schraubverschluss (PBT, rot) und 2 x GL18 Schraubverschluss (PBT, rot) <i>Complet avec agitateur à ancre : magnétique, bouchon à visser GL14 (PP1, bleu), 2 x bouchon à visser GL14 (PBT1, rouge), 2 x bouchon à visser GL18 (PBT1, rouge)</i>	1	470.50	306.00
8.5839.89	Rührreaktorverschluss mit Ankerrührer, ohne Flasche: magnetisch, komplett mit Welle, Verschraubung und Kappe <i>Ensemble bouchon-agitateur avec agitateur à ancre, sans flacon : magnétique, complet avec arbre, vissage et bouchon</i>	1	422.00	275.00

Zubehör zu Rührreaktor GLS 80® Accessoires pour réacteur avec agitateur GLS 80®



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1385.01	Ersatzschraubverschluss für GLS 80® Rührreaktor, PP, blau/grau <i>Capuchon à visser de rechange pour réacteur avec agitateur GLS 80®, PP bleu/gris</i>	1	114.40	74.35
8.1386.01	Ersatzwelle für GLS 80® Rührreaktor, Edelstahl inkl. PEEK Verschraubung <i>Arbre de rechange pour réacteur avec agitateur GLS 80®, acier inox avec vissage PEEK</i>	1	72.85	47.35
8.5839.82	Rührer Flügel Form, magnetisch, 62 mm <i>Agitateur à ailettes, magnétique, 62 mm</i>	1	303.35	197.00
8.5839.83	Rührer Anker Form, magnetisch, 62 mm <i>Agitateur à ancre, magnétique, 62 mm</i>	1	303.35	197.00



→ Mit Schraubverschluss
Avec capuchon à visser

Protect GLS 80® Laborflaschen Bouteilles de laboratoire GLS 80®

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas
- Mit Teilung und Chargenkennung
- Kunststoffummantelung aus PU1 -30 °C bis +135 °C
- Kratzfest, auslaufsicher, bruchfest und hochtransparent
- UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge

Données du produit

- En verre borosilicaté
- Avec graduation et indication de lot
- Résistance thermique du gainage synthétique en PU1 -30 °C à +135 °C
- Résistant aux rayures, aux fuites et à la rupture, grande transparence
- Protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 380 nm

ART.-NR.	VOL.	D X H	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D X H	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5836.44	500 ml	101 x 148 mm	GLS80	1	41.70	27.10
8.5836.63	2'000 ml	136 x 248 mm	GLS80	1	91.95	59.80
8.5836.69	3'500 ml	160 x 271 mm	GLS80	1	372.90	243.00
8.5836.73	5'000 ml	182 x 310 mm	GLS80	1	458.90	297.90

ilmac•

LAUSANNE

18. - 19. SEPT. 2024

Darauf können Sie sich freuen:

- Vielfältige Live-Science Produkte
- Produktneuheiten & neue Brands
- Live Vortrag im «Speakers Corner»

Voici ce que vous pouvez espérer :

- Des produits variés pour la science en direct
- Nouveaux produits & nouvelles marques
- Conférence en direct au « Speakers Corner »

FREE TICKET CODE:

huberlab-24





→ Ohne Schraubverschluss und Ausgießring
Sans capuchon à visser et bague de déversement

GLS 80® Weithalsflaschen Bouteilles à col large GLS 80®

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit
- Einfaches Öffnen mit weniger als einer Drehung dank Spezialgewinde
- Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung)

Données du produit

- *En verre borosilicaté*
- *Excellente résistance thermique et chimique, haute résistance à la température*
- *Ouverture facile en moins d'un tour grâce à un filetage spécial*
- *Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots)*

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	D X H	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	EXÉCUTION	D X H	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5829.36	250 ml	klar <i>clair</i>	95 x 105 mm	GL80	1	12.35	8.00
8.5829.44	500 ml	klar <i>clair</i>	101 x 148 mm	GL80	1	17.75	11.50
8.5829.54	1'000 ml	klar <i>clair</i>	101 x 218 mm	GL80	1	25.10	16.30
8.5829.63	2'000 ml	klar <i>clair</i>	136 x 248 mm	GL80	1	53.85	35.05
8.5829.69	3'500 ml	klar <i>clair</i>	160 x 271 mm	GL80	1	166.90	108.50
8.5829.73	5'000 ml	klar <i>clair</i>	182 x 310 mm	GL80	1	231.15	150.00
8.5829.86	10'000 ml	klar <i>clair</i>	227 x 385 mm	GL80	1	438.70	285.00
8.5829.91	20'000 ml	klar <i>clair</i>	288 x 480 mm	GL80	1	943.55	613.00
8.5834.36	250 ml	braun <i>brun</i>	95 x 105 mm	GL80	1	64.60	42.00
8.5834.44	500 ml	braun <i>brun</i>	101 x 148 mm	GL80	1	70.40	45.75
8.5834.54	1'000 ml	braun <i>brun</i>	101 x 218 mm	GL80	1	86.15	56.00
8.5834.63	2'000 ml	braun <i>brun</i>	136 x 248 mm	GL80	1	125.90	81.80
8.5834.69	3'500 ml	braun <i>brun</i>	160 x 271 mm	GL80	1	271.85	176.00
8.5834.73	5'000 ml	braun <i>brun</i>	182 x 310 mm	GL80	1	405.00	264.00
8.5834.86	10'000 ml	braun <i>brun</i>	227 x 385 mm	GL80	1	613.10	399.00
8.5834.91	20'000 ml	braun <i>brun</i>	288 x 480 mm	GL80	1	1'007.80	655.00

In unserem eShop finden Sie eine grosse Auswahl des DWK Sortiments. Top Qualität zu Top Preisen.

Dans notre eShop, vous trouverez un grand choix d'assortiment DWK. Une qualité supérieure à des prix compétitifs.



→ Komplet mit blauem Schnellschraubverschluss aus PP
 Complet avec capuchon à fermeture rapide bleu PP

GLS 80® Weithalsflaschen
Bouteilles à col large GLS 80®

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas
- Integrierte Lippendichtung und Ausgussring
- Produkt mit Chargenkennung
- Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien

Données du produit

- En verre borosilicaté
- Joint à lèvres intégré et bague de déversement
- Produit avec indication de lot
- Conforme aux pharmacopées USP, EP et JP

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	D X H	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	EXÉCUTION	D X H	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5830.36	250 ml	klar <i>clair</i>	95 x 105 mm	GLS80	1	17.00	10.70
8.5830.44	500 ml	klar <i>clair</i>	101 x 152 mm	GLS80	1	22.50	14.15
8.5830.54	1'000 ml	klar <i>clair</i>	101 x 222 mm	GLS80	1	29.05	18.25
8.5830.63	2'000 ml	klar <i>clair</i>	136 x 252 mm	GLS80	1	57.95	36.45
8.5830.69	3'500 ml	klar <i>clair</i>	160 x 271 mm	GLS80	1	172.30	108.30
8.5830.73	5'000 ml	klar <i>clair</i>	182 x 314 mm	GLS80	1	239.05	150.00
8.5830.86	10'000 ml	klar <i>clair</i>	227 x 389 mm	GLS80	1	438.70	275.00
8.5830.91	20'000 ml	klar <i>clair</i>	288 x 484 mm	GLS80	1	950.00	600.00
8.1265.01	30'000 ml	klar <i>clair</i>	340 x 548 mm	GLS80	1	1'292.30	810.00
8.1154.01	50'000 ml	klar <i>clair</i>	400 x 590 mm	GLS80	1	2'283.55	1'435.00
8.5835.36	250 ml	braun <i>brun</i>	95 x 105 mm	GLS80	1	69.60	43.75
8.5835.44	500 ml	braun <i>brun</i>	101 x 152 mm	GLS80	1	74.55	46.85
8.5835.54	1'000 ml	braun <i>brun</i>	101 x 222 mm	GLS80	1	90.30	56.75
8.5835.63	2'000 ml	braun <i>brun</i>	136 x 252 mm	GLS80	1	130.00	81.75
8.5835.69	3'500 ml	braun <i>brun</i>	160 x 271 mm	GLS80	1	290.00	176.00
8.5835.73	5'000 ml	braun <i>brun</i>	182 x 314 mm	GLS80	1	405.00	255.00
8.5835.86	10'000 ml	braun <i>brun</i>	227 x 389 mm	GLS80	1	630.00	395.00
8.5835.91	20'000 ml	braun <i>brun</i>	288 x 484 mm	GLS80	1	1'025.00	650.00



GLS 80® Produktionsflasche
Bouteilles de production GLS 80®

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas
- Dickwandig und sehr widerstandsfähig
- Der flache, robuste Boden ermöglicht die Verwendung von grossen und schweren Rührstäben

Données du produit

- En verre borosilicaté
- Parois épaisses et très résistantes
- Le fond plat et robuste permet d'utiliser des barreaux d'agitation grands et lourds

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	D X H	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	VOL.	EXÉCUTION	D X H	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.1220.01	10'000 ml	klar <i>clair</i>	228 x 385 mm	GL80	1	824.20	535.00



Mehrhals-HPLC-Flaschen Bouteilles à Goulot Multiple CLHP

Produktinformationen

DURAN® Vierkant-Laborflaschen haben eine platzsparende Form, die den Vorteil einer dichten und effizienten Verpackung bietet. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem, USP/EP Typ I DURAN® Borosilikatglas 3.3 geformt.

Données du produit


Les flacons de laboratoire carrés DURAN® ont une forme peu encombrante qui offre l'avantage d'un conditionnement serré et efficace. Les flacons sont moulés à partir de verre borosilicaté DURAN® 3.3 de haute pureté.

ART.-NR.	VOL	AUSFÜHRUNG	D X H	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	VOL.	EXÉCUTION	D X H	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5054.53	1'000 ml	klar clair	94 x 222.5 mm	GL45	1	414.10	269.00



Silikondeckel DURAN® Couvercle en silicone DURAN®

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	GRANDEUR	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9110.01	S	●	1	2.85	1.85
8.9110.02	S	●	1	2.85	1.85
8.9110.03	S	●	1	2.85	1.85
8.9110.04	M	●	1	3.70	2.40
8.9110.05	M	●	1	3.70	2.40
8.9110.06	M	●	1	3.70	2.40
8.9110.07	L	●	1	4.70	3.05
8.9110.08	L	●	1	4.70	3.05
8.9110.09	L	●	1	4.70	3.05
8.9110.10	SET S M L	●	1	10.10	6.55
8.9110.11	SET S M L	●	1	10.10	6.55
8.9110.12	SET S M L	●	1	10.10	6.55
8.9110.13	XL	●	1	6.80	4.45
8.9110.14	XL	●	1	6.80	4.45
8.9110.15	XL	●	1	6.80	4.45
8.9110.16	XXL	●	1	8.25	5.40
8.9110.17	XXL	●	1	8.25	5.40
8.9110.18	XXL	●	1	8.25	5.40
8.9110.19	SET XL XXL	●	1	13.45	8.75
8.9110.20	SET XL XXL	●	1	13.45	8.75
8.9110.21	SET XL XXL	●	1	13.45	8.75



GLS 80® Weithalsflaschen Bouteilles à col large GLS 80®

Produktinformationen

- Verwendung als einfacher und günstiger Chemostat oder Bioreaktor mit Doppelmantel für Zellkulturen
- Verfügt über einen integrierten Glasmantel zur Isolation
- Inkl. GL18-Schraubkappen mit Bohrung, 10 mm Schlauchanschlüssen, Ausgiessring und Verschluss

Données du produit


- *Chémostat ou bioreacteur pour culture cellulaire simple et bon marché*
- *Le bouteille à double manteau incorporé permet l'isolation du contenu de l'externe*
- *Capuchons à visser GL18 avec trou, raccord pour tuyau 10 mm, bague de déversement et bouchon à visser inclus*

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	D X H	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	EXÉCUTION	D X H	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5644.01	500 ml	klar <i>clair</i>	110 x 175 mm	GL80	1	622.00	404.00
8.5654.01	1'000 ml	klar <i>clair</i>	110 x 275 mm	GL80	1	779.95	507.00

Zubehör | Accessoires



ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
14.2550.2	Filterplatte mit Glasrand <i>Plaque filtrante avec bord en verre breveté</i>	1 1	61.05	39.65
8.5837.28	Schnellschraubverschluss für GLS 80® <i>Bouchon à fermeture rapide pour GLS 80®</i>	2 10	42.00	27.30
8.5837.29	Ausgiessring für GLS 80® <i>Bague de déversement pour GLS 80®</i>	3 10	27.50	17.90
8.2911.06	Membranschraubverschluss mit Entlüftung für GLS 80® <i>Capuchon à visser avec membrane d'aération pour GLS 80®</i>	4 2	29.10	18.90
9.9227.05	Schraubverbindungsverschluss, Gewinde 14 <i>Bouchon percé à visser, Filetage 14</i>	5 1	2.30	1.55
9.9227.10	Schraubverbindungsverschluss, Gewinde 45 <i>Bouchon percé à visser, Filetage 45</i>	5 1	10.25	6.70
8.5815.10	Schnellschraubverschluss für GLS 80® PSU <i>Bouchon percé à visser, Filetage GLS 80® PSU</i>	6 1	40.10	26.05
8.5837.30	Ausgiessring für GLS 80® PSU <i>Bague de déversement pour GLS 80® PSU</i>	7 1	23.80	15.45



Premium-Deckel TPCh 260 Capuchon à visser Premium TPCh 260

Produktinformationen

Die Premium-Verschlusskappe für Laborglasflaschen erfüllt höchste Ansprüche für Lagerung und Verpackung von Produkten aus Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Ideal zur Trockensterilisation bei hohen Temperaturen.

Données du produit

Les bouchons à visser Premium répondent aux exigences les plus élevées pour le stockage et le conditionnement de produits dans les secteurs pharmaceutique, chimique et agroalimentaire. Parfaits pour la stérilisation sèche à des températures élevées.

ART.-NR.	GEWINDE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	FILETAGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5809.13	GL25	Premiumverschluss Capuchon Premium 26 x 51 mm	5	47.50	30.85
8.5809.15	GL25	Premiumverschluss PFA ohne PTFE Dichtung Capuchon Premium, en PFA, sans joint au silicone revêtu de PTFE	10	72.50	47.10
8.5809.28	GL45	Premiumverschluss Capuchon Premium 26 x 51 mm	5	95.75	62.65
8.5809.78	GL45	Ausgiessring Bague de déversement Ø 4 mm	5	23.25	15.10



Membran Verschlusskappe Capuchon à visser avec membrane

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	POREN	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PORES	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2911.01	0.2 µm	GL25	5	43.25	28.10
8.2911.02	0.2 µm	GL32	5	44.50	28.95
8.2911.03	0.2 µm	GL45	5	50.90	33.45



Schraubverschlüsse Capuchon à visser

Produktinformationen

- Aus PP mit Lippendichtung
- Maximale Gebrauchstemperatur 140 °C

Données du produit

- En PP avec joint à lèvres
- Température maximale d'utilisation 140 °C

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	H x D	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	H x D	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5810.01	●	GL45	25 x 54 mm	1	2.60	1.70
8.5810.02	●	GL45	25 x 54 mm	1	2.60	1.70
8.5810.03	●	GL45	25 x 54 mm	1	2.60	1.70
8.5804.13	●	GL25	19 x 33 mm	1	2.20	1.45
8.5804.19	●	GL32	24 x 40 mm	1	2.15	1.40
8.5804.28	●	GL45	25 x 54 mm	1	2.60	1.70



Ausgussringe Bague de déversement

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	Ø	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	Ø	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5805.19	●	GL32	4 mm	1	0.75	0.50
8.5805.28	●	GL45	4 mm	1	0.85	0.55
8.5811.01	●	GL45	4 mm	1	0.85	0.60
8.5811.02	●	GL45	4 mm	1	0.85	0.60
8.5811.03	●	GL45	4 mm	1	0.85	0.60



Schraubverschlüsse & Ausgussringe Capuchon à visser & Bague de déversement

Produktinformationen

Aus PBT, zu ISO-Gewinde, komplett mit PTFE beschichteter Dichtung, max. Gebrauchstemperatur 180°C.

Données du produit

En PBT, pour filetage ISO, complet avec joint revêtu de PTFE, résistant jusqu'à 180°C.

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	BESCHREIBUNG	Ø	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	DESCRIPTION	Ø	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5806.19	●	GL32	Schraubverschluss Capuchon à visser	26 x 42 mm	1	6.80	4.40
8.5806.28	●	GL45	Schraubverschluss Capuchon à visser	28 x 54 mm	1	10.25	6.70
8.5807.19	●	GL32	Ausgussring Bague de déversement	4 mm	1	2.05	1.35
8.5807.28	●	GL45	Ausgussring Bague de déversement	4 mm	1	2.15	1.40



Originalitätsverschluss Bouchons à visser inviolable

Produktinformationen

- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Maximale Gebrauchstemperatur 140°C

Données du produit

- Très bonne résistance chimique
- Température maximale d'utilisation 140°C

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	GEWINDE	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	FILETAGE	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5814.28	blau-rot <i>bleu-rouge</i>	Lippendichtung <i>Joint à lèvres</i>	GL45	4 mm	1	2.80	1.85
8.5814.30	blau-gelb <i>bleu-jaune</i>	PTFE-beschichteter Silikon- dichtung <i>Joint en silicone revêtu de PTFE</i>	GL45	4 mm	1	8.55	5.60



2 gebogene Oliven
2 raccords de tube coudé

Anschluss-System - Schraubverschluss Système de raccord - Bouchon à visser

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
9.1297.55	blau <i>bleu</i>	Schraubverschluss GL45 2 Oliven gebogen, mit EPDM O-Ring-Dichtung <i>Bouchon à visser GL45 avec 2 raccords de tube coudé joint EPDM ronds</i>	2	81.70	53.15



HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

Kennen Sie schon unsere «labnews.»?
Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets auf
dem Laufenden!

Connaissez-vous déjà nos «labnews.» ?
Abonnez-vous maintenant et restez toujours à jour !



Click



Anschluss-System Système de raccord

Produktinformationen

Anschluss-System mit PP Schraubverschluss GL45, zwei oder drei PTFE Anschlüsse. Flexibles Baukastensystem. Anwendungen: Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdunstung wird reduziert).

Données du produit

Système de raccord GL45 avec bouchon à visser en PP et deux ou trois ports en PTFE. Système modulaire flexible. Applications types : transfert de milieux liquides en toute sécurité dans un système stérile et clos (réduction de l'évaporation).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9825.01	Druckausgleichsset mit Verbindungsolive und 0.2 µm Membranfilter, unsteriler Filteraufsatz (0.2 µm) mit weiblichem Luer-Ansatz für männliche 5.8 mm Verbindungs- Olive, mit O-Ring-Dichtung <i>Kit de compensation de pression avec olive de raccord et filtre à membrane (0.2 µm) à embout Luer femelle pour olive de raccord mâle de 5.8 mm, joint torique Olive de connexion, avec joint torique d'étanchéité</i>	2	74.60	48.45
9.1297.50	Schraubverschluss <i>Capuchon à visser</i> GL45, PP, 2 Ports GL 14	2	77.90	50.60
9.1297.51	Schraubverschluss <i>Capuchon à visser</i> GL45, PP, 3 Ports GL 14	2	83.30	54.10
9.1298.14	Schraubverschluss GL14, PP1, für Schlauchanschluss <i>Capuchon à visser GL14, PP1 pour raccord de tube</i>	2	11.20	7.30

Einsätze für Schraubverschluss | *Rajouts pour capuchon à visser*

9.1298.15	GL14 - 1.6 mm	1	18.70	12.15
9.1298.16	GL14 - 3.0 mm	1	18.70	12.15
9.1298.17	GL14 - 3.2 mm	1	18.70	12.15
9.1298.18	GL14 - 6.0 mm	1	18.70	12.15
8.5813.11	GL18 - iØ 3.2 mm	1	21.60	14.05
8.5813.12	GL18 - iØ 6.0 mm	1	21.60	14.05
8.5813.13	GL18 - iØ 8.0 mm	1	22.10	14.35
8.5813.14	GL18 - iØ 10.0 mm	1	22.10	14.35
8.5813.15	GL18 - iØ 12.0 mm	1	23.30	15.15

Weiteres Zubehör | *Autres accessoires*

8.5813.16	GL18 - für Schlauchanschluss (blau) <i>pour raccord de tube (bleu)</i>	1	9.60	6.25
8.5840.19	Ersatz Membranfilter für Druckausgleich, 0.2 µm <i>Filtre à membrane de rechange pour compensation de pression, 0.2 µm</i>	2	10.00	6.50
9.1377.99	Druckausgleichset für 2 & 3-Port-Verschluss (inkl. 0.2 µm Membranfilter), GL14 <i>Kit de compensation de pression pour capuchon à 2 ou 3 ports (filtre à membrane 0.2 µm inclus), GL14</i>	1	36.45	23.70
8.5840.14	Druckausgleichset für 4-Port-Verschluss (0.2 µm inkl. Membranfilter) <i>Kit de compensation de pression pour capuchon 4 ports (filtre à membrane 0.2 µm inclus)</i>	1	36.45	23.70



Multiport-Anschluss-System Capuchons de transfert multiport

Produktinformationen

- Geeignet für DURAN® GL25 / 32 Flaschen (50 ml oder 100 ml Vierkant Laborflasche)
- Die Steckoliven sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3.2 mm (1/8 Zoll) (z. B. PharMed® BPT-Schläuche*) geeignet
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven aus chirurgischem Edelstahl (316L)
- Die verwendeten Materialien sind lebensmittelecht
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vielfach wiederverwendbar und lange Lebensdauer

Données du produit

- Les capuchons sont équipés d'un filetage GL25 / 32 adapté aux petits flacons DURAN® de 50 ou 100 ml (carré)
- Le raccord à tuyau mâle cannelé est adapté aux tubulures d'un diamètre interne de 3.2 mm (1/8"), (par exemple, pour la tubulure BPT PharMed®)
- Les capuchons sont disponibles avec 2, 3 ou 4 ports pour tubulure cannelée en acier inoxydable (316L) de classe chirurgicale
- Les matériaux de fabrication sont certifiés comme homologués pour le contact alimentaire
- Résistance aux hautes températures (jusqu'à 180 °C)
- Autoclavable (à 121 °C / 15 minutes)
- Réutilisable avec une longue durée de vie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5883.01	Roter GL25 PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 2-Ports (Edelstahl) GL25, capuchon à visser rouge, PBT, GL25, insert pour capuchon à visser en PTFE, avec deux ports en inox	1	74.55	48.50
8.5883.15	GL32 Multiport-Anschluss-System mit 2 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 2 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 2 ports DURAN® GL32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 2 cannelures en acier inoxydable	1	89.80	58.35
8.5883.02	GL25, roter PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 3-Ports (Edelstahl) GL25, capuchon à visser rouge, PBT, GL 25, insert pour capuchon à visser en PTFE, avec trois ports en inox	1	77.10	50.15
8.5883.16	GL32 Multiport-Anschluss-System mit 3 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 3 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 3 ports DURAN® GL32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 3 cannelures en acier inoxydable	1	92.35	60.05
8.5883.03	GL25, roter PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 4-Ports (Edelstahl) GL25, capuchon à visser rouge, PBT, GL25, insert pour capuchon à visser en PTFE, avec quatre ports en inox	1	79.65	51.80
8.5883.17	GL32 Multiport-Anschluss-System mit 4 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 4 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 4 ports DURAN® GL32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 4 cannelures en acier inoxydable	1	95.75	62.25


**1 - 3
PORTS**
Produktinformationen

- Das GL45 Anschluss-System kann für DURAN® GL45 Laborflaschen von 100 bis 20'000 ml verwendet werden
- Die ein, zwei bzw. drei Steckoliven an der Innen- und Aussenseite des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 mm geeignet, z. B. Sani-Tech® Ultra (ULTRA-C-312)-Silikonschläuche
- Das Anschluss-System mit einer Steckolive eignet sich für autoklavierbare Medien in Verbindung mit einem sterilen Belüftungs-Kapselfilter
- Durch das frei drehende Edelstahlmittelstück kann die Flasche geöffnet werden, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen
- Die zwei bzw. drei oberen Steckoliven sind abgeschrägt, um das Anbringen der Schläuche zu erleichtern
- Anschlüsse und Mittelstück sind aus Edelstahl vom Typ 316L (1.4404 / S31603) gefertigt
- Alle Teile sind vollständig geschweisst, um Einschlüsse und Hohlräume zu verhindern
- Hygienische, elektropolierte Oberfläche für effiziente Reinigung und Sterilisierung
- Die Silikondichtung (Platin katalysiert, USP <88> Class VI) und der rote GL45 Schraubverschluss aus PBT sorgen für einen flüssigkeitsdichten Verschluss
- Breiter Temperatureinsatzbereich (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vollständig nachverfolgbar durch Retrace Code


**Anschluss-System
Système de raccord**
Données du produit

- Le capuchon à raccord GL45 peut être utilisé pour toutes les tailles de flacons DURAN® GL45, de 100 à 20'000 ml
- Les raccords (un, deux ou trois) à tuyau mâle cannelé qui se trouvent à la fois en haut et en bas de l'ensemble conviennent parfaitement pour une tubulure flexible de 8 mm de diamètre interne, notamment pour la tubulure en silicone Sani-Tech® Ultra (ULTRA-C-312)
- Le capuchon à 1 port convient à l'autoclavage de produit si un filtre à capsule de purge d'air stérile est utilisé
- Le centre en acier inoxydable pivotant sans encombre permet de dévisser le flacon sans avoir à déconnecter la tubulure
- Les deux ou trois raccords du haut sont légèrement écartés pour faciliter la fixation de la tubulure
- Le corps et les raccords sont fabriqués en acier inoxydable Type 316L (1.4404 / S31603)
- Tous les composants sont entièrement soudés pour éviter la présence de particules contaminantes dans les interstices
- La surface électropoliée hygiénique permet un nettoyage et une stérilisation efficaces
- L'étanchéité aux liquides est assurée par un (Platine catalysée, USP <88> Class VI) joint en silicone et par le bouchon à visser PBT rouge GL45
- Large gamme de températures d'utilisation (jusqu'à 180 °C)
- Autoclavable (à 121 °C / 15 minutes)
- Avec code de traçabilité pour un suivi facile


**4
PORTS**
Produktinformationen | Données du produit

- Die 4 Steckoliven sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innen-Ø von 6.4 mm geeignet. Dies entspricht einem Schlauchtyp der Grösse A gemäss der SDD Initiative und ermöglicht den problemlosen Anschluss von Pufferbeuteln, Mischsystemen usw.
- Les 4 raccords enfichables sont conçus pour le raccordement de tuyaux flexibles avec un Ø intérieur de 6.4 mm. Cela correspond à un type de tuyau de taille A selon l'initiative SDD et permet de raccorder facilement des sacs tampons, systèmes de mélange, etc.

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5883.09	rot rouge	1 Edelstahl-Steckolive à 1 port	GL45	1	330.95	215.00
8.5883.10	rot rouge	2 Edelstahl-Steckoliven à 2 ports	GL45	1	328.80	214.00
8.5883.11	rot rouge	3 Edelstahl-Steckoliven à 3 ports	GL45	1	328.80	214.00
8.5883.12	blau bleu	4 Edelstahl-Steckoliven à 4 ports	GL45	1	447.35	291.00



Rührreaktor Réacteur avec agitateur

Produktinformationen

Der GL45 Rührreaktor eignet sich für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien. Die Rührwelle ist für 500 und 1'000 ml DURAN® GL45 Laborglasflaschen variabel einsetzbar. Einsatz bis 500 U/min möglich. Deutlich verbesserte Durchmischung gegenüber Standard-Magnetrührfisch.

- Kompatibel mit den bewährten DURAN® Anschluss-Systemen
- Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1.6 mm und 6.0 mm möglich
- Vollständig autoklavierbar
- Mediumberührende Teile vollständig FDA-konform
- Erhältlich mit oder ohne Flasche
- Beispielhafte Anwendungen: Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen in einer DURAN® GL45 Laborflasche

Données du produit

Le réacteur avec agitateur GL45 est adapté aux divers processus de mélange en laboratoire. L'onde d'agitation variable est utilisable avec les flacons de laboratoire DURAN® GL45 de 500 et 1'000 ml. Utilisation possible jusqu'à 500 tr/min. Améliore fortement le mélange en comparaison avec les mélangeurs magnétiques standard.

- Compatible avec les systèmes éprouvés de raccord DURAN®
- Utilisable avec des tuyaux flexibles de diamètre compris entre 1.6 mm et 6.0 mm
- Intégralement autoclavable
- Parties en contact avec le milieu totalement conformes aux normes FDA
- Livraison avec ou sans flacon
- Exemples d'application : mélange de liquides ou dissolution de matières solides dans un flacon

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1390.01	Ersatzschraubverschluss (blau) 2-Port GL, PP für GL45 Rührreaktor (ohne Rührer), mit GL14 Verschraubung (PP) Capuchon à visser de rechange (bleu) pour GL45, réacteur avec agitateur, PP, avec capuchon à visser GL14 (PP)	1	86.40	56.15
8.1391.01	Spreiz-Flügel-Rührer für GL45 Rührreaktor, inkl. Welle Agitateur avec deux ailettes rétractables pour réacteur agité GL45, avec arbre	1	320.30	208.00
8.1395.02	GL45 Rührreaktor-Set inkl. 500 ml DURAN® GL45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL14 (rot) Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL45, 500 ml, capuchon à visser GL14 (PP), 2 capuchons à visser GL14 (PBT) (rouge)	1	429.10	280.00
8.1396.01	GL 45 Rührreaktor-Set inkl. 1'000 ml DURAN® GL45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL14 (rot) Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL45, 1'000 ml, capuchon à visser GL14 (PP), 2 capuchons à visser GL14 (PBT) (rouge)	1	445.65	290.00



Laborflaschen YOUTILITY
Flacon de laboratoire YOUTILITY

Produktinformationen

- Speziell geformte Griffmulden sorgen für ein einfacheres und sicheres Handling
- Das optimierte Gewinde ermöglicht ein schnelleres Öffnen und Schliessen der Flasche und ist kompatibel mit allen GL45 Verschlüssen und anderem Zubehör
- Die schlankere Form der Flasche führt zu einer platzsparenden Nutzung beim Einsatz in Autoklaven und Labor Kühlschränken
- Die auf den Flaschen markierte Etikettierungsfläche passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN® YOUTILITY Etiketten
- Optimierte Skala zeigt das Nennvolumen der Flasche, was eine schnellere Identifizierung des Gesamtvolumens ermöglicht
- Hergestellt aus dem bewährten DURAN® Borosilikatglas 3.3. (Glastyp I) bietet die Flasche wie gewohnt eine sehr gute chemische Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit
- Der aufgedruckte Retrace Code ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit der Flasche
- Jede DURAN® YOUTILITY Flasche wird als Komplettsystem mit einem Ausgiessring (cyan, Polypropylen) und einem GL45 Schraubverschluss (zyan, Polypropylen) geliefert

Données du produit

- Des zones de préhension spécialement conçues sur les deux côtés du flacon pour une manipulation plus facile et plus sûre
- Avec le nouveau filetage du flacon YOUTILITY, ouvrir ou fermer le flacon est nettement plus rapide. Le filetage est totalement compatible avec les bouchons DIN GL45 et autres accessoires
- La forme plus mince du flacon YOUTILITY permet de mieux utiliser l'espace restreint dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire
- Une zone d'étiquetage prédéfinie est adaptée aux nouvelles étiquettes autocollantes dédiées pour flacon DURAN® YOUTILITY
- Un volume nominal est affiché en haut de l'échelle de graduation facile à lire afin de déterminer rapidement les volumes
- Une gamme de flacons de taille séquentielle est disponible dans les quatre volumes courants de 125, 250, 500 et 1'000 ml
- Le corps du flacon en verre est moulé à partir du verre neutre borosilicaté 3.3 éprouvé de type 1 DURAN® conforme à la pharmacopée. Le verre DURAN® offre une très bonne résistance chimique et une haute résistance à la température
- Chaque flacon DURAN® YOUTILITY livré constitue un système complet, avec sa bague de déversement (polypropylène cyan) et son capuchon GL 45 (polypropylène cyan)

ART.-NR.	FARBE	VOL.	GEWINDE	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	FILETAGE	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.28	klar clair	125 ml	GL45	55 x 124 mm	4	45.60	27.15
8.5817.36	klar clair	250 ml	GL45	66 x 158 mm	4	51.00	30.50
8.5817.44	klar clair	500 ml	GL45	78 x 193 mm	4	63.40	37.95
8.5817.54	klar clair	1'000 ml	GL45	93 x 253 mm	4	89.40	53.40
8.5827.28	braun brun	125 ml	GL45	55 x 124 mm	4	148.80	96.70
8.5827.36	braun brun	250 ml	GL45	66 x 158 mm	4	205.80	133.80
8.5827.44	braun brun	500 ml	GL45	78 x 193 mm	4	266.00	173.00
8.5827.54	braun brun	1'000 ml	GL45	93 x 253 mm	4	326.20	212.00

Zubehör / Accessoires



Membranschraubverschlüsse mit Belüftung Capuchon à visser avec membrane ventilation

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	FARBE	POREN	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	PORES	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.2911.04	blau bleu	0.2 µm	GL45	4	37.75	24.90



Schraubverschluss & Ausgießring Capuchon à visser & bague de déversement

Produktinformationen

Schraubverschluss und Ring sind aus lebensmittelverträglichem Polypropylen hergestellt und vollständig wiederverwendbar.

Données du produit

Le capuchon à visser et la bague de déversement sont fabriqués à partir d'un polypropylène de qualité alimentaire et sont entièrement réutilisables.

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.01	blau bleu	Schraubverschluss Capuchon à visser GL45, PP	10	29.50	19.20
8.5817.02	blau bleu	Ausgießring GL45, PP Bague de déversement GL 45, Polypropylène	16	13.60	8.80



YOUTILITY Kennzeichnungsringe L'anneau de marquage YOUTILITY

Produktinformationen

- Die farbigen Kennzeichnungsringe aus Silikon können einfach und sicher auf den Flaschenhals aufgebracht werden
- Die Ringe sind in verschiedenen Farben erhältlich und dienen der persönlichen Kennzeichnung von Flaschen sowie der eindeutigen Identifizierung
- Die elastischen Kennzeichnungsringe passen auf jeden GL45 Flaschenhals und können auch aufgebracht werden, wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist

Données du produit

- Les anneaux de marquages colorés en silicone pour flacon GL 45 peuvent être facilement et solidement attachés autour du goulot du flacon YOUTILITY
- Les anneaux de marquages pour flacon sont disponibles dans de nombreuses couleurs distinctes afin de personnaliser facilement le flacon et de l'identifier sans ambiguïté
- Les anneaux élastiques pour flacon s'adaptent autour de n'importe quel goulot de flacon DIN GL45 et peuvent même être appliqués avec le capuchon à visser en place

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.03	je 2 Stk. blau, lila, grün, rot, orange, gelb, schwarz, weiss par 2 pcs bleu, lilas, vert, rouge, orange, jaune, noir, blanc	16 (SET)	36.80	23.90
8.5817.04	rot rouge	20	46.00	29.90
8.5817.05	orange orange	20	46.00	29.90
8.5817.06	gelb jaune	20	46.00	29.90
8.5817.07	grün vert	20	46.00	29.90
8.5817.08	blau bleu	20	46.00	29.90
8.5817.09	lila lilas	20	46.00	29.90
8.5817.10	schwarz noir	20	46.00	29.90
8.5817.11	weiss blanc	20	46.00	29.90



Etiketten Etiquettes autocollantes

ART.-NR.	FARBE	H x B	SELBSTKLEBEND	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	H x L	AUTO-ADHÉSIF	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5827.94	klar clair	36 x 70 mm	✓	100	28.25	18.35

Tilt

Laborflaschen TILT Flacon de laboratoire TILT



Produktinformationen

- Die DURAN® TILT Flasche kann in der gekippten 45 ° TILT-Position verwendet werden und ist daher hervorragend zum Pipettieren geeignet. Das neue innovative Design ermöglicht ein steriles, einfaches und unkompliziertes Arbeiten
- Die Öffnung GL 56 bietet zum leichteren Pipettieren eine um 100 % grössere Fläche als die Standardöffnung GL 45. Somit ist auch der Einsatz von grossvolumigen Pipetten (100 ml) problemlos möglich, und Verunreinigungen können dadurch vermieden werden
- Der optimierte ergonomisch geformte Schraubverschluss GL 56, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Polypropylen, ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schliessen
- Die Flasche ist vakuumfest und somit ideal geeignet zur sicheren Filtersterilisation von Medien
- Die stapelbare und platzsparende Flaschenform eignet sich perfekt für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zur Erwärmung der Medien im Wasserbad
- Die niedrige Flaschenhöhe ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung in Biosicherheitsbänken und unter Reinlufthauben
- Auf Grund der doppelten Skalierung ist das enthaltene Volumen von beiden Seiten gut sichtbar – sowohl in der aufrechten als auch in der gekippten Position
- Hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas 3.3, einem praxiserprobten und bewährten Werkstoff, der als nicht-zytotoxisch zertifiziert ist (nach ISO 10993-5:2009) und weder mit Lösungen noch mit Feststoffen reagiert – Zellkulturmedien bleiben somit unbeeinträchtigt. DURAN® Borosilikatglas 3.3 ist wiederverwendbar und senkt dadurch die Kosten im Produktlebenszyklus

Données du produit

- La bouteille TILT offre une position inclinée à 45 ° pour le pipetage - une exclusivité. Grâce au design novateur, vous accédez aux meilleures pratiques d'asepsie et d'ergonomie
- Pour faciliter le pipetage, l'embouchure GL 56 présente une ouverture 100 % plus grande que l'embouchure GL 45 standard
- Elle accueille facilement les plus grandes pipettes sérologiques tout en évitant la moindre contamination
- De forme ergonomique, le bouchon vissé GL 56 assure une ouverture et une fermeture aisées. En polymère non-cytotoxique
- Bouteille en verre résistante au vide pour la stérilisation filtrée en toute sécurité du milieu
- Forme compacte pour le stockage frigorifique et le chauffage du milieu au bain-marie
- De hauteur réduite, la bouteille se montre pratique dans les postes de sécurité microbiologique
- Indicateurs pratiques de volume incliné
- Fabrication en verre borosilicate 3.3 DURAN®, un matériau fiable et éprouvé, certifié non-cytotoxique (selon la norme ISO 10993-5:2009). Le verre DURAN® ne laisse s'échapper aucune molécule organique susceptible d'affecter la culture des cellules. Le verre borosilicate 3.3 est réutilisable, ce qui réduit les coûts du cycle de vie.

ART.-NR.	FARBE	VOL.	GEWINDE	HÖHE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	FILETAGE	HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.44	klar clair	500 ml	GL56	151 mm	4	91.60	48.35



Membranschraubverschlüsse mit Entlüftung Capuchon à visser avec membrane d'aération

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	FARBE	POREN	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	PORES	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.2911.05	weiss blanc	0.2 µm	GL56	4	40.60	26.40



→ Ohne Membran
Sans membrane

Schraubverschluss Capuchon à visser

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.17	weiss blanc	GL56	10	33.50	21.80



Gewindeadapter Adaptateur de filetage

Produktinformationen

Der wiederverwendbare Gewindeadapter (aussen GL45 / innen GL56) verbindet die DURAN® TILT Flasche mit der Vakuum-Filtereinheit. Der Adapter wird aus inertem PTFE hergestellt und kann bei 300 °C autoklaviert sowie sterilisiert werden.

Données du produit

L'adaptateur fileté réutilisable (extérieur GL45 / intérieur GL56) relie la bouteille DURAN® TILT à l'unité de filtration sous vide. L'adaptateur est fabriqué en PTFE inerte et peut être stérilisé à l'autoclave à 300 °C.

ART.-NR.	FARBE	Ø	HÖHE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	Ø	HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.15	weiss blanc	65 mm	46 mm	1	55.20	35.90



Etiketten für Schraubverschluss Étiquettes à bouchon

ART.-NR.	FARBE	Ø	MATERIAL	SELBSTKLEBEND	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	Ø	MATÉRIEL	AUTO-ADHÉSIF	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.16	weiss blanc	40 mm	PS	✓	60	23.30	15.15



Lichtschutzhülle Housse anti-lumière

Produktinformationen

Die DURAN® TILT Lichtschutzhülle besteht aus weissem Silikon und bedeckt 94 % der Flaschenoberfläche. Die Hülle hat mehrere Schutzfunktionen: Sie verhindert die Einflüsse durch ultraviolettes (UV) Licht, sie schützt die Glasoberfläche vor Beschädigungen und erhöht die Griffsicherheit. Silikon bietet besonders dann einen guten Halt, wenn die Flasche zur Flächendesinfektion mit 70 %igem Alkohol besprüht wurde.

Données du produit

La housse de protection contre la lumière DURAN® TILT est en silicone blanc et couvre 94 % de la surface de la bouteille. Le couvercle a plusieurs fonctions de protection : il empêche l'influence de la lumière ultraviolette (UV), il protège la surface du verre contre les dommages et augmente l'adhérence. Le silicone offre une bonne prise en main, surtout lorsque la bouteille a été vaporisée avec de l'alcool à 70 % pour la désinfection des surfaces.

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.10	weiss blanc	Lichtschutzhülle, inkl. 4 Bottle-Tags Housse anti-lumière incl. 4 étiquettes de bouteille	4	41.60	27.05



TILT Kennzeichnungsringe L'anneau de marquage pour TILT

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5819.11	orange orange	20	46.00	29.85
8.5819.12	gelb jaune	20	46.00	29.85
8.5819.13	blau bleu	20	46.00	29.85
8.5819.14	violett violette	20	46.00	29.85



Die Flaschen bieten vollen Schutz für empfindliche und wertvolle Pharmazeutika
Les bouteilles offrent une protection totale pour les produits pharmaceutiques fragiles et précieux

Pure

PURE Flaschen DURAN® Bouteilles PURE DURAN®

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas 3.3 Typ I
- Sehr gute chemische- und Temperatureigenschaften
- Gasdicht, nahezu inert, chemisch beständig
- Nicht porös
- Sehr gute Beständigkeit gegen wässrige Lösungen
- Chargengeführt und 100 % rückverfolgbar
- Konformitätsbestätigt nach den gültigen Pharmakopoen USP Klasse VI, Ph.EUR und JP mit CoA
- Registriert bei der FDA als Verpackungsmaterial Typ III

Données du produit

- *En verre borosilicaté 3.3 type I*
- *Très bonnes propriétés chimiques et thermiques*
- *Étanche aux gaz, presque inerte, résistant aux produits chimiques*
- *Non poreux*
- *Très bonne résistance aux solutions aqueuses*
- *Tracé des lots et traçabilité à 100 %*
- *Confirmation de conformité aux pharmacopées en vigueur USP classe VI, Ph.EUR et JP avec CoA*
- *Enregistré auprès de la FDA comme matériau d'emballage de type III*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	VOL.	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	VOL.	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5881.41	klar <i>clair</i>	25 ml	GL25	10	142.00	82.40
8.5881.42	klar <i>clair</i>	100 ml	GL45	10	130.00	75.40
8.5881.43	klar <i>clair</i>	250 ml	GL45	10	146.50	85.00
8.5881.44	klar <i>clair</i>	500 ml	GL45	10	176.50	102.35
8.5881.45	klar <i>clair</i>	1'000 ml	GL45	10	256.50	148.75
8.5881.46	klar <i>clair</i>	2'000 ml	GL45	10	587.50	340.00
8.5881.47	klar <i>clair</i>	5'000 ml	GL45	1	246.70	143.10
8.5881.48	klar <i>clair</i>	10'000 ml	GL45	1	423.00	245.00
8.5881.49	klar <i>clair</i>	20'000 ml	GL45	1	909.65	527.00
8.5882.41	braun <i>brun</i>	25 ml	GL25	10	366.00	213.00
8.5882.42	braun <i>brun</i>	100 ml	GL45	10	417.00	242.00
8.5882.43	braun <i>brun</i>	250 ml	GL45	10	596.00	345.00
8.5882.44	braun <i>brun</i>	500 ml	GL45	10	740.00	430.00
8.5882.45	braun <i>brun</i>	1'000 ml	GL45	10	936.50	544.00
8.5882.46	braun <i>brun</i>	2'000 ml	GL45	10	1'404.50	814.00
8.5882.47	braun <i>brun</i>	5'000 ml	GL45	1	399.20	232.00
8.5882.48	braun <i>brun</i>	10'000 ml	GL45	1	591.10	343.00
8.5882.49	braun <i>brun</i>	20'000 ml	GL45	1	1'051.25	610.00



Zubehör / Accessoires

für PURE Flaschen / pour les bouteilles PURE



Schraubverschlüsse Fermetures

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Schraubverschlüsse mit Dichtung für PURE Flaschen Bouchons à visser avec joint pour bouteilles PURE				
8.8130.01	GL25 PE-gebeutel <i>Sachet en PE</i>	5	49.50	32.20
8.8867.01	GL45 PE-gebeutel <i>Sachet en PE</i>	5	97.75	63.55
8.8628.01	GL45 PFA	5	121.25	78.80

Schraubverschlüsse PFA ohne Dichtung für PURE Flaschen Bouchons à visser PFA sans joint pour bouteilles PURE				
8.5885.25	Für volle Funktionalität zusammen mit 8.4814.56 verwenden <i>Pour une fonctionnalité complète, utiliser avec 8.4814.56</i>	5	38.75	25.15
8.5885.45	Für volle Funktionalität zusammen mit 8.4829.58 verwenden <i>Pour une fonctionnalité complète, utiliser avec 8.4829.58</i>	5	80.00	52.00



Silikon-Dichtungen Joints en silicone

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	Ø.	HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	EXÉCUTION	Ø	HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.4814.56	GL25	23.5 mm	3.1 mm	10	44.00	28.65
8.4829.58	GL45	43.1 mm	3.1 mm	10	80.00	52.00



Ausgiessring Bague de déversement

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MATERIAL	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	EXÉCUTION	MATÉRIAU	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.8867.05	GL45	PFA	5	52.00	33.80



HPLC-Reservoir-Flasche GL 45 mit konischem Boden DURAN® Bouteille réservoir CLHP GL 45 avec fond conique DURAN®

Produktinformationen

- Das optimierte konische Design ermöglicht die sicherste und effizienteste Zuführung von mobiler Phase zu HPLC-Analysatoren
- Retrace Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungsladung

Données du produit

- *La conception conique optimisée permet l'acheminement le plus sûr et le plus efficace de la phase mobile vers les analyseurs CLHP*
- *Retrace Code, et certificat pour la traçabilité des lots de fabrication*

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	AUSSEN-D X HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	FILETAGE	D EXT. X HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2184.10	1'000 ml	GL45	110 x 295 mm	1	313.40	204.00
8.2184.11	2'000 ml	GL45	145 x 309 mm	1	390.10	254.00
8.2184.12	5'000 ml	GL45	190 x 386 mm	1	646.80	420.00



Filtrationsgerät DURAN® Appareil de filtration DURAN®

Produktinformationen

- Ansatz NS 45/40 mit Rohranschluss GL14
- Adapterplatte aus PTFE
- Filterplatte mit Glasrand, Durchmesser 50 mm
- Schlitzsieb-Platte, Durchmesser 48 mm
- Eloxiertes Aluminiumklammer
- Gerade Kunststoff-Tülle aus PP mit Silikondichtung GL14
- Schraubverschluss aus rotem PBT GL14

Données du produit

- *Embout NS 45/40 avec raccordement pour tuyau GL14*
- *Plaque adaptatrice en PTFE*
- *Plaque filtrante bord en verre diamètre 50 mm*
- *Plaque selon Büchner à fentes diamètre 48 mm*
- *Pince aluminium éloxé*
- *Olive en matière plastique, droit en PP avec joint en silicone GL14*
- *Capuchon de fermeture à visser en PBT rouge GL14*

ART.-NR.	VOL.	GRADUIERUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	GRADUATION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1054.02	1'000 ml	250 ml	1	821.55	534.00
8.1054.03	2'000 ml	500 ml	1	971.20	631.00



Flaschentragesystem GL 45 Système de transport de flacon GL 45

Produktinformationen

Das neue modulare Tragesystem für Standard-Laborflaschen mit GL 45 Gewinde ist passend für vier Flaschengrößen: 2, 5, 10 und 20 Liter. Mit seinem ergonomischen Design fördert es Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz und ermöglicht das einfache, sichere Transportieren von Flaschen im Labor- und Produktionsbereich. Das Ausgießen von Flüssigkeiten aus grösseren Flaschen wird damit bequemer und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar.

Données du produit

Le nouveau système modulaire de transport de flacon est adapté aux flacons de laboratoire standard à col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacon: 2, 5, 10 et 20 litres. Ergonomique, il présente des avantages en termes de santé et de sécurité de l'utilisateur et permet de transporter les flacons en toute sécurité dans le laboratoire ou sur le site de production. Il facilite le versement de liquide à partir de flacons de grande taille, en toute sécurité. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables.

ART.-NR.	FARBE	GEEIGNET FÜR	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	CONVIENT POUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2928.00	blau bleu	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	36.60	23.80
8.2928.01	violett violette	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	36.60	23.80
8.2928.02	rot rouge	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	36.60	23.80
8.2928.03	gelb jaune	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	36.60	23.80
8.2928.04	gelb jaune	5 Liter Flaschen Bouteilles de 5 litres	1	149.65	97.25
8.2928.05	gelb jaune	10 Liter Flaschen Bouteilles de 10 litres	1	157.15	102.15
8.2928.06	gelb jaune	20 Liter Flaschen Bouteilles de 20 litres	1	213.15	138.55



FÜR TRANSPORTWAGEN
POUR LA DOLLY

Silicon Flaschenbodenschutz Support de base silicone

ART.-NR.	FARBE	GEEIGNET FÜR	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	CONVIENT POUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2928.10	gelb jaune	Transportwagen 10 L Dolly Metal 10 L	1	34.05	22.15
8.2928.11	gelb jaune	Transportwagen 20 L Dolly Metal 20 L	1	81.50	52.95



Enghalsflaschen Flacons à col étroit

Produktinformationen

- Mit UN-Zulassung
- Aus HD-PE
- Zum Transport gefährlicher Flüssigkeiten geeignet
- Vertieftes Etikettierfeld bei 1'000 und 2'500 ml
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von -40 bis +110 °C

Données du produit

- Avec homologation UN
- En HD-PE
- Convient au transport de liquides dangereux
- Zone d'étiquetage en creux pour 1'000 et 2'500 ml
- Bonne résistance aux produits chimiques
- Résiste à des températures de -40 à +110 °C

ART.-NR.	FARBE	VOL.	B x T x H	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	L x P x H	FILETAGE.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0134.01	natur <i>nature</i>	500 ml	77 x 77 x 176.5 mm	GL45	1	3.85	3.25
15.0134.02	natur <i>nature</i>	1'000 ml	96 x 96 x 211.8 mm	GL45	1	11.70	9.95
15.0134.03	natur <i>nature</i>	2'500 ml	127 x 127 x 282 mm	GL45	1	12.40	10.55
15.0134.04	schwarz <i>noir</i>	500 ml	77 x 77 x 176.5 mm	GL45	1	3.85	3.25
15.0134.05	schwarz <i>noir</i>	1'000 ml	96 x 96 x 211.8 mm	GL45	1	7.05	6.00
15.0134.06	schwarz <i>noir</i>	2'500 ml	127 x 127 x 282 mm	GL45	26	386.90	329.00



Verschlüsse für Enghalsflaschen Fermetures pour flacons à col étroit

Produktinformationen

- Mit UN-Zulassung
- Aus PP
- Gewinde GL45

Données du produit

- Avec homologation UN
- En PP
- Filetage GL45

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0134.10	schwarz / rot <i>noir / rouge</i>	Typ GSVs - Glockenverschluss PP, mit Originalitätsring, Napfdichtung, Teflon-einlage <i>Type GSVs - Fermeture facile, avec bague d'originalité et joint Teflon</i>	1	3.85	3.25
15.0134.13	rot / rot <i>rouge / rouge</i>	Typ GSVr - Glockenverschluss PP, mit Entgasung, Originalitätsring, Napfdichtung, gelochte Teflon-Einlage <i>Type GSVr - Fermeture en forme de cloche en PP, avec dégazage, bague d'originalité en PP rouge, joint et insert en Teflon</i>	1	6.15	5.20



Serumflaschen Flacons à sérum

Produktinformationen

- Ideal für lang- und kurzzeitige Probenlagerung, Gefriertrocknung und als Behälter für Impfstoffe / injizierbare Arzneimittel
- Für die meisten Lyophilisationsanwendungen geeignet
- Klarglas-Flaschen bestehen aus WHEATON 400 Borosilikat-Hohlglas, Braunglas-Flaschen bestehen aus WHEATON 500 Borosilikatglas
- Modular aufgeteilte Schrumpffolienverpackung für verringerte Glasbruchgefahr

Données du produit

- *Idéal pour le stockage d'échantillon à court et long termes, la lyophilisation et comme contenant de vaccins médicamenteux injectables*
- *Compatible avec la plupart des applications de lyophilisation*
- *Verre borosilicaté conforme avec les exigences USP Type I*
- *Flacons clairs en verre moulé borosilicaté WHEATON 400, flacons ambrés en verre borosilicaté WHEATON 500*
- *Module avec séparateurs, emballés sous film plastique rétractable minimisant la casse*

ART.-NR.	FARBE	VOL.	HALS-D	D x H	PASSENDEN RACK	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	D-COL	D x H	RACK COMPATIBLE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2237.12	klar clair	2 ml	7 x 13 mm	15.6 x 36 mm	8.8688.10	288	306.70	200.00
8.2237.38	klar clair	5 ml	13 x 20 mm	23 x 47 mm	8.8688.05	288	335.50	218.00
8.2237.39	klar clair	10 ml	13 x 20 mm	25 x 54 mm	8.8688.06	288	459.65	299.00
8.2237.42	klar clair	20 ml	13 x 20 mm	32 x 58 mm	–	288	560.45	364.00
8.2237.43	klar clair	30 ml	13 x 20 mm	37 x 63 mm	–	288	688.60	448.00
8.2237.45	klar clair	50 ml	13 x 20 mm	43 x 73 mm	–	288	880.15	572.00
8.2237.46	klar clair	60 ml	13 x 20 mm	41 x 91 mm	–	144	489.25	318.00
8.2237.47	klar clair	100 ml	13 x 20 mm	52 x 95 mm	–	144	673.55	438.00
8.2237.48	klar clair	125 ml	13 x 20 mm	54 x 107 mm	–	144	944.05	614.00
8.2237.60	braun brun	5 ml	13 x 20 mm	23 x 47 mm	8.8688.05	288	588.55	383.00
8.2237.61	braun brun	10 ml	13 x 20 mm	25 x 54 mm	8.8688.06	288	658.80	428.00
8.2237.62	braun brun	20 ml	13 x 20 mm	32 x 58 mm	–	288	739.00	480.00
8.2237.63	braun brun	30 ml	13 x 20 mm	37 x 63 mm	–	288	904.75	588.00
8.2237.64	braun brun	50 ml	13 x 20 mm	43 x 73 mm	–	288	1'175.20	764.00
8.2237.66	braun brun	100 ml	13 x 20 mm	52 x 95 mm	–	144	870.25	566.00



Valumetric™ Flasche mit Graduierung Flacon gradué Valumetric™

ART.-NR.	FARBE	VOL.	VERSCHLUSS	MATERIAL	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	BOUCHON	MATÉRIEL	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2640.02	klar clair	30 ml	33 - 400	Schwarzes Phenolharz Phénoplaste noir	34 x 68 mm	48	122.40	80.60
8.2633.37	klar clair	30 ml	33 - 400	Polypropylen weiss Polypropylène blanc	34 x 68 mm	48	139.70	92.20



Serumflasche mit Graduierung Flacon à sérum gradué

Produktinformationen

- Erhabene Graduierung zur ungefähren Inhaltsangabe in Millilitern
- Verschliessbar mit Standardstopfen und Dichtungen
- Hergestellt aus WHEATON 400 Borosilikatglas, das den Anforderungen an USP Typ I entspricht

Données du produit

- *Graduations en relief indiquant la contenance approximative en millilitres*
- *Compatible avec les bouchons et capsules standard*
- *En verre borosilicaté WHEATON 400 conforme avec les exigences USP Type I*

ART.-NR.	FARBE	VOL.	HALS-D	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	D-COL	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2239.50	klar <i>clair</i>	250 ml	15 x 30 mm	60 x 158 mm	35	358.75	233.00
8.2239.52	klar <i>clair</i>	500 ml	15 x 30 mm	75 x 190 mm	24	325.20	212.00

1
8.2240.07



2
8.2240.37



1 Serumflasche Polypropylen Flacon à sérum polypropylène

2 Serumflasche HDPE Flacon à sérum HDPE

ART.-NR.	FARBE	VOL.	HALS-D	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	D-COL	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2240.07	klar <i>clair</i>	3 ml	7 x 13 mm	17 x 38 mm	500	456.75	296.00
8.2240.37	klar <i>clair</i>	120 ml	13 x 20 mm	47 x 103 mm	100	280.00	182.00

Mit Schraubverschluss
Avec bouchon à visser

1
8.2595.57



2
8.2607.76



1 Standard Weithalsflasche Flacon à col large standard

2 Weithals-Verpackungsflasche Flacon à col large

ART.-NR.	FARBE	VOL.	HALS-D	D x H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	D-COL	D x H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2595.57	klar <i>clair</i>	4'000 ml	89 - 400 mm	157 x 256 mm	4	65.60	43.35
8.2607.76	braun <i>brun</i>	30 ml	28 - 400 mm	37 x 65 mm	24	53.50	35.50



Mediumflaschen Flacons pour milieux de culture

Produktinformationen

- Aus Polyethylenterephthalat (PET) hergestellt
- Strahlensterilisiert & mit Graduierung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA
- Frei von nachweisbaren Endotoxinen
- Frei von zytotoxischen Substanzen

Données du produit

- En polyéthylène téréphthalate (PET)
- Stérilisation par irradiation & avec graduation
- Analyse pour détection ADNase, ARNase et ADN humain
- Exempt d'endotoxines détectables
- Exempt de substances cytotoxiques

ART.-NR.	VOL.	STERIL	FORM	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	STÉRILE	FORME	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.951 710	100 ml	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	100	160.20	96.15
7.950 710	500 ml	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	50	132.85	79.70
7.952 710	1'000 ml	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	24	92.85	55.70



Schraubgewindgläser / Pulvisgläser Flacons à visser / Flacons Pulvis

Produktinformationen

- Aus Klar- oder Braunglas
- Weithals
- Mit Schraubverschluss aus Harnstoff

Données du produit

- En verre clair ou brun
- Col large
- Avec bouchon à visser en carbamide noir

ART.-NR.	VOL.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9240.00	10 ml	klar <i>clair</i>	160	238.40	190.70
8.9242.00	10 ml	braun <i>brun</i>	255	275.40	220.30



Steilbrust Rundflaschen Flacons en verre ronds

ART.-NR.	VOL.	HÖHE	FARBE	VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	HAUTEUR	COULEUR	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9254.02	50 ml	81 mm	klar <i>clair</i>	✓	99	188.10	150.00
8.9254.04	100 ml	96 mm	klar <i>clair</i>	✓	88	127.60	102.10
8.9254.10	200 ml	118 mm	klar <i>clair</i>	✓	28	119.70	95.75
8.9254.12	250 ml	133 mm	klar <i>clair</i>	✓	51	121.40	97.30
8.9254.14	500 ml	161 mm	klar <i>clair</i>	✓	33	114.20	91.35
8.9254.16	1'000 ml	206 mm	klar <i>clair</i>	✓	14	68.90	55.10
8.9258.04	100 ml	96 mm	klar <i>clair</i>	–	88	108.25	86.60
8.9258.10	200 ml	119 mm	klar <i>clair</i>	–	63	109.00	87.20
8.9258.12	250 ml	133 mm	klar <i>clair</i>	–	51	112.70	90.15
8.9258.14	500 ml	161 mm	klar <i>clair</i>	–	33	122.10	97.70
8.9258.16	1'000 ml	206 mm	klar <i>clair</i>	–	14	63.55	50.85
8.9250.01	30 ml	35 x 71 mm	braun <i>brun</i>	✓	192	180.50	144.40
8.9250.02	50 ml	41 x 81 mm	braun <i>brun</i>	✓	99	107.90	86.35
8.9250.03	60 ml	44 x 82 mm	braun <i>brun</i>	✓	105	105.00	84.00
8.9250.04	100 ml	51 x 96 mm	braun <i>brun</i>	✓	88	92.40	74.50
8.9250.08	150 ml	57 x 110 mm	braun <i>brun</i>	✓	70	105.00	84.00
8.9250.10	200 ml	63 x 118 mm	braun <i>brun</i>	✓	60	96.00	76.80
8.9250.12	250 ml	66 x 133 mm	braun <i>brun</i>	✓	51	94.85	75.90
8.9250.16	500 ml	82 x 161 mm	braun <i>brun</i>	✓	33	87.45	69.95
8.9250.18	1'000 ml	102 x 206 mm	braun <i>brun</i>	✓	14	57.00	45.60
8.9253.01	30 ml	35 x 71 mm	braun <i>brun</i>	–	143	135.85	108.70
8.9253.02	50 ml	41 x 81 mm	braun <i>brun</i>	–	99	91.10	72.85
8.9253.04	100 ml	51 x 96 mm	braun <i>brun</i>	–	56	45.15	36.15
8.9253.08	150 ml	57 x 110 mm	braun <i>brun</i>	–	70	93.10	74.50
8.9253.10	200 ml	63 x 118 mm	braun <i>brun</i>	–	60	76.80	61.45
8.9253.12	250 ml	66 x 133 mm	braun <i>brun</i>	–	39	60.80	48.65
8.9253.16	500 ml	82 x 161 mm	braun <i>brun</i>	–	20	39.50	31.60
8.9253.18	1'000 ml	102 x 206 mm	braun <i>brun</i>	–	14	51.10	43.50



«labnews.»

Unsere neuesten Ausgaben finden Sie neu
alle online in unserem eShop!

*Nos dernières éditions sont désormais toutes
disponibles en ligne dans notre boutique eShop !*



Click

TOP AUSWAHL Kurzgewindeflaschen ND9 Glas

TOP SÉLECTION Bouteilles à filetage court ND9 verre

Produktinformationen

Universell einsetzbar auf praktisch allen Autosamplern, damit Rationalisierung anderer 1.5 ml Flaschentypen, z. B. 11 mm Rollrandflaschen, 8 - 425 und 10 - 425 Gewindeflaschen, möglich ist.

Geeignet für die Autosamplern:
Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian,
VWR | Merck Hitachi und Waters®

Données du produit

Utilisation universelle sur pratiquement tous les passeurs d'échantillons pour permettre la rationalisation d'autres types de flacons de 1,5 ml, par exemple les flacons à bord roulé de 11 mm, les flacons filetés 8 - 425 et 10 - 425.

Convient aux échantillonneurs automatiques :
Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian,
VWR | Merck Hitachi et Waters®
















BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0906.82	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.3 ml, 1.hydrol. classe</i>	-	klar clair	flach plat	1'000	534.05	320.00
	8.0906.83	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.3 ml, 1.hydrol. classe</i>	-	braun brun	flach plat	1'000	788.90	473.00
	8.0911.22	Total Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court total Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	0.9 ml	klar clair	flach plat	1'000	1'434.50	861.00
	8.0908.63	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar clair	solider Glassfuss base en verre solide	1'000	712.10	427.00
	8.0908.64	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	braun brun	solider Glassfuss base en verre solide	1'000	766.80	460.00
	8.0912.01	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar clair	flach plat	1'000	506.70	304.00
	8.0913.21	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	braun brun	flach plat	1'000	534.05	320.00
	8.0913.51	«Base Bonded» Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.2 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>Flacon à filetage court avec micro-insert 0.2 ml intégré, 1. hydrol. classe, étiquette + lignes de remplissage</i>	-	klar clair	flach plat	1'000	782.00	469.00
	8.0915.62	«Base Bonded» Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>flacon à filetage court avec micro-insert 0.3 ml intégré, 1. hydrol. classe</i>	-	klar clair	flach plat	1'000	712.10	427.00

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0920.50	«Base Bonded» Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfled + Füllmark. <i>flacon à filetage court avec micro-insert 0.3 ml intégré, 1. hydrol. classe, étiquette + lignes de remplissage</i>	-	klar clair	flach plat	1'000	782.00	469.00
	8.0920.51	«Base Bonded» Kurzgewindeflasche mit integriertem 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfled + Füllmark. <i>flacon à filetage court avec micro-insert 0.3 ml intégré, 1. hydrol. classe, étiquette + lignes de remplissage</i>	-	braun brun	flach plat	1'000	805.00	483.00



... Weitere Varianten finden Sie online | *Vous trouverez d'autres variantes en ligne*

Kunststoff | PP

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0904.46	PP Kurzgewindeflasch, mit Füllmarkierung <i>PP flacons à filetage court, avec marque de remplissage</i>	1.5 ml	klar clair	leicht konkav geformt <i>de forme légèrement concave</i>	1'000	233.00	140.00
	8.0904.47	PP Kurzgewindeflasch, mit Füllmarkierung <i>PP flacons à filetage court, avec marque de remplissage</i>	1.5 ml	braun brun	leicht konkav geformt <i>de forme légèrement concave</i>	1'000	245.40	147.00
	8.0904.68	PP Kurzgewinde Mikroflasche <i>PP Micro-flacon à filetage court</i>	0.7 ml	klar clair	flach <i>plat</i>	1'000	205.40	123.00
	8.0904.69	PP Kurzgewinde Mikroflasche <i>PP Micro-flacon à filetage court</i>	0.3 ml	klar clair	flach <i>plat</i>	1'000	205.40	123.00



... Weitere Varianten finden Sie online | *Vous trouverez d'autres variantes en ligne*



TOP AUSWAHL Kurzgewindeverschlüsse ND9

Produktinformationen

9 mm Kurzgewindekappe mit verdünnter Durchstichstelle










Montierter Kurzgewindeverschluss mit geschlitztem Septum als Penetrationshilfe und zur Vermeidung einer Vakuumbildung bei Mehrfachinjektionen

TOP SÉLECTION Bouchons à visser court ND9

Données du produit

Bouchon à visser court de 9 mm à perforation fine

Bouchons à visser court avec septum fendu comme aide à la pénétration et pour éviter la formation de vide lors d'injections multiples

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0907.75	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm PP SK, transparent, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm	RedRubber / PTFE beige RedRubber / PTFE beige	1'000	205.40	123.00
	8.0907.76	PP SK, blau, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm PP SK, bleu, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm	RedRubber / PTFE beige RedRubber / PTFE beige	1'000	233.00	140.00
	8.0907.77	PP SK, rot, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm PP SK, rouge, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm	RedRubber / PTFE beige RedRubber / PTFE beige	1'000	205.40	123.00
	8.0906.61	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm PP SK, transparent, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm	Silicon weiss / PTFE rot Silicone blanc / PTFE rouge	1'000	233.00	140.00
	8.0901.59	PP SK, blau, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm PP SK, bleu, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm	Silicon weiss / PTFE rot Silicone blanc / PTFE rouge	1'000	233.00	140.00
	8.0906.66	PP SK, rot, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm PP SK, rouge, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm	Silicon weiss / PTFE rot Silicone blanc / PTFE rouge	1'000	233.00	140.00
	8.0906.62	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm PP SK, transparent, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm	Silicon weiss / PTFE blau, geschlitzt Silicone blanc / PTFE bleu, à fente	1'000	369.85	222.00
	8.0901.87	PP SK, blau, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm PP SK, bleu, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm	Silicon weiss / PTFE blau, geschlitzt Silicone blanc / PTFE bleu, à fente	1'000	385.90	232.00
	8.0906.67	PP SK, rot, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm PP SK, rouge, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm	Silicon weiss / PTFE blau, geschlitzt Silicone blanc / PTFE bleu, à fente	1'000	369.85	222.00

... Weitere Varianten finden Sie online | Vous trouverez d'autres variantes en ligne



OEM Filter Vials

Produktinformationen

- Das Filtersystem besteht aus einem internen Einsatz mit einer Membrankammer und einem externen Fläschchen. Standardmässig enthält das Filtersystem Schnappringkappen mit einem Silikon/PTFE-Septum mit Schlitz. Auf Anfrage ist auch ein nicht geschlitztes Septum erhältlich.
- UltraClean Silicon/PTFE-Liner gewährleisten analytisch reine und reproduzierbare Analysenergebnisse
- Die vorbereitete Probe ist bereit für den Analyseprozess
- Erhöhen Sie die Probenintegrität mit All-in-Fläschchen und Filtern
- Reduzieren Sie Abfall durch den Austausch von Spritze, Spritzenfilter, Glasfläschchen und Deckel
- Kompatibel mit fast allen Autosamplern

Données du produit

- *Le système de filtration se compose d'une cartouche interne avec une chambre à membrane et d'un flacon externe. Le système de filtration standard comprend des capuchons à bague d'encliquetage avec un septum en silicone/PTFE à fente. Un septum non fendu est également disponible sur demande.*
- *Les liners UltraClean en silicone/PTFE garantissent des résultats d'analyse analytiquement purs et reproductibles*
- *L'échantillon préparé est prêt pour le processus d'analyse*
- *Augmentez l'intégrité de l'échantillon avec des flacons et des filtres tout-en-un*
- *Réduisez les déchets en remplaçant la seringue, le filtre de la seringue, les flacons en verre et les couvercles*
- *Compatible avec presque tous les Autosamplers*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Farbe	Ø	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	COULEUR	Ø	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1121.42	Membrane RC	grau gris	0.20 µm	100	380.00	228.00
8.1121.43	Membrane RC	schwarz noir	0.45 µm	100	380.00	228.00
8.1121.44	Membrane PVDF	gelb jaune	0.20 µm	100	310.00	186.00
8.1121.45	Membrane PVDF	orange	0.45 µm	100	310.00	186.00
8.1121.46	Membrane Nylon (NY)	hellblau bleu clair	0.20 µm	100	310.00	186.00
8.1121.47	Membrane Nylon (NY)	dunkelblau bleu foncé	0.45 µm	100	310.00	186.00
8.1121.48	Membrane PTFE	pink rose	0.20 µm	100	310.00	186.00
8.1121.49	Membrane PTFE	rot rouge	0.45 µm	100	310.00	186.00
8.1121.50	Membrane PES	hellgrün vert clair	0.20 µm	100	310.00	186.00
8.1121.51	Membrane PES	dunkelgrün vert foncé	0.45 µm	100	310.00	186.00

RC	Regenerierte Zellulose <i>cellulose régénérée</i>
PVDF	Polyvinylidene Fluoride
PTFE	Polyetrafluorethylen
PES	Polyethersulfone



Mit Thiosulfat für Wasseranalysen
Avec thiosulfate de sodium pour analyse des eaux

Vierkantflaschen Bouteilles carrées

Produktinformationen

- A** Schraubverschluss mit Innenlippe
- B** Schraubverschluss mit separater Dichtung
- C** Schraubverschluss mit Stopfen
- D** Originalitätsverschluss mit Innenlippe
- E** Originalitätsverschluss mit Einlagedichtung
- F** Originalitätsverschluss mit Stopfen
- H** Originalitäts-Klappdeckel mit Innenlippe und Sicherheitsring

Données du produit

- A** Bouchon à visser avec rebord interne
- B** Bouchon à visser avec opercule d'étanchéité séparée
- C** Bouchon à visser avec opercule d'étanchéité
- D** Bouchon à visser avec rebord interne et bague d'inviolabilité
- E** Bouchon à visser avec opercule d'étanchéité adaptée et bague d'inviolabilité
- F** Bouchon à visser avec opercule d'étanchéité et bague d'inviolabilité
- H** Bouchon à charnière scellé avec rebord interne et anneau de sécurité

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	THIOSULFAT	L X B X H	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	THIOSULFATE	L X L X H	QUANTITÉ	PRIX	DEALS

Enghalsflaschen, rechteckig | Flacons rectangulaires, col étroit

15.0192.25	E steril stérile	250 ml	20 mg/L	60 x 45 x 155 mm	312	602.15	300.00
15.0193.25*	E steril stérile	250 ml	20 mg/L	60 x 45 x 155 mm	200	461.00	230.00

Enghalsflaschen, quadratisch | Flacons carrés, col étroit

15.0192.50	E steril stérile	500 ml	20 mg/L	70 x 70 x 160 mm	100	223.00	112.00
15.0192.51	H steril stérile	500 ml	20 mg/L	70 x 70 x 148 mm	100	227.50	114.00
15.0192.52	H steril stérile	500 ml	120 mg/L	70 x 70 x 148 mm	100	211.50	106.00
15.0192.61	E steril stérile	1'000 ml	20 mg/L	82 x 82 x 182 mm	77	257.95	129.00
15.0193.50*	E steril stérile	500 ml	20 mg/L	70 x 70 x 160 mm	100	260.00	130.00
15.0193.51*	H steril stérile	500 ml	20 mg/L	70 x 70 x 148 mm	100	265.00	133.00
15.0193.52*	H steril stérile	500 ml	120 mg/L	70 x 70 x 148 mm	100	232.50	116.00

Weithalsflaschen, quadratisch | Flacons carrés, col large

15.0193.53	F steril stérile	500 ml	20 mg/L	75 x 75 x 128 mm	175	864.50	433.00
------------	---------------------------	--------	---------	------------------	-----	--------	---------------

Weithalsflaschen, rechteckig | Flacons rectangulaires, col large

15.0198.31	F steril stérile	1'000 ml	120 mg/L	92 x 77 x 187 mm	85	482.00	266.00
15.0198.35	F steril stérile	1'000 ml	20 mg/L	92 x 77 x 187 mm	90	270.90	136.00
15.0198.45	F steril stérile	2'000 ml	20 mg/L	110 x 77 x 237 mm	50	347.00	174.00

* Einzel verpackt | *Emballage individuel*



Achtkantflaschen
Bouteilles de forme octogonale

Produktinformationen

- Aus PET
- Praktisch unzerstörbar
- Mit weissem Originalitäts-Schraubverschluss aus PE
- Selbstabdichtend
- Halsdurchmesser 28 mm
- Graduiert

Données du produit

- En P.E.T.G.
- Pratiquement incassable
- Avec un bouchon à visser inviolable autojointante blanc en PE
- Auto-étanche
- Diamètre du col 28 mm
- Gradués

ART.-NR.	VOL.	L X B X H	THIOSULFAT	STERIL	ETIKETT	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	L x L x H	THIOSULFATE	STÉRILE	ÉTIQUETTE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0190.26	250 ml	63 x 63 x 135 mm	–	✓		144	267.85	175.00
15.0190.28	250 ml	64 x 64 x 135 mm	–	✓	●	144	288.70	190.00
15.0190.51	500 ml	74 x 74 x 173 mm	–	✓		120	335.40	220.00
15.0190.53	500 ml	76 x 76 x 170 mm	–	✓	●	120	342.00	225.00
15.0190.55	1'000 ml	92.5 x 92.5 x 214 mm	–	✓		48	188.65	125.00
15.0190.65	1'000 ml	96 x 96 x 215 mm	–	✓		48	217.70	143.00
15.0190.66*	1'000 ml	96 x 96 x 214 mm	–	✓		45	216.90	142.00
15.0193.70	250 ml	64 x 64 x 145 mm	20 mg/L	✓		144	331.20	220.00
15.0193.71	250 ml	64 x 64 x 135 mm	120 mg/L	✓		144	338.40	225.00
15.0193.73*	250 ml	64 x 64 x 135 mm	120 mg/L	✓		150	387.00	255.00
15.0193.80	500 ml	76 x 76 x 170 mm	20 mg/L	✓		120	382.20	250.00
15.0193.81	500 ml	76 x 76 x 170 mm	120 mg/L	✓		120	388.20	255.00
15.0193.93*	1'000 ml	96 x 96 x 214 mm	120 mg/L	✓		48	494.40	325.00

* Einzel verpackt | *Emballage individuel*

● Water sampling bottle

ilmac
LAUSANNE
18. - 19. SEPT. 2024



Azlon® Spritzflaschen Azlon® Flacons pissettes

Produktinformationen

- Die mehrsprachigen Azlon®-Spritzflaschen sind in unterschiedlichen Sprachen mit mehr als 6 verschiedenen Lösungsmittel-etiketten erhältlich
- Mehrsprachige Weithalsflaschen
- Permanent bedruckt in bis zu 4 Sprachen pro Flasche
- Bis zu 3 Wasser- oder 5 Lösemittel-etiketten, die alle die neuen global harmonisierten Symbole, die NFPA-Raute, Risikosätze und Sicherheitsinformationen enthalten
- Ausgestattet mit farbcodierten, einteiligen PP Verschlüssen, die ihre Form im Gebrauch beibehalten
- Die Verschlüsse verfügen über eine Präzisionsöffnung jet-tip für eine feine Kontrolle

Données du produit

- Les flacons pissettes multilingues Azlon® sont disponibles en différentes langues avec plus de 6 étiquettes de solvants différents
- Pissettes multilingues col large
- Impression indélébile jusqu'à quatre langues
- Entre 3 pissettes pour l'eau et 5 aux noms des solvants couramment utilisés. Chacun comprend les nouveaux symboles GHS, le diamant NFPA, les informations liées aux risques et à la sécurité
- Bouchons et bords de couleur, en PP, moulés d'une seule pièce et qui conservent leur forme
- Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet

ART.-NR.	VOL.	AUFDRUCK	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	IMPRESSION	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0109.01	250 ml	Wasser Eau	weiss blanc	5	49.15	31.95
15.0109.02	250 ml	Aceton Acétone	rot rouge	5	49.15	31.95
15.0109.04	250 ml	Ethanol Éthanol	orange orange	5	49.15	31.95
15.0109.05	250 ml	Deio. Wasser Eau déionisée	weiss blanc	1	9.85	6.40
15.0109.06	250 ml	Methanol Méthanol	grün vert	5	49.15	31.95
15.0109.07	250 ml	Isopropanol Isopropanol	blau bleu	5	49.15	31.95
15.0109.08	250 ml	I.M.S I.M.S	gelb jaune	5	49.15	31.95
15.0109.09	250 ml	Dest. Wasser Eau distillée	weiss blanc	5	49.15	31.95
15.0111.00	500 ml	Wasser Eau	weiss blanc	1	12.75	8.30
15.0111.01	500 ml	Dest. Wasser Eau distillée	weiss blanc	1	12.75	8.30
15.0111.02	500 ml	Aceton Acétone	rot rouge	1	12.75	8.30
15.0111.03	500 ml	Methanol Méthanol	grün vert	1	12.75	8.30
15.0111.04	500 ml	Ethanol Éthanol	orange orange	1	12.75	8.30
15.0111.05	500 ml	Deio. Wasser Eau déionisée	weiss blanc	1	12.75	8.30
15.0111.09	500 ml	Isopropanol Isopropanol	blau bleu	1	12.75	8.30
15.0111.13	500 ml	I.M.S I.M.S	gelb jaune	5	56.30	36.60
15.0111.14	500 ml	Ethanol Éthanol	orange orange	5	57.65	37.45



Enghals Standflaschen Flacons à col étroit

Produktinformationen

- Aus PE natur
- Mit dichtem Schraubverschluss

Données du produit

- En PE incolore
- Avec bouchon à visser fermant hermétiquement

ART.-NR.	INNEN-Ø HALS	HÖHE OHNE SV	Ø	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	Ø INT. COL	HAUTEUR SANS B.	Ø	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0105.02	9.2 mm	46.5 mm	26 mm	10 ml	1	1.10	0.95
15.0105.04	9.2 mm	56.5 mm	31.5 mm	20 ml	1	1.10	0.56
15.0105.06	9.2 mm	68.5 mm	33.5 mm	30 ml	1	1.30	0.49
15.0105.08	13 mm	86 mm	37.5 mm	50 ml	1	1.65	1.40
15.0105.10	13 mm	105 mm	47 mm	100 ml	1	1.75	1.50
15.0105.12	13 mm	133 mm	57.5 mm	200 ml	1	2.65	2.25
15.0105.14	19 mm	140 mm	61.5 mm	250 ml	1	2.90	2.45
15.0105.16	19 mm	177 mm	75 mm	500 ml	1	4.70	4.00
15.0105.18	21.5 mm	223.5 mm	97.5 mm	1'000 ml	1	8.00	6.75
15.0105.20	21.5 mm	264 mm	120 mm	2'000 ml	1	11.60	9.85
15.0105.22	23.8 mm	300 mm	138 mm	3'000 ml	1	17.55	14.90
15.0105.24	30.8 mm	355 mm	162 mm	5'000 ml	1	26.90	12.00



Zubehör / Accessoires

Spritzaufsatz aus PE Allonges pissette en PE

ART.-NR.	FÜR FLASCHENINHALT	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	POUR CAP. FLACON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0014.18	50 - 200 ml	1	2.05	1.75
15.0014.25	250 - 500 ml	1	2.30	1.95
15.0014.28	1'000 - 2'000 ml	1	2.55	2.15



Weithalsflaschen Flacons à col large

Produktinformationen

Aus HD-PE naturfarbig, PP-Schraubverschluss, auslaufsicher, ökonomische, bruchfeste Einwegflaschen für sichere Probennahme, Transport und Lagerung. Geeignet für Langzeitlagerung ohne direkte UV-Strahlung.

Données du produit

En PE-HD translucide, bouchon à visser en PP, étanches, ces flacons économiques, à usage unique et incassables sont conçus pour le prélèvement, le transport et le stockage.

ART.-NR.	FARBE	VOL.	HÖHE	INNEN-Ø	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL.	HAUTEUR	Ø INT. COL	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.2189.01	klar <i>clair</i>	30 ml	63 mm	21	28	72	68.75	48.15
15.2189.65	klar <i>clair</i>	60 ml	86 mm	21	28	72	74.20	51.95
15.2189.66	klar <i>clair</i>	125 ml	99 mm	28	38	72	80.05	56.00
15.2189.67	klar <i>clair</i>	250 ml	131 mm	33	43	72	114.20	79.95
15.2189.68	klar <i>clair</i>	500 ml	168 mm	44	53	48	125.35	87.75
15.2189.06	klar <i>clair</i>	1'000 ml	199 mm	53	63	24	96.90	67.85



Weitere hochwertige Glaswaren, Erlenmeyerkolben und Gefäße finden Sie in unserem Shop

Vous trouverez d'autres verreries, erlenmeyers et récipients de grande qualité dans notre shop



Weithalsflaschen Flacons à col large

ART.-NR.	VOL.	H x B x T	GRAD.	Ø VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	H x L x P	GRAD.	Ø DE BOUCHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS

1 Weithalsflaschen aus HDPE rechteckig und graduiert | Flacons à col large en PE-HD rectangulaire avec graduation

15.1608.06	25 ml	53 x 30 x 32 mm	5	18.5 mm	1	1.00	0.90
15.1609.01	50 ml	70 x 35 x 37 mm	10	24 mm	1	1.05	0.85
15.1610.08	100 ml	91 x 44 x 47 mm	20	34.5 mm	1	1.20	1.00
15.1611.01	250 ml	114 x 55 x 60.5 mm	50	34.5 mm	1	1.55	1.30
15.1612.06	500 ml	138 x 70 x 80 mm	100	45 mm	1	2.00	1.70
15.1613.01	1'000 ml	176 x 82 x 102 mm	100	60 mm	1	3.05	2.60
15.1614.02	2'000 ml	210 x 100 x 134 mm	100	60 mm	1	5.40	4.55

ART.-NR.	VOL.	D x H	GRAD.	Ø VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D x H	GRAD.	Ø DE BOUCHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS

2 Weithalsflaschen aus LDPE rund und graduiert | Flacons à col large en PE-LD ronds avec graduation

15.1408.01	50 ml	40 x 77 mm	10	24 mm	1	1.00	0.90
15.1409.01	100 ml	48 x 89 mm	20	24 mm	1	1.10	0.95
15.1410.03	250 ml	61 x 126 mm	25	34.5 mm	1	1.55	1.30
15.1411.01	500 ml	75 x 161 mm	50	34.5 mm	1	1.70	1.45
15.1412.01	1'000 ml	93 x 201 mm	100	45 mm	1	2.90	2.45
15.1413.01	2'000 ml	115 x 250 mm	100	45 mm	1	5.25	4.45

ART.-NR.	VOL.	D x H	GRAD.	Ø VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D x H	GRAD.	Ø DE BOUCHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS

3 Weithalsflaschen aus LDPE | Flacons à col large en PE-LD

15.0125.08	50 ml	39 x 76 mm		24 mm	1	2.05	1.75
15.0125.10	100 ml	48 x 93.5 mm		24 mm	1	2.50	2.10
15.0125.12	200 ml	59 x 114 mm		31 mm	1	3.30	2.80
15.0125.14	250 ml	64 x 120 mm		31 mm	1	3.50	2.95
15.0125.16	300 ml	67.5 x 128 mm		31 mm	1	3.85	3.25
15.0125.18	500 ml	77 x 154 mm		39 mm	1	5.40	4.60
15.0125.20	750 ml	88 x 173 mm		39 mm	1	6.85	5.80
15.0125.22	1'000 ml	95 x 205 mm		50 mm	1	9.35	7.95
15.0125.24	1'500 ml	108 x 226 mm		50 mm	1	12.60	10.70
15.0125.26	2'000 ml	120 x 247 mm		50 mm	1	13.60	11.55



Bechergläser DURAN® Bécher en verre DURAN®

Produktinformationen

Aus Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss, Teilung und Schriftfeld

- DIN 12331
- ISO 3819
- Produkt mit Chargenkennung
- Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien
- 1. hydrolytische Klasse (nur hohe Form)

9.1106.86 nicht nach DIN und ISO

Données du produit

En verre borosilicaté 3.3, avec bec verseur, graduation et plage d'inscription

- DIN 12331
- ISO 3819
- Produit avec indication de lot
- Type de verre est conforme aux pharmacopées USP, EP et JP
- Première classe hydrolytique (forme haute seulement)

9.1106.86 pas conforme aux normes DIN et ISO

ART.-NR.	VOL.	D X H	FORM	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D X H	FORME	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1116.17	50 ml	38 x 70 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	7.60	4.90
9.1116.24	100 ml	48 x 80 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	7.70	5.00
9.1116.29	150 ml	54 x 95 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	8.15	5.30
9.1116.36	250 ml	60 x 120 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	8.60	5.60
9.1116.41	400 ml	70 x 130 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	10.30	6.70
9.1116.48	600 ml	80 x 150 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	12.60	8.20
9.1116.53	800 ml	90 x 175 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	17.90	11.60
9.1116.54	1'000 ml	95 x 180 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	20.35	13.20
9.1116.63	2'000 ml	120 x 240 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	37.45	24.25
9.1116.68	3'000 ml	135 x 280 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	78.15	50.65
9.1106.07	5 ml*	22 x 30 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	8.15	4.45
9.1106.08	10 ml*	26 x 35 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	9.20	5.00
9.1106.14	25 ml	34 x 50 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	7.90	4.30
9.1106.17	50 ml	42 x 60 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	7.55	4.15
9.1106.24	100 ml	50 x 70 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	7.50	4.10
9.1106.29	150 ml	60 x 80 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	7.90	4.30
9.1106.36	250 ml	70 x 95 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	8.15	4.45
9.1106.41	400 ml	80 x 110 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	9.75	5.35
9.1106.48	600 ml	90 x 125 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	12.15	6.65
9.1106.53	800 ml	100 x 135 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	16.75	9.15
9.1106.54	1'000 ml	105 x 145 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	19.30	10.55
9.1106.63	2'000 ml	132 x 185 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	33.75	18.45
9.1106.68	3'000 ml	152 x 210 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	61.05	33.35
9.1106.73	5'000 ml	170 x 270 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	103.40	56.50
9.1106.86	10'000 ml	217 x 350 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	307.85	168.00

* ohne Teilung | *sans graduation*



Becher Super Duty DURAN® Bécher Super Duty DURAN®

Produktinformationen

- Mit Ausguss und verstärktem Rand
- Gefertigt aus Borosilikatglas 3.3
- Höhere Schlagfestigkeit, mechanische Festigkeit und Stabilität durch verstärkten Rand
- Minimales Verletzungsrisiko
- Hervorragenden Korrosionsschutz
- Ausgiesser für sauberes Ausgiessen
- Weisse, leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen
- Um Brüche durch thermische Belastung zu vermeiden, wird eine gleichmässige und langsame Erwärmung der SUPER DUTY Produkte empfohlen

Données du produit

- Avec bec verseur et bord renforcé
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3
- Résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité plus élevées grâce au bord renforcé
- Risque de blessure minimal
- Protection exceptionnelle contre la corrosion
- Bec verseur pour un versement propre
- Échelle blanche facile à lire avec des marques de graduation
- Pour éviter les ruptures dues au stress thermique, il est recommandé de chauffer uniformément et lentement les produits SUPER DUTY

ART.-NR.	VOL.	D X H	FORM	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D X H	FORME	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1829.01	150 ml	54 x 95 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	9.75	6.40
8.1836.01	250 ml	60 x 120 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	9.90	6.40
8.1848.01	600 ml	80 x 150 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	15.75	10.20
9.1107.29	150 ml	60 x 80 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	9.45	5.40
9.1107.36	250 ml	70 x 95 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	9.45	5.40
9.1107.41	400 ml	80 x 110 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	12.50	7.15
9.1107.48	600 ml	90 x 125 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	14.55	8.30
9.1107.54	1'000 ml	105 x 145 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	23.10	13.20
9.1107.63	2'000 ml	132 x 185 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	40.40	23.10
9.1107.73	5'000 ml	170 x 270 mm	niedrige Form <i>forme basse</i>	1	251.95	130.20



Becher DURAN® Bécher DURAN®

Produktinformationen

Ohne Ausguss

Données du produit

Sans bec verseur

ART.-NR.	VOL.	D X H	FORM	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D X H	FORME	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1117.01	50 ml	38 x 70 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	7.60	4.90
9.1117.02	100 ml	48 x 80 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	7.70	5.00
9.1117.03	150 ml	54 x 95 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	8.15	5.30
9.1117.04	250 ml	60 x 120 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	8.60	5.60
9.1117.05	400 ml	70 x 130 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	10.30	6.70
9.1117.06	600 ml	80 x 150 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	12.60	8.20
9.1117.07	1'000 ml	95 x 180 mm	hohe Form <i>forme haute</i>	1	20.35	13.20



Erlenmeyerkolben enghalsig DURAN® Fioles Erlenmeyer en verre à col étroit

Produktinformationen

- Aus Borosilikatglas 3.3, klar
- Mit Graduierung und Beschriftungsfeld
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung
- Mit aufgedrucktem Retrace-Code (Chargenidentifizierung)
- Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien
- DIN / ISO 1773

Données du produit

- En verre borosilicaté transparent DURAN®
- Avec graduations et zone d'étiquetage
- Très bonne résistance chimique
- Bonne résistance thermique
- Expansion thermique minimale
- Avec code de traçabilité imprimé (identification par lots)
- Conforme aux pharmacopées USP, EP et JP
- DIN / ISO 1773

ART.-NR.	VOL.	D X H	AUSSEN-Ø HALS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D X H	Ø EXT. COL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1216.14	25 ml	42 x 75 mm	22 mm	1	8.60	5.60
9.1216.17	50 ml	51 x 90 mm	22 mm	1	8.65	5.65
9.1216.24	100 ml	64 x 105 mm	22 mm	1	8.60	5.60
9.1216.27	150 ml	74 x 118 mm	28 mm	1	8.45	5.50
9.1216.28	125 ml	67 x 112 mm	28 mm	1	8.30	5.40
9.1216.32	200 ml	79 x 131 mm	34 mm	1	8.65	5.65
9.1216.36	250 ml	85 x 145 mm	34 mm	1	8.75	5.70
9.1216.39	300 ml	87 x 156 mm	34 mm	1	10.10	6.55
9.1216.44	500 ml	105 x 180 mm	34 mm	1	11.65	7.55
8.1653.01	800 ml	120 x 200 mm	42 mm	10	144.50	93.95
9.1216.54	1'000 ml	131 x 220 mm	42 mm	1	19.75	12.85
9.1216.63	2'000 ml	166 x 280 mm	50 mm	1	37.45	24.35
9.1216.68	3'000 ml	187 x 310 mm	51 mm	1	68.40	44.45
9.1216.73	5'000 ml	220 x 365 mm	51 mm	1	102.60	66.70



Erlenmeyerkolben weithalsig DURAN® Fioles Erlenmeyer en verre à col large DURAN®

ART.-NR.	VOL.	D X H	AUSSEN-Ø HALS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D X H	Ø EXT. COL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1226.14	25 ml	43 x 70 mm	31 mm	1	8.65	5.65
9.1226.17	50 ml	51 x 85 mm	34 mm	1	8.70	5.70
9.1226.24	100 ml	64 x 105 mm	34 mm	1	8.85	5.75
9.1226.32	200 ml	79 x 131 mm	50 mm	1	9.20	6.00
9.1226.36	250 ml	85 x 140 mm	50 mm	1	9.75	6.35
9.1226.39	300 ml	87 x 156 mm	50 mm	1	11.25	7.30
9.1226.44	500 ml	105 x 175 mm	50 mm	1	12.75	8.30
9.1226.54	1'000 ml	131 x 220 mm	50 mm	1	20.50	13.35
9.1226.63	2'000 ml	153 x 276 mm	72 mm	1	38.30	24.90



Erlenmeyerkolben Super Duty DURAN® enger Hals Fioles d'Erlenmeyer Super Duty DURAN® col étroit

Produktinformationen

- Gefertigt aus Borosilikatglas 3.3
- Höhere Schlagfestigkeit, mechanische Festigkeit und Stabilität durch verstärkten Rand
- Minimales Verletzungsrisiko
- Wirtschaftlich durch längere Lebensdauer und hervorragenden Korrosionsschutz
- Weisse, leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
- Aufgebrannte, hochbeständige weisse Keramik

Données du produit

- *Fabriqué en verre borosilicate 3.3*
- *Résistance aux chocs, résistance mécanique et stabilité plus élevées grâce à un bord renforcé.*
- *Risque de blessure minimal*
- *Économique grâce à une durée de vie plus longue et à une excellente protection contre la corrosion.*
- *Échelle blanche facile à lire avec des marques de graduation pour estimer le contenu.*
- *Céramique blanche cuite au four, très durable*

ART.-NR.	VOL.	D X H	Ø HALS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D X H	Ø COL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1217.14	25 ml	42 x 75 mm	22 mm	1	15.80	10.25
9.1217.17	50 ml	51 x 90 mm	22 mm	1	16.05	10.45
9.1217.24	100 ml	64 x 105 mm	22 mm	1	14.75	9.60
9.1217.36	250 ml	85 x 145 mm	34 mm	1	12.85	8.35
9.1217.44	500 ml	105 x 180 mm	34 mm	1	15.30	9.95
9.1217.54	1'000 ml	131 x 220 mm	42 mm	1	24.15	15.70
9.1217.63	2'000 ml	166 x 280 mm	50 mm	1	45.10	29.30
9.1217.73	5'000 ml	220 x 365 mm	52 mm	1	214.65	140.00




Erlenmeyerkolben Super Duty DURAN® weiter Hals Fioles d'Erlenmeyer Super Duty DURAN® col large

ART.-NR.	VOL.	D X H	Ø HALS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	D X H	Ø COL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.1227.24	100 ml	64 x 105 mm	34 mm	1	11.70	7.60
9.1227.36	250 ml	85 x 140 mm	50 mm	1	12.85	8.35
9.1227.43	500 ml	105 x 175 mm	50 mm	1	15.30	9.95
9.1227.54	1'000 ml	131 x 220 mm	50 mm	1	24.15	15.70

Top-Marken mit Top-Produkten | *Les Meilleures Marques et Produits*



GOSSELIN™



Entdecken Sie noch weitere Marken und
Produkte in unserem Webshop

*Découvrez d'autres marques et produits dans
notre boutique en ligne*

HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

HUBERLAB. AG

Industriestrasse 123

CH-4147 Aesch

T +41 61 717 99 77

info@huberlab.ch

