


Cryo Lagerbox

Für Cryo.s™ Gefrierlagerröhrchen

Die Cryo Lagerbox ist ein nützliches Accessoire für die Lagerung von Cryo.s™ Gefrierlagerröhrchen bei niedrigen und extrem niedrigen Temperaturen. Das zur Herstellung verwendete Polypropylen ist sehr temperatur- und stoßunempfindlich und somit für Lagertemperaturen von bis zu -196 °C geeignet.

- Fassungsvermögen: 81 Cryo.s™
- Transluzenter Deckel, für optimale Einsehbarkeit des Inhaltes
- Bodenlöcher für optimalen Gasaustausch zwischen Innenraum und Umgebung
- Einfache Entnahme und einfaches Aufsetzen des Deckels

Für 1- und 2-ml Cryo.s™ mit Innen- und Außengewinde (Artikel 123 2XX, 121 2XX, 122 2XX und 126 2XX). Geeignet für alle Standard-Flüssigstickstoffbehälter und Metallracks.



Eigenschaften

Länge	126,5 mm
Breite	126,5 mm
Höhe*	51,0 mm
■ Für die Lagerung von Cryo.s™	
■ Passend für 1- und 2-ml Röhrchen	
■ Kapazität: 81 Cryo.s™	
■ Temperaturbeständiges Polypropylen	
■ Einsatzbereich: -196 °C ~ $+121\text{ °C}$	

Bestellinformation

Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/Beutel	Stück/Karton
802 202	Cryo Lagerbox transparent, Deckel transparent	5	20
802 203	Cryo Lagerbox rot, Deckel transparent	5	20
802 204	Cryo Lagerbox blau, Deckel transparent	5	20
802 206	Cryo Lagerbox gelb, Deckel transparent	5	20
802 225	Cryo Lagerbox grün, Deckel transparent	5	20

* Die angegebene Höhe gilt für eine Cryo Lagerbox mit aufgesetztem Deckel, welche mit 2-ml-Cryo.s™ gefüllt ist.

Revision: November 2011 – F070 102