

HIT OF THE

MONTH

%

**HUBERLAB.**

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

  
**greiner**  
BIO-ONE

**01.11. - 31.12.2024**

HOCHWERTIG UND NACHHALTIG  
DE HAUTE QUALITE ET DURABLE



## Pipettenspitzen Sapphire

### Produktdetails | Détails du produit

- Die Sapphire Pipettenspitzen ermöglichen präzises Pipettieren und sind frei von DNase, RNase, humaner DNA und Endotoxinen. Sie bieten maximale Genauigkeit, Ausbeute und Pipettierkomfort für effiziente Laborarbeit
- *Les embouts de pipette Sapphire permettent un pipetage précis et sont exempts de DNase, RNase, ADN humain et endotoxines. Ils offrent une précision maximale, un rendement optimal et un grand confort de pipetage pour un travail de laboratoire efficace*



## Pipetten-Dichtheitsprüfgerät PLT Unit

### Produktdetails | Détails du produit

- Entscheidende Verbesserung der Prozesssicherheit von Luftpolsterpipetten! Die PLT Unit von BRAND, das Dichtheitsprüfgerät für Luftpolsterpipetten, stellt kleinste Lecks innerhalb von Sekunden fest
- *Les causes les plus fréquentes d'un manque de précision de pipettes actionnées par piston sont les défauts d'étanchéité ! Le contrôleur d'étanchéité pour pipettes à coussin d'air PLT unit de BRAND détecte en seulement quelques secondes les fuites même les plus minimes*

Angebot gültig bis 31.12.2024, alle Preise in CHF netto, exkl. MWST.  
Offre valable jusqu'au 31.12.2024, tous les prix s'entendent nets en CHF, hors TVA.

 **Climate neutral**  
Print product



## Pipettenspitzen Sapphire



### Produktdetails

- Spitzen von 10 - 1'250 µl
- Spitzen und Racks sind autoklavierbar
- Extra lange 10 µl Spitze für maximale Ausbeute, bei geringem Probenvolumen
- Steril: Haltbarkeit 5 Jahre
- Unsteril: kein Haltbarkeitsdatum

### Détails du produit

- Pointes de 10 à 1'250 µl
- Les pointes et les racks sont autoclavables
- Pointe de 10 µl effilée pour une meilleure récupération de faibles volumes d'échantillons
- Stérile : date d'expiration 5 ans
- Non-stérile : sans date d'expiration

ART.-NR.	VOL.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.771 350	10 µl	Pipettenspitzen im Beutel   <i>pointes de pipette en sac</i>	1'000	31.50	<b>15.85</b>
7.771 352	10 µl	Pipettenspitzen im Rack   <i>pointes de pipette en rack</i>	960	109.15	<b>51.00</b>
7.771 354	10 µl	Pipettenspitzen Refill   <i>pointes de pipette en refill</i>	960	87.35	<b>47.60</b>



Viele weitere Varianten finden Sie in unserem eShop  
*Vous trouverez de nombreuses autres variantes dans notre eShop*



## Pipetten-Dichtheitsprüfgerät PLT Unit



### Produktdetails

- Grenzwerte für handelsübliche Einkanal- und Mehrkanal-Pipetten im Volumenbereich 1 µl bis 10 ml bereits hinterlegt
- Prüfung mit und ohne Spitze
- Lieferumfang:  
 PLT Unit (Pipette Leak Testing) Pipetten-Dichtheitsprüfgerät inkl. je ein Adapter zur Prüfung von Einkanal-Luftpolsterpipetten mit Spitze (montiert) und ohne Spitze, 2 Blindstopfen, 3 PE Ersatzfilter für Pipettenadapter, Universalnetzteil, Qualitätszertifikat und Gebrauchsanleitung

### Détails du produit

- Les valeurs limites pour les pipettes monocanal et multicanaux classiques avec des volumes compris entre 1 µl et 10 ml sont déjà programmées
- Contrôle avec ou sans pointe
- Contenu de livraison :  
 PLT unit (Contrôleur d'étanchéité pour pipettes)  
 Comprend respectivement un adaptateur pour le contrôle de pipettes à coussin d'air monocanal avec pointe (montée) et sans pointe, 2 obturateurs borgnes, 3 filtres PE de rechange pour l'adaptateur de pipette, un bloc d'alimentation universel, un certificat de qualité et le mode d'emploi

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.7039.70	Pipetten-Dichtheitsprüfgerät PLT Unit <i>Contrôleur d'étanchéité pour pipettes</i>	1	1'490.00	<b>1'367.00</b>