

Gültig bis | Valable jusqu'au

31.10.2024

www.huberlab.ch

HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

#3

 **Calibre**
SCIENTIFIC

I LOVE DEALS

Inhalt | Contenu

Schränke <i>Armoires</i>	4 - 6	Petrischalen <i>Boîtes de Petri</i>	23
KB Kühlinkubatoren <i>Étuves réfrigérées bactériologiques</i>	6	Serologische Pipetten CELLSTAR® <i>Pipettes sérologiques</i>	24
KBF P Konstantklimaschränke <i>Chambres climatiques à conditions constantes</i>	7	Zellkultur Microplatten <i>Culture cellulaire Micro-plaques</i>	25
FIN 9144 Stehhilfe <i>Assis-débout</i>	7	Mini Vortex Mixer	26
Seal-R-film™ Verschlussfolie <i>Film de fermeture</i>	8	Sicherheitsbox DURApporter™	26
Transferpette Mehrkanal-Mikroliterpipette <i>Micropipette multicanaux</i>	8	Laborrührer Hei-TORQUE Core <i>Agitateur de laboratoire</i>	27 - 28
HandyStep® DE-M Manueller Mehrfachdispenser <i>Distributeur à répétition manuel</i>	9	Hei-CHILL Umlaufkühler <i>Refrigidisseur</i> New	27 - 28
PD-Tips II Dispenser-Tips Set <i>Embouts distributeurs</i> Set	9	Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ Magnetrührer <i>Agitateurs Magnétiques</i> Set	28
Laborschalen <i>Jeu de cuvettes de laboratoire</i>	10 - 11	Duomax 1030 Plattformschüttler <i>Agitateurs à plateforme</i>	29
Aluminium Flaschen <i>Flacons en aluminium</i>	12	Hei-FLOW Silver 2 Paket Peristaltikpumpe <i>Pompes péristaltiques</i> Set	29
Handpumpe für Lösemittel <i>Pompe à solvant commande manuelle</i>	12	Küvetten <i>Cuves</i>	30
Lösemittelpumpe für Fussbetrieb <i>Pompe à pied pour solvants</i>	13	Waagen <i>Balances</i> New	31 - 33
Antistatik-Set <i>Lot antistatique</i>	13	Halogen - Feuchtebestimmer DBS 60-3 <i>Dessiccateur halogène</i>	33
Exsikkatoren SICCO <i>Dessiccateurs</i>	14	Mikroskope <i>Microscope</i> New	34 - 35
Erlenmeyer- und Fernbachkolben Corning <i>Erlenmeyers classiques avec réflecteur</i>	14	Muffelöfen <i>Fours moufle</i>	36
Baktolan protect+ pure	15	CO2-Brutschrank ICO <i>Incubateur à CO2 ICO</i>	36
Medienflaschen TILT <i>Flacon de préparation de milieux</i>	15	Konstantklima-Kammer HPPeco <i>Enceinte à climat constant</i>	37
Ausstellungs-Schaugläser <i>Verres d'exposition</i>	16	Mini-300 Orbital-Genie Plattformschüttler <i>Agitateurs à plateforme</i>	37
Zylinder mit Knopfdeckel <i>Cylindre avec cache-bouton</i>	16	Schüttelgeräte <i>Agitateurs de désintégration</i> New	38 - 39
Laborflaschen mit Gewinde GLS 80 <i>Flacons de laboratoire</i>	17	Pipetten <i>Pipettes</i>	39 - 41
Rundkolben mit Kugelschliff <i>Ballons à fond rond avec rodage sphérique</i>	18	Vollsichtbrille uvex ultrasonic planet <i>Lunettes-masques</i>	41
Kugelschliffklammern-KECK <i>Pinces KECK pour rodages sphériques</i>	18	uvex 5/6 classic light Chemikalienschutzanzug <i>Combinaison de protection</i>	42
DISPENSAN® Pico 4-Channel System Digitaler Dispenser <i>Distributeur digital</i>	19	uvex silv-Air c 2310 FFP3-Atemschutz-Formmaske <i>Masque coque respiratoire</i>	42
Karussell-Pipettenhalter <i>Porte-Pipettes carrousel</i>	20	uvex 1 sport white S3 Halbschuh <i>Chaussure basse</i>	43
Pipettenständer <i>Porte-pipettes</i>	20	Handschuhe <i>Gants</i>	44
Universeller Mehrkanalstand <i>Support universel multicanal</i>	21	Digital Dispergierer OV 625 <i>Digital Disperseur</i>	45
Einzel Pipetten Halter <i>Porte-pipettes individuel</i>	21	Magnetrührer mit Heizung AREX 5 Digital <i>Agitateur magnétique chauffant</i>	45
PLATEMASTER P20 P220	22	Vortexer WIZARD mit IR-Sensor <i>Vortex mixer WIZARD avec IR capeur</i>	46
Windows for MyPIPETMAN® volume display New	22	Messkolben <i>Fioles jaugée</i>	46
Zentrifugen Röhrchen CELLSTAR® <i>Tubes à centrifugeur</i>	23	Chemicals	47 - 51

Preise gültig bis 31.10.2024 | Aesch - Juli 2024

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST. Lieferung franko Haus ab CHF 300.00 | Andere Bestellwege ab CHF 500.00.
Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können.
Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Prix valable jusqu'au 31.10.2024 | Aesch - Juillet 2024

Prix nets en CHF, TVA non comprise. Livraison gratuite à partir de CHF 300.00 | Autres modes de commande à partir de CHF 500.00. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

FROM
HIGH
LIGHTS
HIGH
LIGHTS
HIGH

bimos

Ab
À partir de

CHF
328.00

Seite | Page

7



greiner
BIO-ONE



Ab
À partir de

CHF
28.15

Seite | Page

24

Ab
À partir de

CHF
94.50

Seite | Page

30



Hellma

GILSON®



Ab
À partir de

CHF
15'700.00

Seite | Page


22

Ab
À partir de

CHF
3'960.00

Seite | Page

5



asecos®

C-Line CS-Classic Sicherheitsschränke

Armoires de sécurité

Produktinformationen

Ideale Lagerung von nicht entzündbaren Chemikalien und Giftstoffen

- 1** Mit horizontaler/vertikaler Mitteltrennwand mit 4 Flügeltüren, mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
A-masse: 545 x 520 x 1'950 mm | I-masse: 475 x 495 x 905 mm
- 2** Mit horizontaler Mitteltrennwand mit 3 Flügeltüren, Türanschlag rechts, mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
A-masse: 1'055 x 520 x 1'950 mm | I-masse: 486 x 495 x 595 mm
- 3 4** Mit klassischen Flügeltüren inkl. Glasausschnitt, gemäss TRGS 510 und Gefahrstoffverordnung
A-masse: 1'055 x 520 x 1950 mm | I-masse: 996 x 493 x 1'835 mm

Données du produit

Idéal des substances chimiques et toxiques non-inflammables

- 1** Avec cloison centrale horizontale/verticale avec 4 portes battantes, avec serrure à cylindre (intégré dans la poignée tournante)
Dim. ext.: 545 x 520 x 1'950 mm | Dim. int.: 475 x 495 x 905 mm
- 2** Avec cloison centrale horizontale avec 3 portes battantes, butée de porte à droite, avec serrure à cylindre (intégré dans la poignée tournante)
Dim. ext.: 1'055 x 520 x 1'950 mm | Dim. int.: 486 x 495 x 595 mm
- 3 4** Avec portes battantes classiques, y compris la découpe du verre, conformément aux TRGS 510 et à l'ordonnance sur les substances dangereuses
Dim. ext : 1'055 x 520 x 1950 mm | Dim. int : 996 x 493 x 1'835 mm



ART.-NR.	AUSSTATTUG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	ÉQUIPEMENT	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
C-Line CS-Classic-Multirisik				
18.9045.40	2 ○ 6x Tablarauszug 6x <i>étagère coulissante</i>	1	2'520.00	2'265.00
19.2079.85	1 ○ 2x Fachboden 2x Lochblecheinsatz 2x Bodenauffangwanne 4x Tablarauszug 2x <i>étagère</i> , 2x <i>caillebotis</i> , 2x <i>bac de rétention</i> , 4x <i>étagère coulissante</i>	1	3'519.00	2'860.00
C-Line CS-Classic-G				
18.9045.45	3 ● 6x Tablarauszug mit PP-Wanne (Tragkraft: 30 kg, Volumen: 33 l) 6x <i>étagère coulissante avec bac en PP (capacité de charge: 30 kgs, volume: 33 l)</i>	1	2'885.00	2'160.00
18.9045.46	4 ● 3 x Fachboden (Tragkraft: 100 kg), 1x Bodenauffangwanne mit Gitterrost (Volumen: 66 l), Stahlblech 3x <i>étagère (capacité de charge: 100 kgs)</i> , 1x <i>bac de rétention au sol avec caillebotis (volume: 66 l)</i> , <i>tôle d'acier</i>	1	2'188.00	1'635.00
18.9045.47	4 ● 3x Fachboden (Tragkraft: 100 kg), 1x Bodenauffangwanne (Volumen: 27 l), Stahlblech 3x <i>étagère (capacité de charge: 100 kgs)</i> , 1x <i>bac de rétention au sol (volume: 27 l)</i> , <i>tôle d'acier</i>	1	1'985.00	1'485.00

G-ULTIMATE-90 Druckgasflaschenschrank Armoire pour bouteilles de gaz

- 1 598 x 615 x 2'050 mm
- 2 898 x 615 x 2'050 mm
- 3 1'398 x 615 x 2'050 mm
- 4 1'198 x 615 x 2'050 mm



Weitere Informationen
Plus d'informations



Produktinformationen

Sicherheitsschränke zur Lagerung von Druckgasflaschen in Arbeitsräumen gemäss SN EN 14470-2.

- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 min
- Konformität nach DIN EN 16121 und DIN EN 16122

Données du produit

Armoires de sécurité pour le stockage de bouteilles de gaz comprimé dans les locaux de travail selon SN EN 14470-2.

- Ignifuge pendant 90 minutes
- Conforme selon les Normes EN 16121 et 16122

ART.-NR.	FLÜGELTÜR	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PORTES BATTANTE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9047.80	1x Flügeltür links porte battante à gauche	1	4'261.00	3'395.00
18.9047.81	1x Flügeltür links porte battante à gauche	1	4'650.00	3'970.00
18.9047.82	1x Flügeltür links porte battante à gauche	1	4'900.00	3'965.00
18.9047.90	2x Flügeltür portes battante	1	4'887.00	3'970.00
18.9047.91	2x Flügeltür portes battante	1	4'887.00	3'970.00
18.9047.95	2x Flügeltür portes battante	1	4'700.00	3'965.00
19.2079.09	3x Flügeltür portes battante	1	5'933.00	5'045.00
19.2079.10	3x Flügeltür portes battante	1	5'550.00	4'545.00
19.2079.11	2x Flügeltür portes battante	1	5'040.00	4'085.00
19.2079.12	2x Flügeltür portes battante	1	5'365.00	4'560.00
19.2079.13	2x Flügeltür portes battante	1	3'705.00	3'185.00
19.2079.14	4x Flügeltür portes battante	1	5'365.00	4'560.00

ION-Line Battery Charge Sicherheitsschränke Armoires de sécurité



Produktinformationen

Sichere, vorschriftgemässe passive (ION-STORE) und aktive (ION-CHARGE) Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien in Arbeitsräumen. In den asecos ION-LINE Sicherheitsschränken ist ein sicheres Laden und Lagern von Lithium-Akkus im feuergeschützten Schrankinnenraum über hochwertige, betriebsbereite Schutzkontakt-Steckdosen möglich.

Données du produit

Stockage passif (ION-STORE) et actif (ION-CHARGE) sûr et conforme des batteries au Lithium. Chargement sûr des batteries à l'intérieur de l'armoire de sécurité résistante au feu grâce à des prises de courant de haute qualité, prêtes à l'emploi.

ART.-NR.	A-MASSE	I-MASSE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DIM. EXT.	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.3935.40	593 x 574 x 780 mm	470 x 452 x 582 mm	1	4'660.00	3'960.00

UB-Line UB-S-90 Sicherheitsschränke & Unterbauschränke Armoires de sécurité sous le banc



1

Modell | *Modèle 1*
1x Schublade und
1x Lochblechensatz
1 tiroir et 1 caillbotis



2

Modell | *Modèle 2*
1x Schublade
1 tiroir



3

Modell | *Modèle 3*
2 Schubladen,
2x Lochblechensatz,
2x 2. Auszugsebene
2 tiroirs, 2x caillbotis, 2x
deuxième niveau de tiroir

Produktinformationen

Unterbausicherheitsschränke zur uneingeschränkten, sicheren Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäss TRGS 510.

Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 min (Typ 90) / 30 Minuten (Typ 30), typgeprüft nach DIN EN 14470-1

Données du produit

Armoire de sécurité sous pailleuse pour le stockage de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail selon NF EN 14470-1.

Capacité de résistance au feu de 90 minutes (type 90), homologuée selon NF EN 14470-1

ART.-NR.	A-MASSÉ	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DIM. EXT.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9046.36	1 893 x 574 x 600 mm	1	2'905.00	2'245.00
18.9046.42	2 593 x 600 x 800 mm	1	2'580.00	2'100.00
18.9046.44	3 1102 x 600 x 800 mm	1	4'199.00	3'675.00

KB Kühlinkubatoren Étuves réfrigérées bactériologiques



Produktinformationen

- Temperaturbereich: -10 °C bis +100 °C
- APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
- Bis zu 30 % niedrigerer Energieverbrauch gegenüber Vorgängermodell

Données du produit

- Plage de température : -10 °C à +100 °C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Consommation d'énergie jusqu'à 30 % inférieure à celle du modèle précédent

TYP	Innenmasse Dim. intérieures	Aussenmasse Dim. extérieures
KB 53	400 x 400 x 330 mm	635 x 835 x 580 mm
KB 115	600 x 480 x 400 mm	835 x 1025 x 650 mm
KB 240	650 x 785 x 485 mm	925 x 1465 x 800 mm
KB 400	650 x 1270 x 485 mm	925 x 1950 x 805 mm
KB 720	970 x 1250 x 576 mm	1250 x 1925 x 885 mm

ART.-NR.	TYP	VOL.	KG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYP	VOL.	KG	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3870.02	KB 53	53 l	78 kg	1	6'968.00	4'690.00
17.3870.23	KB 115	115 l	106 kg	1	8'329.00	5'600.00
17.3870.24	KB 240	247 l	171 kg	1	11'955.00	8'040.00
17.3870.15	KB 400	400 l	221 kg	1	13'646.00	9'180.00
17.3870.26	KB 720	698 l	309 kg	1	18'191.00	12'790.00

KBF P Konstantklimaschränke *Chambres climatiques à conditions constantes*



Produktinformationen

- Temperaturbereich: 0 °C bis +70 °C
- Temperaturbereich mit Licht: +10 °C bis +60 °C
- Homogene Klimabedingungen durch APT.line™ Vorwärmkammer
- Automatisches Wasser- und Abwassermanagement
- Reaktionsschnelle Dampfdruckbefeuchtung

Données du produit

- *Plage de température : 0 °C à 70 °C*
- *Plage de température avec éclairage : 10 °C à 60 °C*
- *Conditions climatiques homogènes grâce à la chambre de préchauffage APT.line™*
- *Gestion automatique de l'eau et des eaux usées*
- *Humidification à pression de vapeur très réactive*

TYP	Innenmasse Dim. intérieures	Aussenmasse Dim. extérieures
KBF P 240	650 x 785 x 485 mm	930 x 1'460 x 800 mm
KBF P 720	973 x 1'250 x 576 mm	1'250 x 1'925 x 890 mm

ART.-NR.	TYP	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYP	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3871.50	KBF P 240	247 l	1	25'994.00	19'300.00
17.3871.51	KBF P 720	700 l	1	31'681.00	23'500.00

FIN 9144 Stehhilfe *Assis-debout*



Produktinformationen

Höhenverstellbare Stehhilfen von Bimos unterstützen Menschen am Steharbeitsplatz, ohne die Arbeit zu beeinträchtigen.

- Integralschaum
- Sitzhöhe 620 - 850 mm
- Sitzfläche um 20° nach links und rechts schwenkbar
- Aluminium-Standfuss
- Wendegleiter für harte und weiche Böden

Données du produit

La station debout prolongée peut fortement endommager l'organisme. Les assis-debout Bimos soulagent ceux qui travaillent debout sans les gêner dans leurs tâches.

- *Mousse intégrale*
- *Hauteur d'assise 620 - 850 mm*
- *L'assise du Fin pivote latéralement de 20°*
- *Piètement aluminium sablé*
- *Patins bifonctionnels pour sols durs et souples*

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.2001.44	schwarz & brillantsilber noir & argent brillant	1	432.00	328.00

Seal-R-film™ Verschlussfolie | *Film de fermeture*



1:1 Ersatz für Parafilm und sofort ab Lager lieferbar

1:1 Remplacement du Parafilm et disponible immédiatement en stock

Produktinformationen

- Schützt vor Verdunstung, Auslaufen und Verunreinigung
- Einfaches Verschliessen durch 300% Dehnbarkeit
- Chargenkennzeichnung jeder Rolle
- Dicke: 0.14 +/- 0.02 mm
- Toxizität: nicht giftig
- Schmelztemperatur: > 66°C (151°F)

Données du produit

- *Protège contre l'évaporation, les fuites et la contamination.*
- *Scellage facile avec une élasticité de 300%*
- *Identification du lot de chaque rouleau*
- *Épaisseur : 0.14 +/- 0.02 mm*
- *Toxicité : non toxique*
- *Température de fusion : > 66°C (151°F)*

ART.-NR.	BREITE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	LARGEUR	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1550.20	100 mm	38 m	1	40.20	27.00
15.1550.22	50 mm	75 m	1	42.45	28.50
15.1550.24	100 mm	75 m	1	82.60	54.00
15.1550.26	500 mm	15 m	1	119.60	69.00

Transferpette® Mehrkanal-Mikroliterpipette *Micropipette multicanaux*



Produktinformationen

- Klares, übersichtliches Display
- Ergonomisch angeordnete Abwurfaste mit Color-Code
- Komplett bei 121 °C autoklavierbare Pipettiereinheit, um 360° frei drehbar
- Vom Anwender selbst austauschbare Einzelschäfte

Données du produit

- *Affichage global clair*
- *Positionnement ergonomique de la touche d'éjection mise en relief par un code de couleur*
- *L'unité de pipetage est entièrement autoclavable à 121 °C et librement orientable à 360°*
- *Tiges individuelles remplaçables par l'utilisateur*

ART.-NR.	VOL.	TYP	TEILUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	TYPE	DIVISION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7053.99	0.5 - 10 µl	8-Kanal 8 canaux	0.01 µl	1	1'215.00	725.00
2.7054.00	1 - 20 µl		0.02 µl	1	1'215.00	725.00
2.7054.03	5 - 100 µl		0.1 µl	1	1'215.00	725.00
2.7054.04	10 - 200 µl		0.2 µl	1	1'215.00	725.00
2.7054.06	15 - 300 µl		0.5 µl	1	1'215.00	725.00
2.7054.47	50 - 1'250 µl		0.1 µl	1	1'195.00	705.00
2.7054.48	50 - 1'250 µl		1 µl	1	1'380.00	815.00
2.7054.49	0.5 - 10 µl	12-Kanal 12 canaux	0.01 µl	1	1'405.00	835.00
2.7054.50	1 - 20 µl		0.02 µl	1	1'405.00	835.00
2.7054.53	5 - 100 µl		0.1 µl	1	1'405.00	835.00
2.7054.54	10 - 200 µl		0.2 µl	1	1'405.00	835.00
2.7054.56	15 - 300 µl		0.5 µl	1	1'405.00	835.00

HandyStep® DE-M Manueller Mehrfachdispenser *Distributeur à répétition manuel*



Produktinformationen

Ideal für Routine und Forschung in der Diagnostik, Molekularbiologie, Umweltanalytik u.v.m.

- Erhöhte Chemikalienbeständigkeit durch innovative Kunststoffe
- Leichte Spitzenankopplung - PD-Tip wird jetzt von unten gerade eingesetzt

Lieferumfang

HandyStep® S, DE-M gekennzeichnet, mit Seriennummer, Qualitätszertifikat, Regalhalter, 3 PD-Tips.

Données du produit

Idéal pour la routine et la recherche en matière de diagnostic, biologie moléculaire, analyse environnementale et beaucoup d'autres.

- *Résistance accrue aux produits chimiques grâce à des matières plastiques innovantes*
- *Mise en place facile des pointes - la pointe PD tip est insérée verticalement par le bas*

Contenu de livraison

Marquage DE-M, avec numéro de série, certificat de qualité, support pour étagère, 3 pointes PD tips.

ART.-NR.	VOLUMENBEREICH	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	PLAGE DE VOLUMES COMPRISE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.7041.90	2 µl - 5 ml	1	422.20	170.00

Set

PD-Tips II Dispenser-Tips Set *Embouts distributeurs*



Produktinformationen

- Kompatibel mit verschiedenen Dosiersystemen
- In BIO-CERT® Qualität lieferbar (damit frei von DNA, RNase, Endotoxinen und ATP)
- Adapter für die Grössen 25 ml und 50 ml wird mitgeliefert
- PD-Tips II sind nicht autoklavierbar, die Adapter sind autoklavierbar
- Durch die patentierte Codierung erkennen HandyStep® touch das Volumen der Tips automatisch
- Set beinhaltet Dispenser-Tips mit den folgenden Volumen: 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 ml

Données du produit

- *Compatible avec différents systèmes de dosage*
- *Disponible en qualité BIO-CERT® (sans ADN, RNase, endotoxines et ATP)*
- *Adaptateur pour 25 ml et 50 ml inclus dans la livraison*
- *Les embouts PD-Tips II ne sont pas autoclavables, les adaptateurs sont autoclavables*
- *Grâce au codage breveté HandyStep® touch reconnaît le volume des tips automatiquement.*
- *Le kit contient des Embouts distributeurs avec les volumes suivants : 0.5, 1, 1.25, 2.5, 5, 10, 12.5 ml*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.7057.20	unsteril, lose, codiert <i>non stérile, en vrac, codé</i>	1	164.50	80.50

Laborschalen | *Jeu de cuvettes de laboratoire*



Produktinformationen

- PP, weiss
- Stapelbar
- Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen
- Temperaturbeständig bis +60 °C

Données du produit

- PP, blanc
- Empilable
- Fabriquées selon le procédé de moulage par injection, sans emboutissage
- Résistance thermique jusqu'à +60 °C

Produktinformationen

Die Laborschalen sind praktische, ineinander stapelbare Allzweckschalen, mechanisch belastbar, bruchstabil, verwindungsstabil. Die Schalen haben einen kräftigen, abgerundeten Rand.

Données du produit

Les cuvettes de laboratoire sont universelles, pratiques et gigognes, résistantes aux sollicitations mécaniques, incassables, indéformables. Les cuvettes possèdent un rebord résistant arrondi.

- PP, weiss und stapelbar
- Hergestellt im Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen
- Temperaturbeständig bis +60 °C

- PP, blanc et empilable
- Fabriquées selon le procédé de moulage par injection, sans emboutissage
- Résistance thermique jusqu'à +60 °C

- 1**
- 0.5 l (180 x 230 x 42 mm)
 - 1.5 l (250 x 310 x 65 mm)
 - 3.0 l (310 x 370 x 75 mm)
 - 10.0 l (420 x 520 x 120 mm)

- 2**
- 0.5 l (180 x 230 x 42 mm)
 - 1.5 l (250 x 310 x 65 mm)
 - 3.0 l (310 x 370 x 75 mm)
 - 10.0 l (420 x 520 x 120 mm)
 - 21.0 l (534 x 634 x 140 mm)
 - 39.0 l (648 x 846 x 160 mm)

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4201.01	4-er Set <i>Jeu de 4 cuvettes</i>	1	73.90	41.20
15.4201.02	6-er Set <i>Jeu de 6 cuvettes</i>	2	212.40	118.30

ART.-NR.	INH.	BODEN	RAND	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	FOND	JUPE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4201.03	0.5 l	140 x 190 mm	180 x 230 x 42 mm	1	8.60	4.80
15.4201.04	1.5 l	190 x 250 mm	250 x 310 x 65 mm	1	15.35	8.55
15.4201.05	3 l	250 x 310 mm	310 x 370 x 75 mm	1	22.25	12.40
15.4201.06	10 l	310 x 410 mm	420 x 520 x 120 mm	1	36.20	20.15
15.4201.07	21 l	430 x 530 mm	534 x 634 x 140 mm	1	63.00	35.10
15.4201.08	39 l	520 x 720 mm	648 x 846 x 160 mm	1	91.85	51.20

Laborschalen Edelstahl, niedere Form *Cuvette en acier inoxydable, forme basse*



Produktinformationen

Die robuste Edelstahlschale ist ideal für die Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation von Instrumenten sowie für das Ablegen und Tragen unterschiedlicher Geräte oder Proben.

- Für das Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Ablegen von Laborbesteck
- Stabil und hygienisch

Données du produit

La cuvette robuste en acier inoxydable est idéale pour nettoyer, désinfecter ou stériliser des instruments ainsi que pour déposer et transporter différents dispositifs ou échantillons.

- *Pour nettoyer, désinfecter, stériliser ou déposer des accessoires de laboratoire*
- *Stable et hygiénique*

ART.-NR.	INHALT	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4208.20	1 l	200 x 150 x 50 mm	1	23.95	13.35
15.4208.21	2 l	280 x 180 x 50 mm	1	32.50	18.10
15.4208.22	2.5 l	300 x 200 x 50 mm	1	38.65	21.55
15.4208.23	3 l	300 x 250 x 50 mm	1	41.70	23.25
15.4208.24	5 l	400 x 300 x 50 mm	1	60.05	33.45
15.4208.25	6 l	500 x 300 x 50 mm	1	76.65	42.70

Laborschalen Edelstahl, hohe Form *Cuvette en acier inoxydable, forme haute*



Produktinformationen

Die Edelstahlschale ist für unterschiedlichste Anwendungen geeignet, z. B. um Laborbesteck oder Probenehmer abzugeben, zu tragen oder zu reinigen.

- Für das Ablegen, Transportieren oder Reinigen von Instrumenten
- Stabil und hygienisch

Données du produit

La cuvette en acier inoxydable est adaptée à un large éventail d'applications, p. ex. pour déposer, transporter ou nettoyer des accessoires de laboratoire ou des échantillonneurs.

- *Pour déposer, transporter ou nettoyer des instruments*
- *Stable et hygiénique*

ART.-NR.	INHALT	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	CAP.	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.4208.40	6 l	400 x 200 x 100 mm	1	67.50	37.60
15.4208.41	10 l	400 x 300 x 100 mm	1	80.10	44.60
15.4208.42	12 l	500 x 300 x 100 mm	1	102.40	57.05

Aluminium Flaschen Flacons en aluminium

Mit UN-Zulassung (inkl. Deckel)
Avec homologation UN (avec bouchon)



Produktinformationen

Besonders geeignet für Lagerung, Transport oder Versendung von Substanzen und Rückstellproben, die vollkommen unverfälscht aufbewahrt werden müssen.

- Restlos entleerbar
- Geruchsneutral
- Lichtundurchlässig

Données du produit

Spécialement adapté au stockage, au transport ou à l'expédition de substances et d'échantillons qui doivent être conservés totalement intacts.

- *Se vident jusqu'à la dernière goutte*
- *Inodores*
- *Opaques*

ART.-NR.	VOL.	GESAMTHÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	HAUTEUR TOTALE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
13.0327.00	60 ml	88 mm	1	2.90	1.70
13.0327.01	120 ml	97 mm	1	3.55	2.05
13.0327.02	300 ml	160 mm	1	4.65	2.65
13.0327.03	38 ml	70 mm	1	2.65	1.55
13.0327.04	600 ml	192 mm	1	6.80	3.90
13.0327.06	1'200 ml	248 mm	1	8.05	4.60
13.0327.08	3'000 ml	215 mm	1	27.65	15.80
13.0327.09	5'600 ml	340 mm	1	32.95	18.85

Handpumpe für Lösemittel Pompe à solvant commande manuelle



Produktinformationen


Lösemittelpumpe Handbetrieb für kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln und Aromastoffen. Für Behälter bis 60 l. Die Pumpe ist gasdicht und komplett absperierbar mit zwei Kugelhähnen.

Données du produit

Pompe à solvant commande manuelle pour prélèvement stérile de solvants et arômes organiques. Pour réservoirs jusqu'à 60 l. La pompe est hermétique et peut être verrouillée par deux robinets à bille.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	BASSE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5603.03	Handbetrieb Mode manuel	max. 600 mm	1	712.00	440.00
15.5603.04	Weissblechkanister Bidon en fer blanc	max. 600 mm	1	770.00	475.00

Lösemittelpumpe für Fussbetrieb Pompe à pied pour solvants



Produktinformationen

- Für das Abfüllen von hochreinen Flüssigkeiten
- Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl und PTFE gefertigt.
- Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar
- Für Fässer bis 220 Liter, passend für Stahlfässer mit R 2" Gewinde

Données du produit

- *Pour transvaser des liquides très purs*
- *Toutes les parties en contact avec les liquides transvasés sont en inox ou en PTFE*
- *La longueur du tuyau plongeant dans le fût est réglable en continu*
- *Pour fûts jusqu'à 220 litres, convient aux fûts en inox avec pas de vis R 2*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	TIEFE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	BASSE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5603.01	mit festem Auslaufbogen <i>avec coude de sortie fixe</i>	max. 95 mm	1	780.00	480.00
15.5603.02	mit Auslaufschlauch <i>avec tuyau d'écoulement</i>	max. 95 mm	1	1'045.00	645.00

Antistatik-Set zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung Lot antistatique pour éviter la charge électrostatique



Im praktischen Kunststoff-Koffer
Livrés dans une mallette en plastique
très pratique

Produktinformationen


- Beim Abfüllen von brennbaren Flüssigkeiten können sich bei ungenügender Erdung der Abfüllgeräte und -gebilde elektrostatische Aufladung bilden, die bei vielen Stoffen zur Entflammung oder zur Explosion führen können.
- Mit dem Antistatik-Set von Bürkle lässt sich eine Erdung einfach und zuverlässig sicherstellen.
- Das Antistatik-Set besteht aus drei farbcodierten Verbindungskupferkabeln mit Klemmzangen.

Données du produit

- *Lors du transvasement de liquides inflammables, des charges électrostatiques peuvent se former si les récipients de transvasement ne sont pas reliés à la terre. Ceci se traduit pour un grand nombre de substances par un risque d'inflammation ou d'explosion.*
- *Grâce au lot antistatique de Bürkle, il est très facile de réaliser une mise à la terre fiable.*
- *Le lot antistatique se compose de 3 câbles de raccordement en cuivre à codage couleur et de pinces.*

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DÉSCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
15.5602.01	Antistatik-Set <i>Kit antistatique</i>	1	79.75	49.35

Exsikkatoren SICCO | *Dessiccateurs*



Produktinformationen

Die SICCO Exsikkatoren zur Trocknung eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel.

Données du produit

Les dessiccateurs SICCO sont conçus pour le stockage et le séchage de produits sensibles à l'humidité, en utilisant du silicagel.

ART.-NR.	TYP	I-MASSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1877.07	1 Auto-Star-Exsikkator	260 x 480 x 330 mm	1	2'470.00	1'835.00
15.1879.07	2 Star-Desiccator Protect	260 x 480 x 330 mm	1	1'720.00	1'280.00
15.1880.01	3 Mini Premium 1	208 x 159 x 180 mm	1	249.10	160.00
15.1880.02	3 Mini Premium 2	208 x 159 x 180 mm	1	423.00	315.00
15.1880.03	3 Mini Premium 3	208 x 159 x 180 mm	1	629.00	465.00
15.1880.10	2 Star	260 x 480 x 330 mm	1	1'380.00	960.00
15.1880.11	3 Star-Vitrum	260 x 480 x 330 mm	1	1'945.00	1'445.00
15.1880.12	3 Big-Star	495 x 500 x 540 mm	1	2'877.00	2'140.00
15.1880.13	3 Big-Star Vitrum	495 x 500 x 540 mm	1	4'032.00	2'995.00
15.1880.14	4 Maxi 1	495 x 1'030 x 540 mm	1	4'766.00	3'550.00
15.1880.15	4 Maxi 1 Vitrum	495 x 1'030 x 540 mm	1	7'960.00	5'920.00
15.1880.16	4 Maxi 2	495 x 500 x 540 mm	1	6'000.00	4'460.00
15.1880.17	4 Maxi 2 Vitrum	495 x 500 x 540 mm	1	7'357.00	5'470.00
15.1880.71	2 Mini 1 Basic Exsikkator	208 x 159 x 180 mm	1	252.00	155.00

Erlenmeyer- und Fernbachkolben Corning® *Erlenmeyers classiques avec réflecteur*



Nur solange Vorrat reicht!
Dans la limite des stocks disponibles !



Produktinformationen

- Hergestellt aus Polycarbonat der USP Klasse VI: optisch klar und robust
- Eingeprägte Graduierungen für Genauigkeit
- Einzel verpackt und gammastrahlensterilisiert für einfache Nutzung
- Alle Flaschen haben den höchsten Sterilsicherheitswert von 10 - 6
- Als pyrogenfrei zertifiziert

Données du produit

- *En polycarbonate, conforme USP classe VI pour les plastiques, ils fournissent une clarté optique et une résistance mécanique excellentes*
- *Graduation en relief pour plus de précision*
- *Conditionnés en emballage individuel et stérilisés par irradiation pour un usage plus simple*
- *Tous les flacons fournissent le niveau le plus élevé d'assurance de stérilité SAL 10 - 6*

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	EXÉCUTION	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.430183	250 ml	mit glattem Boden avec fond classique	Schraubdeckel Bouchon vissant	50	943.20	565.00
7.430422	500 ml		25	668.00	395.00	
7.431255	2'000 ml		Belüftungsdeckel Bouchon ventilé	6	623.70	425.00
7.431408	500 ml	mit Schikanen avec réflecteur	Schraubdeckel Bouchon vissant	25	673.60	405.00
7.431403	1'000 ml		Belüftungsdeckel Bouchon ventilé	25	1'048.50	630.00

Baktolan protect+ pure



Produktinformationen

Baktolan protect+ pure wird überall dort eingesetzt, wo stark beanspruchte und sogar rissige Haut regeneriert und die Hautbarriere wieder gestärkt werden muss. Gleichzeitig bietet Baktolan® protect+ pure einen gezielten Hautschutz bei der Arbeit mit wässrigen Lösungen.

- Innovative Rezeptur (W/O/W-Emulsion)
- Schutz gegen wasserlösliche Stoffe
- Unterstützung der Hautregeneration
- Stärkung der Hautbarriere
- Sehr gute Hautverträglichkeit
- Parfum-, silikon-, paraben- und farbstofffrei

Données du produit

Baktolan protect+ pure s'utilise partout où il est nécessaire de régénérer une peau fortement sollicitée, même crevascée et de renforcer la barrière cutanée. Baktolan® protect+ pure offre en même temps une protection ciblée de la peau lorsqu'on travaille avec des solutions aqueuses.

- *Composition novatrice (émulsion E/H/E)*
- *Protège des substances solubles dans l'eau*
- *Stimule la régénération de la peau*
- *Renforce la barrière cutanée*
- *Très bonne compatibilité cutanée*
- *Sans parfum, ni silicone, ni parabène, ni colorant*

ART.-NR.	VOL.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	VOL.	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9645.10	100 ml	Tube tube	1	25.30	15.30

Medienflaschen TILT Flacon de préparation de milieux TILT



PP Verschluss in weiss inklusive!
Avec bouchon blanc vissé en PP !

→ Kann um 45° gekippt werden zum einfachen Pipettieren
Peut être incliné à 45° pour faciliter le pipetage

Produktinformationen

- Wiederverwendbares Flaschensystem zur Herstellung von Zellkulturmedien
- Optimierte ergonomisch geformter Schraubverschluss GL 56, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Polypropylen
- Vakuumfest und geeignet zur sicheren Filtersterilisation von Medien
- Stapelbare und platzsparende Flaschenform
- Niedrige Flaschenhöhe ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung in Biosicherheitsbänken und unter Reinlufthauben

Données du produit

- *Bouteille réutilisable pour la préparation de milieu de culture cellulaire*
- *Bouchon à vis ergonomique optimisé GL 56, fabriqué en polypropylène non cytotoxique*
- *Résistant au vide et adapté à la stérilisation sûre des milieux par filtration*
- *Forme de bouteille empilable et peu encombrante*
- *La faible hauteur des bouteilles permet une manipulation aisée dans les bancs de biosécurité et sous les hottes d'air propre*

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE GL	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	VOL.	FILETAGE GL	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.44	500 ml	GL 56	4	91.60	29.00

Ausstellungs-Schaugläser Verres d'exposition



Produktinformationen

- Diese Glasgeräte haben meist eine sehr einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.
- Ausstellungsgläser und Museumsgläser dienen der Aufbewahrung von Materialien und werden häufig in Ausstellungen eingesetzt.
- Hier können die ausgestellten Objekte konserviert und anschließend berührungslos betrachtet werden.

Données du produit

- *Ces ustensiles en verre ont généralement une forme très simple et se distinguent par leur polyvalence.*
- *La verrerie d'exposition et la verrerie de musée servent à conserver les matériaux et sont souvent utilisées dans les expositions.*
- *Les objets exposés peuvent y être conservés et ensuite observés sans contact.*

ART.-NR.	VOL.	DURCHMESSER	HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DIAMÈTRE	HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.8024.01	100 ml	52 mm	135 mm	10	823.00	520.00
8.8039.01	300 ml	69 mm	163 mm	10	1'097.50	690.00
8.8048.01	600 ml	81 mm	214 mm	10	1'305.50	820.00
8.8051.01	750 ml	90 mm	240 mm	10	1'480.00	930.00
8.8058.01	1'200 ml	100 mm	253 mm	10	1'670.00	1'050.00

Zylinder mit Knopfdeckel, Rand poliert Cylindre avec cache-bouton, bord poli



Produktinformationen

- Idealerweise werden für die Lagerung von Stoffen und Materialien verschliessbare Behälter verwendet.
- Auf diese Weise können die Stoffe und Materialien vor unerwünschten Einflüssen geschützt werden.
- Diese Behälter gibt es in verschiedenen Formen wie Dosen, Zylindern oder Gläsern.
- Die Wahl des Behälters hängt von der Anwendung und/oder der Art des Materials ab.

Données du produit

- *L'idéal est d'utiliser des conteneurs verrouillables pour le stockage des substances et des matériaux.*
- *De cette manière, les substances et les matériaux peuvent être protégés contre les influences indésirables.*
- *Ces récipients existent sous différentes formes, comme les boîtes, les cylindres ou les bocaux.*
- *Le choix du récipient dépend de l'application et/ou du type de matériau.*

ART.-NR.	VOL.	DURCHMESSER	HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DIAMÈTRE	HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5010.01	250 ml	80 mm	80 mm	10	765.50	480.00
8.5030.01	500 ml	100 mm	100 mm	10	965.00	595.00
8.5050.01	1'000 ml	120 mm	120 mm	1	103.10	64.80

Laborflaschen mit Gewinde GLS 80® Flacons de laboratoire



Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, komplett mit blauem Schnellschraubverschluss aus PP.

Données du produit

En verre borosilicaté, complet avec capuchon à fermeture rapide bleu PP.

ART.-NR.	VOL.	COLOR	MASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	COULEUR	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5830.36	250 ml	○	95 x 105 mm	1	17.00	10.70
8.5835.36	250 ml	●	95 x 105 mm	1	69.60	43.75
8.5830.44	500 ml	○	101 x 152 mm	1	22.50	14.15
8.5835.44	500 ml	●	101 x 152 mm	1	74.55	46.85
8.5830.54	1'000 ml	○	101 x 222 mm	1	29.05	18.25
8.5835.54	1'000 ml	●	101 x 222 mm	1	90.30	56.75
8.5830.63	2'000 ml	○	136 x 252 mm	1	57.95	36.45
8.5835.63	2'000 ml	●	136 x 252 mm	1	130.00	81.75
8.5830.69	3'500 ml	○	160 x 271 mm	1	172.30	108.30
8.5835.69	3'500 ml	●	160 x 271 mm	1	290.00	176.00
8.5830.73	5'000 ml	○	182 x 314 mm	1	239.05	150.00
8.5835.73	5'000 ml	●	182 x 314 mm	1	405.00	255.00
8.5830.86	10'000 ml	○	227 x 389 mm	1	438.70	275.00
8.5835.86	10'000 ml	●	227 x 389 mm	1	630.00	395.00
8.5830.91	20'000 ml	○	288 x 484 mm	1	950.00	600.00
8.5835.91	20'000 ml	●	288 x 484 mm	1	1'025.00	650.00
8.1265.01	30'000 ml	○	340 x 548 mm	1	1'292.30	810.00
8.1154.01	50'000 ml	●	400 x 590 mm	1	2'283.55	1'435.00

Für unsere treuen Kunden: Profitieren Sie jetzt!

1x Augen-Spülstation Station Lave-œil

Erhalten Sie beim Kauf von 20x Laborflaschen GLS 80
1x Augen-Spülstation Gratis.

Recevez à l'achat de 20x flacons de laboratoire GLS 80
1x Station de rinçage oculaire gratuite.



ART.-NR. | NO. D'ART : **18.0011.04**



Rundkolben mit Kugelschliff *Ballons à fond rond avec rodage sphérique*



Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, KS 35/20, zentriert, passend für alle Rotationsverdampfer

- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Données du produit

En verre borosilicaté, joint sphérique KS 35/20, centré, adapté à tous les évaporateurs rotatifs

- *Très bonne résistance chimique*
- *Bonne résistance thermique*
- *Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température*

ART.-NR.	VOL.	AUSSENDURCHMESSER	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DIAMÈTRE EXT.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
5.6222.08	100 ml	64 mm	1	51.10	28.10
5.6222.10	250 ml	85 mm	1	55.95	30.80
5.6222.12	500 ml	105 mm	1	59.00	33.40
5.6222.14	1'000 ml	131 mm	1	72.98	40.15
5.6222.16	2'000 ml	166 mm	1	105.30	57.95

Kugelschliffklammern-KECK *Pincés KECK pour rodages sphériques*



Nur solange Vorrat reicht!
Dans la limite des stocks disponibles !

Produktinformationen

- Hergestellt aus Polyoxymethylen (POM)
- Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
- Einfach, sicher und schnell zu montieren
- Erhöht die Sicherheit im Labor, da die Glasoberfläche des Gelenks durch den Kunststoff nicht zerkratzt wird
- Clips sind mit der entsprechenden Gelenkgröße gekennzeichnet und farblich codiert

Données du produit

- *Fabriqué en polyoxyméthylène (POM)*
- *Indéformable avec des propriétés de ressort particulièrement bonnes*
- *Facile, sûr et rapide à monter*
- *Augmente la sécurité au laboratoire, car la surface en verre de l'articulation n'est pas rayée par le plastique*
- *Les clips sont marqués avec la taille d'articulation correspondante et codés par couleur*

ART.-NR.	KS KUGELSCHLIFF	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	ROD. SPHÉRIQUE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
5.6142.29	29	1	6.10	5.45
5.6142.35	35	1	6.85	6.10

DISPENSMAN® Pico 4-Channel System Digitaler Dispenser | *Distributeur digital*



Zubehör für DISPENSMAN® Pico 4-Channel System *Accessoires*

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3510.02	Cartridge-Pack	4	312.00	285.00
17.3510.03	Cartridge-Pack	8	579.00	525.00
17.3510.04	Cartridge-Pack	16	1'070.00	970.00
17.3510.05	Software LICENSE RENEWAL	1	335.00	300.00
17.3510.07	Software LICENSE LIFETIME	1	2'024.00	1'840.00

Produktinformationen

- Der kostengünstige digitale Dispenser DISPENSMAN pico ermöglicht die kontaktlose Abgabe von Submikroliter Volumina in 96-Well-Platten ohne Verwendung von Spitzen
- Der digitale 4-Kanal-Dispenser kann Lösungen in Dimethylsulfoxid (DMSO) oder wässrigen Puffern mit Tensiden abgeben

Données du produit

- *Le distributeur numérique économique DISPENSMAN pico permet de distribuer sans contact des volumes inférieurs au microlitre dans des plaques à 96 puits sans utiliser de pointes*
- *Le distributeur numérique à 4 canaux peut distribuer des solutions dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) ou des tampons aqueux contenant des agents de surface*

ART.-NR.	MASSE	GEWICHT	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DIMENSIONS	POIDS	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3510.00	20 x 16 x 11 cm	1.3 kg	1	10'525.00	9'290.00




HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY




Kennen Sie schon unsere «labnews.»?
Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden!

Connaissez-vous déjà nos «labnews.» ?
Abonnez-vous maintenant et restez toujours à jour !



Karussell-Pipettenhalter Porte-Pipettes carousel



Hält bis zu 7 Gilson Pipetten
Tient jusqu'à 7 pipettes Gilson

Produktinformationen

- Schützt maximal sieben Einzelkanal- oder Mehrkanalpipetten vor Labortischkontamination
- Die Pipetten hängen vertikal vom Rack herunter und hindern Flüssigkeiten daran, in den Pipettenschaft einzudringen
- Aus chemisch resistentem Polypropylen und Polycarbonat für zusätzliche Stabilität
- Der rotierende Kopf bietet schnellen Zugriff auf Pipetten und sorgt für einen „aufgeräumten“ Labortisch

Données du produit

- *Protège jusqu'à sept pipettes monocal ou multicanal contre la contamination des paillasses*
- *Les pipettes pendent verticalement du rack et empêchent les liquides de pénétrer dans la tige de la pipette*
- *En polypropylène chimiquement résistant et en polycarbonate pour une stabilité accrue*
- *La tête rotative permet un accès rapide aux pipettes et assure une table de laboratoire « rangée »*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.8332.30	205 x 263 x 71 mm	1	183.00	134.20

Pipettenständer Porte-pipettes



Hält bis zu 3 Gilson Pipetten
Tient jusqu'à 3 pipettes Gilson

Produktinformationen

- Schützt bis zu drei Einzelkanalpipetten vor Labortischkontamination
- Die Pipetten hängen vertikal vom Rack herunter und hindern Flüssigkeiten daran, in den Pipettenschaft einzudringen
- Sorgt für einen geordneten Labortisch und hält Ihre Pipetten griffbereit
- Aus chemisch resistenten Materialien gefertigt
- Der transparente Ständer lässt leicht erkennen, was sich dahinter befindet

Données du produit

- *Protège jusqu'à trois pipettes monocal de la contamination des paillasses*
- *Les pipettes pendent verticalement du rack et empêchent les liquides de pénétrer dans la tige de la pipette*
- *Assure une table de laboratoire ordonnée et garde vos pipettes à portée de main*
- *Fabriqués à partir de matériaux résistants aux produits chimiques fabriqués*
- *Le portoir transparent permet de voir facilement ce qu'il y a derrière*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.8332.31	280 x 192 x 172 mm	1	136.00	99.75

Universeller Mehrkanalstand *Support universel multicanal*



Stand für eine eine 8- oder
12-Kanal-Pipette
*Support pour une pipette à 8
ou 12 canaux*

Produktinformationen

- Die Stützkanten passen sich an den unteren Teil praktisch aller Pipetten an
- Da der Ständer die Pipette vertikal in seinem unteren Teil und nicht, wie bei den meisten Ständern, mit seinem Hauptteil hält, ist er sehr stabil und gewährleistet, dass kein Risiko für den Deckel und den Spitzenhalter besteht
- Sorgt für optimalen Platz auf dem Labortisch und passt leicht unter einen Laborabzug
- Aus robusten Materialien, die gegen viele Chemikalien resistent sind

Données du produit

- *Les bords de soutien s'adaptent à la partie inférieure de pratiquement toutes les pipettes*
- *Comme le support maintient la pipette verticalement dans sa partie inférieure et non avec sa partie principale comme la plupart des supports, il est très stable et garanti qu'il n'y a aucun risque pour le couvercle et le porte-pointes*
- *Assure un espace optimal sur la table de laboratoire et se glisse facilement sous une hotte de laboratoire*
- *Fabriqué dans des matériaux robustes qui résistent à de nombreux produits chimiques*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.8332.32	275 x 152 x 151 mm	1	63.00	46.20

Einzel Pipetten Halter *Porte-pipettes individuel*



Produktinformationen


- Haftet fest auf jeder glatten, trockenen Oberfläche oder kann mit Schrauben befestigt werden
- Eignet sich für einen begrenzten Arbeitsplatz aufgrund seines kompakten Designs
- Vertikale oder horizontale Lagerung der Pipetten
- Kann eine Einzelkanal- oder Multikanal-pipette aufnehmen und schützt sie vor Kontamination und Beschädigungen
- Bei einer vertikalen Pipettenlagerung werden Flüssigkeiten daran gehindert, in den Pipettenschaft einzudringen

Données du produit

- *Adhère fermement à toute surface lisse et sèche ou peut être fixé avec des vis*
- *Convient à un espace de travail limité grâce à son design compact*
- *Stockage vertical ou horizontal des pipettes*
- *Peut contenir une pipette monocanal ou multicanal et la protège de la contamination et des dommages*
- *Un stockage vertical des pipettes empêche les liquides de pénétrer dans la tige de la pipette*

ART.-NR.	MASSE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART.	DIMENSIONS	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.8332.33	205 x 264 x 75 mm	1	30.00	22.00

PLATEMASTER P20 | P220



In unserem eShop finden Sie passendes Zubehör.
Dans notre eShop vous trouverez des accessoires.

Produktinformationen

PLATEMASTER® ist eine bedienerfreundliche, präzise Lösung für das manuelle Pipettieren von 96- und 384-Well-Mikrotiterplatten mit hohem Durchsatz.

Masse: 59.7 x 54.1 x 57.1 cm

Données du produit

PLATEMASTER® est une solution conviviale et précise pour le pipetage manuel à haut débit de plaques de microtitration à 96 et 384 puits.

Dimensions : 59.7 x 54.1 x 57.1 cm

ART.-NR.	TYP	VOL.	GEWICHT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	TYPE	VOL.	POIDS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8600.04	P20	0.5 - 20 µl	19.33 kg	1	18'883.00	15'700.00
2.8600.05	P220	2 - 220 µl	19.32 kg	1	18'883.00	15'700.00

Windows for MyPIPETMAN® volume display



Produktinformationen


Für eine leichte Identifikation oder eine einfachere zweckdienliche Handhabung, kann dieses farbige Fenster bei MyPIPETMAN® individuell angepasst werden. Es stehen sechs verschiedenen Farben zur Auswahl und die Farbe kann einfach bei Bedarf geändert werden.

Données du produit

Pour une identification facile ou une utilisation plus pratique, cette fenêtre colorée peut être personnalisée sur MyPIPETMAN®. Six couleurs différentes sont disponibles et la couleur peut être facilement modifiée si nécessaire.

ART.-NR.	MASSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DIMENSIONS	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8332.21	203 x 264 x 75 mm	●	1	17.90	12.40
2.8332.22		○	1	17.90	12.40
2.8332.23		●	1	17.90	12.40
2.8332.24		●	1	17.90	12.40
2.8332.25		●	1	17.90	12.40
2.8332.26		●	1	17.90	12.40

Zentrifugen Röhrchen CELLSTAR® Tubes à centrifuger



Produktinformationen

- Sehr gute thermische, mechanische und chemische Stabilität
- Naturfarbene Röhrchen mit aufgeschraubtem Verschluss
- Mit blauer Graduierung und weißem Schriftfeld
- Mit Deckeldesign und zusätzlicher Graduierung im Boden*

Données du produit

- *Très bonne résistance chimique, mécanique et thermique*
- *Tubes incolores avec bouchon à vis monté*
- *Avec graduation bleue et aplat blanc*
- *Avec design de couvercle et graduation supplémentaire dans le fond**

ART.-NR.	VOL.	STEHRAND	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	JUPE	STERILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.188 261-N*	15 ml	–	✓	500 Stk. pce.	189.09	132.65
7.188 271-N*	15 ml	–	✓	1'000 Stk. pce.	206.75	145.00
7.188 271	15 ml	–	✓	1'000 Stk. pce.	206.75	145.00
7.188 295	15 ml	–	–	1'000 Stk. pce.	381.99	266.00
7.210 261	50 ml	✓	✓	450 Stk. pce.	200.90	140.00
7.210 270	50 ml	✓	✓	300 Stk. pce.	156.26	110.00
7.227 201	50 ml	–	–	500 Stk. pce.	100.99	71.30
7.227 261	50 ml	–	✓	500 Stk. pce.	120.10	84.00
7.227 270	50 ml	–	✓	300 Stk. pce.	145.63	102.00
7.227 295	50 ml	–	–	500 Stk. pce.	276.38	195.00

Petrischalen | Boîtes de Petri



Produktinformationen

Petrischalen für die Bakteriologie werden aus hoch transparentem Polystyrol gefertigt und sind hitzebeständig für die Arbeit mit heissem Agar.

- Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- Gute Stapelbarkeit
- Mit Belüftungsnocken für besseren Gasaustausch bzw. ohne Belüftungsnocken für lange Inkubationszeiten
- Alle Petrischalen sind sterilisiert erhältlich

Données du produit

Les boîtes de Petri pour la bactériologie sont fabriquées en polystyrène hautement transparent et sont résistantes à la chaleur pour travailler avec de la gélose chaude.

- *Fabriquées à partir de polystyrène cristal*
- *Empilage aisé*
- *Avec ergots pour de meilleurs échanges gazeux et sans ergots pour une longue période d'incubation*
- *Toutes les boîtes de Petri sont disponibles en version stérilisée*

ART.-NR.	D X H	NOCKEN	SCHWER	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	D X H	ERGOTS	LOURDE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.628 102	60 x 15 mm	✓	–	30 x 20 (Packung/ Paque)	146.89	101.60
7.632 102	94 x 16 mm	–	✓	24 x 20 (Packung/ Paque)	101.66	76.60
7.632 180	94 x 16 mm	–	–	24 x 20 (Packung/ Paque)	78.56	43.65
7.633 180	94 x 16 mm	✓	–	24 x 20 (Packung/ Paque)	83.57	56.95
7.664 102	100 x 20 mm	✓	✓	24 x 15 (Packung/ Paque)	124.27	64.40
7.627 102	100 x 20 mm	✓	–	74 x 10 (Packung/ Paque)	157.75	81.75
7.639 102	145 x 20 mm	✓	–	8x 15 (Packung/ Paque)	105.27	54.70

Serologische Pipetten CELLSTAR® Pipettes sérologiques



Produktinformationen

- Design der Pipettenspitze garantiert tropfenfreies Pipettieren
- Maximale Genauigkeit
- Klare, gut lesbare Graduierung
- Seitlich angebrachter kolorierter Längsstreifen bei den Pipetten vereinfacht das Ablesen des Volumens
- Hohe optische Transparenz
- Papier/Kunststoff-Verpackung

Données du produit

- *Le design de la pointe de pipette garantit un pipetage sans perte de gouttes*
- *Précision maximale*
- *Graduation claire et lisible*
- *Les pipettes de 5, 10, 25 et 50 ml sont équipées d'une bande de couleur sur le côté pour faciliter la lecture du volume*
- *Haute transparence optique*
- *Emballage papier/plastique*

ART.-NR.	VOL.	VERPACKUNG	GRAD. ML	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	VOL.	EMBALLAGE	GRAD. ML	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.604 181	1 ml	●	1/100	1'000	273.67	196.90
7.710 180	2 ml	●	1/100	1'000	319.06	229.00
7.606 180	5 ml	● Papier/Kunststoff	1/10	200	54.64	28.15
7.607 180	10 ml	● papier/plastique	1/10	200	56.00	38.10
7.760 180	25 ml	●	2/10	200	84.72	69.30
7.768 180	50 ml	●	1/2	100	79.70	46.20

ART.-NR.	VOL.	VERPACKUNG	GRAD. ML	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	VOL.	EMBALLAGE	GRAD. ML	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.604 107	1 ml	●	1/100	1'000	210.47	145.00
7.710 107	2 ml	●	1/100	1'000	306.73	214.20
7.606 107	5 ml	● Bulk	1/10	500	277.12	193.40
7.607 107	10 ml	●	1/10	500	285.92	178.00
7.760 107	25 ml	●	2/10	200	142.50	99.45
7.604 160	1 ml	●	1/100	1'000	292.33	185.00
7.710 160	2 ml	●	1/100	1'000	333.25	216.75
7.606 160	5 ml	● Kunststoff/ Kunststoff	1/10	200	99.87	69.65
7.607 160	10 ml	● plastique / plastique	1/10	200	116.08	81.10
7.760 160	25 ml	●	2/10	200	178.21	124.35
7.768 160	50 ml	●	1/2	100	187.57	130.90

ilmac
LAUSANNE
18. - 19. SEPT. 2024

Zellkultur Microplatten 96 Well μ Clear® CELLSTAR® Culture cellulaire Micro-plaques



Produktinformationen

Zellkultur Microplatten aus Polystyrol mit pigmentierten Wänden und dünnem Folienboden, dem sog. μ Clear®-Boden eignen sich, besonders für Anwendungsfelder in den Bereichen Zellkultur und Mikroskopie.

- TC behandelt
- Well Profil: F-Boden/Kaminform
- Wachstumsfläche Pro Well: 34 mm²
- Arbeitsvolumen pro Well: 25 - 340 μ l


Données du produit

Les microplaques de culture cellulaire en polystyrène avec des parois pigmentées et un fond fin en film, appelé μ Clear®, sont particulièrement adaptées aux domaines de la culture cellulaire et de la microscopie.

- *Traitement TC*
- *Profilé ondulé : fond F/forme de cheminée*
- *Surf. de Puit: 34 mm²*
- *Vol. de travail par puits: 25 - 340 μ l*

ART.-NR.	FARBE	VERPACKUNG	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	EMBALLAGE	PRIX	DEALS
7.655 090	schwarz noir	4 Pack/paque x 8 Stück/pièces	276.39	180.00
7.655 098	weiss blanc	4 Pack/paque x 8 Stück/pièces	264.04	175.00
7.655 087	schwarz noir	4 Pack/paque x 10 Stück/pièces	375.19	190.00
7.655 088	weiss blanc	4 Pack/paque x 10 Stück/pièces	374.08	190.00

Zellkultur Microplatten 384 Well μ Clear® CELLSTAR® Culture cellulaire Micro-plaques



Produktinformationen


- Deckel mit Belüftungsnocken für Gasaustausch bei geringst möglicher Verdunstung
- Hohe Transparenz für ein optimales Mikroskopieren
- Stapelbar, mit alphanummerischer Näpfchenkennzeichnung
- TC behandelt
- F-Boden
- Boden μ Clear®
- Arbeitsvolumen pro Well: 15 - 110 μ l

Données du produit

- *Couvercles permettant une ventilation avec un faible taux d'évaporation*
- *Très haute transparence permettant l'observation au microscope*
- *Empilables avec repérage alphanumérique des puits*
- *Traitement TC*
- *Fond-F*
- *Fond μ Clear®*
- *Vol. de travail par puits: 15 - 110 μ l*

ART.-NR.	FARBE	WACHSTUMSFLÄCHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	SURF. DE CROISSANCE/PUITS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.781 090	schwarz noir	10 mm ²	120	1'047.96	730.00
7.781 091	schwarz noir		32	480.58	335.00
7.781 092	schwarz noir		40	583.39	410.00
7.781 093	weiss blanc		40	495.65	345.00
7.781 098	weiss blanc		32	422.05	295.00
7.781 091-920	schwarz noir		32	332.40	235.00

Mini Vortex Mixer



Produktinformationen

Einfache Bedienung durch Berührung bietet aussergewöhnliche Mischleistung mit einer Hand.

- Das flache Design und die kleine Standfläche (nur 4.3" breit) sparen wertvollen Platz
- Hergestellt aus ABS- und Silikonmaterialien, die gegen die meisten gebräuchlichen Chemikalien beständig sind

Données du produit

Le démarrage par simple pression offre des performances de mélange exceptionnelles d'une seule main.

- *La conception à profil bas et le faible encombrement (seulement 4.3 pouces de large) permettent de gagner un espace précieux*
- *Fabriquée en ABS et en silicone, résistant aux produits chimiques les plus courants*

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1205.67	grau-violet gris-violet	1	206.45	126.30
15.1205.98	grau-blau gris-bleu	1	206.45	126.30
15.1208.27	schwarz noir	1	206.45	126.30

Probentransporter DURApporter™ Boîtes de transport d'échantillons



Produktinformationen

Geeignet für den Transport und die Lagerung von gefährlichen Proben, Kleingeräten und Proben die staubfrei und trocken aufbewahrt werden müssen.

- Eine wasserdichte Silikondichtung und drei Verschlussklammern sorgen für einen absolut sicheren und dichten Verschluss
- Der Tragegriff ist auf der Oberseite des DuraPorters versenkbar und ermöglicht so ein Stapeln von mehreren Transportbehältern

Données du produit

Idéal pour le transport d'échantillons biologiques et cliniques, ainsi que des instruments et produits que vous voulez garder propres et secs, quelles que soient les conditions climatiques.

- *Joint en silicone pour une bonne étanchéité et fixations du couvercle par trois crochets pour une fermeture sécurisée*
- *Poignée parfaitement intégrée dans la boîte*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1031.39	klar mit blauen Griffen transparent avec poignée bleue	1	170.80	104.50
15.1051.49	rot mit roten Griffen rouge avec poignée rouge	1	170.80	104.50
15.1053.50	gelb mit gelben Griffen jaune avec poignée jaune	1	170.80	104.50

Laborrührer Hei-TORQUE Core Agitateur de laboratoire

Leichtgewicht für grosse Aufgaben
Un poids plume pour les grandes tâches



Produktinformationen

Die kompakte Bauweise ermöglicht die Integration in geschlossene Systeme wie Abzüge, Reaktoren oder Produktionssysteme.

- Drehmoment bis 40 Ncm
- Drehzahlbereich bis 2'000 U / min
- Viskositäten bis 10'000 mPas
- Drehregler für Rotationsgeschwindigkeit, Drücken startet bzw. stoppt die Funktion
- Timerfunktion
- «Max»-Button für den kurzzeitigen Betrieb mit maximaler Geschwindigkeit

Données du produit

La construction compacte permet l'intégration dans des systèmes fermés comme les sorbonnes, les réacteurs ou les systèmes de production.

- *Couple jusqu'à 40 Ncm*
- *Plage de vitesse jusqu'à 2'000 tr / min*
- *Viscosités jusqu'à 10'000 mPas*
- *Bouton rotatif pour la vitesse de rotation, appuyer pour démarrer ou arrêter la fonction*
- *Fonction minuterie*
- *Bouton « Max » pour un fonctionnement momentané à la vitesse maximale*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.0018.09	Hei-TORQUE Core - 25 l, 2 U/min, 10 mPAS	1	1'230.00	795.00

Hei-CHILL Umlaufkühler Refrroidisseur à circulation

Durchschn. Kühlmittelvolumen: 26.5 l
Moy. vol. de liquide de refroidissement: 26.5 l



Produktinformationen

Der Hei-CHILL 3000 und 5000 ermöglichen Ihrer Produktion perfekt auf einander abgestimmte Systemlösungen, mit maximaler Kühlleistung bis 5'000 W. Erhöhen Sie Ihre Produktivität dank bester Performance und unserer erfahrenen Applikationsberatung und Prozessoptimierung.

- max. Förderdruck 2 bar

Données du produit

Les Hei-CHILL 3000 et 5000 permettent à votre production de disposer de solutions système parfaitement adaptées les unes aux autres, avec une puissance de refroidissement maximale allant jusqu'à 5'000 W. Augmentez votre productivité grâce aux meilleures performances et à nos conseils expérimentés en matière d'applications et d'optimisation des processus.

- *max. pression de livraison 2 bars*

ART.-NR.	TYP	WATT	TEMP.-ARBEITSB.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYP	WATT	TEMP. DE TRAVAIL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.5911.29	Hei-CHILL 3000	3'000 W	-20 bis +40°C	1	26'830.00	17'470.00
17.5911.30	Hei-CHILL 5000	5'000 W	-20 bis +40°C	1	29'850.00	19'430.00

New

Hei-CHILL Umlaufkühler Refrigeriseur à circulation

Durchschn. Kühlmittelvolumen: 1.5 - 4.0 l
Moy. vol. de liquide de refroidissement: 1.5 - 4.0 l



Produktinformationen


- Kompaktes Leichtgewicht für flexible Positionierung auf dem Labortisch, im Abzug oder, dank erhöhter Pumpleistung, problemlos auch unterhalb des Labortisches
- Nachhaltig und umweltschonend mit Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290) und verbrauchs-optimierter Steuerung
- RS-232 Schnittstelle für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Lösungen

Données du produit

- *Poids plume compact pour un positionnement flexible sur la table de laboratoire, dans la sorbonne ou, grâce à une puissance de pompage accrue, sans problème sous la table de laboratoire*
- *Durable et respectueux de l'environnement grâce à l'utilisation d'un réfrigérant naturel (R-290) et à une commande à consommation optimisée*
- *Interface RS-232 pour la commande par un Hei-VAP Expert Control ou Ultimate Control ou par les solutions logicielles de laboratoire Heidolph*

ART.-NR.	TYP	KÜHLELEISTUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYP	PUISSANCE DE REFROIDIS.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5911.40	Hei-CHILL 400 Pro	400 W	1	5'384.00	3'500.00

Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ Magnetrührer Agitateurs Magnétiques



Produktinformationen

Paket beinhaltet:

- 1 Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n' Heat Core+
- 2 Temperaturfühler Pt1000 – (V4A)

- Masse: 168 × 101 × 299 mm
- Nutzfläche Heizplatte: 135 mm
- Gewicht: 3 kg
- Max. Belastung: 25 kg

Données du produit

Le paquet contient :

- 1 Magnetrührer Hei-PLATE Mix'n' Heat Core+
- 2 Sonde de température Pt1000 – (V4A)

- *Dimensions: 168 × 101 × 299 mm*
- *Surface utile plaque chauffante : 135 mm*
- *Poids : 3 kg*
- *Nombre max. Charge : 25 kg*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3006.06	Hei-PLATE Mix'n'Heat Core+ & Pt 1000 (V4A)	1	1'169.00	760.00

Duomax 1030 Plattformschüttler Agitateur à plateforme



Produktinformationen

Für Anwendungen, die ein kräftiges oder schonendes Mischen von kleinen Proben auf Mikrotiterplatten oder in Reagenzgläsern erfordern. Optionen mit unterschiedlichen Belastungsgewichten und Amplituden stehen Ihnen zur Auswahl.

- Wippend, Neigungswinkel 5°

Données du produit

Pour des recherches qui requièrent une agitation douce ou à cannelures pour de petits échantillons sur des plaques de micro-titrage ou des tubes à essai. Cinq options avec des capacités de charge et des orbites d'agitation différentes sont à votre disposition

- *Basculant, angle d'inclinaison de 5°*

ART.-NR.	DREHZAHL	BELASTUNG MAX.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	VITESSE	CHARGE MAX.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5433.01	2 - 50 U/min	5 kg	1	2'393.00	1'560.00

Hei-FLOW Silver 2 Paket Peristaltikpumpe Pompes péristaltiques



Produktinformationen

Paket beinhaltet:

- 1 Pumpe Hei-FLOW Core 600
 - Masse: 166 × 225 × 256 mm
 - Gewicht: 7.3 kg
 - Drehzahlbereich: 24 - 600
- 2 Pumpenkopf SP standard 2.5
- 3 Je 1 m Tygon®- und Silikonschlauch (Ø innen 6.4 mm)

Données du produit

Le paquet contient :

- 1 Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+
 - Dimensions: 166 × 225 × 256 mm
 - Poids : 7.3 kg
 - Plage de vitesses : 24 - 600
- 2 Complet avec tête de pompe SP standard 2.5
- 3 Le set inclut 1 m de tuyau Tygon® (standard) et de tuyau en Silicone (int Ø 6.3 mm)

ART.-NR.	DREHZAHL	BELASTUNG MAX.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	VITESSE	CHARGE MAX.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5235.64	2 - 50 U/min	5 kg	1	3'680.00	2'395.00

HERASIL Makro-Küvetten aus Quarzglas Cuves macro en quartz

Ohne Falzdeckel, Innenbreite 9.5 mm,
Bodendicke 1.5 mm
Sans couvercle, largeur int. 9.5 mm,
épaisseur fond 1.5 mm



Mikro-Küvetten aus optischem Spezialglas Cuves macro en quartz

Mit Falzdeckel, Innenbreite 2 mm
Avec couvercle, largeur int. 2 mm



Produktinformationen

- QH oder UV sind die Markenzeichen, die ein Quarzglas kennzeichnen, das aus natürlichem Kristall (Bergkristall) erschmolzen wird. Wir verwenden Quarzglas HERASIL der Heraeus Quarzglas GmbH, beziehungsweise äquivalente Materialien anderer Hersteller
- Eine leere Küvette mit Fenstern aus diesem Material hat bei Wellenlängen zwischen 260 nm und 2'500 nm eine Transmission von mehr als 80 %

Données du produit

- *QH ou UV : cette marque indique que la cuve est faite en quartz naturel fondu (cristal de roche). Le matériau utilisé est du verre de Quartz HERASIL de Heraeus Quarzglas GmbH ainsi que des matériaux équivalents d'autres provenances*
- *Une cuve vide fabriquée dans cette matière donne une transmission > 80 % entre 230 nm et 2'500 nm*

Produktinformationen

- QH oder UV sind die Markenzeichen, die ein Quarzglas kennzeichnen, das aus natürlichem Kristall (Bergkristall) erschmolzen wird. Wir verwenden Quarzglas HERASIL der Heraeus Quarzglas GmbH, beziehungsweise äquivalente Materialien anderer Hersteller
- Eine leere Küvette mit Fenstern aus diesem Material hat bei Wellenlängen zwischen 320 nm und 2'500 nm eine Transmission von mehr als 80 %

Données du produit

- *QH ou UV : cette marque indique que la cuve est faite en quartz naturel fondu (cristal de roche). Le matériau utilisé est du verre de Quartz HERASIL de Heraeus Quarzglas GmbH ainsi que des matériaux équivalents d'autres provenances*
- *Une cuve vide fabriquée dans cette matière donne une transmission > 80 % entre 320 nm et 2'500 nm*

ART.-NR.	SCHICHTTIEFE	AUSSENMASSE	VOL.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TRAJET OPTI.	DIM. EXT.	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
6.0011.10	10 mm	12.5x45 x 12.5 mm	3'500 µl	1	125.00	94.50

ART.-NR.	SCHICHTTIEFE	AUSSENMASSE	VOL.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TRAJET OPTI.	DIM. EXT.	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
6.1026.10	10 mm	12.5 x 45 x 12.5 mm	700 µl	1	127.00	96.50

Analysenwaage ABP Balance d'analyse



Produktinformationen

- OLED-Display
- Navigationskreuz
- Interne Justierautomatik bei Temperaturänderungen
- Dosierhilfe
- Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren
- Abmessungen, inkl. Windschutz (B x T x H): 213 x 407 x 344 mm
- Abmessungen Wägeraum (B x T x H): 166 x 156 x 220 mm
- Nettogewicht: 8 kg
- Netzanschluss: 220 ... 240 V AC, 50 Hz
- Ø Platte: 91 mm

Données du produit

- Écran OLED
- Croix de navigation
- Ajustement automatique interne en cas de changement de température
- Aide au dosage
- Recette/documentation confortable
- Dimensions, y compris le pare-vent (L x P x H) : 213 x 407 x 344 mm
- Dimensions de la chambre de pesée (L x P x H) : 166 x 156 x 220 mm
- Poids net : 8 kg
- Alimentation électrique : 220 ... 240 V AC, 50 Hz
- Ø plateau : 91 mm

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PLAGE DE PESÉE	PRÉC. D'AFFICHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9934.92	100-5DM	52 / 120 g	0.01 / 0.1 g	1	3'765.00	2450.00
17.9934.93	200-5DM	102 / 220 g	0.01 / 0.1 g	1	4'030.00	2615.00

Präzisionswaage PLJ Balances de précision



17.9936.14
Waagschale mit Windschutz
Dim. Plateau avec protection
contre le vent



17.9936.13
Waagschale | Dim. Plateau :
128 x 128 mm

Produktinformationen

Präzisionswaagenserie mit enormen Wägebereichen – ideal bei schweren Taragefässen oder grossen Proben

- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Abmessungen: 210 x 340 x 120 mm
- Umgebungstemperaturbereich: 15 °C - 30/35 °C
- Justierung mit internem Gewicht (automatisch)

Données du produit

Série de balances de précision avec des grandes plages de pesée - idéale pour les grands récipients de tarage ou les grands échantillons

- Matériau plateau de pesée : Acier inoxydable
- Dimensions : 210 x 340 x 120 mm
- Plage de température ambiante : 15 °C - 30/35 °C
- Ajustement avec poids interne (automatique)

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PLAGE DE PESÉE	PRÉC. D'AFFICHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9936.14	PLJ 420-3F	420 g	0.001 g	1	1'248.00	865.00
17.9936.13	PLJ 4200-2F	4'200 g	0.01 g	1	1'498.00	795.00

Präzisionswaage EFS Balances de précision

Abmessungen Platte | Dimensions de la plaque :
134 x 127 mm



Produktinformationen

Für den Einsatz in Schulen und Universitäten.

- LCD-Display
- Einfache 2-Tasten-Bedienung
- Tara-Funktion
- Bargraph-Funktion, zeigt den max. Wägebereich

Données du produit

Pour utilisation dans les écoles et universités.

- Ecran LCD
- Commande simple par 2 touches
- Fonction tare
- Fonction de graphique à barres, indiquant la plage de pesée maximale

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PLAGE DE PESÉE	PRÉC. D'AFFICHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9939.20	EF5 2000-0505	2'200 g	1 g	1	51.00	26.50
17.9939.21	EF5 200-1S05	220 g	0.1 g	1	51.00	26.50
17.9939.22	EF5 3000-1	3'000 g	0.1 g	1	125.00	72.25
17.9939.23	EF5 5000-0505	5'200 g	1 g	1	51.00	26.50
17.9939.24	EF5 500-2	500 g	0.01 g	1	145.00	90.00
17.9939.25	EF5 600-1S05	620 g	0.1 g	1	51.00	26.50

Präzisionswaagen EW-N / EG-N Balance de précision



Waagschale | Dim. Plateau :
17.9935.09 = 118 mm
17.9935.10 = 180 x 160 mm
17.9935.11 = 180 x 160 mm



Lieferumfang:
Präzisionswaage & Arbeitsschutzhaube
Contenu de la livraison :
Balance de précision, housse de protection en fonctionnement

Produktinformationen

- Gehäuse ist aus stossicherem Kunststoff
- Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
- LCD-Display
- Interne Justierautomatik (Typ EG-N)
- Justierprogramm CAL (Typ EW-N)
- Windschutz serienmässig bei Modellen mit Ablesbarkeit d = 0.001 g
- Stückzahlprogramm, Prozentwägefunktion, Unterflurwägeeinrichtung
- Datenschnittstelle RS-232

Données du produit

- Le boîtier est en plastique antichoc
- Une bande lumineuse croissante indique la plage de pesage encore disponible
- Ecran LCD
- Ajustement automatique interne (type EG-N)
- Programme d'ajustement CAL (type EW-N)
- Paravent de série sur les modèles dont la précision d = 0.001 g
- Programme comptage de pièces, fonction pesée en pourcentage
- Dispositif de pesée sous la balance
- Interface de données RS-232

ART.-NR.	TYP	ABLESBARKEIT	WÄGEBEREICH	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PRÉC. D'AFFICHAGE	PLAGE DE PESÉE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9935.09	EG 620-3NM	0.001 g	620 g	1	1'755.00	1'095.00
17.9935.10	EG 2200-2NM	0.01 g	2'200 g	1	1'499.00	935.00
17.9935.11	EG 4200-2NM	0.01 g	4'200 g	1	1'647.00	1'030.00



Präzisionswaagen PWS Balance de précision



17.9937.10
Waagschale | Dim. Plateau
Ø 140 mm



17.9937.12
Waagschale | Dim. Plateau
190 x 190 mm

Lieferumfang:
Präzisionswaage &
Arbeitsschutzhaube

Contenu de la livraison :
Balance de précision,
housse de protection en
fonctionnement

Produktinformationen

Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem für eine schnelle Anzeige des Wägewerts und punktgenaues Dosieren.

- Grosses LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
- Gehäuse und Wägeplatte aus Edelstahl
- Libelle und Fusschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Datenschnittstelle RS-232
- Batteriebetrieb möglich

Données du produit

Système de pesage à lames vibrantes de haute qualité pour un affichage rapide du poids et une distribution précise.

- *Grand écran LCD, hauteur des chiffres 16.5 mm*
- *Boîtier et plate-forme en acier inoxydable*
- *Indicateur de niveau et pieds de nivellement pour une mise à niveau précise de la balance*
- *Protection IP65 contre la poussière et les éclaboussures*
- *Interface de données RS 232*
- *Fonctionnement sur piles possible*

ART.-NR.	TYP	STECKERTYP	GEWICHT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	TYPE DE PRIX	POIDS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9937.10	PWS 800-2	EU/UK/CH/US/AUS	1.6 kg	1	1'510.00	815.00
17.9937.12	PWS 8000-1	EU/UK/CH/US/AUS	1.6 kg	1	1'550.00	840.00

Halogen - Feuchtebestimmer DBS 60-3 Dessiccateur halogène



Produktinformationen

Moderner Feuchtebestimmer mit 10 Speicherplätzen und LCD-Display.

- Ziffernhöhe 15 mm
- Halogen-Quarzglasstrahler 400 W
- Sichtfenster auf die Probe
- Anzeige des alten Messwerts bis ein neuer Wert ermittelt wird
- Probenbezeichnung für bis zu 99 Proben möglich
- Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC oder Drucker

Données du produit

Dessiccateur moderne avec 10 emplacements de mémoire et LCD graphique.

- *Hauteur des chiffres 15mm*
- *Lampe halogène en verre quartz 400 W*
- *Fenêtre de visualisation sur l'échantillon, très utile pour le premier réglage*
- *Affichage de l'ancienne valeur de mesure jusqu'à ce qu'une nouvelle valeur soit déterminée*
- *Désignation de l'échantillon possible jusqu'à 99 échantillons*
- *Interface de données USB pour le transfert des données de pesée vers un PC ou une imprimante*

ART.-NR.	ABLESBARKEIT	WÄGEBEREICH	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRÉC. D'AFFICHAGE	PLAGE DE PESÉE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.9929.01	0.001 (0.01 %) g	60 g	1	2'360.00	1'250.00

New

KERN

Videomikroskop OIV Vidéomicroscope



OIV 345

OIV 255

Produktinformationen

OIV 345

Das Einsteiger-Videomikroskop mit einfachster Handhabung für Anwendungen aller Art

OIV 255

Die digitale Komplettlösung für gesteigerten Arbeitskomfort bei Dauerbeobachtungen in der Industrie

Données du produit

OIV 345

Le vidéomicroscope d'entrée de gamme avec une manipulation très simple pour applications de toutes sortes

OIV 255

La solution numérique complète pour un confort de travail accru lors des observations permanentes dans l'industrie

ART.-NR.	TYP	MASSE (B × T × H)	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	DIMENSIONS (B × T × H)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.1375.31	OIV 255	320 × 260 × 483 mm	1	4'835.00	2'565.00
17.1375.35	OIV 345	320 × 260 × 450 mm	1	3'400.00	1'800.00

Set

KERN

Durchlichtmikroskop Lab-Line OBL Set Microscope à lumière transmise



OBL 137T241

Produktinformationen

Der vielseitige Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhlerbeleuchtung.

- Tubus 30° geneigt, 360° drehbar
- Weitfeld Okulare: WF 10x/20 mm
- Dioptrienausgleich einseitig vorhanden
- 4-Fach Revolver (nach innen geneigt)
- Objektive 4x, 10x, 40x, 100x (Oil) inklusive

Données du produit

Le laborantin flexible avec système optique à l'infini et éclairage Koehler fixe et pré-centré.

- *Tube incliné à 30°, rotatif à 360°*
- *Oculaire grand champ : WF 10x/20 mm*
- *Réglage dioptrique sur un tube oculaire*
- *Tourelle à 4 positions (incliné vers l'intérieur)*
- *Objectifs 4x, 10x, 40x, 100x (huile) inclus*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1375.01	Inkl. 5 mpx Tablet-Kamera, mit WLAN, USB 2.0 Schnittstelle, HDMI, SD Caméra 5 mpx pour tablette incluse, avec WLAN, interface USB 2.0, HDMI, SD	1	3'065.00	1'695.00

Durchlichtmikroskop OBE Microscope à lumière transmise



Produktinformationen

Das KERN OBE 132 zeichnet sich durch das exklusive, robuste und ergonomische Design aus.

- Tubus Art: Binokular
- Standard-Objektive: 4x, 10x, 40x, 100x
- Objektivrevolver-Einschraubplätze: 4
- Kondensator-Montage: fix
- Fokussierungsmechanik: Koaxialer Grob- und Feintrieb

Données du produit

Le KERN OBE 132 se distingue par son design exclusif, robuste et ergonomique.

- *Type de tube : Binoculaire*
- *Objectifs standard : 4x, 10x, 40x, 100x*
- *Emplacements de vissage de la tourelle porte-objectifs : 4*
- *Montage du condenseur : fixe*
- *Mécanisme de mise au point : Mécanisme coaxial de mise au point rapide et fine*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1375.10	Das Allround-Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor <i>Le microscope à lumière transmise polyvalent pour l'école, la formation et le laboratoire</i>	1	865.00	445.00

Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT Microscopes optiques



Produktinformationen

Das moderne Durchlichtmikroskop für den Unterricht in Ihrem Klassenzimmer

- Abmessungen (B × T × H): 195 × 147 × 325 mm
- Tubus Art: Binokular
- Tubus Neigungswinkel: 45°
- Objektivqualität: Achromatisch

Données du produit

Le microscope à lumière transmise moderne pour l'enseignement dans votre salle de classe

- *Dimensions (B × T × H): 195 × 147 × 325 mm*
- *Type de tube : Binoculaire*
- *Angle d'inclinaison du tube : 45°*
- *Qualité de l'objectif : Achromatique*

ART.-NR.	TYP	STANDARD-OBJEKTIVE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	OBJECTIFS STANDARD	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.1375.24	OBT 104	4x / 10x / 40x	1	310.00	280.00
17.1375.26	OBT 106	4x / 10x / 40x / 100x	1	310.00	280.00

Muffelöfen Fours moufle



Produktinformationen

- Tmax 1'100 °C oder 1'200 °C
- Keramische Heizplatten mit integriertem Heizdraht, geschützt und einfach auszuwechseln
- Mit Klapptür

Données du produit

- Tmax 1'100 °C ou 1'200 °C
- Plaques chauffantes en céramique avec fil chauffant intégré, protégées et faciles à remplacer
- Avec porte battante

ART.-NR.	MODELL	VOL.	INNENMASSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	MODÈLE	VOL.	DIM. INT.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.8711.30	L1/12/R7, Regler 7	1l	90 x 115 x 110 mm	1	2'497.00	1'840.00
17.8711.31	L1/12/R7	1l	90 x 115 x 110 mm	1	3'100.00	1'840.00
17.8711.32	L3/12/B 510	3l	160 x 140 x 100 mm	1	3'800.00	3'050.00
17.8711.33	L5/12/B 510	5l	200 x 170 x 130 mm	1	4'690.00	3'665.00
17.8711.34	L15/12/B 510	15l	230 x 340 x 170 mm	1	5'500.00	4'430.00
17.8711.35	L24/12/B 510	24l	280 x 340 x 250 mm	1	10'050.00	5'980.00
17.8711.36	L40/12/B 510	40l	320 x 490 x 250 mm	1	9'530.00	6'265.00
17.8711.37	L3/12/B 510	40l	320 x 490 x 250 mm	1	4'125.00	3'280.00
17.8711.41	L9/11/B 510, Tmax 1'100 °C	9l	230 x 240 x 170 mm	1	4'510.00	3'280.00
17.8711.42	L9/12/B 510, Tmax 1'200 °C	9l	230 x 240 x 170 mm	1	5'720.00	4'225.00

CO₂-Brutschrank ICO Incubateur



Produktinformationen

Highend-Funktionen für den Schutz von Zellkulturen, Bakterienkulturen oder Gewebekulturen.

- Temperaturbereich +18 °C bis +50 °C
- Einstellbereich CO₂ 0 bis 20 % CO₂
- Einstellbereich O₂ 1 bis 20 % O₂
- Aktive Feuchteregelung

Données du produit

Des fonctions haut de gamme pour la protection des cultures cellulaires, bactériennes et tissulaires.

- Gamme des temp. +18 °C à +50 °C
- Gamme d'affichage CO₂ 0 à 20 % CO₂
- Gamme d'affichage O₂ 1 à 20 % O₂
- Régulation hygrométrique active

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3862.05	ICO50	56l	1	6'032.00	4'395.00
17.3862.10	ICO105	107l	1	7'215.00	5'260.00
17.3862.15	ICO150	156l	1	9'022.00	6'580.00
17.3862.24	ICO240	241l	1	11'024.00	8'035.00

Konstantklima-Kammer HPPeco Enceinte à climat constant



Produktinformationen

- Temperaturbereich bis +70 °C
- 7 Modellgrößen (108 bis 2'140 Liter Innenraumvolumen)
- 1 Modellvariante: TwinDISPLAY digital geregelte, aktive Be- und Entfeuchtung von 10 % - 90 %
- Aussentüren standardmässig aus Edelstahl (vollisoliert) - innen aus Glas

Données du produit

- Gamme des températures jusqu'à +70°C
- 7 tailles de modèle (volumes internes de 108 à 2'140 litres)
- 1 version : TwinDISPLAY humidification et déshumidification actives à régulation numérique de 10 % à 90 %
- Portes extérieures standard en acier inoxydable (entièrement isolées) - intérieur en verre

ART.-NR.	MODELL	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	MODÈLE	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.1180.30	HPP110eco	108l	1	12'786.00	9'325.00
17.1180.31	HPP260eco	256l	1	15'303.00	11'160.00
17.1180.32	HPP410eco	384l	1	18'640.00	13'590.00
17.1180.33	HPP750eco	749l	1	20'974.00	15'295.00
17.1180.34	HPP1060eco	1'060l	1	28'061.00	20'460.00
17.1180.35	HPP1400eco	1'360l	1	40'694.00	29'670.00
17.1180.36	HPP2200eco	2'140l	1	50'025.00	36'470.00

Plattformschüttler Mini-300 Orbital-Genie Agitateur à plateforme



Produktinformationen

Kompakter und leistungsstarker Plattformschüttler

- Schüttelhub: 19 mm
- Drehzahl: 35 ... 100 1/min
- Max. Traglast: 3 kg
- Bewegungstisch: 305 x 305 mm
- Masse: 350 x 350 x 85 mm
- Zulässige Umgebungstemp.: 0 - 38°C
- Gewicht: 10.3 kg
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Données du produit

Agitateur à plateforme compact et puissant

- Course de secouage : 19 mm
- Vitesse de rotation : 35 ... 100 1/min
- Charge max. : 3 kg
- Table mobile : 305 x 305 mm
- Dimensions : 350 x 350 x 85 mm
- Température ambiante admissible : 0 - 38°C
- Poids : 10.3 kg
- Alimentation électrique : 230 V, 50 Hz

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1378.05	1	1'980.00	1'140.00

Bead Genie™ Zellaufschluss-Schüttelgerät *Agitateur de désintégration cellulaire*



→ inkl. Mikroröhrchen-Halter
für 12 Reaktionsgefäße
*incl. porte-microtubes pour
12 microtubes*

Produktinformationen

- Bietet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, Wiederholbarkeit bei vollständiger Kontrolle von Geschwindigkeit und Zeit
- Variabler RUN/STOP Timer für schnelles Pulsieren und hervorragende Intervallmischung
- Timer programmierbar von 1 s bis 99 min oder Dauerbetrieb
- Massives Metallgehäuse gewährleistet stabilen Stand
- Kompaktes Design für den Einsatz z.B. in Sicherheitswerkbänken

Données du produit

- *Offre précision, reproductibilité et répétabilité avec un contrôle total de la vitesse et du temps.*
- *Minuterie variable RUN/STOP pour une pulsation rapide et un excellent mélange par intervalles*
- *Minuterie programmable de 1 s à 99 min ou fonctionnement continu*
- *Boîtier métallique massif garantissant une bonne stabilité*
- *Design compact pour une utilisation par ex. dans les hottes de sécurité*

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.6866.50	Bead Genie, 230V Swiss plug	1	3'375.00	2'440.00

Schüttler Vortex Genie® -Serie *Agitateur de désintégration cellulaire*



Produktinformationen

Voll programmierbarer Vortex-Mischer mit ON/OFF-Funktion. Impuls von 0,1 sec bis 99 min.

Données du produit

Mélangeur Vortex entièrement programmable avec fonction ON/OFF. Impulsion de 0,1 sec à 99 min.

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1379.10	Vortex Genie® Pulse	1	1'250.00	870.00

Disruptor Genie® Zellaufschluss-Schüttelgerät *Agitateur de désintégration cellulaire*



→ inkl. Mikroröhrchen-Halter für 12 Reaktionsgefäße
& Zusatz-Aufsatz für einzelne Gefäße
*incl. porte-microtubes pour 12 microtubes, embout
supplémentaire pour microtubes individuels*

Produktinformationen

Geeignet zum Aufschliessen von Hefezellen, Bakterien, Gewebe und Zellresuspensionen unter Verwendung von Glaskügelchen.

- Gleichzeitiges Schütteln und Mischen bei hoher Geschwindigkeit
- Hält bis zu zwölf 1.5 ml Mikroröhrchen oder zwölf 2 ml Schraubverschluss-Mikroröhrchen
- Automatischer Zeitschalter von 0 bis 15 min (Disruptor Genie® analog), 0 bis 99 min (Disruptor Genie® digital) oder kontinuierlicher Betrieb

Données du produit

Convient pour la désintégration de cellules de levure, de bactéries, de tissus et de suspensions cellulaires en utilisant des billes de verre

- *Agitation et mélange simultanés à grande vitesse.*
- *Contient jusqu'à douze microtubes de 1,5 ml ou douze microtubes à bouchon vissé de 2 ml*
- *Minuterie automatique de 0 à 15 min (Disruptor Genie® analogique), de 0 à 99 min (Disruptor Genie® numérique) ou fonctionnement continu*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1379.20	Disruptor Genie® digital	1	890.00	715.00

Variabel Acura® manual 835 Makropipetten | *Macropipettes*



Produktinformationen

- Ergonomie und Design
- Schnelle Volumen Anpassung
- Digital-Display
- Spitzenabwurf leicht gemacht
- Swift-set Kalibrationssystem
- Farbenfrohe Kodierung
- Schutzfilter
- Adapter für Pasteur Pipette erhältlich
- Minimaler Wartungsaufwand/ Sterilisation
- Kontrollzertifikat

Données du produit

- *Ergonomie et design*
- *Réglage du volume intelligent et fiable*
- *Afficheur numérique toujours visible*
- *Ejection facile de l'embout*
- *Etalonnage rapide Swift-set*
- *Couleurs au choix*
- *Filtre de protection*
- *Adaptateur pour pipettes Pasteur*
- *Entretien minimum et stérilisation*
- *Certificat de contrôle qualité*

ART.-NR.	VOL.	TOL.R%	V*%	TEILUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	TOLERR.%	CV*%	DIVISION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7835.00PP	0.2 - 2* ml	0.2 Vol min.	0.5 Vol min.	0.002 ml	1	324.50	189.00
2.7835.00	0.2 - 2 ml	0.2 Vol min.	0.5 Vol min.	0.002 ml	1	301.50	175.00
2.7835.05PP	0.5 - 5* ml	0.3 Vol min.	0.6 Vol min.	0.01 ml	1	347.00	200.00
2.7835.05	0.5 - 5 ml	0.3 Vol min.	0.6 Vol min.	0.01 ml	1	310.50	180.00
2.7835.10	1 - 10 ml	0.2 Vol min.	0.5 Vol min.	0.01 ml	1	310.50	180.00

* = mit Adapter für Pasteur Pipette | avec adaptateur pour Pasteur Pipette
V* = Variationskoeffizient | CV* = coefficient de variation

Acura® manual 825 Mikropipetten | *Micropipettes*



Produktinformationen

- Digital-Display
- Anwenderfreundliche schlanke Form
- Leichtes Gewicht
- Extrem sanfte Betätigung aller Funktionen
- Justip Spitzenanpassungskonzept
- Innovatives Kalibrationssystem "swift-set"
- Voll montiert bei 121 °C autoklavierbar
- 3 Jahre Garantie
- Individuelles Kontrollzertifikat

Données du produit

- *Affichage numérique*
- *Exceptionnellement ergonomiques et faciles à utiliser*
- *Légereté*
- *Activation sans effort*
- *Justip : concept innovant d'ajustement de l'embout d'éjection*
- *Système de calibration par l'utilisateur Swift-set*
- *Entièrement autoclavable à 121°C*
- *Trois ans de garantie*
- *Livrées avec certificat de contrôle individuel*

ART.-NR.	VOL.	TEILUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	VOL.	DIVISION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7825.02	0.1 - 2 µl	0.002 µl	1	301.50	175.00
2.7825.10Y	1 - 10 µl	0.01 µl	1	282.50	164.00
2.7825.10	0.5 - 10 µl	0.01 µl	1	301.50	175.00
2.7825.20	2 - 20 µl	0.02 µl	1	282.50	164.00
2.7825.50	5 - 50 µl	0.1 µl	1	282.50	164.00
2.7825.60	10 - 100 µl	0.1 µl	1	282.50	164.00
2.7825.70	20 - 200 µl	0.2 µl	1	282.50	164.00
2.7825.80	100 - 1'000 µl	1.0 µl	1	282.50	164.00

ACURA® manual 855 Mehrkanalpipetten | *Micropipettes multicanaux*



1
8-Kanal-Modelle | *Modèles à 8 canaux*

2
12-Kanal-Modelle | *Modèles à 12 canaux*

Produktinformationen

Hightech-Materialien und kundenorientiertes Design. Mehrkanalpipetten vereinfachen das Arbeiten mit 96-well Mikrotiterplatten.

Données du produit

Conçues pour la satisfaction maximale de l'utilisateur, ces instruments allient matériaux high-tech et ergonomie conviviale !

ART.-NR.	TYP	VOL.	TEILUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	TYPE	VOL.	DIVISION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7855.18	1	0.5 - 10 µl	0.01 ml	1	776.00	450.00
2.7855.27		2 - 20 µl	0.01 ml	1	776.00	450.00
2.7855.28		5 - 50 µl	0.1 ml	1	727.00	420.00
2.7855.29		10 - 100 µl	0.1 ml	1	727.00	420.00
2.7855.30		20 - 200 µl	0.2 ml	1	727.00	420.00
2.7855.38		40 - 350 µl	0.4 ml	1	727.00	420.00
2.7855.12		0.5 - 10 µl	0.01 ml	1	894.50	520.00
2.7855.35		20 - 200 µl	0.2 ml	1	834.50	485.00
2.7855.45	2	5 - 50 µl	0.1 ml	1	834.50	485.00
2.7855.50		40 - 350 µl	0.4 ml	1	834.50	485.00

Variabel Acura® manual XS 826 Mikropipetten | *Micropipettes*



Produktinformationen

- Souveräne Handlichkeit
- Höchster Aktivierungskomfort
- Smarte und verlässliche Volumeneinstellung
- Gut ersichtliches Zählwerk
- Spitzenabwurf leicht gemacht
- Swift-set Kalibrierungssystem
- Farbenfrohe Kodierung
- Minimaler Wartungsaufwand/ Sterilisation
- Qualitätszertifikat

Données du produit

- *Maniabilité souveraine*
- *Confort d'activation maximal*
- *Réglage du volume intelligent et fiable*
- *Compteur bien visible*
- *Ejection facile des pointes*
- *Système d'étalonnage Swift-set*
- *Codage coloré*
- *Entretien minimal/Stérilisation*
- *Certificat de qualité*

ART.-NR.	VOL.	TOL.R%	V*%	TEILUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	TOL.ERR.%	CV*%	DIVISION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.7826.02	0.1 - 2 µl	2.0 max. Vol	1.5 max. Vol	0.002 µl	1	334.50	194.00
2.7826.10	0.5 - 10 µl	1.0 max. Vol	0.5 max. Vol	0.01 µl	1	334.50	194.00
2.7826.11	1 - 10 µl	1.0 max. Vol	0.7 max. Vol	0.01 µl	1	313.50	182.00
2.7826.20	2 - 20 µl	1.0 max. Vol	0.5 max. Vol	0.02 µl	1	313.50	182.00
2.7826.50	5 - 50 µl	1.0 max. Vol	0.4 max. Vol	0.1 µl	1	313.50	182.00
2.7826.60	10 - 100 µl	0.8 max. Vol	0.2 max. Vol	0.1 µl	1	313.50	182.00
2.7826.70	20 - 200 µl	0.6 max. Vol	0.2 max. Vol	0.2 µl	1	313.50	182.00
2.7826.80	100 - 1'000 µl	0.5 max. Vol	0.2 max. Vol	1.0 µl	1	313.50	182.00

V* = Variationskoeffizient | CV* = coefficient de variation

Vollsichtbrille uvex ultrasonic planet *Lunettes-masques uvex ultrasonic planet*



→ Weiche, flexible Gesichtsauflage passt sich jeder Gesichtsform an
Armature souple et flexible épousant toutes les formes de visage

Produktinformationen

- Funktionale Vollsichtbrille mit Panoramascheibe
- Uvex protecting planet – Scheibe aus massenbilanzierendem PC, Tragkörper, Kopfband und Verpackung anteilig aus recyceltem Material
- Robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfestе Scheibe
- Metallfrei
- Rahmenfarbe: anthrazit
- Kopfband: anthrazit, jade
- PC-Scheibe

Données du produit

- *Lunettes-masques fonctionnelles avec écran panoramique pour un large éventail d'applications*
- *Uvex protecting planet : écran en PC mass balance, armature, bandeau et emballage partiellement en matériaux recyclés*
- *Écran robuste en polycarbonate doté de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision : écran durablement antibuée et résistant aux rayures*
- *Sans métal*
- *Couleurs de l'armature : anthracite, jade*
- *Écran en PC*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.3022.90	uvex ultrasonic planet	1	24.50	19.60

uvex 5/6 classic light
Chemikalienschutzanzug
Combinaison de protection



uvex silv-Air c 2310
FFP3-Atemschutz-Formmaske
Masque coque respiratoire FFP3



Produktinformationen

- Atmungsaktives Material mit anti-statischen Eigenschaften und guter mechanischer Festigkeit
- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und Silikon
- Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylen-Folie laminiert
- Farbe: weiss
- Zertifiziert nach folgenden Normen: EN 14126, ISO 13982-1 – Typ 5, EN 13034 – Typ 6, EN 1149-5, EN 1073-2

Données du produit

- *Matériau respirant avec propriétés antistatiques et bonne résistance mécanique*
- *Étanche aux particules et partiellement étanche aux pulvérisations*
- *Exempte de substances attaquant les vernis et de silicone*
- *Matériau : polypropylène non tissé avec film stratifié de polyéthylène*
- *Couleur : blanc*
- *Certifiée conforme aux normes suivantes : EN 14126, ISO 13982-1 – Type 5, EN 13034 – Type 6, EN 1149-5, EN 1073-2*

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.7595.09	S	1	6.20	5.70
18.7595.10	M	1	6.20	5.70
18.7595.11	L	1	6.20	5.70
18.7595.12	XL	1	6.20	5.70
18.7595.13	XXL	1	6.20	5.70
18.7595.14	3XL	1	6.20	5.70

Produktinformationen

- Partikelfiltrierende Formmaske mit Ausatemventil für grössere Gesichtsformen
- Ventil und Kopfbandhalterung anteilig aus recyceltem Material
- Farbe: weiss
- Vier-Punkt-Kopfbandbefestigung für komfortablen, individuellen und sicheren Sitz der Maske

Données du produit

- *Masque de protection contre les particules coque avec soupape d'expiration pour les formes de visage plus grandes*
- *Soupape et bandeau de serrage partiellement en matériaux recyclés*
- *Couleur : blanc*
- *Bandeau de serrage 4 points pour un ajustement confortable, individuel et sûr du masque*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.7623.13	15	87.00	63.80

uvex 1 sport white S3
Halbschuh | Chaussure basse



Grösse 35 - 52, Weite 10 - 12
Grandeur 35 - 52, largeur 10 - 12

Weite 10 | Largeur 10

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.5821.35	35	1	156.10	115.00
18.5821.36	36	1	156.10	115.00
↓				
18.5821.51	51	1	156.10	115.00
18.5821.52	52	1	156.10	115.00

Weite 11 | Largeur 11

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.5822.35	35	1	156.10	115.00
18.5822.36	36	1	156.10	115.00
↓				
18.5822.51	51	1	156.10	115.00
18.5822.52	52	1	156.10	115.00

Weite 12 | Largeur 12

ART.-NR.	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.5823.35	35	1	156.10	115.00
18.5823.36	36	1	156.10	115.00
↓				
18.5823.51	51	1	156.10	115.00
18.5823.52	52	1	156.10	115.00

Produktinformationen

Winners at Work für Hygiene- und Lebensmittelbereiche

- Moderner, metallfreier, besonders leichter und flexibler S3-Sicherheits-halbschuh
- Schafft aus hydrophobiertem, leicht zu reinigendem Mikrofasermaterial
- Anzahl der Nähte auf das Notwendigste beschränkt
- Für Chromallergiker geeignet
- Waschbar bis 30° Celsius

Données du produit

Équipement de Champions pour le secteur des soins et l'industrie alimentaire

- Moderne, sans métal, très légère chaussure basse de sécurité S3 flexible
- Tige en microfibre hydrophobe, facile à nettoyer
- Nombre de coutures limité pour réduire le risque de salissures
- Convient aux personnes allergiques au chrome
- Lavable à 30° C

uvex u-chem 3300
Chemikalienschutzhandschuh
Gant de protection contre les produits chimiques



Produktinformationen

- Sehr gutes Tastgefühl
- Silikonfrei gemäss Abdrucktest
- Mit Stulpe
- AQL 0.65
- Nahtloses Trägermaterial aus Bambus-Viskose
- Sehr gute Passform
- Zertifiziert nach EN 388:2016 (2 1 2 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T)
- Gute Resistenz gegen viele Chemikalien

Données du produit

- *Une excellente dextérité*
- *Sans silicone selon le test d'empreinte*
- *Avec manchette*
- *AQL 0.65*
- *Matériau de support sans couture en fibre de bambou*
- *Ajustement parfait*
- *Certifié conforme aux normes EN 388:2016 (2 1 2 1 X) et EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P T)*
- *Bonne résistance contre de nombreux produits chimiques*

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.0971.07	7	blau bleu	320 mm	1	9.80	7.85
18.0971.08	8	blau bleu	320 mm	1	9.80	7.85
18.0971.09	9	blau bleu	320 mm	1	9.80	7.85
18.0971.10	10	blau bleu	320 mm	1	9.80	7.85
18.0971.11	11	blau bleu	320 mm	1	9.80	7.85

UNIGLOVES® Stronghold Plus Purple
Nitrilhandschuhe | *Gants en nitrile*



Produktinformationen

Ihr Plus an Zuverlässigkeit für alle sensiblen Bereiche, z. B. Labor, Pharma, Chemie und Medizin, bei denen es auf einen erweiterten Chemikalienschutz ankommt.

- Chemikalienschutz EN 374
- Silikonfrei, puderfrei & latexfrei
- Unsteril
- MPG-EN 455 Teil 1-4
- Mikrogeraute Handfläche

Données du produit

Votre plus en termes de fiabilité dans tous les domaines sensibles, p. ex. les laboratoires, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et la médecine, où une protection chimique étendue est essentielle.

- *Protection chimique EN374*
- *Sans silicone, non poudrés et sans latex*
- *Non stérile*
- *MPG-EN 455 partie 1-4*
- *Paume micro-rugueuse*

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9207.00	XS	purple	295 mm	100	24.00	12.00
3.9207.01	S	purple	295 mm	100	24.00	12.00
3.9207.02	M	purple	295 mm	100	24.00	12.00
3.9207.03	L	purple	295 mm	100	24.00	12.00
3.9207.04	XL	purple	295 mm	100	24.00	12.00

Digital Dispergierer OV 625 Digital Disperseur



Produktinformationen

Leistungsstarkes digitales Dispergierer zum Homogenisieren, Emulgieren, Suspendieren und Hochgeschwindigkeitsmischen von biologischen Geweben, Pharmazeutika, Kosmetika und Lebensmitteln.

- Werkstoff: Aluminium - Technopolymere
- Volumen: 0,2 ml - 2,5 L H₂O
- Max. Viskosität: Bis zu 5'000 mPa s
- Rührgeschwindigkeitsbereich: 3'000 – 25'000 rpm
- Geschwindigkeitskontrolle: Digital
- Genauigkeit der Geschwindigkeits-einstellung: 200 rpm
- Lärmentwicklung (ohne Dispergierwerkzeug): 75 dBa
- Max. zulässige Luftfeuchtigkeit: Bis zu 80 %
- Abmessungen: 92 x 280 x 130 mm

Données du produit

Disperseur numérique puissant conçu pour l'homogénéisation, l'émulsification, les suspensions et le mélange à grande vitesse de tissus biologiques, pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires.

- *Matériau de fabrication: Aluminium – Technopolymères*
- *Volume: 0,2 ml - 2,5 L H₂O*
- *Viscosité max.: Jusqu'à 5'000 mPa s*
- *Vitesse Maximale: 3'000 – 25'000 rpm*
- *Contrôle de la vitesse: Digital*
- *Précision de configuration de la vitesse: 200 rpm*
- *Niveau de bruit (sans outil de dispersion): 75 dBa*
- *Humidité max. admissible: Jusqu'à 80 %*
- *Dimensions : 92 x 280 x 130 mm*

ART.-NR.	TYP DES MOTORS	STROMVERBRAUCH	GEWICHT	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE DE MOTEUR	PUISSANCE ABSORBÉE	POIDS	PRIX	DEAL
620.9004.70	BAC	800 W	2.4 kg	2'646.00	1'555.00

Magnetrührer mit Heizung ARES 5 Digital Agitateur magnétique chauffant



Produktinformationen

Präzise Temperierung für eine hohe Reproduzierbarkeit

Der ARES 5 Digital ist die perfekte Lösung für temperaturempfindliche Laboranwendungen, bei denen eine präzise und genaue Thermoregulation der Probe erforderlich ist, um eine maximale Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.

Données du produit

Thermorégulation précise pour une reproductibilité élevée

L'ARES 5 Digital est la solution parfaite pour les applications de laboratoire sensibles à la température où une thermorégulation précise de l'échantillon est nécessaire pour assurer une reproductibilité maximale.

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
620.5005.80	1	652.00	385.00

Vortexer WIZARD mit IR-Sensor Vortex mixer WIZARD avec IR capteur



→ Lieferumfang:
Vortexer, Standardaufsatz für
Reagenzgläser
Contenu de la livraison :
Vortexer, embout standard pour
tubes à essai

Produktinformationen

- Für IR-Sensor- und Dauerbetrieb
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung
- Einstellbare Schüttelgeschwindigkeiten bis 3'000 min⁻¹
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Schüttelhub: 4.5 mm
- Drehzahl: 0 ... 3'000 1/min
- Abmessungen: 180 x 220 x 70 mm
- Zulässige Umgebungtemp.: 5 ... 40 °C
- Nennleistung: 15 W
- Steckertyp: EU
- Stromversorgung: 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz
- Garantie: 3 Jahre

Données du produit

- *Pour le fonctionnement du capteur IR et le fonctionnement continu*
- *Réglage électronique de la vitesse*
- *Vitesses d'agitation réglables jusqu'à 3'000 min⁻¹*
- *Très bonne résistance aux produits chimiques*
- *Type de mouvement : circulaire*
- *Vitesse de rotation : 0 ... 3'000 1/min*
- *Dimensions : 180 x 220 x 70 mm*
- *Temp. ambiante admissible : 5 ... 40 °C*
- *Puissance nominale : 15 W*
- *Type de prise : EU*
- *Alimentation électrique : 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz*
- *Garantie : 3 ans*

ART.-NR.	GEWICHT	SCHUTZART	SCHÜTTELHUB	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	POIDS	DEGRÉ DE PROTEC.	COURSE D'AGITATION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
620.6665.36	2.2 kg	IP 42	4.5 mm	1	273.70	185.35

Messkolben Fioles jaugée



Produktinformationen

- Aus PMP, UV-absorbierend, hochtransparent und zur Aufbewahrung lichtempfindlicher Substanzen, mit individuell auf 'In' justierter Ringmarke, Toleranzen der Klasse A entsprechend DIN EN ISO 1042 und mit aufgedruckter Lotnummer und Chargenzertifikat
- Thermische Belastungen bis 121°C (autoklavierbar) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze

Données du produit

- *En PMP, absorbe les UV, hautement transparent et pour conserver les substances sensibles à la lumière, avec marquage circulaire calibré individuellement sur 'In', les tolérances sont conformes aux exigences imposées pour la catégorie A selon la norme DIN EN ISO 1042, avec numéro de lot imprimé et certificat de lot*
- *Les contraintes thermiques jusqu'à 121°C (autoclavable) ne causent pas le dépassement durable*

ART.-NR.	VOL.	TOL. +/-	NS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	TOL. +/-	NS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.6709.02	10 ml	0.04 ml	10/19	2	58.30	32.25
15.6719.02	25 ml	0.04 ml	10/19	2	61.20	33.80
15.6729.02	50 ml	0.06 ml	12/21	2	67.20	37.15
15.6739.02	100 ml	0.10 ml	14/23	2	72.90	40.30
15.6749.02	250 ml	0.15 ml	19/26	2	87.40	48.35
15.6759.02	500 ml	0.25 ml	19/26	2	103.60	57.30
15.6769.02	1'000 ml	0.40 ml	24/29	2	90.90	50.25

Acetone (USP, BP, Ph. Eur.)
pure, pharma grade



Produktinformationen

- Summenformel: CH_3COCH_3
- CAS-Nr.: 67-64-1
- 1 l Kunststoffflasche

Données du produit

- *Formule : CH_3COCH_3*
- *No. CAS : 67-64-1*
- *Bouteille en plastique de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
141007.1211	42.70	22.90

Hydrochloric Acid 35% for
trace metal analysis (ppb)



Produktinformationen

- Summenformel: HCL
- CAS-Nr.: 7647-01-0
- 1 l Fluoropolymer-Flasche

Données du produit

- *Formule : HCL*
- *No. CAS : 7647-01-0*
- *Bouteille de fluoropolymère de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
721019.0011	303.70	162.70

Natronlauge 1 mol/l (1N)
Masslösung



Produktinformationen

- Summenformel: NaOH
- CAS-Nr.: 1310-73-2
- 1 l Flasche

Données du produit

- *Formule : NaOH*
- *No. CAS : 1310-73-2*
- *Bouteille de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
181691.1211	33.40	17.85

Xylene - Mixture of
isomeres (Reag. Ph. Eur.)
for analysis, ACS, ISO



Produktinformationen

- Summenformel: C_8H_{10}
- CAS-Nr.: 1330-20-7
- 1 l Kunststoffflasche

Données du produit

- *Formule : C_8H_{10}*
- *No. CAS : 1330-20-7*
- *Bouteille en plastique de 1 l*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131769.2711	69.10	37.00


Chloroform : Isoamyl Alcohol 24 : 1 BioChemica



Charcoal activated for analysis



Dichlormethan for gas- chromatography ECD and FID SupraSolv®



Petroleum benzine boiling range 100 - 120°C



Produktinformationen

- 500 ml Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: C
- CAS-Nr: 7440-44-0
- 250 g

Produktinformationen

- Summenformel: CH_2Cl_2
- CAS-Nr: 75-09-2
- 1 l

Produktinformationen

- CAS-Nr: 64742-49-0
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- Bouteille de verre de 500 ml

Données du produit

- Formule : C
- No. CAS : 7440-44-0
- 250 g

Données du produit

- Formule : CH_2Cl_2
- No. CAS : 75-09-2
- 1 l

Données du produit

- No. CAS : 64742-49-0
- Bouteille de verre de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A1935.0500	72.40	45.25

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.02186.0250	114.15	77.85

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.06054.1000	105.45	79.10

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.01781.1000	101.05	63.15

p-Xylene for analysis
EMSURE®; ISO



Produktinformationen

- Summenformel: C_8H_{10}
- CAS-Nr: 106-42-3
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule* : C_8H_{10}
- *No. CAS* : 106-42-3
- *Bouteille de verre de 1 l*

ART-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.08684.1000	160.40	101.15

Nitric acid 65% Suprapur®



Produktinformationen

- Summenformel: HNO_3
- CAS-Nr: 7697-37-2
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule* : HNO_3
- *No. CAS* : 7697-37-2
- *Bouteille de verre de 1 l*

ART-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.00441.1000	456.25	165.00

Acetone Ph Eur., 200 ml



Produktinformationen

- Summenformel: CH_3COCH_3
- CAS-Nr: 67-64-1
- 250 ml Flasche

Données du produit

- *Formule* : CH_3COCH_3
- *No. CAS* : 67-64-1
- *Bouteille de 250 ml*

ART-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
13100392	11.50	8.65

CHROMASOLV™
Acetonitrile, gradient
grade, for HPLC, =99.9%



Produktinformationen

- Summenformel: CH_3CN
- CAS-Nr: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- *Formule* : CH_3CN
- *No. CAS* : 75-05-08
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

ART-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34851-2.5L	514.70	27.80

HYDRANAL™ - Coulomat
AD, Anolyte for coulometric
Karl Fischer titration



Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-56-1
- 500 ml Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 67-56-1
- Bouteille de verre de 500 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34810-500ML	299.95	235.30

HYDRANAL™ - Coulomat
AG, Anolyte for coulometric
Karl Fischer titration



Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-56-1
- 500 ml Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 67-56-1
- Bouteille de verre de 500 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34836-500ML	223.95	186.65

HYDRANAL™ - Buffer
for Acids, Liquid buffer
medium for Karl Fischer
titration in acidic



Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-56-1
- 500 ml Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 67-56-1
- Bouteille de verre de 500 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34804-500ML	111.55	79.05

HYDRANAL™ - Coulomat
AK, Anolyte for coulometric
Karl Fischer titration in
ketones



Produktinformationen

- CAS-Nr: 101023-55-6
- 500 ml Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 101023-55-6
- Bouteille de verre de 500 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34820-500ML	537.20	359.30

Reagecon Brix Standard (Stabilised) at 20°C

Produktinformationen

- 15 ml HDPE Dropper Bottle

Données du produit

- 15 ml HDPE flacon compte-gouttes



ART.-NR.	%	PREISE	DEALS
NO. D'ART	%	PRIX	DEALS
500.BS00S	0	81.00	61.55
500.BS05S	5	81.00	61.55
500.BS07S	7	81.00	61.55
500.BS10S	10	81.00	61.55
500.BS112S	11.2	149.85	114.00
500.BS115S	11.5	149.85	114.00
500.BS12S	12	81.00	61.55
500.BS125S	12.5	81.00	61.55
500.BS149S	14.9	146.10	110.00
500.BS15S	15	81.00	61.55

ART.-NR.	%	PREISE	DEALS
NO. D'ART	%	PRIX	DEALS
500.BS194S	19.4	79.00	60.00
500.BS20S	20	81.00	61.55
500.BS25S	25	81.00	61.55
500.BS30S	30	81.00	61.55
500.BS35S	35	149.85	114.00
500.BS40S	40	81.00	61.55
500.BS45S	45	81.00	61.55
500.BS50S	50	81.00	61.55
500.BS55S	55	81.00	61.55
500.BS60S	60	81.00	61.55

Osmolality Standards

Produktinformationen

- Für die Kalibrierung, Qualitätskontrolle, Methodenvalidierung und Gerätekalibrierung
- Amber Glass Ampoule (60 ml)

Données du produit

- Pour l'étalonnage, le contrôle qualité, la validation de méthodes et l'étalonnage d'appareils
- Ampoule en verre ambrée (60 ml)



ART.-NR.	MOSM/KG	PREISE	DEALS
NO. D'ART	MOSM/KG	PRIX	DEALS
500.RE-OSM-0	0	130.45	99.00
500.RE-OSM-50	50	137.00	104.00
500.RE-OSM-100	100	137.00	104.00
500.RE-OSM-200	200	137.00	104.00
500.RE-OSM-290	290	137.00	104.00
500.RE-OSM-300	300	137.00	104.00
500.RE-OSM-400	400	137.00	104.00
500.RE-OSM-500	500	137.00	104.00
500.RE-OSM-600	600	137.00	104.00
500.RE-OSM-700	700	137.00	104.00

ART.-NR.	MOSM/KG	PREISE	DEALS
NO. D'ART	MOSM/KG	PRIX	DEALS
500.RE-OSM-850	850	137.00	104.00
500.RE-OSM-900	900	137.00	104.00
500.RE-OSM-1000	1000	137.00	104.00
500.RE-OSM-1100	1100	130.45	99.00
500.RE-OSM-1500	1500	137.00	104.00
500.RE-OSM-2000	2000	137.00	104.00
500.RE-OSM-2500	2500	253.50	193.00
500.RE-OSM-3000	3000	253.50	193.00
500.RE-OSM-3500	3500	134.35	102.00

ilmac•

LAUSANNE

18. - 19. SEPT. 2024

Darauf können Sie sich freuen:

- Vielfältige Live-Science Produkte
- Produktneuheiten & neue Brands
- Live Vortrag im «Speakers Corner»

Voici ce que vous pouvez espérer :

- *Des produits variés pour la science en direct*
- *Nouveaux produits & nouvelles marques*
- *Conférence en direct au « Speakers Corner »*

FREE TICKET CODE:
huberlab-24

