

Gültig bis | Valable jusqu'au

31.01.2025

www.huberlab.ch

HUBERLAB.

A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY

#4

 **Calibre**
SCIENTIFIC

I LOVE DEALS

Inhalt | Contenu

Handschuhe <i>Gants</i> New	4
uvex 5/6 classic – Einweg-Chemikalienschutz <i>Protection à usage unique</i>	6
uvex Brillen <i>Surlunettes</i>	7
uvex 1 x-craft pro S1 PL FO SC SR Halbschuh <i>Chaussure basse</i>	8
CO ₂ -Brutschrank IC0med <i>Incubateur</i>	9
Vollautomatischer SAFE® Tube & Tube Rack Reader <i>Entièrement automatique tube Reader</i>	9
Wärme- und Trockenschrank <i>Étuves de séchage et de chauffage</i>	10
Schüttler Vortex Genie® -Serie <i>Agitateur de désintégration cellulaire</i> New	10
Disruptor Genie® Zellaufschluss-Schüttelgerät <i>Agitateur de désintégration cellulaire</i>	11
Bead Genie™ Zellaufschluss-Schüttelgerät <i>Agitateur de désintégration cellulaire</i>	11
Schränke <i>Armoires</i>	12 - 13
Magnetrührer RCT basic ready-to-go Solution <i>Agitateur magnétique</i>	13
Schüttelinkubator INC 125 FS digital <i>Incubateur à agitation</i>	14
T 25 mini control ULTRA-TURRAX® Dispergierer <i>Appareil de dispersion</i> New	14
PC 3001 VARIO select Chemie-Pumpstand <i>Groupe de pompage chimie</i>	15
Peltier-Umlaufkühler TE 400 <i>Refroidisseur à circulation Peltier</i>	15
Labor-Ultraniedrigtemperatur-Gefriergerät <i>Congélateur de laboratoire à ultra-basse température</i>	16
Cryo-Gloves® Original	16
Hei-VAP Expert Control Set	17
Powder Drying Set	17
Plattformschüttler Titramax 1000 <i>Agitateur pour microplaques</i> Set	18
Hei-PLATE Set	19 - 20
Heating Block <i>Block chauffant</i> New	19
Digitalrefraktometer <i>Réfractomètre numérique</i>	20
Kompakt-Laborwaage IoT-Line PCB <i>Balance de laboratoire compacte</i>	20
Analysenwaagen <i>Balance d'analyse</i>	21 - 22
Pipetten <i>Pipettes</i>	22 - 25
Flaschenaufsatz-Dispenser <i>Distributeur adaptable sur flacon</i>	26

Flaschenaufsatzbürette <i>Burette adaptable sur flacon</i>	27
Verschluss-Siegel <i>Étiquette</i>	27 - 28
Etiketten Abroller <i>Dérouleur d'étiquettes</i>	29
Abtropfgestell <i>Egouttoir de paille</i>	29
Abtropfbrett <i>Egouttoir mural</i>	30
Einweg - Vliestuch Spendersystem <i>Système de distribution de lingettes non tissées jetables</i>	30
neoform® Rapid – Schnelldesinfektionsmittel <i>Désinfectant rapide</i>	31
neodisher®	31 - 32
PFAS Safe Guard 2in1 Kits New	33 - 35
Zellkultur Schalen CELLview <i>Boîtes pour Culture Cellulaire</i>	36
CELLdisc™ Zellkulturgefässe <i>Récipients pour culture cellulaire</i>	36
CELLMASTER™ Zellkultur Rollerflaschen <i>Rollers pour Culture Cellulaire</i>	37
Suspensionskultur Filter Top Flaschen CELLSTAR® <i>Flacons à bouchons ventilés</i>	38
Pipettenspitzen und Filterspitzen Sapphire <i>Pointes de pipettes et de filtres Sapphire</i>	38 - 40
Cryo.s	41 - 43
Pasteur-Pipetten	44
Fold Pack Eimer <i>Seau Fold Pack</i>	45
Messbecher farbig und stapelbar <i>Béchers gradués coloré et gerables</i>	45
Spritzflaschen <i>Pissettes</i>	46
Smart Healthy Caps und Smart Waste Caps - Adapter <i>Adaptateurs</i>	47
Celstir® Spinnerflasche <i>Flacon d'agitation à double bras latéral</i>	47
Kapillare & Kapillarsäulen <i>Capillaires & colonnes capillaires</i>	48
Chemicals	48 - 59

Preise gültig bis 31.01.2025 | Aesch - Oktober 2024

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST. Lieferung franko Haus ab CHF 300.00 | Andere Bestellwege ab CHF 500.00.
Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können.
Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Prix valable jusqu'au 31.01.2025 | Aesch - Octobre 2024

Prix nets en CHF, TVA non comprise. Livraison gratuite à partir de CHF 300.00 | Autres modes de commande à partir de CHF 500.00. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

HIGH
LIGHTS
HIGH
LIGHTS
HIGH

greiner
BIO-ONE



Ab
À partir de

CHF
151.00

Seite | Page

36

IKA®



Ab
À partir de

CHF
1'650.00

Seite | Page

14

burkle




Ab
À partir de

CHF
53.75

Seite | Page

27

ZEOtope®



Ab
À partir de

CHF
22.00

Seite | Page

50



Ab
À partir de


CHF
4'850.00

Seite | Page


9

memmert


FANCY® ROSE




FANCY® GOLD
















FANCY® VIOLET



FANCY® SILVER



FANCY® Line Einweghandschuhe Gants à usage unique

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9203.10	XS / 5 - 6	 fancy rose	100	9.60	5.35
3.9203.11	S / 6 - 7	 fancy rose	100	9.60	5.35
3.9203.12	M / 7 - 8	 fancy rose	100	9.60	5.35
3.9203.13	L / 8 - 9	 fancy rose	100	9.60	5.35
3.9203.40	XS / 5 - 6	 fancy violet	100	9.60	5.35
3.9203.41	S / 6 - 7	 fancy violet	100	9.60	5.35
3.9203.42	M / 7 - 8	 fancy violet	100	9.60	5.35
3.9203.43	L / 8 - 9	 fancy violet	100	9.60	5.35
3.9203.30	XS / 5 - 6	 fancy silver	100	9.60	5.35
3.9203.31	S / 6 - 7	 fancy silver	100	9.60	5.35
3.9203.32	M / 7 - 8	 fancy silver	100	9.60	5.35
3.9203.33	L / 8 - 9	 fancy silver	100	9.60	5.35
3.9203.34	XL / 10 - 11	 fancy silver	100	9.60	5.35

Produktinformationen

Die glänzenden Nitril-Handschuhe sind der Hingucker. Egal welche Branche, mit unseren Glanzstücken wird es fancy. Natürlich entspricht der Handschuh der PSA Verordnung (EU) 2016/425 und den europäischen Normen EN 374, EN 420 und EN 455. Das wasserdichte Material schützt vor Feuchtigkeit, Viren, Pilzen und Bakterien.

Données du produit

Les gants en nitrile brillants attirent tous les regards. Quel que soit le secteur, la fantaisie sera au rendez-vous. Bien entendu, le gant est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425 et aux normes européennes EN 374, EN 420 et EN 455. Le matériau imperméable protège contre l'humidité, les virus, les champignons et les bactéries.

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9203.20	XS / 5 - 6	 fancy gold	100	9.60	5.35
3.9203.21	S / 6 - 7	 fancy gold	100	9.60	5.35
3.9203.22	M / 7 - 8	 fancy gold	100	9.60	5.35
3.9203.23	L / 8 - 9	 fancy gold	100	9.60	5.35
3.9203.24	XL / 10 - 11	 fancy gold	100	9.60	5.35

Nitrilhandschuhe ZERO Gants en nitrile



Produktinformationen

Der hochwertige, hypoallergene Nitril-Einweghandschuh Unigloves Zero ist frei von Akzeleratoren, Zink und Schwefel und wurde speziell dafür entwickelt, das Risiko von allergischen Reaktionen Typ I und Typ IV zu verringern.

Données du produit

Le gant en nitrile de haute qualité, hypoallergénique et jetable Unigloves Zero est exempt d'accélérateurs, de zinc et de soufre et a été spécialement conçu pour réduire le risque de réactions allergiques de type I et de type IV.

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9202.51	XS / 5 - 6	blau bleu	240 mm	100	10.15	6.05
3.9202.52	S / 6 - 7	blau bleu	240 mm	100	10.15	6.05
3.9202.53	M / 7 - 8	blau bleu	240 mm	100	10.15	6.05
3.9202.54	L / 8 - 9	blau bleu	240 mm	100	10.15	6.05
3.9202.55	XL / 9 - 10	blau bleu	240 mm	100	10.15	6.05

Nitrilhandschuhe CROSSGUARD Gants en nitrile



Produktinformationen

Der antimikrobielle Nitrilhandschuh Unigloves CrossGuard ist mit der Kluralabs™-Technologie behandelt, die innerhalb von 60 Sekunden nach Kontakt eine 99.99%ige Wirksamkeit gegen Bakterien bietet. Der Handschuh bekämpft die unsichtbaren Gefahren von Bakterien, Viren und Pilzen direkt.

Données du produit

Le gant en nitrile antimicrobien Unigloves CrossGuard est traité avec la technologie Kluralabs™, offrant une défense de 99.99 % dans les 60 secondes suivant le contact. Le gant s'attaque de front aux dangers invisibles des bactéries, des virus et des champignons.

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
3.9211.01	XS	blau bleu	240 mm	100	9.65	5.75
3.9211.02	S	blau bleu	240 mm	100	9.65	5.75
3.9211.03	M	blau bleu	240 mm	100	9.65	5.75
3.9211.04	L	blau bleu	240 mm	100	9.65	5.75
3.9211.05	XL	blau bleu	240 mm	100	9.65	5.75

uvex u-chem 3100 – Schutzhandschuhe Gants de protection



Produktinformationen

- Perfekte Kombination aus Chemikalienschutz und Grip
- Sehr guter mechanischer Schutz
- Gute Passform
- Gute Resistenz gegen viele Chemikalien
- Sehr guter Nass- und Ölgriff
- Sehr hohe Flexibilität
- Ausführung: Stulpe, vollbeschichtet
- Material: Baumwolle (nahtlos)
- Norm: EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O)
- Beschichtung: vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0.50 mm

Données du produit

- *La parfaite association entre préhension et protection contre les produits chimiques*
- *Très bonne protection mécanique*
- *Ajustement parfait*
- *Bonne résistance à de nombreux produits chimiques*
- *Très bonne préhension au contact de liquides et de graisses*
- *Flexibilité très élevée*
- *Exécution: gantelet, entièrement enduit*
- *Matériel: coton (sans couture)*
- *Norme: EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (A J K L M O)*
- *Enduction: complètement enduit de NBR (caoutchouc nitrile), env. 0.50 mm*

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.0968.08	8	schwarz noir	1	9.80	7.35
18.0968.09	9	schwarz noir	1	9.80	7.35
18.0968.10	10	schwarz noir	1	9.80	7.35
18.0968.11	11	schwarz noir	1	9.80	7.35

uvex 5/6 classic – Einweg-Chemikalienschutz Typ 5/6 Protection à usage unique contre les substances chimiques



Produktinformationen

- Extrem leichtes und atmungsaktives Material garantiert eine ausgezeichnete Kombination aus Komfort und Sicherheit
- Partikeldicht und begrenzt sprühdicht
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylenfolie laminiert
- UV-Schutzfaktor UPF 50+

Données du produit

- *Matériau extrêmement léger et respirant alliant confort et sécurité de façon optimale*
- *Étanche aux particules et partiellement étanche aux pulvérisations*
- *Exempte de substances attaquant les vernis*
- *Matériel: polypropylène non-tissé avec film stratifié de polyéthylène*
- *Indice de protection UV UPF 50+*

ART.-NR.	GRÖSSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TAILLE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.8449.09	S	weiss blanc	1	8.80	6.60
18.8449.10	M	weiss blanc	1	8.80	6.60
18.8449.11	L	weiss blanc	1	8.80	6.60
18.8449.12	XL	weiss blanc	1	8.80	6.60
18.8449.13	XXL	weiss blanc	1	8.80	6.60
18.8449.14	3XL	weiss blanc	1	8.80	6.60

uvex super f OTG CR
Überbrille | *Surlunettes*



Produktinformationen

- Überbrille für Korrektionsbrillenträger mit Bügel-Scharnier-Konzept
- Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung
- Weiche Bügelenden für angenehmes Tragegefühl
- Ausführung: uvex supravision clean, autoklavierbar (15 Zyklen)
- Norm: EN 166, EN 170
- Tragekörper: weiss, hellblau, W 166 FT CE

Données du produit

- *Surlunettes avec concept de branches à charnière pour les porteurs de lunettes de vue*
- *Vision latérale panoramique*
- *Extrémités des branches souples pour un confort de port optimal*
- *Exécution: uvex supravision clean, autoclavable (15 cycles)*
- *Norme: EN 166, EN 170*
- *Monture: blanc bleu clair, W 166 FT CE*

ART.-NR.	SCHEIBE	FARBE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	ÉCRAN	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.1695.00	UV 400, 2C-1.2 W 1 FTKN CE	PC farblös incolore	1	16.90	13.50

uvex i-guard+
Vollsichtbrille | *Lunettes-masques*



Produktinformationen

- Innen beschlagfrei
- Aussen extrem kratzfest
- Chemikalienbeständig
- Norm: EN 166, EN 170
- Großes, flaches Scheibendesign für ein uneingeschränktes Sichtfeld
- Nichtmetallisch

Données du produit

- *Int. antibuée*
- *Ext. inrayable*
- *Résistant aux produits chimiques*
- *Norme: EN 166, EN 170*
- *Oculaire au design large et plat, pour un champ de vision sans restriction*
- *Non métallique*

ART.-NR.	SCHEIBE	FARBE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	ÉCRAN	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.1432.67	PC farblös incolore anthrazit & blau anthracite & bleu		1	20.20	15.15

uvex 1 x-craft pro S1 PL FO SC SR
Halbschuh | Chaussure basse



Grösse 35 - 52, Weite 10, 11, 12 und 14
Grandeur 35 - 52, largeur 10, 11, 12 et 14



Produktinformationen

Der uvex 1 x-craft ist für Macher:innen konzipiert und unterstützt in jeder Lage und in jeder Tätigkeit.

- Sportliche, besonders leichte S1 PL Sicherheitsschuhe
- Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
- Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenutzungsstörenden Substanzen
- Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung

Données du produit

La chaussure uvex 1 x-craft a été conçue pour soutenir les hommes et femmes d'action, quelle que soit la situation ou l'activité.

- Chaussure de sécurité S1 PL look sport particulièrement légère
- Adaptée aux personnes allergiques au chrome, car fabriquée à partir de matériaux synthétiques
- Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicone, de plastifiants et d'autres substances nocives à l'application de peinture
- Lacet élastique ajustable individuellement avec système de fermeture rapide

ART.-NR.	GRÖSSE	WEITE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	GRANDEUR	LARGEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.8001.35	35	10	1	164.00	131.85
18.8001.36	36	10	1	164.00	131.85
↓					
18.8001.51	51	10	1	164.00	131.85
18.8001.52	52	10	1	164.00	131.85
↓					
18.8002.35	35	11	1	164.00	131.85
18.8002.36	36	11	1	164.00	131.85
↓					
18.8002.51	51	11	1	164.00	131.85
18.8002.52	52	11	1	164.00	131.85
↓					
18.8003.35	35	12	1	164.00	131.85
18.8003.36	36	12	1	164.00	131.85
↓					
18.8003.51	51	12	1	164.00	131.85
18.8003.52	52	12	1	164.00	131.85
↓					
18.8004.35	35	14	1	164.00	131.85
18.8004.36	36	14	1	164.00	131.85
↓					
18.8004.51	51	14	1	164.00	131.85
18.8004.52	52	14	1	164.00	131.85

CO₂-Brutschrank ICOMed Incubateur

Medizinprodukt
Produit médical



Produktinformationen

Highend-Funktionen für den Schutz von Zellkulturen, Bakterienkulturen oder Gewebekulturen.

- Temperaturbereich bis +50 °C
- Ausfallsichere FDA-konforme Datenprotokollierung
- Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT für Bedienung, Protokollierung und CO₂-Regelung
- Optischer/akustischer Alarm und Mobilalarm bei Überschreiten einstellbarer Korridore
- Aktive Feuchteregelung
- Innenraum und Sensoren in einem 60 Minuten Programm bei +180 °C sterilisierbar

Données du produit

Des fonctions haut de gamme pour la protection des cultures cellulaires, bactériennes et tissulaires.

- *Plage de température jusqu'à +50 °C*
- *Enregistrement de données sécurisé et conforme à la FDA*
- *ControlCOCKPIT avec batterie tampon pour commande, enregistrement et régulation du CO₂*
- *Alarme optique/acoustique et alerte mobile en cas de dépassement des seuils réglables*
- *Régulation active de l'humidité*
- *Intérieur et capteurs stérilisables en 60 min à +180 °C*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	CAP	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.1151.22	ICO50med	56 l	1	6'636.00	4'850.00
17.1151.23	ICO105med	107 l	1	7'936.00	5'795.00
17.1151.24	ICO150med	156 l	1	10'163.00	7'420.00
17.1151.25	ICP240med	241 l	1	12'128.00	8'855.00

Vollautomatischer SAFE® Tube und Tube Rack Reader Entièrement automatique SAFE® Tube et Tube Rack Reader



Produktinformationen

Liest sowohl einzelne Röhrchen als auch ganze Racks mit 2D-Coded Röhrchen. Das einfache Platzieren der Tubecodes auf dem Reader-Glas genügt.

- Masse (L x B x H): 180 x 130 x 160 mm
- Gewicht: 1.9 kg
- Untersttze OS: Windows 10 & 11
- Verbindung: USB 2.0 oder 3.0 port
- Power: SV via USB Connection
- Zertifikate: Konformität mit CE & FCC & IP65
- Garantie: 24 Monate

Données du produit

Lit aussi bien les tubes individuels que les racks entiers de tubes à code 2D. Il suffit de placer les codes des tubes sur le verre du lecteur.

- *Dimensions (L x l x H) : 180 x 130 x 160 mm*
- *Poids : 1.9 kg*
- *OS supporté : Windows 10 & 11*
- *Connexion : port USB 2.0 ou 3.0*
- *Alimentation : SV via connexion USB*
- *Certificats : Conformité CE & FCC & IP65*
- *Garantie : 24 mois*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.0007.50	LVL SAFE Reader	1	7'839.00	5'510.00

Wärme- und Trockenschrank Serie FP Avantgard.Line *Étuves de séchage et de chauffage*

CASE STUDY



Produktinformationen

- Temperaturbereich: +10 °C über Umgebungstemperatur bis +300 °C
- Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
- Bedienerfreundlicher Regler mit grossem Display
- Einstellbare Lüfterdrehzahl
- Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe

Données du produit

- *Plage de température : +10°C au-dessus de la température ambiante jusqu'à +300°C*
- *Haute précision de température grâce à la technologie APT.line™*
- *Régulateur conviviale avec grand écran*
- *Vitesse de ventilation réglable*
- *Commande électromécanique du clapet d'air*

TYP	I-MASSÉ DIM. INTÉRIEURES	A-MASSÉ DIM. EXTÉRIEURES
FP 56	400 x 400 x 342 mm	560 x 622 x 596 mm
FP 115	550 x 550 x 383 mm	710 x 732 x 636 mm
FP 260	650 x 780 x 512 mm	810 x 962 x 786 mm
FP 720	1'000 x 1'300 x 574 mm	1'160 x 1'590 x 816 mm

ART.-NR.	TYP	VOL.	GEWICHT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYP	VOL.	POIDS	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.3830.10	FP 56	60 l	44 kg	1	4'000.00	2'790.00
17.3830.11	FP 115	116 l	62 kg	1	5'000.00	3'490.00
17.3830.12	FP 260	259 l	96 kg	1	6'910.00	4'825.00
17.3830.13	FP 720	741 l	194 kg	1	11'950.00	8'340.00

Schüttler Vortex Genie® -Serie *Agitateur de désintégration cellulaire*



Produktinformationen

- Voll programmierbarer Vortex-Mischer mit ON/OFF-Funktion
- Impuls von 0.1 sec bis 99 min

Données du produit

- *Mélangeur Vortex entièrement programmable avec fonction ON/OFF*
- *Impulsion de 0.1 sec à 99 min*

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1379.10	Vortex Genie® Pulse	1	1'250.00	870.00

Disruptor Genie® Zellaufschluss-Schüttelgerät *Agitateur de désintégration cellulaire*



→ inkl. Mikroröhrchen-Halter für 12 Reaktionsgefäße & Zusatz-Aufsatz für einzelne Gefäße
incl. porte-microtubes pour 12 microtubes, embout supplémentaire pour microtubes individuels

Produktinformationen

Geeignet zum Aufschliessen von Hefezellen, Bakterien, Gewebe und Zellresuspensionen unter Verwendung von Glaskügelchen.

- Gleichzeitiges Schütteln und Mischen bei hoher Geschwindigkeit
- Hält bis zu zwölf 1.5 ml Mikroröhrchen oder zwölf 2 ml Schraubverschluss-Mikroröhrchen
- Automatischer Zeitschalter von 0 bis 15 min (Disruptor Genie® analog), 0 bis 99 min (Disruptor Genie® digital) oder kontinuierlicher Betrieb

Données du produit

Convient pour la désintégration de cellules de levure, de bactéries, de tissus et de suspensions cellulaires en utilisant des billes de verre

- *Agitation et mélange simultanés à grande vitesse.*
- *Contient jusqu'à douze microtubes de 1,5 ml ou douze microtubes à bouchon vissé de 2 ml*
- *Minuterie automatique de 0 à 15 min (Disruptor Genie® analogique), de 0 à 99 min (Disruptor Genie® numérique) ou fonctionnement continu*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.1379.20	Disruptor Genie® digital	1	890.00	715.00

Bead Genie™ Zellaufschluss-Schüttelgerät *Agitateur de désintégration cellulaire*



→ inkl. Mikroröhrchen-Halter für 12 Reaktionsgefäße
incl. porte-microtubes pour 12 microtubes

Produktinformationen


- Bietet Genauigkeit, Reproduzierbarkeit, Wiederholbarkeit bei vollständiger Kontrolle von Geschwindigkeit und Zeit
- Variabler RUN/STOP Timer für schnelles Pulsieren und hervorragende Intervallmischung
- Timer programmierbar von 1 s bis 99 min oder Dauerbetrieb
- Massives Metallgehäuse gewährleistet stabilen Stand
- Kompaktes Design für den Einsatz z. B. in Sicherheitswerkbänken

Données du produit

- *Offre précision, reproductibilité et répétabilité avec un contrôle total de la vitesse et du temps.*
- *Minuterie variable RUN/STOP pour une pulsation rapide et un excellent mélange par intervalles*
- *Minuterie programmable de 1 s à 99 min ou fonctionnement continu*
- *Boîtier métallique massif garantissant une bonne stabilité*
- *Design compact pour une utilisation par ex. dans les hottes de sécurité*

ART.-NR.	BEZEICHNUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.6866.50	Bead Genie, 230V Swiss plug	1	3'375.00	2'440.00

Sicherheitsunterbauschrank UB-LINE Armoire de sécurité sous paillasse



1x Schubladenwanne
1x Lochblechinsatz
1x tiroir
1x caillebotis

Kombi-Sicherheitsschrank K-LINE Armoire de sécurité combinée



1x Schubladenwanne
1x Tablarauszug mit PE-Wanne
1x tiroir
1x étagère coulissante avec bac PE

Produktinformationen

- Typ 90 Sicherheitsunterbauschrank
- Mit Zylinderschloss u. Schliessstandanzeige
- Typgeprüft gemäss EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122
- GS zertifiziert
- CE konform

Données du produit

- *Type 90 armoire de sécurité sous paillasse*
- *Avec serrure à cylindre avec indicateur visuel*
- *Test résistance au feu selon NF EN 14470-1*
- *NF EN 16121/16122*
- *Certifiée GS*
- *Conforme CE*

TYP

I-MASS | DIM. INTÉRIEURES

A-MASS | DIM. EXTÉRIEURES

UB90.060.059.S 470 x 452 x 502 mm 593 x 574 x 600 mm

Produktinformationen

- Typ 90 Kombiunterbauschrank
- Mit Zylinderschloss u. Schliessstandanzeige
- Typgeprüft gemäss EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122
- CE konform

Données du produit

- *Type 90 Petite armoire combinée*
- *Avec serrure à cylindre avec indicateur visuel*
- *Test résistance au feu selon NF EN 14470-1*
- *NF EN 16121/16122*
- *Conforme CE*

TYP

I-MASS | DIM. INTÉRIEURES


A-MASS | DIM. EXTÉRIEURES

K90.060.110.050.UB.ST links | à gauche: 470 x 381 x 502 mm
rechts | à droite: 440 x 468 x 562 mm 1'102 x 502 x 601 mm

ART.-NR.	GEWICHT	MAX. BELASTUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	POIDS	CHARGE MAXIMALE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
19.2139.50	123.3 kg	300 kg	1	2'245.00	1'935.00

ART.-NR.	GEWICHT	MAX. BELASTUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	POIDS	CHARGE MAXIMALE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9044.58	152.5 kg	300 kg	1	2'977.00	2'600.00

Säuren- und Laugenunterbauschrank SL-LINE Armoire sous paillasse pour acides et bases



Produktinformationen

- Unterbauschrank mit 2 Flügeltüren
- Mit Zylinderschloss u. Schliessstandanzeige
- Ausführung UBM - mit Metallverkleidung
- DIN EN 16121/16122
- CE konform

Données du produit

- *Armoire sous paillasse avec 2 portes battantes*
- *Avec serrure à cylindre avec indicateur visuel*
- *UBM - en version avec revêtement métallique*
- *NF EN 16121/16122*
- *Conforme CE*

TYP	I-MASSÉ DIM. INTÉRIEURES	A-MASSÉ DIM. EXTÉRIEURES
SL.060.110.UBM.2T	489 x 531 x 562 mm	1'104 x 576 x 601 mm

ART.-NR.	GEWICHT	MAX. BELASTUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	POIDS	CHARGE MAXIMALE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9046.58	99.5 kg	100 kg	1	1'993.40	1'700.00

Magnetrührer RCT basic ready-to-go Solution Agitateur magnétique



Produktinformationen

In der Systemlösung RCT basic ready-to-go sind alle Komponenten enthalten, die zur präzisen Temperierung Ihrer Probe mit dem Magnetrührer RCT basic nötig sind.

- H 16 V Stativstab
- BC 1000 Becherglasdeckel
- Magnetrührstab Set 30+40
- Screw driver
- RCT basic
- PT 1000.60 Temperaturmessfühler, Edelstahl
- H 38 Haltestange
- H 44 Kreuzmuffe

Données du produit

La solution RCT basic, prête à l'emploi, comprend tous les composants nécessaires au contrôle précis de la température de votre échantillon à l'aide d'un agitateur magnétique RCT basic.

- *H 16 V Tige de statif*
- *BC 1000 Couverture pour bécher*
- *Set de barreaux d'agitation magnétiques 30+40*
- *Screw driver*
- *RCT basic*
- *PT 1000.60 Sonde de température*
- *H 38 Bras de fixation*
- *H 44 Noix de serrage*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3381.02	CH-Stecker prise CH	1	1'155.00	825.00

Schüttelinkubator INC 125 FS digital *Incubateur à agitation*



Produktinformationen

INC 125 FS digital ist der erste Inkubationsschüttler mit einer patentierten herausnehmbaren Schüttelplattform, die sowohl statische als auch Schüttelinkubation ermöglicht.

- Abmessungen (B × T × H): 700 × 635 × 720 mm
- Gewicht: 70 kg
- Zulässige Umgebungsbedingungen: 15 ... 32 °C, 80 r.F.
- Heizleistung: 850
- Steckertyp: EU
- Stromversorgung: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Schutzart (IP): IP 20

Données du produit

INC 125 FS digital est le premier agitateur-incubateur avec une plateforme d'agitation amovible brevetée qui permet une incubation statique ou avec agitation.

- *Dimensions ext. (L × P × H): 700 × 635 × 720 mm*
- *Poids: 70 kg*
- *Conditions environnementales autorisées: 15 ... 32 °C, 80 r.F.*
- *Puissance nominale: 850 W*
- *Type de prise : EU*
- *Alimentation: 220 - 240 V, 50/60 Hz*
- *Classe de protection: IP 20*

ART.-NR.	TYP	TEMP.KONST.	AMPLITUDE	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	PRECIS.TEMP	AMPLITUDE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.2011.11	SP 25	0.1 °C	25 mm	1	5'980.00	3'850.00



T 25 mini control ULTRA-TURRAX® *Dispergierer | Appareil de dispersion*



Produktinformationen

- Digitale Drehzahlanzeige und -einstellung
- Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer, leiseren Betrieb und hygienischere Anwendungen
- Timerfunktion für unbeaufsichtigten Betrieb
- Dispergiererelemente: Auswahl aus rostfreiem Stahl mit hoher chemischer Beständigkeit oder Kunststoff, die in zwei Größen erhältlich sind
- Schnellkupplung für einfaches Wechseln der Dispergiererelemente zur Reinigung und Wartung
- USB-Schnittstelle zur Fernsteuerung und Parameterdokumentation mit der IKA Software labworldsoft®

Données du produit

- *Affichage digital et réglage de la vitesse*
- *Moteur sans balais pour une meilleure longévité du moteur, un fonctionnement plus silencieux et des applications plus hygiéniques*
- *Minuterie pour un fonctionnement sans surveillance*
- *Tiges de dispersion : option en acier inoxydable avec une résistance chimique élevée ou en plastique disponibles en deux tailles*
- *Insertion rapide pour un changement facile des tiges de dispersion pour un nettoyage et un entretien pratiques*
- *Interface USB pour la commande à distance et la documentation des paramètres avec le logiciel IKA labworldsoft®*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.2500.81	1	2'500.00	1'650.00

PC 3001 VARIO select
Chemie-Pumpstand | *Groupe de pompage chimie*



Lieferumfang | *Articles fournis*

Pumpe komplett montiert,
betriebsfertig, mit Anleitung
*Pompe complètement montée,
prête à l'emploi, avec manuel*

Peltier-Umlaufkühler TE 400
Refroidisseur à circulation Peltier



Produktinformationen

- Vakuum-Controller: VACUU-SELECT
- Anzahl der Zylinder / Stufen: V4 / 3
- Max. Saugvermögen: 2.0 Vm³/h
- Max. Saugvermögen: 1.2 cfm
- Endvakuum (abs.): 2.0 / 1.5 mbar/torr
- Endvakuum (abs.) mit Gasballast:
4 / 3 mbar/torr
- Zul. Umgeb.temp.bereich Betrieb:
10 - 40 °C
- Zul. Umgeb.temp.bereich Lagerung:
-10 - 60 °C
- Max. Gegendruck (abs.): 1.1 bar

Données du produit

- *Contrôleur de vide : VACUU-SELECT*
- *Nombre de têtes / étages : 4 / 3*
- *Vitesse de pompage max. : 2.0 m³/h*
- *Vitesse de pompage max. : 1.2 cfm*
- *Vide ultime (abs.) : 2.0 / 1.5 mbar/torr*
- *Vide ultime (abs.) (abs.) avec lest
d'air : 4 / 3 mbar/torr*
- *Plage de température ambiante
(fonctionnement) : 10 - 40 °C*
- *Température ambiante (stockage) :
-10 - 60 °C*
- *Contre-pressure max. (abs.) : 1.1 bar*

Produktinformationen

- Temperatur: -5 ... 40 °C
- Temperaturkonstanz: ±0.02 °C
- Max. Förderleistung: 7 l/min
- Max. Förderdruck: 1.2 bar
- Kälteleistung bei 20 °C: 0.4 kW
- Heizleistung: 0.45 kW
- Abmessungen (B × T × H):
274 × 413 × 400 mm
- Gewicht: 24 kg
- Steckertyp: EU/CH/UK/US
- Stromversorgung: 100 ... 230 V, 50/60 Hz

Données du produit

- *Température : -5 ... 40 °C*
- *Constance de la température : ±0.02 °C*
- *Pression max. Débit : 7 l/min*
- *Pression max. Pression de refoulement :
1.2 bar*
- *Puissance frigorifique à 20 °C : 0.4 kW*
- *Puissance de chauffage : 0.45 kW*
- *Dimensions (L × P × H) :
274 × 413 × 400 mm*
- *Poids : 24 kg*
- *Type de prise : EU/CH/UK/US*
- *Alimentation électrique : 100 ... 230 V,
50/60 Hz*

ART.-NR.	NETZSPANNUNG	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TENSION DE RÉSEAU	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.2070.20	200-230 V~ 50-60 Hz / 100-120 V~ 50-60 Hz	1	7'840.00	5'620.00

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.9661.01	TE 400	1	6'750.00	5'062.50

Labor-Ultraniedrigtemperatur-Gefriergerät ULT *Congélateur de laboratoire à ultra-basse température*



Produktinformationen

- -40 °C bis -90 °C Ultra-Tiefkühltruhe
- Diese Ultra-Tiefkühltruhen sind darauf ausgelegt, die Erwartungen von Laborfachleuten zu übertreffen
- Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation bieten diese Gefrierschränke Funktionen, die einen zuverlässigen Betrieb, eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und unvergleichliche Sicherheit auf allen Ebenen gewährleisten

Données du produit

- *Congélateur ultra-basse température -40°C à -90°C*
- *Ces congélateurs ultra-basse température sont conçus pour dépasser les attentes des professionnels de laboratoire*
- *Avec un accent particulier sur la qualité et l'innovation, ces congélateurs offrent des caractéristiques qui garantissent un fonctionnement fiable, une interface conviviale et une sécurité inégalée à tous les niveaux*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5111.36	ULTF-700	1	18'850,00	13'090,00

Cryo-Gloves® Original



Produktinformationen

- Zum Schutz der Hände und Arme bei Arbeiten im Tiefsttemperaturbereich bis ca. -160 °C
- Besonders geeignet für den sicheren Umgang mit Trockeneis (-79 °C), zum Einlagern von Proben in Tiefkühlschränken (-86 °C/ -152 °C) als auch Arbeiten in der Dampfphase von Flüssigstickstoff
- Gemäss EN 511, EN 420, EN 388, Kat.III.

Données du produit

- *Pour assurer la protection des mains et des bras lors des manipulations en environnement très froid jusqu'à -160 °C*
- *Particulièrement adaptés pour manipuler en sécurité de la neige carbonique (-79 °C), pour déposer des échantillons dans des congélateurs (-86 °C/-152 °C) ainsi que pour des travaux dans la phase vapeur de l'azote liquide*
- *Selon EN 511, EN 420, EN 388, CAT. III.*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	LÄNGE	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	LONGUEUR	TAILLE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.5404.64	wasserabweisend hydrofuge	400 mm	S (8 - 8 ½)	1	320.00	206.00
18.5404.65		400 mm	M (9 - 9 ½)	1	320.00	206.00
18.5404.66		400 mm	L (10 - 10 ½)	1	320.00	206.00
18.5404.67		400 mm	XL (11 - 11 ½)	1	320.00	206.00

Hei-VAP Expert Control Paket | *Paquet*



Produktinformationen

Automatic Evaporation Plus Paket

- Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und beschichtetem, vertikalem Glassatz G3B
- Vakuumpumpe Hei-VAC Vario Control
- Kondensatkühler für Hei-VAC Vario
- Schlauchset
- Woulff'sche Flasche (200 ml)
- AUTO_{accurate}-Sensor

Données du produit

Automatic Evaporation Plus Package

- *Hei-VAP Expert Control avec élévateur à moteur et ensemble de vitres verticales revêtues G3B*
- *Pompe à vide Hei-VAC Vario Control*
- *Refroidisseur de condensats pour Hei-VAC Vario*
- *Jeu de tuyaux*
- *Bouteille Woulff'sche (200 ml)*
- *Capteur AUTO_{accurate}*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
25.5910.37	Automatic Evaporation Plus Package	1	16'200.00	10'450.00

Powder Drying Paket | *Paquet*



Produktinformationen

Das Paket beinhaltet:

- Hei-VAP Expert Control mit Motorlift und vertikalem Glassatz G3
- Vakuumpumpe Hei-VAC Valve Control
- Vakuumventil
- Schlauchset
- Pulverkolben 2 l
- Dampfdurchführung mit Pulverfilter

Données du produit

Le paquet contient :

- *Hei-VAP Expert Control avec élévateur motorisé et verrerie verticale G3*
- *Pompe à vide Hei-VAC Valve Control*
- *Soupape de vide*
- *Set de tuyaux*
- *Flacon à poudre 2 l*
- *Tube de vapeur avec filtre à poudre*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5743.01	1	12'950.00	8'400.00

Plattformschüttler Titramax 1000 - Komplettpaket Agitateur pour microplaques Titramax 1000 - kit complet



- Titramax 1000 Komplettpaket
 + Plattformschüttler Titramax 1000
 + Heizmodul Inkubator 1000
 + Flache Inkubationshaube
 Titramax 1000 - kit complet
 + Titramax 1000
 + Module chauffant
 + Couverture incubation

Produktinformationen

Für kräftiges Schütteln von Mikrotiterplatten.

- Drehzahlbereich: 150 - 1'350 U/min
- Nutzfläche: 290 × 258 mm
- Max. Belastung: 5 kg
- 1.5 mm / 3 mm Orbit
- Platz für 6 Mikrotiterplatten

Données du produit

Pour un mélange vigoureux des microplaques de titrage.

- Plage de vitesses: 150 - 1'350 U/min
- Taille de la plate-forme: 290 × 258 mm
- Quantité maximale de produit: 5 kg
- 1.5 mm / 3 mm orbit
- Pour 6 plaques de microtitration

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.5441.99	Titramax 1000 - Komplettpaket kit complet	1	4'200.00	2'740.00

Hei-PLATE Sensor Advanved Core+ Paket | Paquet



Produktinformationen

Das Paket beinhaltet:

- Magnetrührer Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (Ø 145 mm) - Schnell und präzise heizen - ohne Überschwinger - für probenschonendes Arbeiten
- Temperaturfühler Pt1000 für eine genaue Temperaturregulierung
- Pt1000 Halterung mit Kabelvorrichtung für das sichere Anbringen des Temperaturfühlers
- Silikonabdeckung für einen länger anhaltenden Schutz Ihres Magnetrührers

Données du produit

Le paquet contient :

- L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core+ (145 mm de diamètre) - chauffer rapidement et avec précision - sans suroscillation - pour travailler en ménageant les échantillons
- Capteur de température Pt1000 pour une régulation exacte de la température
- Support du capteur Pt1000 avec dispositif pour câbles permettant la mise en place en toute sécurité du capteur de température
- Couverture en silicone pour une protection plus durable de votre agitateur magnétique

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3006.07	1	1'347.00	877.00

Hei-PLATE Lift Ultimate Paket | Paquet



Heating Block Block chauffant



Kompatibel mit Magnetrührern von Heidolph
Compatible avec les agitateurs magnétiques de Heidolph

Produktinformationen

Das Hei-PLATE Lift Paket Ultimate beinhaltet:

- Der Hei-PLATE Mix „n' Heat Ultimate ebnet den Weg zu zukunftsorientierten Arbeitsweisen: Ausgestattet mit zahlreichen Schnittstellen wird er allen Anforderungen an Digitalisierung und Vernetzung gerecht
- Die RS 232 und USB B Schnittstellen ermöglichen eine Ansteuerung über unsere Hei-PROCESS Lösung
- Elektronische Hebebühne e-Lift

Données du produit

Le paquet Hei-PLATE Lift Ultimate contient:

- *L'agitateur magnétique Hei-PLATE Mix'n' Heat Ultimate ouvre la voie à des méthodes de travail prospectives : équipé de nombreuses interfaces, il répond à toutes les exigences concernant la numérisation et la mise en réseau*
- *Les interfaces RS 232 et USB B permettent une commande à travers notre solution Hei-PROCESS*
- *Plateforme élévatrice électronique e-Lift*

Produktinformationen

- 100% kompatibel mit den Heidolph- und IKA-Heizschüttlern
- Ersetzt Ölbäder, vermeidet die Entsorgung von Altöl
- Isolierende Griffe
- Arbeiten bis zu 300°C
- Hohe Aufheizgeschwindigkeit und optimale Kühlung
- Gleichmäßigere Wärmeübertragung

Données du produit

- 100% compatible avec les agitateurs chauffants Heidolph et IKA
- Remplace les bains d'huile, évite la gestion des huiles usagées
- Poignées isolantes
- Travail jusqu'à 300°C
- Grande vitesse de mise en température et refroidissement optimum
- Transmission thermique plus uniforme

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.3006.37	1	3'475.00	2'130.00

ART.-NR.	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
93.BC-5	5 ml	1	114.25	70.00
93.BC-10	10 ml	1	122.40	75.00
93.BC-25	25 ml	1	122.40	75.00
93.BC-50	50 ml	1	122.40	75.00
93.BC-100	100 ml	1	148.50	90.00
93.BC-150	150 ml	1	171.35	105.00
93.BC-250	250 ml	1	424.35	260.00
93.BC-500	500 ml	1	456.95	280.00
93.BC-1000	1'000 ml	1	588.00	360.00
93.BC-C01	2x 25 ml, 2x 50 ml, 2x 100 ml (kit)	1	1'045.00	640.00
93.BC-BASE	Halterung Support pour blocs	1	342.75	210.00

Digitalrefraktometer Réfractomètre numérique



Produktinformationen

- Messung nahezu aller flüssigen Proben; auch trüber oder hochviskoser Proben
- Chemikalienbeständige Materialien: Edelstahlprisma und Messprisma aus Saphir
- Schnelle Peltier-Probentemperierung
- Vorinstallierte & beliebig frei definierbare Skalen
- Modernes 7.0" Touchscreen-Display
- Lückenlose Datenaufzeichnung und -sicherung
- Flexibler Datenexport
- Konformität mit GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Pharmakopöen (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST

Données du produit

- *Mesure de presque tous les échantillons liquides, y compris les échantillons troubles ou hautement visqueux*
- *Matériaux résistants aux produits chimiques : prisme en acier inoxydable et prisme de mesure en saphir*
- *Système de contrôle de la température de l'échantillon par effet Peltier rapide*
- *Échelles préinstallées & librement définissables à volonté*
- *Moderne de 7.0 pouces*
- *Enregistrement et sauvegarde complète des données, y compris les données d'identification*
- *Exportation flexible des données*
- *Conformité aux BPF/BPL, 21 CFR Part 11, pharmacopées (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.9945.71	DR6200-T	1	12'990.00	7'750.00

Kompakt-Laborwaage IoT-Line PCB Balance de laboratoire compacte



- ❶ PCB 200-3 mit Windschutz, Ø 82 mm
- ❷ PCB 1000-2
- ❸ PCB 6000-1
- ❹ PCB 2000-1
- ❺ PCB 6000-0

Produktinformationen

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Material Wägeplatte Kunststoff, ableitfähig lackiert (Wägeplatte Ø 81 mm), Edelstahl (Wägeplatte Ø 105, 130 × 130 mm, 150 × 170 mm)
- Batteriebetrieb möglich, Batterie 9 V Block nicht serienmässig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar
- Gesamtabmessungen ohne Windschutz (B × T × H): 163 × 245 × 79 mm

Données du produit

- *Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 15 mm*
- *Matériel plateau Plastique, peinture antistatique (plateau Ø 81 mm) ou Inox (plateau Ø 105 mm, 130 × 130 mm, 150 × 170 mm)*
- *Fonctionnement avec piles possible, pile 9 V bloc en série. Fonction AUTO-OFF pour économiser la pile, déconnectable*
- *Dimensions totales sans chambre de protection (L × P × H) : 163 × 245 × 79 mm*

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PLAGE DE PESÉE	PRÉC. D'AFFICHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9937.83	❶	200 g	0.001 g	1	459.00	252.00
17.9937.82	❷	1'000 g	0.01 g	1	480.00	262.00
17.9937.92	❸	6'000 g	0.1 g	1	405.00	224.00
17.9937.95	❹	2'000 g	0.1 g	1	296.25	179.00
17.9987.84	❺	6'000 g	1 g	1	240.00	131.85

Analysenwaage ACJ Balance d'analyse



- ❶ ACJ 100-4M
- ❷ ACJ 200-4M
- ❸ ACJ 300-4M

Produktinformationen	Données du produit
----------------------	--------------------

Analysenwaagen mit hochwertigem Single-Cell Wägesystem

- Reproduzierbarkeit: 0.2 mg
- Linearität: ± 0.3 mg
- Eichung: eichfähig
- Justierautomatik: intern
- Wägefläche (B x T): $\varnothing 91$ mm
- Abmessungen (B x T x H): 210 x 340 x 325 mm
- Gewicht: 6.0 kg

Balances d'analyse avec système de pesée Single-Cell de haute qualité.

- *Reproductibilité : 0.2 mg*
- *Linéarité : ± 0.3 mg*
- *Étalonnage : étalonnable*
- *Ajustage automatique : interne*
- *Surface de pesée (L x P) : $\varnothing 91$ mm*
- *Dimensions (L x P x H) : 210 x 340 x 325 mm*
- *Poids : 6.0 kg*

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PLAGE DE PESÉE	PRÉC. D'AFFICHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9939.41	❶	120 g	0.1 mg	1	1'930.00	1'075.00
17.9939.42	❷	220 g	0.1 mg	1	2'065.00	1'145.00
17.9939.44	❸	320 g	0.1 mg	1	2'335.00	1'305.00

Analysenwaage ABP Balance d'analyse



- ❶ ABP 100-5DAM
- ❷ ABP 100-5AM
- ❸ ABP 200-5DAM
- ❹ ABP 200-5AM

Produktinformationen	Données du produit
----------------------	--------------------

Premium-Analysenwaage mit automatischen Schiebetüren und der neuesten Single-Cell Generation für extrem schnelle und stabile Wägeregebnisse

- Abmessungen, inkl. Windschutz (B x T x H): 213 x 407 x 344 mm
- Abmessungen Wägeraum (B x T x H): 166 x 156 x 220 mm
- Nettogewicht: 8 kg
- Netzanschluss: 220 ... 240 V AC, 50 Hz
- \varnothing Platte: 91 mm

Balance d'analyse haut de gamme avec portes coulissantes automatiques et la dernière génération de Single-Cell pour des résultats de pesée extrêmement rapides et stables

- *Dimensions, y compris le pare-vent (L x P x H) : 213 x 407 x 344 mm*
- *Dimensions de la chambre de pesée (L x P x H) : 166 x 156 x 220 mm*
- *Poids net : 8 kg*
- *Alimentation électrique : 220 ... 240 V AC, 50 Hz*
- *\varnothing plateau : 91 mm*

ART.-NR.	TYP	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	PLAGE DE PESÉE	PRÉC. D'AFFICHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
17.9934.87	❶	52 g 120 g	0.00001 g 0.0001 g	1	9'180.00	5'085.00
17.9934.89	❷	135 g	0.00001 g	1	12'420.00	6'860.00
17.9934.88	❸	102 g 220 g	0.00001 g 0.0001 g	1	12'150.00	6'690.00
17.9934.94	❹	220 g	0.00001 g	1	15'120.00	8'355.00

Analysenwaagen Quintix® Pro Balance d'analyse



→ Wägebereich | *Plage de pesée* 1'200 g
 Waagschale | *Dim. plateau* Ø 120 mm
 Ablesbarkeit | *Préc. d'affichage* 0.001 g

Produktinformationen

- Verbessertes Benutzererlebnis mit neuen erstklassigen Funktionen
- Höchste Wägegenauigkeit durch die interne motorisierte Nivellierung (optional) und die automatische interne Justierung isoCAL
- Einfacher Zugriff auf die Menüoptionen über ein großes, hochauflösendes 7-Zoll-Volltast-Grafikdisplay mit moderner, verbesserter Benutzeroberfläche

Données du produit

- *L'expérience de l'utilisateur est améliorée grâce à de nouvelles fonctions haut de gamme*
- *Une précision de pesage optimale grâce à la mise à niveau interne motorisée (en option) et à l'ajustement interne automatique isoCAL*
- *Accès facile aux options du menu grâce à un grand écran graphique tactile de 7 pouces à haute résolution et à une interface utilisateur moderne et améliorée*

ART.-NR.	TYP	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	TYPE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
17.9631.12	Quintix Pro 1203IMU-15	1	7'560.00	5'460.00

Elektronische Pipette Picus® 2 Pipette électronique



Produktinformationen


- Erzielen Sie hochreproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
- Ergonomisches Design für komfortable Handhabung
- Verwendung mit Sartorius Pipetting App für Probenvorbereitungsprotokolle

Données du produit

- *Obtenir des résultats fiables et hautement reproductibles*
- *La conception ergonomique assure une manipulation confortable*
- *Utilisation de l'application de pipetage Sartorius pour les protocoles de préparation des échantillons*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.7470.21	Einkanal <i>monocanal</i>	0.2 - 10 µl	1	1'100.00	720.00
12.7470.41	Einkanal <i>monocanal</i>	5 - 120 µl	1	1'100.00	720.00
12.7470.61	Einkanal <i>monocanal</i>	10 - 300 µl	1	1'100.00	720.00
12.7470.81	Einkanal <i>monocanal</i>	50 - 1'000 µl	1	1'100.00	720.00
12.7471.01	Einkanal <i>monocanal</i>	100 - 5'000 µl	1	1'100.00	720.00
12.7471.11	Einkanal <i>monocanal</i>	500 - 10'000 µl	1	1'100.00	720.00
12.7473.21	8-Kanal <i>8-canaux</i>	0.2 - 10 µl	1	1'775.00	1'155.00
12.7473.41	8-Kanal <i>8-canaux</i>	5 - 120 µl	1	1'775.00	1'155.00
12.7473.61	8-Kanal <i>8-canaux</i>	10 - 300 µl	1	1'775.00	1'155.00
12.7473.91	8-Kanal <i>8-canaux</i>	50 - 1'200 µl	1	1'775.00	1'155.00
12.7474.21	12-Kanal <i>12-canaux</i>	0.2 - 10 µl	1	2'075.00	1'350.00
12.7474.41	12-Kanal <i>12-canaux</i>	5 - 120 µl	1	2'075.00	1'350.00
12.7474.61	12-Kanal <i>12-canaux</i>	10 - 300 µl	1	2'075.00	1'350.00
12.7474.91	12-Kanal <i>12-canaux</i>	50 - 1'200 µl	1	2'075.00	1'350.00

Mechanische Pipetten Tacta Pipettes mécaniques



Produktinformationen

- Vollständig autoklavierbar
- Gewicht: 70–100 g Einkanalmodelle, 140–170 g Mehrkanalmodelle
- Länge: 199–242 mm

Données du produit

- *Entièrement autoclavable*
- *Poids : 70 à 100 g pour les modèles monocanal, 140 à 170 g pour les modèles multicanaux*
- *Longueur : 199 à 242 mm*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	TEILUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	DIVISION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
12.7455.01	1-Kanal 1-canal	0.1 - 3 µl	0.002 µl	1	374.90	199.00
12.7455.02	1-Kanal 1-canal	0.5 - 10 µl	0.01 µl	1	374.90	199.00
12.7455.03	1-Kanal 1-canal	2 - 20 µl	0.02 µl	1	374.90	199.00
12.7455.04	1-Kanal 1-canal	10 - 100 µl	0.10 µl	1	374.90	199.00
12.7455.05	1-Kanal 1-canal	20 - 200 µl	0.20 µl	1	374.90	199.00
12.7455.06	1-Kanal 1-canal	100 - 1'000 µl	1.00 µl	1	374.90	199.00
12.7455.07	1-Kanal 1-canal	500 - 5'000 µl	10.0 µl	1	374.90	199.00
12.7455.08	1-Kanal 1-canal	1'000 - 10'000 µl	20.0 µl	1	374.90	199.00
12.7455.09	8-Kanal 8-canaux	0.5 - 10 µl	0.01 µl	1	1'006.35	534.00
12.7455.10	8-Kanal 8-canaux	5 - 100 µl	0.10 µl	1	1'006.35	534.00
12.7455.11	8-Kanal 8-canaux	30 - 300 µl	0.20 µl	1	1'006.35	534.00
12.7455.12	12-Kanal 12-canaux	0.5 - 10 µl	0.01 µl	1	1'140.50	605.00
12.7455.13	12-Kanal 12-canaux	5 - 100 µl	0.20 µl	1	1'140.50	605.00
12.7455.14	12-Kanal 12-canaux	30 - 300 µl	0.20 µl	1	1'140.50	605.00
12.7455.94	Set: 4-Pack	0.5 - 1'000 µl		1	1'193.30	829.00
12.7455.95	Set: 5-Pack	2 - 5'000 µl		1	1'488.95	1'035.00

Pipetten Pipetman® Pipettes



Produktinformationen

Die PIPETMAN®, aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und bewährten Haltbarkeit als Pipettierstandard anerkannt, ist eine voll einstellbare Luftverdrängungspipette, die Einwegspitzen verwendet. Die PIPETMAN verbindet legendäre Genauigkeit, Präzision und Langlebigkeit mit einfachem Pipettieren und einfacher Handhabung.

Données du produit

PIPETMAN®, reconnu pour sa fiabilité et sa durabilité comme un standard du pipetage, est une pipette à déplacement à air, entièrement ajustable, et qui utilise des pointes de pipettes jetables. PIPETMAN associe justesse et précision à une durabilité légendaire et permet un pipetage et une manipulation faciles.

ART.-NR.	TYP	VOL.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	VOL.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8331.54	P2	0.2-2 µl	1-Kanal 1-canal*	1	429.00	279.00
2.8331.55	P10	1-10 µl	1-Kanal 1-canal*	1	429.00	279.00
2.8331.56	P20	2-20 µl	1-Kanal 1-canal*	1	429.00	279.00
2.8331.57	P100	10-100 µl	1-Kanal 1-canal*	1	429.00	279.00
2.8331.58	P200	20-200 µl	1-Kanal 1-canal*	1	429.00	279.00
2.8331.59	P1000	100-1'000 µl	1-Kanal 1-canal*	1	429.00	279.00
2.8331.60	P5000	500-5'000 µl	1-Kanal 1-canal	1	429.00	279.00
2.8331.61	P10ML	1'000 - 10'000 µl	1-Kanal 1-canal	1	429.00	279.00

* Metal Ejector

Pipetten Pipetman® L Pipettes



Produktinformationen

Die PIPETMAN® L wurde mit verbesserter Leistung und mehr Bedienungskomfort ausgestattet und kommt in einem umfangreichen Angebot an Modellen, die den verschiedenen Bedürfnissen im Labor angepasst sind.

Die PIPETMAN® L ist leicht, perfekt balanciert und durch ihr ergonomisches Design und einen minimalen Kraftaufwand bei der Bedienung, können Sie länger Pipettieren, ohne die Hand zu ermüden.

Données du produit

Conçues pour offrir des performances élevées et un maximum de confort, les pipettes à déplacement d'air PIPETMAN® L s'adaptent à vos besoins en laboratoire et couvrent une plage complète de volumes.

Légères et équilibrées, les pipettes PIPETMAN L associent un design ergonomique à des forces de pipetage minimisées, ce qui vous permet de pipeter plus longtemps, sans fatigue.

ART.-NR.	TYP	VOL.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	TYPE	VOL.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.8101.58	P10 mL L	1'000 - 10'000 µl	1-Kanal 1-canal	1	437.00	284.00
2.8200.21	P20L	2 - 20 µl	1-Kanal 1-canal ¹	1	437.00	284.00
2.8201.05	P2L	0.2 - 2 µl	1-Kanal 1-canal ¹	1	437.00	284.00
2.8201.10	P10L	0.5 - 10 µl	1-Kanal 1-canal ¹	1	437.00	284.00
2.8201.20	P100L	10 - 100 µl	1-Kanal 1-canal ¹	1	437.00	284.00
2.8201.22	P200L	20 - 200 µl	1-Kanal 1-canal ¹	1	437.00	284.00
2.8201.90	P1000L	100 - 1'000 µl	1-Kanal 1-canal ¹	1	437.00	284.00
2.8202.10	P8x1200L	100-1'200 µl	8-Kanal 8-canal	1	1'222.00	794.00
2.8202.20	P12x1200L	100 - 1'200 µl	12-Kanal 12-canal	1	1'310.00	852.00
2.8205.05	P2L	0.2 - 2 µl	1-Kanal 1-canal ²	1	437.00	284.00
2.8205.10	P10L	0.5 - 10 µl	1-Kanal 1-canal ²	1	437.00	284.00
2.8205.20	P100L	10 - 100 µl	1-Kanal 1-canal ²	1	437.00	284.00
2.8205.21	P20L	2 - 20 µl	1-Kanal 1-canal ²	1	437.00	284.00
2.8205.22	P200L	20 - 200 µl	1-Kanal 1-canal ²	1	437.00	284.00
2.8205.90	P1000L	100 - 1'000 µl	1-Kanal 1-canal ²	1	437.00	284.00
2.8332.60	P5000L	500 - 5'000 µl	1-Kanal 1-canal	1	437.00	284.00

1 Metal Ejector | 2 Plastic Ejector



HUBERLAB.
A CALIBRE SCIENTIFIC COMPANY




Kennen Sie schon unsere «labnews.»?
Jetzt anmelden und immer up-to-date bleiben!

Connaissez-vous déjà nos «labnews.» ?
Inscrivez-vous maintenant et restez toujours à jour !



Elektronische Pipettierhilfe Profiller™ 447 electro Pipeteur électronique Profiller



Produktinformationen


- Leistungsstarke Pumpe - füllt 25 ml in 3 Sekunden
- Einfache, schnelle Bedienung
- Leichtgängiger Funktionshebel
- Grosse, immer sichtbare Anzeige
- Echtzeit Batterieniveau Anzeige
- NiMH-Batterie, auch während Einsatz aufladbar
- Auswechselbarer Membran-Schutzfilter
- Kompakter Wand- oder Standpipettenhalter

Données du produit

- *Pompe performante, aspire 25 ml en 3 secondes*
- *Activation simple et rapide*
- *Sélecteurs ergonomiques*
- *Large affichage, visible en tout temps*
- *Témoin de charge en temps réel*
- *Batterie NiMH rechargeable durant l'utilisation*
- *Construction résistante aux chocs et aux agressions chimiques*
- *Filtre de protection avec membrane en PTFE interchangeable*
- *Support utilisable sur le mur ou la paillasse*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.4471.10	1	386.50	220.00

Manuelle Pipettierhilfe Profiller™ manual 437 Pipeteur manuel Profiller



Produktinformationen

- Saugball mit grosser Kapazität
- Sanfter Aktivierungshebel
- Effizientes Ausblas-System
- PTFE Membran-Schutzfilter
- Pflegeleicht
- Konus für Farbidentifizierung

Données du produit

- *Grande capacité d'aspiration*
- *Activation douce du levier de contrôle*
- *Système efficace pour l'expulsion du liquide résiduel*
- *Filtre de protection avec membrane en PTFE*
- *Aucun entretien particulier*
- *Cônes de couleur pour identification personnelle*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
2.7435.01	1	99.90	44.10

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S, Analog, DE-M *Distributeur adaptable sur flacon*



Produktinformationen

Mit Rückdosierventil

Analoge Volumenanzeige, schnell einstellbares Dosiervolumen, sicher fixiert durch innenliegende Zahnleiste sowie einfaches Justieren mit Justierschlüssel.

Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel und PP-Adapter.

Données du produit

Avec soupape de purge

Réglage rapide sur le volume de distribution souhaité. Ajustage simple avec clé d'ajustage.

Contenu de livraison : distributeur adaptable sur flacon, marquage DE-M, avec certificat de qualité, tube d'aspiration télescopique, tube pour distribution inversé (en option), clé de montage, ainsi qu'adaptateurs en PP.

ART.-NR.	VOLUMEN	TEILUNG	TOL. \pm/%	V*%$$	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOLUME	DIVISION	TOL. \pm/%	V*%$$	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.4711.08	1 0.1 - 1 ml	0.02 ml	0.6	0.2	1	540.00	315.00
2.4711.09	2 0.2 - 2 ml	0.05 ml	0.5	0.1	1	540.00	315.00
2.4711.10	3 0.5 - 5 ml	0.1 ml	0.5	0.1	1	540.00	315.00
2.4711.11	4 1 - 10 ml	0.2 ml	0.5	0.1	1	540.00	315.00
2.4711.12	5 2.5 - 25 ml	0.5 ml	0.5	0.1	1	682.00	400.00
2.4711.13	6 5 - 50 ml	1.0 ml	0.5	0.1	1	728.00	425.00
2.4711.14	7 10 - 100 ml	1.0 ml	0.5	0.1	1	965.00	565.00

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S Organic, Analog, DE-M | *Distributeur adaptable sur flacon*



Produktinformationen

Breites Einsatzspektrum für organische Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Salzlösungen.

Lieferumfang: Flaschenaufsatz-Dispenser, für GL 45-Gewindeflaschen, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel und PP-Flaschenadapter

Données du produit

Large spectre d'utilisation pour les solvants organiques, les acides, les bases et les solutions salines.

Contenu de livraison : Distributeur pour bouteilles, pour bouteilles à filetage GL 45, marqué DE-M, avec certificat de qualité, tube d'aspiration télescopique, tube de dosage inverse (en option), clé de montage et adaptateur de bouteille en PP.

ART.-NR.	VOLUMEN	TEILUNG	TOL. \pm/%	V*%$$	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOLUME	DIVISION	TOL. \pm/%	V*%$$	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.4714.11	1 0.5 - 5 ml	0.1 ml	0.5	0.1	1	540.00	315.00
2.4714.12	2 1 - 10 ml	0.2 ml	0.5	0.1	1	540.00	315.00
2.4714.13	3 5 - 50 ml	1 ml	0.5	0.1	1	728.00	425.00
2.4714.15	4 10 - 100 ml	1 ml	0.1	0.5	1	965.00	565.00
2.4730.20	5 2.5 - 25 ml	0.5 ml	0.5	0.1	1	847.25	400.00

Flaschenaufsatzbürette Titrette® Burette adaptable sur flacon



Produktinformationen

Titrette® - die erste Flaschenaufsatz-Bürette innerhalb der Klasse A Fehlergrenzen für Glasbüretten!

Mit der Flaschenaufsatz-Bürette Titrette® titrieren Sie schnell und zuverlässig auch bei wenig Platz und unabhängig vom Stromanschluss - im Labor, in der Produktion oder unterwegs.

Données du produit

Titrette® - la première burette adaptable sur flacon qui respecte les limites d'erreur de la classe A pour burettes en verre!

La burette adaptable sur flacon Titrette® vous permet de réaliser une titration rapide et fiable avec un maximum de précision, même lorsqu'il n'y a pas beaucoup de place et indépendamment d'une alimentation électrique au laboratoire, à la production ou sur le terrain.

ART.-NR.	VOL.	TOL. \pm/%	CV* \lt %	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	TOL. \pm/%	CV* \lt %	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
2.4760.14	10 ml	0.1	0.3	Standard	1	1'559.00	815.00
2.4760.15	25 ml	0.07	0.2	Standard	1	1'559.00	815.00
2.4760.16	50 ml	0.06	0.2	Standard	1	1'559.00	815.00
2.4760.24	10 ml	0.1	0.3	*	1	2'000.00	1'050.00
2.4760.25	25 ml	0.07	0.2	*	1	2'000.00	1'050.00
2.4760.26	50 ml	0.06	0.2	*	1	2'000.00	1'050.00
2.4760.34	°SH (25) ml	0.07	0,025	Standard	1	1'834.20	960.00

* mit RS 232 Schnittstelle | avec interface RS 232

Verschluss-Siegel close-it food & pharma Etiquette close-it food & pharma



Produktinformationen

- Der Klebstoff entspricht den europäischen Lebensmittelrichtlinien
- Gemäss FDA-Richtlinie
- Speziell für den Pharma- und Lebensmittelbereich geeignet

Données du produit

- *La colle respecte les directives européennes en matière de contact alimentaire*
- *Conforme à la norme FDA*
- *Spécialement adapté au secteur de l'alimentaire et pharmaceutique*

95 x 95 mm | à 500 Stk.

ART.-NR.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5303.15	1	93.45	53.75
15.5303.16	1	93.45	53.75
15.5303.21	1	93.45	53.75
15.5303.22	1	93.45	53.75
15.5303.23	1	93.45	53.75
15.5303.24	1	93.45	53.75

150 x 150 mm | à 250 Stk.

ART.-NR.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5303.17	1	130.95	75.30
15.5303.18	1	130.95	75.30
15.5303.25	1	130.95	75.30
15.5303.26	1	130.95	75.30
15.5303.27	1	130.95	75.30
15.5303.28	1	130.95	75.30

close-it tape



Produktinformationen

Für den universellen Einsatz ist das Klebeband close-it tape in Weiss gehalten und mit Hilfslinien bedruckt. Es ist wischfest beschriftbar und verschliesst gasdicht. Erhältlich in der klassischen close-it Ausführung sowie als close-it tape food & pharma, mit einem für Lebensmittel zugelassenen Klebstoff.

- Individuell anpassbar
- Verschiedene Ausführungen
- Für grössere Löcher oder auch längere Risse in Gebinden

Données du produit

Pour un usage universel, nous avons conçu close-it tape en blanc, avec des lignes préimprimées. Il est ineffaçable. On peut écrire dessus de manière indélébile et il ferme de manière étanche aux gaz. Disponible en modèle close-it tape classique, ainsi qu'en version close-it tape food & pharma, doté d'une colle adaptée au contact alimentaire.

- *Personnalisable*
- *Différents modèles*
- *Pour des orifices plus grands ou pour des fentes plus longues dans les récipients*

ART.-NR.	BREITE	AUSFÜHRUNG	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	LARGEUR	EXÉCUTION	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5303.30	95 mm	standard	50 m	1	93.45	51.60
15.5303.31	150 mm	standard	50 m	1	130.95	72.30
15.5303.32	95 mm	food & pharma	50 m	1	93.45	51.60
15.5303.33	150 mm	food & pharma	50 m	1	130.95	72.30

Verschluss-Siegel / Etiketten close-it Étiquettes d'obturation et de contrôle



Produktinformationen

Haftetikette mit Dampfsperre (Aluminium-Folie) und extrem starker Haftkraft, auch auf solchen Säcken mit Feinpulver (z.B. Gips, Mehl etc.) gut haftbar. Probedatum, Name des Prüfers und andere Bemerkungen können notiert werden. Beschriftbar mit Kugelschreiber, Bleistift oder Filzschreiber

95 × 95 mm | à 500 Stk.

ART.-NR.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5303.01	1	93.45	51.60
15.5303.02	1	93.45	51.60
15.5303.03	1	93.45	51.60
15.5303.04	1	93.45	51.60
15.5303.05	1	93.45	51.60
15.5303.06	1	93.45	51.60


Données du produit

Les étiquettes adhésives close-it sont étanches à la vapeur (feuille d'aluminium) et possèdent un excellent pouvoir adhésif; elles adhèrent aussi très bien sur des sacs recouverts de poudres fines (plâtre, farine etc.) ou des surfaces légèrement humides. La date de prélèvement, le nom de l'opérateur et d'autres annotations peuvent être inscrites sur l'étiquette. Peuvent être inscrites au stylo bille, au crayon ou au feutre

150 × 150 mm | à 250 Stk.

ART.-NR.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5303.07	1	130.95	72.30
15.5303.08	1	130.95	72.30
15.5303.09	1	130.95	72.30
15.5303.10	1	130.95	72.30
15.5303.11	1	130.95	72.30
15.5303.12	1	130.95	72.30

Etiketten Abroller *Dérouleur d'étiquettes*



Produktinformationen

Der close-it Abroller sorgt für geschütztes Aufbewahren und einfaches Abrollen der Etiketten. Auf der Beschriftungsplatte können die Etiketten bequem beschriftet werden.

Données du produit

Le dérouleur close-it assure une conservation en environnement protégé et un déroulage aisé des étiquettes. La plaque d'inscription permet d'écrire sur les étiquettes.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.5303.13	Abroller für 95 x 95 mm <i>Dérouleur d'étiquettes 95 x 95 mm</i>	1	145.40	79.95
15.5303.14	Abroller für 150 x 150 mm <i>Dérouleur d'étiquettes 150 x 150 mm</i>	1	203.90	112.10

Abtropfgestell *Egouttoir de paille*



Produktinformationen


- Das Abtropfgestell kann einfach und flexibel auf einem Tisch oder auf der Arbeitsfläche abgestellt werden
- Zwei grosse Standfüsse mit breiten Standflächen sorgen für ausgezeichnete Stabilität
- Das Abtropfgestell kann beidseitig genutzt werden und bietet somit die doppelte Aufhängfläche
- Zum Entleeren der Auffangwanne kann diese einfach herausgenommen werden

Données du produit

- *L'égouttoir peut être posé facilement et rapidement sur une table ou sur le plan de travail*
- *Deux grands larges pieds assurent une stabilité parfaite*
- *Il est possible d'utiliser l'égouttoir des deux côtés, ce qui permet d'obtenir deux fois plus de place pour accrocher les objets à sécher*
- *La cuve de rétention amovible est facile à vider*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.9640.34	40 x 40 cm	1	307.00	178.00
15.9640.35	50 x 50 cm	1	365.00	213.00
15.9640.36	60 x 60 cm	1	420.00	243.00

Abtropfbrett Egouttoir mural



Produktinformationen

Die stabilen Aufsteckstäbe können individuell in die Aufnahmebohrungen des Abtropfbrettes eingesteckt und arretiert werden und sind jederzeit wieder umsteckbar. In Kombination mit den verschieden langen Aufsteckstäben (60 mm, 100 mm und Verlängerung auf 150 mm Länge) kann das Abtropfbrett an jegliche zu trocknende Geräte angepasst werden.

Données du produit

Les pointes de support robustes peuvent être enfichées individuellement dans les alésages de logement de l'égouttoir et bloquées. Elles peuvent également être retirées à tout moment. Grâce aux pointes de support de différentes longueurs (60 mm, 100 mm et rallonge jusqu'à 150 mm de longueur), l'égouttoir peut être adapté aux différents appareils à sécher.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.9640.01	40 × 40 cm	1	266.00	155.00
15.9640.02	60 × 60 cm ohne Ablaufrinne sans canal d'égout	1	365.00	213.00
15.9640.04	50 × 50 cm	1	316.00	183.00
15.9640.14	40 × 40 cm	1	307.00	178.00
15.9640.15	50 × 50 cm mit Ablaufrinne avec canal d'égout	1	365.00	213.00
15.9640.16	60 × 60 cm	1	420.00	243.00

Einweg - Vliestuch Spendersystem Système de distribution de lingettes non tissées jetables



Produktinformationen

- Kunststoffeimer mit Vliestuchrolle à 115 Tücher (OHNE Flüssigkeit)
- Einweg-Vliestuchspendersystem für den Einsatz von Flächendesinfektionsmitteln
- Zur desinfizierenden Reinigung und Desinfektion von Flächen, Geräten, Medizinprodukten und medizinischem Inventar

Données du produit

- *Seau en plastique avec rouleau de tissu polaire par 115 chiffons (SANS liquide)*
- *Système de distribution de chiffons polaires jetables pour l'utilisation de désinfectants de surface*
- *Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, des équipements, des dispositifs médicaux et des stocks médicaux*

ART.-NR.	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9445.08	1	25.60	15.55

neiform® Rapid – Schnelldesinfektionsmittel Désinfectant rapide



Produktinformationen

- Alkoholische, gebrauchsfertige Lösung für gezielte Schnelldesinfektion von Oberflächen von Medizinprodukten
- Einsatz im Wisch- oder Sprühverfahren
- VAH (Verbund für Angewandte Hygiene)-gelistet und in der Viruzidie-Liste des IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz) eingetragen
- Umfassende Wirksamkeit bereits nach kurzer Einwirkzeit
- Schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung, kein Nachspülen erforderlich
- Frei von Aldehyden, Farbstoffen und Parfum

Données du produit

- *Solution alcoolisée prête à l'emploi pour la désinfection rapide et ciblée des surfaces de dispositifs médicaux*
- *A utiliser en essuyant ou en pulvérisant*
- *Le VAH (Verbund für Angewandte Hygiene) est inscrit sur la liste virucide de l'OHI (Association industrielle pour l'hygiène et la protection des surfaces)*
- *Une efficacité globale déjà après un court temps d'exposition*
- *Séchage rapide et sans résidus, pas de rinçage nécessaire*
- *Sans aldéhydes, ni colorants, ni parfums*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT	MENGE	PREIS	DEAL
NO. D'ART	EXÉCUTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
18.9445.00	Flasche inkl. Sprühkopf Flacon incl. tête de pulvérisation	0,75 l	1	31.30	18.35

neodisher® weigoman® pure Händedesinfektionsmittel | Désinfectant pour les mains



Produktinformationen

- Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- Bakterizide, levurozide, tuberkulozide und begrenzt viruzide Wirksamkeit nach europäischen Normen gutachterlich bestätigt
- Wirksam gegen Noroviren
- Mit hochwirksamen und synergistisch wirkenden Rückfettern für eine verbesserte Hautverträglichkeit
- Parfüm- und farbstofffrei
- Für sensible Haut geeignet
- In der IHO1-Desinfektionsmittelliste eingetragen

Données du produit

- *Désinfection hygiénique et chirurgicale des mains*
- *Efficacité bactéricide, lévurocicide, tuberculocide et virucide limitée confirmée par un avis d'expert selon les normes européennes*
- *Efficace contre les norovirus*
- *Avec des agents de réengraissement très efficaces et agissant en synergie pour une meilleure compatibilité avec la peau*
- *Sans parfum ni colorant*
- *Convient aux peaux sensibles*
- *Inscrite sur la liste des désinfectants de l'OHI1*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.4078.63	Flasche Flacon	500 ml	1	18.10	11.90
18.4078.48	Flasche Flacon	1'000 ml	1	34.15	22.45

neodisher® LaboClean FLA



Produktinformationen

- Alkalisches Reinigungsmittel zur maschinellen Reinigung von Laborglas
- Universell einsetzbar
- Ausgeprägte Reinigungskraft und hohes Schmutztragevermögen
- Hoher Anteil an Dispergatoren
- Frei von Tensiden, Phosphaten und Oxidationsmitteln

Données du produit

- *Détergent alcalin pour le traitement en machine de la verrerie de laboratoire*
- *Usage universel*
- *Pouvoir de détergence élevé et assure une anti-redéposition des souillures*
- *Fort pouvoir de dispersion*
- *Sans tensioactifs, sans phosphates et sans oxydants*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9411.12	Kanister Bidon	5 l	1	83.50	56.25
18.9411.10	Kanister Bidon	10 l	1	155.15	105.00
18.9411.08	Kanister Bidon	25 l	1	245.00	172.00

neodisher® Z



Produktinformationen

- Saures Neutralisations- und Reinigungsmittel zur maschinellen Aufbereitung von Instrumenten und Laborglas
- Auf Basis von organischen Säuren
- Frei von Phosphaten, Phosphorsäure, stickstoffhaltigen Verbindungen und Tensiden
- Enthält weniger als 10 ppm P2O5 im Konzentrat

Données du produit

- *Agent de neutralisation et de nettoyage acide pour la préparation mécanique des instruments et de la verrerie de laboratoire*
- *À base d'acides organiques*
- *Exempt de phosphates, d'acide phosphorique, de composés azotés et d'agents tensioactifs*
- *Contient moins de 10 ppm de P2O5 dans le concentré*

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	INHALT	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	CAP.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
18.9420.02	Kanister Bidon	5 l	1	79.60	45.70
18.9420.03	Kanister Bidon	10 l	1	147.85	87.10
18.9420.04	Kanister Bidon	20 l	1	280.00	162.00
18.9420.06	Flasche Bouteille	1 l	1	17.05	10.00
18.9420.05	Flasche Bouteille	12 x 1 l	1	204.70	120.00



PFAS Safe Guard 2in1 Kits – Kurzgewindeflaschen und Verschlüsse Bouteilles à pas de vis court et bouchons



8.0922.42



8.0922.43



8.0922.65



8.0922.66

Produktinformationen

PFAS steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen und ist umgangssprachlich als "forever chemicals" bekannt.

Données du produit

PFAS est l'abréviation de substances per- et polyfluoroalkyles et est connu dans le langage courant comme « forever chemicals ».

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.0922.42	Flasche <i>Flacon</i>	100	52.90	29.55
	Verschluss <i>Bouchon</i>			
8.0922.43	Flasche <i>Flacon</i>	100	55.20	30.85
	Verschluss <i>Bouchon</i>			
8.0922.65	Flasche <i>Flacon</i>	100	52.90	29.55
	Verschluss <i>Bouchon</i>			
8.0922.66	Flasche <i>Flacon</i>	100	55.20	30.85
	Verschluss <i>Bouchon</i>			



PFAS Safe Guard 2in1 Kits – Schnappingflaschen und Verschlüsse Microflacon et capuchon



8.1122.67



8.1122.68



8.1122.69



8.1122.70

Produktinformationen

PFAS steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen und ist umgangssprachlich als "forever chemicals" bekannt.

Données du produit

PFAS est l'abréviation de substances per- et polyfluoroalkyles et est connu dans le langage courant comme « forever chemicals ».

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1122.67	Flasche <i>Flacon</i> 0.3 ml PP Schnapping-Mikroflasche, 32 × 11.6 mm, transparent <i>Microflacon 0.3 ml PP à bague d'arrêt, 32 × 11.6 mm, transparent</i>	100	48.90	27.30
	Verschluss <i>Bouchon</i> PE Schnappingkappe ND11, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/Polypropylen, transparent, 45° shore A <i>Capuchon à anneau encliquetable en PE ND11, bleu, trou de 6 mm, silicone blanc/polypropylène, transparent, 45° shore A</i>			
8.1122.68	Flasche <i>Flacon</i> 0.3 ml PP Schnapping-Mikroflasche, 32 × 11.6 mm, transparent <i>Microflacon 0.3 ml PP à bague d'arrêt, 32 × 11.6 mm, transparent</i>	100	51.20	28.55
	Verschluss <i>Bouchon</i> PE Schnappingkappe ND11, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/Polypropylen, transparent, 45° shore A, geschlitzt <i>Capuchon à encliqueter en PE ND11, bleu, trou de 6 mm, silicone blanc/polypropylène, transparent, 45° shore A, fendu</i>			
8.1122.69	Flasche <i>Flacon</i> 0.7 ml PP Schnapping-Mikroflasche, 32 × 11.6 mm, transparent <i>Microflacon 0.7 ml PP à bague d'arrêt, 32 × 11.6 mm, transparent</i>	100	48.90	27.30
	Verschluss <i>Bouchon</i> PE Schnappingkappe ND11, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/Polypropylen, transparent, 45° shore A <i>Capuchon à anneau encliquetable en PE ND11, bleu, trou de 6 mm, silicone blanc/polypropylène, transparent, 45° shore A</i>			
8.1122.70	Flasche <i>Flacon</i> 0.7 ml PP Schnapping-Mikroflasche, 32 × 11.6 mm, transparent <i>Microflacon 0.7 ml PP à bague d'arrêt, 32 × 11.6 mm, transparent</i>	100	51.20	28.55
	Verschluss <i>Bouchon</i> PE Schnappingkappe ND11, blau, 6 mm Loch, Silikon weiß/Polypropylen, transparent, 45° shore A, geschlitzt <i>Capuchon à encliqueter en PE ND11, bleu, trou de 6 mm, silicone blanc/polypropylène, transparent, 45° shore A, fendu</i>			



PFAS Safe Guard Flaschen und Verschlüsse *Bouteilles et bouchons PFAS Safe Guard*

PFAS (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) sind für ihre starken chemischen Bindungen bekannt, die sie hitze-, wasser- und ölbeständig machen. Diese Eigenschaft hat dazu geführt, dass sie in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Feuerlöschschäumen, antihafbeschichtetem Kochgeschirr (wie Teflon), wasserfesten Stoffen, Lebensmittelverpackungen und vielen anderen Haushalts- und Industrieprodukten.

PFAS findet man in:

- Trinkwasser
- Gewerbliche Haushaltsreinigungsprodukte
- Lebensmittelverpackungen

Ziel der EPA ist es, eine wissenschaftlich fundierte Entscheidungsfindung zu gewährleisten, um zu ermitteln, welche PFAS Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt darstellen können, und Tests zu entwickeln, um sie zu messen, zu entfernen und zu zerstören.

Die Verwendung der Chroma Globe PFAS-Probenanalysekappen gewährleistet PFAS-freie Ergebnisse!

Bei der Entnahme von PFAS-Proben ist es wichtig, dass Fläschchen und Deckel PFAS-frei sind. Die Verwendung der neuen PFAS-Verschlüsse von Chroma Globe gewährleistet die Integrität der gesammelten Daten und erfüllt alle erforderlichen Erfassungsstandards. Chroma Globe hat eine Reihe von Verschlüssen entwickelt, die mit allen Standard-Schraub-, Bördel- oder Schnappverschlussflaschen aus Kunststoff kompatibel sind. Diese Kappen werden für die Untersuchung von Trinkwasser, Lebensmittelverpackungen und kommerziellen Haushaltsreinigungsprodukten empfohlen.



Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkyles) sont connus pour leurs liaisons chimiques fortes qui les rendent résistants à la chaleur, à l'eau et à l'huile. Cette propriété leur a valu d'être utilisés dans une multitude d'applications, telles que les mousses anti-incendie, les ustensiles de cuisine antiadhésifs (comme le téflon), les tissus imperméables, les emballages alimentaires et de nombreux autres produits ménagers et industriels.


On trouve le PFAS dans :

- Eau potable
- Produits de nettoyage ménagers commerciaux
- Emballages alimentaires

L'objectif de l'EPA est d'assurer une prise de décision scientifiquement fondée afin de déterminer quels sont les PFAS qui peuvent présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement, et de développer des tests pour les mesurer, les éliminer et les détruire.

L'utilisation des bouchons d'analyse d'échantillons de PFAS Chroma Globe garantit des résultats exempts de PFAS !

Lors du prélèvement d'échantillons de PFAS, il est important que les flacons et les bouchons soient exempts de PFAS. L'utilisation des nouveaux bouchons PFAS de Chroma Globe garantit l'intégrité des données collectées et répond à toutes les normes de collecte requises. Chroma Globe a développé une gamme de bouchons compatibles avec tous les flacons standard à visser, à sertir ou à encliqueter en plastique. Ces bouchons sont recommandés pour l'analyse de l'eau potable, des emballages alimentaires et des produits d'entretien ménagers commerciaux.



Zellkultur Schalen CELLview Boîtes pour Culture Cellulaire

mit Glasboden für die Mikroskopie
avec fond en verre pour la microscopie



Produktinformationen

- Hochtransparentes, farbloses Borsilikatglas der hydrolytischen Klasse 1 (DIN ISO 719)
- Glasdicke 175 µm +/- 15 µm
- Maximale spektrale Transmission; keine Eigenfluoreszenz
- Hervorragende Planarität
- Gefertigt nach ISO 8255-1:1986 (Optics and optical instruments – Microscopes – Cover glasses)
- Masse (D × H) 35 × 10 mm

Données du produit

- Verre borosilicate achromatique à haute transparence, hydrolytique de classe 1 (DIN ISO 719)
- Epaisseur du verre 175 µm +/- 15 µm
- Transmission spectrale maximale, sans auto fluorescence
- Planéité exceptionnelle
- Fabrication conforme aux normes DIN ISO 8255-1:1986 (Optiques et instruments optiques – Microscopes – lames en verre)
- Dimensions (D × H) 35 × 10 mm

ART.-NR.	KOMPART.	FLÄCHE	VOL.	TC	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COMPART.	SURFACE	VOL.	TC	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.627 860	1	8.7 cm ²	5.0 ml	+	40	261.20	157.00
7.627 861	1	8.7 cm ²	5.0 ml	-	40	251.60	152.00
7.627 870	4	1.9 cm ²	0.1 / 0.5* ml	+	40	574.00	342.00
7.627 871	4	1.9 cm ²	0.1 / 0.5* ml	-	40	506.80	303.00
7.627 965	1	8.7 cm ²	5.0 ml	Advanced TC	40	550.40	331.00
7.627 975	4	1.9 cm ²	0.1 / 0.5* ml	Advanced TC	40	1'100.00	664.00

* 0.1 ml für die Aussaat und Färbung nur auf der Glasfläche; 0.5 ml für die Zellkultivierung im gesamten Kompartiment
0.1 ml pour l'ensemencement ou la coloration sur la zone en verre; 0.5 ml pour la culture sur l'ensemble du compartiment

CELLdisc™ Zellkulturgefäße Récipients pour culture cellulaire



Produktinformationen

- Minimaler Platzbedarf
- Oberflächenbehandlung für ideales Zellwachstum
- Ausgestattet mit einem Zu- und Abluftfilter

Données du produit

- Un espace minimum requis pour la manipulation du dispositif
- Traitement de surface pour la fixation optimale des cellules
- Entrée et sortie gaz équipés de filtres

ART.-NR.	LAGEN	TC	FLÄCHE	VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART.	COUCHES	TC	SURFACE	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.678 101	1	✓	250 cm ²	●	8	593.85	323.00
7.678 104	4	✓	1'000 cm ²	●	4	275.30	151.00
7.678 108	8	✓	2'000 cm ²	●	3	361.55	198.00
7.678 112	12	✓	3'000 cm ²	●	2	420.50	231.00
7.678 116	16	✓	4'000 cm ²	●	1	420.25	231.00
7.678 124	24	✓	6'000 cm ²	●	1	407.00	223.00
7.678 140	40	✓	10'000 cm ²	●	1	484.95	265.00
7.678 904	4	Advanced TC™	1'000 cm ²	●	4	490.90	270.00
7.678 908	8		2'000 cm ²	●	3	425.20	233.20
7.678 912	12		3'000 cm ²	●	3	681.55	376.00
7.678 916	16		4'000 cm ²	●	2	531.55	292.00
7.678 924	24		6'000 cm ²	●	3	1'373.60	753.00
7.678 940	40		10'000 cm ²	●	2	620.20	339.00



CELLMASTER™ Zellkultur Rollerflaschen Polystyrol (PS) | Rollers pour Culture Cellulaire polystyrène (PS)

Produktinformationen

- Mit Standard- oder Filter-Schraubverschluss erhältlich
- Lot-Nummer und Haltbarkeitsdatum auf jeder Rollerflasche
- Zwei verschiedene Grössen, kurze (X) und lange Form (XL)
- Oberfläche glatt oder gewellt
- Durch die gewellte Oberfläche wird die Wachstumsfläche vergrössert. Die Ziffer vor dem X bzw. XL gibt den Multiplikationsfaktor an, um den sich die Oberfläche einer gewellten Form zur kurzen, glatten Rollerflasche mit 850 cm² vergrössert

Données du produit


- Avec bouchon vissant standard ou à filtre
- Numéro de lot et date de péremption sur chaque roller
- Deux longueurs, courte (X) et longue (XL)
- Disponible en surface lisse ou plissée
- Les stries augmentent la surface de culture sans modifier la hauteur du roller. Le coefficient précédant X ou XL indique le facteur multiplicatif pour passer de la version lisse 850 cm² à la version striée

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	OBERFLÄCHE	D × H	FLÄCHE	MAX. VOL.	VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	SURFACE	D × H	SURFACE	VOL. MAX.	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.680 045	1 X	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	48	507.85	278.00
7.680 048	1 X	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	48	413.30	227.00
7.680 065	1 X	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	206.65	116.60
7.680 068	1 X	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	253.90	137.80
7.680 645	1 X / new design	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	48	507.85	278.00
7.680 648	1 X / new design	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	48	413.30	227.00
7.680 658	1 X / new design	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	262.80	143.10
7.680 660	1 X / new design	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	211.70	116.60
7.680 665	1 X / new design	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	S	24	206.65	116.60
7.680 668	1 X / new design	glatt lisse	122 × 271 mm	850 cm ²	2'520 ml	F	24	253.90	137.80
7.681 070	2.5 X	gewellt plissée	122 × 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	335.50	183.00
7.681 072	2.5 X	gewellt plissée	122 × 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	F	24	384.00	211.00
7.681 075	2.5 X	gewellt plissée	122 × 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	335.50	183.00
7.681 096	2.5 X	gewellt plissée	122 × 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	48	629.30	346.00
7.681 670	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 × 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	283.20	183.00
7.681 672	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 × 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	F	24	384.00	211.00
7.681 675	2.5 X / new design	gewellt plissée	122 × 271 mm	2'125 cm ²	2'300 ml	S	24	335.50	183.00
7.682 012	1 XL	glatt lisse	122 × 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	12	181.80	99.65
7.682 015	1 XL	glatt lisse	122 × 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	F	12	212.40	116.60
7.682 024	1 XL	glatt lisse	122 × 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	24	363.60	198.00
7.682 025	1 XL	glatt lisse	122 × 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	F	24	403.20	222.00
7.682 060	1 XL	glatt lisse	122 × 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	S	12	181.80	99.65
7.682 065	1 XL	glatt lisse	122 × 500 mm	1'700 cm ²	4'970 ml	F	12	198.85	109.20
7.682 070	5 XL	gewellt plissée	122 × 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	12	283.80	159.00
7.682 072	5 XL	gewellt plissée	122 × 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	24	567.60	311.00
7.682 075	5 XL	gewellt plissée	122 × 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	S	12	283.80	159.00
7.682 078	5 XL	gewellt plissée	122 × 500 mm	4'250 cm ²	4'640 ml	F	12	308.65	170.00


F = Filterverschluss | Bouchon de filtre S = Standardverschluss | Bouchon standard

Suspensionskultur Filter Top Flaschen CELLSTAR® Flacons à bouchons ventilés pour culture en suspension

Standard Schraubverschluss: weiss
Bouchon vissant standard: blanc



Pipettenspitzen und Filterspitzen Sapphire Pointes de pipettes et de filtres Sapphire



Produktinformationen

Hydrophobe Oberfläche, ideal für Suspensionskulturen, Hybridomzellen und embryonale Stammzellen

- Mit Filter-Schraubverschluss weiss mit Kapillarporenmembran 0.2 µm
- Beidseitige Graduierung
- Zusätzliche Standard-Schraubverschlüsse (ohne Filter) in jedem Karton, weiss
- Schräger Flaschenhals
- Steril und anwenderfreundlich verpackt

Données du produit

Surface hydrophobe, idéale pour culture en suspension et hybridomes

- Avec bouchon ventilé vissant avec une membrane 0.2 µm
- Emballage stérile pelable
- Col incliné
- Graduations sur le côté
- En complément, bouchons standard non ventilés dans chaque carton

Produktinformationen

- Genaues und präzises Pipettieren
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase, humaner DNA und Endotoxinen
- Alle Ausführungen gewährleisten maximale Genauigkeit, Ausbeute und Pipettierkomfort
- Die Low Retention Spitzen ermöglichen höchste Präzision, da keine Flüssigkeit mehr in der Spitze verbleibt
- Erhältlich als befüllte Racks, Nachfülleinheit für Racks und in Beutel
- Graduierung für eine verbesserte visuelle Kontrolle des Pipettiervorgangs
- Spitzen und Racks sind autoklavierbar
- Extra lange 10 µl Spitze für maximale Ausbeute, bei geringem Probenvolumen
- Bedienerfreundliche, stapelbare Racks
- Steril: Haltbarkeit 5 Jahre
- Unsteril: kein Haltbarkeitsdatum

Données du produit

- Pipetage exact et précis
- Les pointes Sapphire sont exemptes de DNase, RNase, DNA humain et endotoxines
- Toutes les exécutions garantissent une précision maximale
- Les embouts à Low Retention permettent une précision maximale, car aucun liquide ne reste dans l'embout.
- Disponibles en racks remplis, unités de remplissage pour racks et en sachets.
- Graduierung pour contrôle visuel parfait du transfert du liquide
- Les pointes et les racks sont autoclavables
- Pointe de 10 µl effilée pour une meilleure récupération de faibles volumes échantillons
- Des racks faciles à manipuler et empilables
- Stéril: date d'expiration 5 ans
- Non-stéril: sans date d'expiration

ART.-NR.	FORM	VOL.	TC-BEHANDELT	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PROFIL	VOL.	TRAITEMENT TC	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.658 195		250 ml	-/Suspension	24 Pack × 5 Stk 24 paquets × 5 pièces	120	498.55	228.00
7.661 195	hoch haut	650 ml	-/Suspension	10 Pack × 4 Stk 10 paquets × 4 pièces	40	277.95	149.65
7.690 195		50 ml	-/Suspension	20 Pack × 10 Stk 20 paquets × 10 pièces	200	548.65	189.00

FILTERSPITZEN RACK | POINTES DE FILTRE RACK

ART.-NR.	VOL.	BESCHREIBUNG	*	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DESCRIPTION		QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.771 353	10 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	156.20	73.00
7.771 363	10 µl	low retention	✓	960	161.25	75.30
7.772 353	10 µl	natur, extended <i>nature extended</i>	✓	960	161.25	75.30
7.772 363	10 µl	natur, extended, low retention <i>nature, extended, low retention</i>	✓	960	167.50	77.70
7.773 353	20 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	167.95	78.45
7.773 363	20 µl	natur, extended, low retention <i>nature, extended, low retention</i>	✓	960	173.00	80.80
7.774 353	100 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	194.85	91.00
7.774 363	100 µl	low retention	✓	960	199.85	93.35
7.775 353	200 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	149.50	69.85
7.775 363	200 µl	low retention	✓	960	154.55	72.20
7.776 353	300 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	156.20	73.00
7.776 363	300 µl	natur, extended, low retention <i>nature, extended, low retention</i>	✓	960	161.25	75.30
7.778 353	1'250 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	221.70	94.15
7.778 363	1'250 µl	low retention	✓	960	206.55	96.5



* Steril | *Stérile*

PIPETTENSPIZEN BEUTEL | POINTES DE PIPETTES SACHET

ART.-NR.	VOL.	BESCHREIBUNG	*	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DESCRIPTION		QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.772 350	10 µl	natur, extended <i>nature, extended</i>	-	1'000	43.75	22.05
7.771 350	10 µl	Pipettenspitzen <i>Pointes de pipettes</i>	-	1'000	31.50	15.85
7.775 360	200 µl	natur, extended, low retention <i>nature, extended, low retention</i>	-	1'000	37.45	17.45
7.776 350	300 µl	natur <i>nature</i>	-	1'000	33.25	16.75
7.777 350	1'000 µl	natur <i>nature</i>	-	1'000	25.55	12.85
7.778 350	1'250 µl	natur <i>nature</i>	-	1'000	53.05	24.80
7.775 350	200 µl	Pipettenspitzen <i>Pointes de pipettes</i>	-	1'000	22.75	11.45
7.775 390	200 µl	Gel-load Pipettenspitze, natural <i>Gel-load pointe de pipette, natur al</i>	-	1'000	272.45	142.30

RACKS & BOXES

ART.-NR.	VOL. FÜR	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL POUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.770 310	10 µl	Rack, unbefüllt, roter Einsatz, für je 96 Spitzen <i>rack, vide insert rouge pour 96 pointes</i>	1	4.75	2.60
7.770 320	200 µl	Rack, unbefüllt, gelber Einsatz, für je 96 Spitzen <i>rack, vide insert jaune, pour 96 pointes</i>	1	4.75	2.60
7.770 330	300 µl	Rack, unbefüllt, grüner Einsatz, für je 96 Spitzen <i>rack, vide insert vert, pour 96 pointes</i>	1	4.75	2.60
7.770 340	1'000 - 1'250 µl	Rack, unbefüllt, blauer Einsatz, für je 96 Spitzen <i>rack, vide insert bleu, pour 96 pointes</i>	1	4.75	2.60
7.970 330	300 µl	Rack transparent, unbefüllt, grüner Einsatz <i>rack transparent, vide, insert vert</i>	10	57.90	25.00
7.770 370	10 - 300 µl	Refill Box	1	4.75	2.60
7.770 380	1'000 - 1'250 µl	Refill Box	1	4.75	2.60

* Steril | *Stérile*

Pipettenspitzen Sapphire | Pointes de pipettes Sapphire

PIPETTENSPIZZEN RACK | POINTES DE PIPETTES RACK

ART.-NR.	VOL.	BESCHREIBUNG	*	MENGE	PREISE	DEALS
NO.D'ART	VOL.	DESCRIPTION		QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.771 351	10 µl	natur <i>nature</i>	-	960	104.15	48.65
7.771 361	10 µl	low retention	-	960	109.15	51.00
7.772 351	10 µl	extended, natur <i>extended, nature</i>	-	960	109.15	51.00
7.772 361	10 µl	low retention	-	960	114.20	59.85
7.775 361	200 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	-	960	102.50	53.70
7.776 351	300 µl	natur <i>nature</i>	-	960	104.15	48.65
7.776 361	300 µl	natur, extended, low retention <i>nature, extended, low retention</i>	-	960	109.15	51.00
7.777 351	1'000 µl	natur <i>nature</i>	-	960	112.55	60.35
7.777 361	1'000 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	-	960	117.55	61.60
7.778 351	1'250 µl	natur <i>nature</i>	-	960	119.30	55.70
7.778 361	1'250 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	-	960	124.30	60.50
7.771 352	10 µl	Pipettenspitzen <i>Pointes de pipettes</i>	✓	960	109.15	51.00
7.771 362	10 µl	low retention	✓	960	114.20	59.85
7.772 352	10 µl	extended, natur <i>extended, nature</i>	✓	960	114.20	59.85
7.772 362	10 µl	extended, low retention	✓	960	117.55	61.60
7.775 352	200 µl	Pipettenspitzen <i>Pointes de pipettes</i>	✓	960	102.50	53.70
7.775 362	200 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	✓	960	108.10	56.35
7.776 352	300 µl	Pipettenspitzen <i>Pointes de pipettes</i>	✓	960	109.15	51.00
7.776 362	300 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	✓	960	114.20	59.85
7.777 352	1'000 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	117.55	61.60
7.777 362	1'000 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	✓	960	122.60	64.25
7.778 352	1'250 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	124.30	60.50
7.778 362	1'250 µl	low retention	✓	960	129.35	67.80

* Steril | *Stérile*

PIPETTENSPIZZEN REFILL | POINTES DE PIPETTES REFILL

ART.-NR.	VOL.	BESCHREIBUNG	*	MENGE	PREISE	DEALS
NO.D'ART	VOL.	DESCRIPTION		QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.771 354	10 µl	Pipettenspitzen <i>Pointes de pipettes</i>	-	960	87.35	47.60
7.771 355	10 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	92.35	49.55
7.771 364	10 µl	low retention	-	960	92.35	49.55
7.771 365	10 µl	low retention	✓	960	97.40	51.05
7.772 354	10 µl	extended	-	960	92.35	49.55
7.772 355	10 µl	extended	✓	960	97.40	51.05
7.772 364	10 µl	extended, low retention	-	960	97.40	51.05
7.772 365	10 µl	extended, low retention	✓	960	102.50	53.70
7.775 354	200 µl	natur <i>nature</i>	-	960	90.70	49.40
7.775 355	200 µl	Pipettenspitzen <i>Pointes de pipettes</i>	✓	960	95.75	52.15
7.775 364	200 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	-	960	95.75	52.15
7.775 365	200 µl	low retention	✓	960	95.70	52.80
7.776 354	300 µl	natur <i>nature</i>	-	960	90.70	49.40
7.776 355	300 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	95.75	52.15
7.776 364	300 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	-	960	95.75	52.15
7.776 365	300 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	✓	960	100.75	52.80
7.777 354	1'000 µl	natur <i>nature</i>	-	960	102.50	53.70
7.777 355	1'000 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	107.50	58.60
7.777 364	1'000 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	-	960	107.50	58.60
7.777 365	1'000 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	✓	960	112.55	60.35
7.778 354	1'250 µl	natur <i>nature</i>	-	960	112.55	60.35
7.778 355	1'250 µl	natur <i>nature</i>	✓	960	117.55	61.60
7.778 364	1'250 µl	natur, low retention <i>nature, low retention</i>	-	960	112.35	61.00
7.778 365	1'250 µl	low retention	✓	960	122.60	64.25

* Steril | *Stérile*

Cryo.s™ Lagerbox Boîte de rangement pour Cryo.s™



Produktinformationen

Die Cryo Lagerbox ist ein nützliches Accessoire für die Lagerung von Cryo.s™ Gefrierlager Röhrchen bei niedrigen und extrem niedrigen Temperaturen.

- Fassungsvermögen: 81 Cryo.s™
- Transluenter Deckel, für optimale Einsehbarkeit des Inhaltes
- Bodenlöcher für optimalen Gasaus-tausch zwischen Innenraum und Umgebung
- Einfache Entnahme und einfaches Auf-setzen des Deckels
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Temperaturbeständiges Polypropylen (-90 °C ~ +121 °C)

Données du produit

La boîte de rangement Cryo est un accessoire utile pour stocker les tubes échantillons Cryo.s™ à des températures basses et ultra-basses.

- Contient 81 tubes échantillons Cryo.s™
- Couverture transparente pour une visibilité optimale du contenu de la boîte
- Ventilation pour l'échange d'air facilitée entre intérieur et extérieur
- Retrait facile du couvercle
- Disponible en différentes couleurs
- Résistance thermique (-90 °C ~ +121 °C)

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.802 202	natur incolore	1	7.05	4.60
7.802 203	rot rouge	1	7.05	4.60
7.802 204	blau bleu	1	7.05	4.60
7.802 206	gelb jaune	1	7.05	4.60
7.802 225	grün vert	1	7.05	4.60

Cryo.s™ mit Datamatrix-Code und linearem Barcode Cryo.s™ avec code Datamatrix et code à barres linéaire



Deckel: Natur
Couvercle: Incolore



Weitere Deckelfarben im Shop
Autres couleurs de couvercles dans l'eShop

Produktinformationen

7.123 2632DG (1 ml)
Steriler, vorgefertigter eindeutiger Datamatrix-Code Typ ECC 200 14 x 14 Sequenz am Röhrchenboden

7.122 2632DG (2 ml)
7.126 2632DG (2 ml)
7.127 2632DG (4 ml)
Steriler, vorgefertigter eindeutiger Datamatrix-Code Typ ECC 200 14 x 14 Sequenz am Röhrchenboden, zusätzlicher Linearcodetyp 128 mit Klartextdarstellung an der Röhrchenseite

Données du produit

7.123 2632DG (1 ml)
Code Datamatrix ECC200 unique stérile prédéfini avec séquence 14 x 14 inscrite au fond du tube

7.122 2632DG (2 ml)
7.126 2632DG (2 ml)
7.127 2632DG (4 ml)
Code Datamatrix ECC200 unique stérile prédéfini avec séquence 14 x 14 inscrite au fond du tube, code à barres linéaire supplémentaire type 128 (texte lisible par l'opérateur) sur le côté du tube

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	VERPACKUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	FILETAGE	EMBALLAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.123 2632DG	1.0 - 1.2 ml	innen int.	5 Beutel × 100 Stk. 5 sachets × 100 pce.	500	1'033.75	670.00
7.122 2632DG	1.8 - 2.0 ml	innen int.		500	1'021.15	664.00
7.126 2632DG	≤ 2.2 ml	aussen ext.	6 Beutel × 50 Stk. 6 sachets × 50 pce.	500	1'033.75	670.00
7.127 2632DG	≤ 4.0 ml	aussen ext.		300	620.25	400.00

Cryo.s™ Einfrierröhrchen Cryotubes Cryo.s™



Produktinformationen

Für die Cryo.s™ wird ausschliesslich hochwertiges, transparentes Polypropylen verwendet.

-196 °C bis +121 °C

Données du produit

En polypropylène haute qualité garantissant une haute résistance thermique de -196 °C à +121 °C.

- ① Ohne Stehkreuz | Sans base étoilée
- ② Mit Stehkreuz | Avec base étoilée
- ③ Ohne Schriftfeld | Sans plage d'écriture
- ④ Mit Schriftfeld | Avec plage d'écriture

AUSSENGEWINDE | FILETAGE EXTÉRIEUR

ART-NR.	VOL.	D × H	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	D × H	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.126 261	≤ 2.2 ml	12.5 × 47 mm	● rund rond	② ③	100	49.00 31.95
7.126 263	≤ 2.2 ml	12.5 × 47 mm	● rund rond	② ④	100	49.00 31.95
7.127 261	≤ 4.0 ml	12.5 × 83 mm	● rund rond	② ③	100	29.95 19.50
7.127 263	≤ 4.0 ml	12.5 × 83 mm	● rund rond	② ④	50	29.95 19.50
7.126 277	≤ 2.2 ml	12.5 × 47 mm	● rund rond	② ④	100	49.00 31.95
7.127 277	≤ 4.0 ml	12.5 × 83 mm	● rund rond	② ④	50	29.95 19.50
7.126 278	≤ 2.2 ml	12.5 × 47 mm	● rund rond	② ④	100	49.00 31.95
7.127 278	≤ 4.0 ml	12.5 × 83 mm	● rund rond	② ④	50	29.95 19.50
7.126 279	≤ 2.2 ml	12.5 × 47 mm	● rund rond	② ④	100	49.00 31.95
7.127 279	≤ 4.0 ml	12.5 × 83 mm	● rund rond	② ④	50	29.95 19.50
7.126 280	≤ 2.2 ml	12.5 × 47 mm	● rund rond	② ④	100	49.00 31.95
7.127 280	≤ 4.0 ml	12.5 × 83 mm	● rund rond	② ④	50	29.95 19.50

INNENGEWINDE | FILETAGE INTÉRIEUR

ART-NR.	VOL.	D × H	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	D × H	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.121 261	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	① ③	100	44.95 29.00
7.121 263	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	① ③	100	44.95 29.00
7.122 261	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	② ④	100	44.95 29.00
7.122 263	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	② ④	100	44.95 29.00
7.123 261	1 - 1.2 ml	12.5 × 42 mm	● konisch conique	② ④	100	44.95 29.00
7.123 263	1 - 1.2 ml	12.5 × 42 mm	● konisch conique	② ④	100	44.95 29.00
7.124 261	4.5 - 5.0 ml	12.5 × 86 mm	● rund rond	① ③	50	29.95 19.50
7.124 263	4.5 - 5.0 ml	12.5 × 86 mm	● rund rond	① ③	50	29.95 19.50
7.121 277	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	① ③	100	44.95 29.00
7.122 277	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	② ④	100	44.95 29.00
7.123 277	1 - 1.2 ml	12.5 × 42 mm	● konisch conique	② ④	100	44.95 29.00
7.124 275	4.5 - 5.0 ml	12.5 × 86 mm	● rund rond	① ③	50	29.95 19.50
7.121 278	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	① ③	100	44.95 29.00
7.122 278	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	② ④	100	44.95 29.00
7.123 278	1 - 1.2 ml	12.5 × 42 mm	● konisch conique	② ④	100	44.95 29.00
7.124 276	4.5 - 5.0 ml	12.5 × 86 mm	● rund rond	① ③	50	29.95 19.50
7.121 279	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	① ③	100	44.95 29.00
7.122 279	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	② ④	100	44.95 29.00
7.123 279	1 - 1.2 ml	12.5 × 42 mm	● konisch conique	② ④	100	44.95 29.00
7.124 274	4.5 - 5.0 ml	12.5 × 86 mm	● rund rond	① ③	50	29.95 19.50
7.121 280	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	① ③	100	44.95 29.00
7.122 280	1.8 - 2.0 ml	12.5 × 48 mm	● rund rond	② ④	100	44.95 29.00
7.123 280	1 - 1.2 ml	12.5 × 42 mm	● konisch conique	② ④	100	44.95 29.00
7.124 273	4.5 - 5.0 ml	12.5 × 86 mm	● rund rond	① ③	50	29.95 19.50



Cryo.s™ Biobanking Einfrierröhrchen mit Datamatrix Code 300 µl Cryo.s™ Tubes cryo avec code datamatrix pour biobanking



Ausführung: D/2D CODE
Exécution : D/2D CODE

Mit Datamatrixcode
Avec code datamatrix

Produktinformationen

Das innovative Design der Biobank-Röhrchen und Racks ermöglicht eine besonders effiziente Lagerung mit bis zu 30 % besserer Raumausnutzung in Gefrierschränken oder Flüssigstickstoff-Behältern.

- Verpackung: 10 Racks × 96 Röhrchen
- Arbeitsvolumen: 235 µl


Données du produit

Le design innovant des tubes et des racks permet une réduction de l'espace de stockage jusqu'à 30 % dans des congélateurs ou des réservoirs d'azote liquide.

- Quantité par conditionnement/carton: 10 racks × 96 tubes
- Volume de travail: 235 µl

ART.-NR.	AUSFÜHRUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	EXÉCUTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.976 501	96er Datamatrix Cryo Rack for 300 µl Cryo.s & Cap Carrier Rack Cryo Datamatrix 96-positions pour 300 µl Cryo.s & portoir de bouchons	● 1	26.75	17.25
7.976 561	gedeckt, Innengewinde, steril couvercle assemblé, filetage interieur, stérile	○ 960	2'113.70	1'380.00
7.976 563		● 960	2'189.90	1'420.00
7.976 564		● 960	2'189.90	1'420.00
7.976 565		● 960	2'189.90	1'420.00
7.976 566		● 960	2'189.90	1'420.00
7.976 567		● 960	2'189.90	1'420.00
7.976 568		● 960	2'189.90	1'420.00
7.976 569		● 960	2'189.90	1'420.00
7.976 570	nicht gedeckt, Innengewinde, nicht-steril couvercle pas assemblé, filetage interieur, non-stérile	○ 960	1'849.10	1'210.00
7.976 580	gedeckt, Innengewinde, nicht-steril couvercle assemblé, filetage interieur, non-stérile	○ 960	2'171.90	1'400.00
7.976 583		● 960	2'234.85	1'450.00
7.976 584		● 960	2'234.85	1'450.00
7.976 585		● 960	2'234.85	1'450.00
7.976 586		● 960	2'234.85	1'450.00
7.976 587		● 960	2'234.85	1'450.00
7.976 588		● 960	2'234.85	1'450.00
7.976 589		● 960	2'234.85	1'450.00

Pasteur-Pipetten Volac/FORTUNA Pipettes Pasteur



Produktinformationen

- Mit Watte gestopft
- VE: 4 x 250 Stk. = 1'000 Pipetten

Données du produit

- Avec bourrage d'ouate
- Unité: 4 x 250 pcs. = 1'000 pipettes

ART-NR.	ART	LÄNGE	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	SORTE	LONGUEUR	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
1.1129.01	kurze Form <i>forme courte</i>	150 mm	-	250	43.05	23.00
1.1129.02	lange Form <i>forme longue</i>	230 mm	-	250	47.50	25.35
1.1132.01	kurze Form <i>forme courte</i>	150 mm	✓	250	125.30	93.70
1.1132.02	lange Form <i>forme longue</i>	230 mm	✓	250	132.30	98.35

Pasteur Pipetten Ulbrich Pipettes Pasteur



Produktinformationen

- Pasteurpipetten zum Einmalgebrauch, mit lang ausgezogener, feiner Spitze
- Mit oder ohne Wattestopfen

Données du produit

- *Pipettes Pasteur à usage unique, avec pointe fine et allongée*
- *Avec ou sans ouate*

ART-NR.	ART	LÄNGE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	SORTE	LONGUEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
1.1128.01	kurze Form, ohne Wattestopfen	150 mm	250	18.75	9.80
1.1156.01	<i>forme courte, sans bourrage d'ouate</i>	150 mm	1'000	56.60	29.45
1.1159.01	kurze Form, wattgestopft <i>forme courte, avec bourrage d'ouate</i>	150 mm	1'000	111.35	58.00
1.1128.02	lange Form, ohne Wattestopfen	230 mm	250	18.75	9.80
1.1157.01	<i>forme longue, sans bourrage d'ouate</i>	230 mm	1'000	57.10	29.75
1.1159.02	lange Form, wattgestopft <i>forme longue, avec bourrage d'ouate</i>	230 mm	250	29.70	15.40

Fold Pack Eimer Seau Fold Pack



Produktinformationen

Quadratischer Kunststoffeimer mit Aufprelldeckelverschluss für Arzneimittel, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten.

• Zum Schliessen falten

Drücken Sie den Deckel auf den Eimer und klappen Sie die Griffe nach unten, um ihn zu verschliessen und originalitätssicher zu versiegeln

• Manipulationen sichtbar machen

Der Deckel verfügt über integrierte Siegelstifte, die Manipulationen an wertvollem Inhalt sofort sichtbar machen

Données du produit

Seau carré en plastique avec fermeture à pression pour l'industrie pharmaceutique, la chimie de spécialité et les ingrédients alimentaires.

• Plier pour fermer

Appuyez le couvercle sur le seau et rabattez les poignées pour verrouiller et sceller inviolable

• Rendre visible la falsification

Le couvercle est doté de goupilles de scellage intégrées qui rendent immédiatement visible la falsification du contenu précieux

ART.-NR.	VOL.	MASSE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	DIMENSIONS	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
206.4132.00	32l	380 x 380 x 347 mm	○+●	1	14.70	13.25
206.4102.60	Passender Deckel Couvercle adapté		●	1	11.00	9.95

Messbecher farbig und stapelbar Béchers gradués coloré et gerables



Produktinformationen

- Aus PP, transparent
- Mit gut lesbarer, aufgedruckter Skala und stabilem Griff
- Um die Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen
- Lebensmittelgeeignet entsprechend Verordnung (EG) 10/2011

Données du produit

- En PP, transparent
- Avec une graduation imprimée bien lisible et une anse solide
- Afin de ménager l'impression, nous conseillons de ne pas dépasser une température de 60 °C lors du nettoyage
- Produit apte au contact alimentaire selon le règlement (CE) N° 10/2011

ART.-NR.	FARBE	VOL.	TEILUNG	Ø & HÖHE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	VOL.	DIVISION	Ø & HAUTEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.1009.02	●	500 ml	10 ml	100 mm 140 mm	1	5.20	3.25
15.1009.03	●	500 ml	10 ml		1	5.20	3.25
15.1009.04	●	500 ml	10 ml		1	5.20	3.25
15.1009.05	●	500 ml	10 ml		1	5.20	3.25
15.1009.10	●●●●	500 ml	10 ml		1	20.90	13.10
15.1009.12	●	1'000 ml	10 ml	125 mm 167 mm	1	7.40	4.65
15.1009.13	●	1'000 ml	10 ml		1	7.40	4.65
15.1009.14	●	1'000 ml	10 ml		1	7.40	4.65
15.1009.15	●	1'000 ml	10 ml		1	7.40	4.65
15.1009.20	●●●●	1'000 ml	10 ml		1	29.65	18.60

Spritzflaschen Pissettes



Produktinformationen

- Aus PE
- Diverse Farben
- Komplett mit Spritzaufsatz aus PP

Données du produit

- En PE
- Couleurs diverses
- Complet avec allonge pissette en PP

ART.-NR.	FARBE	VOL.	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	COULEUR	VOL.	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.3463.01		250 ml	1	7.15	4.25
15.3463.02		250 ml	1	7.15	4.25
15.3463.03		250 ml	1	7.15	4.25
15.3463.04		250 ml	1	7.15	4.25
15.3463.05		500 ml	1	12.15	7.15
15.3463.06		500 ml	1	12.15	7.15
15.3463.07		500 ml	1	12.15	7.15
15.3463.08		500 ml	1	12.15	7.15
15.3463.10		1'000 ml	1	11.00	6.45
15.3463.11		1'000 ml	1	11.00	6.45
15.3463.12		1'000 ml	1	11.00	6.45
15.3463.13		1'000 ml	1	11.00	6.45
15.3463.98		1'000 ml	1	44.00	25.80
15.3463.99		500 ml	1	34.65	20.35

Spritzflasche aus PE-LD / PP Pissettes en PE-LD / PP



Produktinformationen

Eng- und Weithalsflaschen aus PE-LD, transparent. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP.

Präziser Spritzstrahl und optimierter Medienrückfluss durch die stufenfreie und fein gezogene Spitze des Spritzrohrs.

Données du produit

Flacons à col étroit et col large en PE-LD, transparents. Capuchon à vis et tube en PP.

Jet précis et reflux optimisé du liquide grâce à la pointe fine étirée et lisse du tube.

ART.-NR.	VOL.	GEWINDE	Ø	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	FILETAGE	Ø	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0119.10	1'000 ml	32	92 mm	1	10.20	6.00
15.9378.01	250 ml	45	65 mm	1	7.10	4.20
15.9398.01	500 ml	45	76 mm	1	8.85	5.20
15.9418.01	1'000 ml	63	91 mm	1	12.25	7.30
15.9458.02	50 ml	18	37 mm	1	5.40	3.20
15.9468.02	100 ml	18	43 mm	1	5.45	3.20
15.9498.02	250 ml	25	65 mm	1	6.45	3.80
15.9508.02	500 ml	25	74 mm	1	8.25	4.85

Smart Healthy Caps und Smart Waste Caps - Adapter Smart Healthy Caps et Smart Waste Caps - Adaptateurs



Produktinformationen

- Kann eine Flasche mit GL45-Gewinde an 2 und 4 GL45-Sicherheitskappen anschliessen
- Kann mehrere Kanäle in der Eluentenflasche spülen und dabei luftdicht bleiben

Données du produit

- *Peut connecter une bouteille avec un filetage GL45 à 2 ou 4 bouchons de sécurité GL45*
- *Peut rincer plusieurs canaux dans la bouteille d'éluant tout en restant hermétique*

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
93.AD-32-45-T	Thread adaptater GL32 to GL45 (Teflon)	1	96.60	52.05
93.AD-32-45-P	Thread adaptater GL32 to GL45 (PP)	1	90.85	49.00
93.AD-38-45-T	Thread adaptater GL38 to GL45 (Teflon)	1	96.60	52.05
93.AD-38-45-P	Thread adaptater GL38 to GL45 (PP)	1	90.85	49.00
93.AD-40-32-P	Thread adaptater GL40 to GL32 (PP)	1	95.20	51.35
93.AD-40-38-P	Thread adaptater GL40 to GL38 (PP)	1	95.20	51.35
93.AD-40-45-T	Thread adaptater GL40 to GL45 (Teflon)	1	96.60	52.05
93.AD-40-45-P	Thread adaptater GL40 to GL45 (PP)	1	90.85	49.00
93.AD-45-32-P	Thread adaptater GL45 to GL32 (PP)	1	95.20	51.35
93.AD-45-38-P	Thread adaptater GL45 to GL38 (PP)	1	95.20	51.35
93.AD-45-55-P	Thread adaptater GL45 to S55	1	95.20	51.35

Celstir® Spinnerflasche mit zwei Seitenhälsen Flacon d'agitation à double bras latéral



Produktinformationen

- Für Zellsuspensionskulturen mit Magnetrührer
- Einstellbarer Paddelrührer und sterile Ausführung
- 1:1 Verhältnis von Gasphase und Probenvolumen für optimalen Gasaustausch


Données du produit

- *Pour culture de cellules en suspension avec mélangeur magnétique*
- *Conception stérile et tige d'agitation à hauteur ajustable ainsi la tige ne dépasse pas à travers le bouchon*
- *Rapport d'espace de tête 1:1 pour des échanges gazeux idéaux*

ART.-NR.	VOL.	D x H	VERSCHLUSS	GRÖSSE	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	VOL.	D x H	BOUCHON	TAILLE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.3568.73	25 ml	38 x 122 mm	38 - 430	15 - 415 *	1	437.90	275.00
8.3568.75	50 ml	38 x 141 mm	38 - 430	15 - 415 *	1	429.45	269.90
8.3568.76	125 ml	65 x 155 mm	51 - 400	33 - 430 *	1	522.40	328.00
8.3568.79	250 ml	85 x 175 mm	51 - 400	33 - 430 *	1	573.15	360.25
8.3568.82	500 ml	110 x 190 mm	100 - 400	45 mm	1	809.80	509.00
8.3568.87	3'000 ml	178 x 341 mm	100 - 400	45 mm	1	1'376.15	865.00
8.3568.89	6'000 ml	258 x 404 mm	100 - 400	45 mm	1	1'798.85	1'130.00
8.3568.90	8'000 ml	293 x 445 mm	100 - 400	45 mm	1	2'128.50	1'340.00

* Seitenhalsgrösse | Taille bras latéral

Kapillare & Kapillarsäulen *Capillaires & colonnes capillaires*




Données du produit

Kapillare und Kapillarsäulen in verschiedenen Längen und Phasen



Produktinformationen

Capillaires et colonnes capillaires de différentes longueurs et phases



KAPILLARE

ART.-NR.	Ø	LÄNGE	MATERIAL	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	Ø	LONGUEUR	MATÉRIAU	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
19.2118.18	0.17 mm	280 mm	Edesstahl acier inoxydable	1	55.80	42.20
19.5021.18	0.17 mm	105 mm	Edesstahl acier inoxydable	1	55.80	42.20
19.6747.35	0.12 mm	130 mm	Edesstahl acier inoxydable	1	157.50	123.85

KAPILLARSÄULEN

ART.-NR.	Ø	LÄNGE	FILMDICKE	PHASE	GC	MENGE	PREISE	DEALS
NO. D'ART	Ø	LONGUEUR	ÉPAISSEUR DU FILM	PHASE	GC	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
19.0914.13	0.32 mm	30 m	0.25 µm	HP-5	7"	1	945.00	665.00
19.9931.10	0.25 mm	100 m	0.25 µm	CP-Sil 88	7"	1	3'861.00	2'040.00
19.5062.32	0.25 mm	30 m	0.25 µm	DB-1	7"	1	1'140.80	616.00
19.5062.62	0.25 mm	60 m	0.25 µm	DB-5ms	7"	1	1'990.85	1'195.00
19.5062.63	0.25 mm	30 m	0.25 µm	DB-5ms	7"	1	1'218.10	700.00

Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-63-0
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 67-63-0
- Bouteille de verre de 2.5 l



ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34863-2.5L	282.70	18.55

Acetonitrile,
CHROMASOLV™ LC-MS

Acetonitrile,
CHROMASOLV™, gradient
grade, for HPLC, =99.9%

Tetrahydrofuran,
CHROMASOLV™ Plus,
for HPLC, inhibitor-free,
=99.9%

Methanol, BioReagent,
suitable for protein
sequencing, =99.93%



Produktinformationen

- CAS-Nr: 75-05-8
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- Summenformel: CH_3CN
- CAS-Nr: 75-05-8
- 4 × 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- CAS-Nr: 109-99-9
- 6 × 1 l Glasflasche

Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-56-1
- 2 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 75-05-8
- Bouteille de verre de 2.5 l

Données du produit

- Formule : CH_3CN
- No. CAS : 75-05-8
- Bouteille de verre de 4 × 2.5 l

Données du produit

- No. CAS : 109-99-9
- Bouteille de verre de 6 × 1 l

Données du produit

- No. CAS : 67-56-1
- Bouteille de verre de 2 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34967-2.5L	693.85	36.20

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34851-4X2.5L	1'532.95	100.25

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
34865-6X1L	1'583.95	228.75

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
494437-2L	281.70	128.5

ZEOtope®

Chloroform-d
99.8%D stab. with Ag



Produktinformationen

- CAS-Nr: 865-49-6
- 100 ml


Données du produit

- No. CAS : 865-49-6
- 100 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
198.3005.88	42.70	29.80

ZEOtope®

Chloroform-d
CDCl₃ 99.8%D + 0.03%V
TMS stab. Ag



Produktinformationen

- CAS-Nr: 865-49-6
- 100 ml


Données du produit

- No. CAS : 865-49-6
- 100 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
198.3005.84	44.30	30.95

ZEOtope®

Deuterium Oxide
99.9%D



Produktinformationen

- CAS-Nr: 7789-20-0
- 10 × 0.75 ml Ampulle


Données du produit

- No. CAS : 7789-20-0
- 10 × 0.75 ml Ampoule

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
198.3014.00	43.50	30.40

ZEOtope®

Dimethylsulfoxide-d₆
DMSO-d₆ 99.8%D



Produktinformationen

- CAS-Nr: 2206-27-1
- 10 × 0.75 ml Ampulle


Données du produit

- No. CAS : 2206-27-1
- 10 × 0.75 ml Ampoule

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
198.3004.08	31.50	22.00

ZEOtope®

Dimethylsulfoxide-d6
DMSO-d6 99.8%D +
0.03%V TMS



Produktinformationen

- CAS-Nr: 2206-27-1
- 10 × 0.75 ml Ampulle


Données du produit

- No. CAS : 2206-27-1
- 10 × 0.75 ml Ampoule

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
198.3004.97	32.70	22.80

ZEOtope®

Methanol-d4
99.8%D



Produktinformationen

- CAS-Nr: 811-98-3
- 10 × 0.75 ml Ampulle


Données du produit

- No. CAS : 811-98-3
- 10 × 0.75 ml Ampoule

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
198.3005.04	50.20	35.05

ZEOtope®

Methanol-d4
99.8%D + 0.03%V TMS



Produktinformationen

- CAS-Nr: 811-98-3
- 10 × 0.75 ml Ampulle

Données du produit

- No. CAS : 811-98-3
- 10 × 0.75 ml Ampoule

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
198.3005.01	51.00	35.65

ZEOCHEM®

Glass Tubes for NMR
analysis TEOtube



Produktinformationen

- Röhrchen mit orangenem Verschluss
- 100 Stück

Données du produit

- Tube avec bouchon orange
- 100 pièce

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
198.4004.90	140.50	120.10

Technical pH Buffers



Produktinformationen

- pH-Wert bei 25°C: 10.00
- 250 ml Flasche

Données du produit

- *Valeur pH à 25 °C : 10.00*
- *250 ml flacon*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
16.4010.00	28.60	10.35



Produktinformationen

- pH-Wert bei 25°C: 2.00
- 250 ml Flasche

Données du produit

- *Valeur pH à 25 °C : 2.00*
- *250 ml flacon*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
16.4010.20	26.30	10.35



Produktinformationen

- pH-Wert bei 25°C: 2.00
- 6 × 250 ml Flaschen

Données du produit

- *Valeur pH à 25 °C : 2.00*
- *6 × 250 ml flacons*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
16.4010.52	105.50	61.50



Produktinformationen

- pH-Wert bei 25°C: 4.01
- 6 × 250 ml Flaschen

Données du produit

- *Valeur pH à 25 °C : 4.01*
- *6 × 250 ml flacons*

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
16.4010.45	105.50	61.50

Technical pH Buffers

Buffer solution pH 7.00 (20°C) Certipur®



Produktinformationen

- pH-Wert bei 25°C: 2.00
- 30 Beutel à 20 ml

Produktinformationen

- pH-Wert bei 25°C: 11.00
- 30 Beutel à 20 ml

Produktinformationen

- pH-Wert bei 25°C: 9.180
- 30 Beutel à 20 ml

Produktinformationen

- CAS-Nr: 55965-84-9
- 500 ml Kunststoffflasche

Données du produit

- Valeur pH à 25 °C : 2.00
- 30 sachets à 20 ml

Données du produit

- Valeur pH à 25 °C : 11.00
- 30 sachets à 20 ml

Données du produit

- Valeur pH à 25 °C : 9.180
- 30 sachets à 20 ml

Données du produit

- No. CAS : 55965-84-9
- Bouteille en plastique de 500 ml

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
16.5130.01	91.50	54.00

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
16.5130.02	88.80	54.00

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
16.5130.22	80.10	46.30

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
1.09477.0500	70.75	35.40

Buffer Solutions



Toluene for UV, IR, HPLC, GPC, ACS



Ethyl Acetate for UV, IR, HPLC, ACS



Nitric Acid 69% for trace metal analysis (ppt)



Produktinformationen

- Genauigkeit: ± 0.02 pH
- 500 ml Kunststoffflasche

Produktinformationen

- CAS-Nr: 108-88-3
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- CAS-Nr: 141-78-6
- 2.5 l Glasflasche

Produktinformationen

- CAS-Nr: 7697-37-2
- 500 ml Fluorpolymer-Flasche mit äußerer Styroporbox

Données du produit

- *Précision : ± 0.02 pH*
- *Bouteille en plastique de 500 ml*

Données du produit

- *No. CAS : 108-88-3*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

Données du produit

- *No. CAS : 141-78-6*
- *Bouteille de verre de 2.5 l*

Données du produit

- *No. CAS : 7697-37-2*
- *500 ml Bouteille en fluoropolymère avec boîte extérieure en polystyrène*

ART.-NR.	PH	PREISE	DEALS
NO. D'ART	PH	PRIX	DEALS
16.2382.19	9.21	34.65	22.70
16.2382.77	8	37.50	24.55

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
361745.1612	241.30	129.25

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
361318.1612	263.00	140.85

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
711037.0010	1'379.30	622.25

Toluene for UV, IR, HPLC,
GPC, ACS



Hydrochloric Acid 0.1 mol/l
(0.1N) volumetric solution



Sulfuric Acid 0.05 mol/l
(0.1N) volumetric solution

Petroleum Ether 40-60°C
for analysis, ACS, ISO

Produktinformationen

- CAS-Nr: 108-88-3
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 108-88-3
- Bouteille de verre de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
361745.1611	121.10	64.90

Produktinformationen

- Summenformel: HCL
- CAS-Nr: 7647-01-0
- 1 l PE

Données du produit

- Formule : HCL
- No. CAS : 7647-01-0
- 1 l PE

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
181023.1211	29.70	15.90

Produktinformationen

- CAS-Nr: 7664-93-9
- 1 l PE

Données du produit

- No. CAS : 7664-93-9
- 1 l PE

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
181061.1211	33.90	18.15

Produktinformationen

- CAS-Nr: 64742-49-0
- 5 l Aluminiumflasche

Données du produit

- No. CAS : 64742-49-0
- Bouteille en aluminium de 5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131315.0314	323.60	173.35

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO



Produktinformationen

- CAS-Nr: 64742-49-0
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 64742-49-0
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131315.1612	228.00	122.10

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO



Produktinformationen

- CAS-Nr: 64742-49-0
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 64742-49-0
- Bouteille de verre de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131315.1611	97.80	52.35

Petroleum Ether 40-60°C for analysis, ACS, ISO



Produktinformationen

- CAS-Nr: 64742-49-0
- 5 l Blechdose

Données du produit

- No. CAS : 64742-49-0
- Boîte en métal de 5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131315.1714	344.70	184.65

IPTG from plant origin galactose



Produktinformationen

- CAS-Nr: 367-93-1
- 25 g

Données du produit

- No. CAS : 367-93-1
- 25 g

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A7211.0025	954.60	596.60

Dimethyl Sulfoxide (USP, BP, Ph. Eur.) pharma grade



Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-68-5
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 67-68-5
- Bouteille de verre de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
191954.1611	279.30	149.65

Dimethyl Sulfoxide (USP, BP, Ph. Eur.) pharma grade



Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-68-5
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 67-68-5
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
191954.1612	551.50	295.45

Dimethyl Sulfoxide for Headspace GC



Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-68-5
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 67-68-5
- Bouteille de verre de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
751954.1611	429.10	229.90

Dimethyl Sulfoxide for Headspace GC



Produktinformationen

- CAS-Nr: 67-68-5
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 67-68-5
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
751954.1612	948.80	508.30

Nitric Acid 69% for analysis, ACS, ISO



Produktinformationen

- CAS-Nr: 7697-37-2
- 1 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 7697-37-2
- Bouteille de verre de 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131037.1611	67.40	36.10

Nitric Acid 69% for analysis, ACS, ISO



Produktinformationen

- CAS-Nr: 7697-37-2
- 2.5 l Glasflasche

Données du produit

- No. CAS : 7697-37-2
- Bouteille de verre de 2.5 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
131037.1612	162.00	86.80

PBS tablets pH 7.4 (for 1 L)



Produktinformationen

- 10 Stück

Données du produit

- 10 pièces

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A9201.0010	385.90	241.15

PBS tablets pH 7.4 (for 1 L)



Produktinformationen

- 100 Stück

Données du produit

- 100 pièces

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A9201.0100	1'632.70	1'020.45

PBS buffer (1X, Dulbecco's)
- Powder



Produktinformationen

• 1 l

Données du produit

• 1 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A0964.1000	17.25	10.80

PBS buffer (1X, Dulbecco's)
- Powder



Produktinformationen

• 10 l

Données du produit

• 10 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A0964.9010	40.60	25.40

PBS buffer (1X, Dulbecco's)
- Powder



Produktinformationen

• 50 l

Données du produit

• 50 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A0964.9050	62.80	39.20

PBS buffer (1X, Dulbecco's)
- Powder



Produktinformationen

• 100 l

Données du produit

• 100 l

ART.-NR.	PREIS	DEAL
NO. D'ART	PRIX	DEAL
A0964.9100	120.40	75.25

New PFAS Safe Guard 2in1 Kits

Die Verwendung der Chroma Globe PFAS-Probenanalysekiten gewährleistet PFAS-freie Ergebnisse!

Bei der Entnahme von PFAS-Proben ist es wichtig, dass Flaschen und Deckel PFAS-frei sind. Die Verwendung der neuen PFAS-Verschlüsse von Chroma Globe gewährleistet die Integrität der gesammelten Daten und erfüllt alle erforderlichen Erfassungsstandards.

L'utilisation des bouchons d'analyse d'échantillons de PFAS Chroma Globe garantit des résultats exempts de PFAS !

Lors du prélèvement d'échantillons de PFAS, il est important que les flacons et les bouchons soient exempts de PFAS. L'utilisation des nouveaux bouchons PFAS de Chroma Globe garantit l'intégrité des données collectées et répond à toutes les normes de collecte requises.

 Seite | Page 33 - 35

Kurzgewindeflaschen und
Verschlüsse
*Bouteilles à pas de vis court et
bouchons*



Schnappingflaschen und
Verschlüsse
Microflacon et capuchon