



GC

- 8.1101.98:** 1.5 ml Rollrandflasche ND11, 32 x 11.6 mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen | *1.5 ml flacon à bord roulé DN11, 32 x 11.6 mm, verre clair, 1ère classe hydrol. classe, large ouverture, avec zone d'écriture et repères de remplissage*
- 8.1103.36:** 11 mm Verschluss: Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch; Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent, 1 mm | *11 mm Fermeture : capuchon à sertir en aluminium, argent, avec trou ; caoutchouc naturel rouge-orange/butyle rouge/TEF transparent, 1 mm*
- 8.1107.89:** 11 mm Verschluss: Aluminium Bördelkappe, farblos lackiert, mit Loch; Red Rubber/ PTFE beige, 45° shore A, 1 mm | *11 mm Fermeture : capuchon à bord rabattu en aluminium, laqué incolore, avec trou ; Red Rubber/ PTFE beige, 45° shore A, 1 mm*
- 8.1101.72:** 11 mm UltraClean Verschluss: Aluminium Bördelkappe, silber, mit Loch, Silicon weiss/PTFE rot, 45°shore A, 1.3 mm | *11 mm Fermeture : capuchon à bord rabattu en aluminium, laqué incolore, avec trou ; Red Rubber/ PTFE beige, 45° shore A, 1 mm*