

HUBERLAB.

committed to science

GÜLTIG BIS
VALABLE JUSQU'AU

31.01.2022

BOTTLEMANIA

450 ml

350 ml

250 ml

150 ml

www.huberlab.ch

Retrace Code 01102021

BOTTLEMANIA 2021

www.huberlab.ch

TOP NEUHEITEN | TOP NOUVEAUTÉS

Kurzgewindeflaschen <i>Bouteilles à filetage court</i>	24
Rollrandflaschen <i>Bouteilles à bord roulé</i>	26
Headspace Flaschen <i>Bouteilles Headspace</i>	28

ORIGINAL	3 - 5
SPACE SAVING	5
PROTECT	6
STRONG Pressure	7
STRONG Pressure Plus	7
Zubehör <i>Accessoires</i>	8 - 10
YOUTILITY	15
Zubehör <i>Accessoires</i>	16 - 17
TILT	18
Zubehör <i>Accessoires</i>	19 - 20

Serumflaschen <i>Flacons à sérum</i>	22
Weithals <i>Flacon à col large</i>	33 + 34 - 35
Vierkant <i>Carré</i>	30
Medium	33
Enghals <i>Flacon à col étroit</i>	34

Schraubgewindegläser <i>Flacons à vis</i>	31
Rundflaschen <i>Flacons en verre ronds</i>	32
Meplat Flaschen <i>Flacons Meplat</i>	28
Anschluss-System <i>Système de raccord</i>	10 - 11 + 14
Rührreaktor <i>Réacteur agitateur</i>	12
Multiport Anschluss-System <i>Système de raccord</i>	13
Vakuum-Filtereinheit <i>Unité de filtration à vide</i>	22
Flaschentragesystem <i>Système de transport de flacon</i>	21

PREISE GÜLTIG BIS 31.01.2022

Alle Preise in CHF netto, exkl. MWST.
 Lieferung franko Haus via eShop ab CHF 150.00 | Andere Bestellwege ab CHF 300.00. Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren separat berechnet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die Preise aufgrund von veränderten Marktbedingungen, Währungsschwankungen oder höherer Gewalt jederzeit anpassen zu können. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Aesch | Oktober 2021

PRIX VALABLE JUSQU'AU 31.01.2022

Prix nets en CHF, TVA non comprise. Livraison gratuite via la boutique en ligne à partir de 150.00 CHF | Autres modes de commande à partir de 300.00 CHF. Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques, les frais de transport et d'emballage pour les matières dangereuses ainsi que les frais légalement prescrits seront calculés séparément. Nous nous réservons le droit de réviser les prix en raison des conditions du marché, des variations du taux de change ou de force majeure. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.

Aesch | Octobre 2021



Laborflaschen ORIGINAL
 Flacon de laboratoire ORIGINAL

Produktinformationen

DURAN® Original: Die Kombination aus hochwertigem Material und robustem Design sorgt für eine lange Gebrauchsdauer. Aus Borosilikatglas, mit Teilung und GL-Gewinde, Chargenkenntung, ISO 4796-1, Inkl. Ausgiessring aus PP blau.

Données du produit

DURAN® Original : La combinaison d'un matériau de haute qualité et d'une conception robuste garantit une longue durée de vie. En verre borosilicaté, avec graduation et filetage GL, identification du lot, ISO 4796-1.

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE GL	D X H (ml)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE GL	D X H (ml)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Original mit Schraubverschluss und Ausgiessring PP Original avec capuchon à vis et bague de déversement PP						
8.5802.11	10	25	36 x 50	1	11.25	7.30
8.5802.14	25	25	36 x 70	1	9.25	6.00
8.5802.17	50	32	46 x 87	1	9.55	6.20
8.5802.24	100	45	56 x 100	1	8.15	5.30
8.5802.29	150	45	62 x 115	1	8.80	5.70
8.5802.36	250	45	70 x 138	1	9.15	5.95
8.5802.44	500	45	86 x 176	1	11.40	7.40
8.5802.51	750	45	95 x 208	1	14.25	9.25
8.5802.54	1'000	45	101 x 225	1	16.65	10.80
8.5802.63	2'000	45	136 x 260	1	37.85	24.60
8.5802.69	3'500	45	160 x 295	1	120.80	78.50
8.5802.73	5'000	45	182 x 330	1	165.70	107.70

Original ohne Schraubverschluss und Ausgiessring PP | Original sans capuchon à vis et bague de déversement PP

8.5801.11	10	25	36 x 50	1	8.70	5.65
8.5801.14	25	25	36 x 70	1	6.50	4.20
8.5801.17	50	32	46 x 87	1	6.50	4.20
8.5801.24	100	45	56 x 100	1	5.25	3.40
8.5801.29	150	45	62 x 105	1	5.95	3.85
8.5801.36	250	45	70 x 138	1	6.60	4.30
8.5801.44	500	45	86 x 176	1	8.50	5.50
8.5801.51	750	45	95 x 203	1	11.40	7.40
8.5801.54	1'000	45	101 x 225	1	13.30	8.65
8.5801.63	2'000	45	136 x 260	1	34.95	22.70
8.5801.69	3'500	45	160 x 295	1	117.65	76.45
8.5801.73	5'000	45	182 x 330	1	163.80	106.45



Laborflaschen Braunglas
Flacon de laboratoire en verre brun

Produktinformationen

Sehr gleichmässige Braunfärbung durch innovative Technologie, zudem lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung. Chargenkennung, Produkt entspricht USP- / EP- und JP-Richtlinien, UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge

Données du produit

Technique innovante permet d'obtenir une couleur brune très uniforme, présentant une longue durabilité et une bonne résistance chimique. En verre borosilicaté, avec graduation et filetage GL, indication de lot, type de verre est conforme aux pharmacopées USP, EP et JP, protection UV jusqu'à une longueur d'onde d'env. 500 nm.

ART.-NR.	VERSCHLUSS	RING	VOL. (ml)	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	BOUCHON	BAGUE	VOL. (ml)	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5803.11	–	–	10	GL 25	1	23.40	15.20
8.5803.14	–	–	25	GL 25	1	20.85	13.55
8.5803.17	–	–	50	GL 32	1	20.85	13.55
8.5803.24	–	–	100	GL 45	1	23.55	15.30
8.5803.29	–	–	150	GL 45	1	30.50	19.80
8.5803.36	–	–	250	GL 45	1	34.55	22.45
8.5803.44	–	–	500	GL 45	1	44.05	28.65
8.5803.50	–	–	750	GL 45	1	50.85	33.05
8.5803.54	–	–	1'000	GL 45	1	58.10	37.75
8.5803.63	–	–	2'000	GL 45	1	87.75	57.05
8.5803.69	–	–	3'500	GL 45	1	195.85	127.30
8.5803.73	–	–	5'000	GL 45	1	262.10	170.35
8.5803.86	–	–	10'000	GL 45	1	393.75	255.95
8.5803.88	–	–	15'000	GL 45	1	444.70	289.05
8.5803.91	–	–	20'000	GL 45	1	699.60	454.75
8.5805.11	✓	–	10	GL 25	1	25.40	16.50
8.6145.01	✓	–	25	GL 25	10	233.50	151.75
8.6175.01	✓	✓	50	GL 32	10	239.50	155.65
8.6245.01	✓	✓	100	GL 45	10	265.50	172.55
8.6290.01	✓	✓	150	GL 45	10	324.00	222.30
8.6365.01	✓	✓	250	GL 45	10	375.00	243.75
8.6445.01	✓	✓	500	GL 45	10	482.50	313.60
8.6515.01	✓	✓	750	GL 45	10	533.00	346.45
8.6545.01	✓	✓	1'000	GL 45	10	594.00	386.10
8.6635.01	✓	✓	2'000	GL 45	10	919.50	597.65
8.6695.01	✓	✓	3'500	GL 45	1	198.15	128.80
8.6735.01	✓	✓	5'000	GL 45	1	265.35	172.45



Laborflaschen ORIGINAL
Flacon de laboratoire ORIGINAL

Produktinformationen

Mit Hochtemperatur-Schraubkappen aus PBT & Ausgiessringen aus ETFE rot, bis 180° C.

Données du produit

Avec bouchons à vis haute température en PBT & bagues de déversement en ETFE rouge, résistant jusqu'à 180° C.

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5821.24	100	GL 45	10	150.00	97.50
8.5821.36	250	GL 45	10	161.00	104.65
8.5821.44	500	GL 45	10	182.00	118.30
8.5821.54	1'000	GL 45	10	232.00	150.80
8.5821.63	2'000	GL 45	10	450.00	292.50



Vierkant Laborflaschen SQUARE
Flacon de laboratoire carré SQUARE

Produktinformationen

Borosilikatglas, mit Teilung, DIN-Gewinde. Sparen Platz in Regalen, im Kühlschrank, im Autoklaven oder beim Transport. Stand- und rutschsicher. Sehr gute chemische Beständigkeit. Hohe Temperaturbeständigkeit bis +140°C. Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit. USP-Standard. Mit aufgedrucktem Retrace Code (Chargenkennung).

Données du produit

En verre borosilicaté, repères de volume, filetage DIN. Économie de place dans le réfrigérateur, lors de l'autoclavage ou lors du transport. Stables et anti-dérapants. Très bonne résistance chimique. Grande résistance thermique (+140°C). Expansion thermique minimale. Numéro de lot imprimé.

ART.-NR.	VOL. (ml)	VERSCHLUSS	GEWINDE	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	BOUCHON	FILETAGE	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2024.01	100	–	32	50 x 109	10	58.50	38.00
8.5820.24	100	✓	32	50 x 109	1	8.55	5.55
8.8834.01	250	–	45	64 x 143	10	68.50	44.50
8.5820.36	250	✓	45	64 x 143	1	9.70	6.30
8.8842.01	500	–	45	78 x 181	10	93.00	60.45
8.5820.44	500	✓	45	78 x 181	1	12.15	7.90
8.8843.01	1'000	–	45	94 x 222	10	143.00	92.95
8.5820.54	1'000	✓	45	94 x 222	1	17.20	11.20



Laborflaschen PROTECT
Flacon de laboratoire PROTECT

Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, mit Teilung und GL-Gewinde, Chargenkenntung, **Kunststoffummantelt**, ISO 4796-1
DURAN® Protect: Das nahezu unempfindliche Glas schützt den Inhalt vor Verunreinigungen, während die äussere Sicherheitsbeschichtung aus Kunststoff sowohl den Benutzer als auch den Inhalt vor Unfällen schützt.

Données du produit

En verre borosilicaté, avec graduation et filetage GL, Indication de lot, Protect à **gainage synthétique**, ISO 4796-1
DURAN® Protect: Le verre pratiquement insensible protège le contenu de la contamination, tandis que le revêtement extérieur de sécurité en plastique protège à la fois l'utilisateur et le contenu contre les accidents.

ART.-NR.	VOL. (ml)	VERSCHLUSS	GEWINDE	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	BOUCHON	FILETAGE	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5245.01	100	✓	GL 45	56 x 100	10	210.50	136.80
8.5295.01	150	✓	GL 45	62 x 110	10	217.00	141.05
8.5365.01	250	✓	GL 45	70 x 138	10	238.50	155.00
8.5445.01	500	✓	GL 45	86 x 176	10	281.00	182.65
8.5515.01	750	✓	GL 45	95 x 203	10	317.50	206.35
8.5545.01	1'000	✓	GL 45	101 x 230	10	364.00	236.60
8.5635.01	2'000	✓	GL 45	136 x 260	10	673.00	437.45
8.5695.01	3'500	✓	GL 45	160 x 300	1	259.00	168.35
8.5735.01	5'000	✓	GL 45	182 x 330	1	341.50	221.95
8.5809.11	10	–	GL 25	33 x 55	1	21.60	14.05
8.5809.14	25	–	GL 25	36 x 70	1	19.20	12.50
8.5809.17	50	–	GL 32	46 x 87	1	19.35	12.55
8.5809.24	100	–	GL 45	56 x 100	1	17.55	11.40
8.5809.29	150	–	GL 45	62 x 110	1	18.60	12.10
8.5809.36	250	–	GL 45	70 x 138	1	19.10	12.40
8.5809.44	500	–	GL 45	86 x 176	1	23.10	15.00
8.5809.50	750	–	GL 45	95 x 203	1	28.60	18.60
8.5809.54	1'000	–	GL 45	101 x 225	1	32.80	21.30
8.5809.63	2'000	–	GL 45	136 x 260	1	64.10	41.65
8.5809.69	3'500	–	GL 45	160 x 295	1	252.65	164.20
8.5809.73	5'000	–	GL 45	182 x 330	1	335.15	217.85
8.5809.86	10'000	–	GL 45	288 x 505	1	527.55	342.90
8.5880.01	15'000	–	GL 45	268 x 445	1	858.85	558.25
8.5910.01	20'000	–	GL 45	289 x 505	1	1'145.60	744.65



Laborflaschen Pressure Plus
Flacon de laboratoire Pressure Plus

Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, mit blauer Teilung und Chargenkenntung. Ohne Kappe und ohne Ausgiessring. Mit DIN Gewinde, GL 45
Maximale Gebrauchstemperatur +140°C | -1 / +1,5 bar

Données du produit

En verre borosilicaté, avec graduation bleue et indication de lot. Sans bouchon ni bague de déversement. Avec filetage DIN, GL 45
Température maximale d'utilisation +140°C | -1 / +1,5 bar

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5810.24	100	45	klar clair	1	10.00	6.50
8.5810.25	250	45	klar clair	1	12.35	8.00
8.5810.50	500	45	klar clair	1	16.75	10.90
8.5810.54	1'000	45	klar clair	1	19.20	12.50
8.5816.24	100	45	braun brun	1	29.20	19.00
8.5816.25	250	45	braun brun	1	43.15	28.05
8.5816.50	500	45	braun brun	1	53.30	34.65
8.5816.54	1'000	45	braun brun	1	64.10	41.65

+ Protect


Produktinformationen

Aus Borosilikatglas, mit blauer Teilung und Chargenkenntung. Ohne Kappe und ohne Ausgiessring. Mit DIN Gewinde, GL 45
Pressure plus protect = kunststoffummantelt PU | Maximale Gebrauchstemperatur +140°C | -1 / +1,5 bar

Données du produit

En verre borosilicaté, avec graduation bleue et indication de lot. Sans bouchon ni bague de déversement. Avec filetage DIN, GL 45
Pressure plus protect = à gainage synthétique | Température maximale d'utilisation +140°C | -1 / +1,5 bar

ART.-NR.	VOL. (ml)	GEWINDE	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. (ml)	FILETAGE	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5823.24	100	45	klar clair	10	188.00	122.20
8.5925.01	250	45	klar clair	10	239.00	155.35
8.5926.01	500	45	klar clair	10	298.00	155.35
8.1554.01	1'000	45	klar clair	10	394.00	256.10



Premium-Deckel TPch 260 Capuchon à visser Premium TPch 260

Produktinformationen

Die Premium-Verschlusskappe für Laborglasflaschen erfüllt höchste Ansprüche für Lagerung und Verpackung von Produkten aus Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Ideal zur Trockensterilisation bei hohen Temperaturen.

Données du produit

Les bouchons à vis Premium répondent aux exigences les plus élevées pour le stockage et le conditionnement de produits dans les secteurs pharmaceutique, chimique et agroalimentaire. Parfaits pour la stérilisation sèche à des températures élevées.

ART.-NR.	GEWINDE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	FILETAGE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5809.13	GL 25	Premiumverschluss Capuchon Premium 26 x 51 mm	5	35.50	23.05
8.5809.15	GL 25	Premiumverschluss PFA ohne PTFE Dichtung Capuchon Premium, en PFA, sans joint au silicone revêtu de PTFE	10	54.00	35.10
8.5809.28	GL 45	Premiumverschluss Capuchon Premium 26 x 51 mm	5	71.50	46.45
8.5809.78	GL 45	Ausgiessring Bague de déversement Ø 4 mm	5	17.50	11.35



Membran Verschlusskappe Capuchon à visser avec membrane

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	POREN	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	PORES	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2911.01	0.2 µm	GL 25	5	32.50	21.10
8.2911.02	0.2 µm	GL 32	5	33.25	21.75
8.2911.03	0.2 µm	GL 45	5	29.25	19.00



Schraubverschlüsse Capuchon à visser

Produktinformationen

- Aus PP, Mit Lippendichtung
- Maximale Gebrauchstemperatur 140°C

Données du produit

- En PP, avec joint à lèvres
- Température maximale d'utilisation 140°

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	H x D (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	H x D (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5810.01	gelb jaune	GL 45	25 x 54	1	1.95	1.25
8.5810.02	grün vert	GL 45	25 x 54	1	1.95	1.25
8.5810.03	grau gris	GL 45	25 x 54	1	1.95	1.25
8.5804.13	blau bleu	GL 25	19 x 33	1	1.65	1.00
8.5804.19	blau bleu	GL 32	24 x 40	1	1.65	1.00
8.5804.28	blau bleu	GL 45	25 x 54	1	1.90	1.20



Ausgiessringe Bague de déversement

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	Ø (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	Ø (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5805.19	blau bleu	GL 32	4	1	0.55	0.35
8.5805.28	blau bleu	GL 45	4	1	0.65	0.40
8.5811.01	gelb jaune	GL 45	4	1	0.60	0.40
8.5811.02	grün vert	GL 45	4	1	0.60	0.40
8.5811.03	grau gris	GL 45	4	1	0.60	0.40



Schraubverschlüsse & Ausgiessringe Capuchon à visser & Bague de déversement

Produktinformationen

Aus PBT, zu ISO-Gewinde, komplett mit PTFE beschichteter Dichtung, max. Gebrauchstemperatur 180°C.

Données du produit

En PBT, pour filetage ISO, complet avec joint revêtu de PTFE, résistant jusqu'à 180°C.

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	BESCHREIBUNG	Ø (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	DESCRIPTION	Ø (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5806.28	rot rouge	GL 45	Schraubverschluss Capuchon à visser	28 x 54	1	7.75	5.05
8.5807.19	rot rouge	GL 32	Ausgiessring Bague de déversement	4	1	1.55	1.00
8.5807.28	rot rouge	GL 45	Ausgiessring Bague de déversement	4	1	1.70	1.10



Originalitätsverschluss Capuchons avec bague d'inviolabilité

Produktinformationen

- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Maximale Gebrauchstemperatur 140°C

Données du produit

- Très bonne résistance chimique
- Température maximale d'utilisation 140°C

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	GEWINDE	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	FILETAGE	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5814.28	blau-rot bleu-rouge	Lippendichtung Joint à lèvres	GL 45	4	1	2.10	1.35
8.5814.30	blau-gelb bleu-jaune	PTFE-beschichteter Silikondichtung Joint en silicone revêtu de PTFE	GL 45	4	1	6.50	4.20



2 gebogene Oliven
2 raccords de tube coudé

Anschluss-System - Schraubverschluss Système de raccord - Capuchon à visser

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
9.1297.55	blau bleu	Schraubverschluss GL 45 2 Oliven gebogen, mit EPDM O-ring-dichtung Capuchon à visser GL 45 avec 2 raccords de tube coudé Joint EPDM ronds	2	61.70	40.10



HUBERLAB.
committed to science

Kennen Sie schon unsere «labnews.»?
Melden Sie sich jetzt an und bleiben Sie stets auf dem Laufenden!

Connaissez-vous déjà nos «labnews.» ?
Abonnez-vous maintenant et restez toujours à jour !



Anschluss-System Système de raccord

Produktinformationen

Anschluss-System mit PP Schraubverschluss GL 45, zwei oder drei PTFE Anschlüsse. Flexibles Baukastensystem. Anwendungen: Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (Verdunstung wird reduziert)

Données du produit

Système de raccord GL 45 avec bouchon à vis en PP et deux ou trois ports en PTFE. Système modulaire flexible. Applications types : transfert de milieux liquides en toute sécurité dans un système stérile et clos (réduction de l'évaporation).

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9825.01	Druckausgleichsset mit Verbindungsolive und 0.2 µm Membranfilter, unsteriler Filteraufsatz (0.2 µm) mit weiblichem Luer-Ansatz für männliche 5.8 mm Verbindungs-Olive, mit O-Ring-Dichtung Kit de compensation de pression avec olive de raccord et filtre à membrane (0.2 µm) à embout Luer femelle pour olive de raccord mâle de 5.8 mm, joint torique	2	56.30	36.60
9.1297.50	Schraubverschluss Capuchon à visser GL45, PP, 2 Ports GL 14	2	62.50	40.60
9.1297.51	Schraubverschluss Capuchon à visser GL45, PP1, 3 Ports GL 14	2	62.40	40.60
9.1298.14	Schraubverschluss GL 14, PP1, für Schlauchanschluss Capuchon à visser GL 14, PP1 pour raccord de tube	2	9.00	5.85

Einsätze für Schraubverschluss | Rajouts pour capuchon à visser

9.1298.15	GL 14 - 1.6 mm	1	14.90	9.70
9.1298.16	GL 14 - 3.0 mm	1	14.15	9.20
9.1298.17	GL 14 - 3.2 mm	1	15.05	9.80
9.1298.18	GL 14 - 6.0 mm	1	14.15	9.20
8.5813.11	GL 18 - iØ 3.2 mm	1	16.30	10.60
8.5813.12	GL 18 - iØ 6.0 mm	1	16.30	10.60
8.5813.13	GL 18 - iØ 8.0 mm	1	16.70	10.85
8.5813.14	GL 18 - iØ 10.0 mm	1	16.70	10.85
8.5813.15	GL 18 - iØ 12.0 mm	1	16.30	10.60
8.5813.16	GL 18 - für Schlauchanschluss (blau) Pour raccord de tube (bleu)	1	6.70	4.35
8.5840.19	Ersatz Membranfilter für Druckausgleich, 0.2 µm Filtre à membrane de rechange pour compensation de pression, 0.2 µm	2	7.55	4.90
9.1377.99	Druckausgleichsset für 2 & 3-Port-Verschluß (inkl. 0.2 µm Membranfilter), GL 14 Kit de compensation de pression pour capuchon à 2 ou 3 ports (filtre à membrane 0.2 µm inclus), GL 14	1	28.90	18.80
8.5840.14	Druckausgleichsset für 4-Port-Verschluß (0.2 µm inkl. Membranfilter) Kit de compensation de pression pour capuchon 4 ports (filtre à membrane 0.2 µm inclus)	1	27.30	17.75



Rührreaktor Réacteur agitateur

Produktinformationen

Der GL 45 Rührreaktor eignet sich für verschiedenste Mischprozesse in Laboratorien. Die Rührwelle ist für 500 und 1'000 ml DURAN® GL 45 Laborglasflaschen variabel einsetzbar. Einsatz bis 500 U/min möglich. Deutlich verbesserte Durchmischung gegenüber Standard-Magnetrührfisch.

- Kompatibel mit den bewährten DURAN® Anschluss-Systemen
- Einbringen von Schläuchen mit Durchmesser zwischen 1.6 mm und 6.0 mm möglich
- Vollständig autoklavierbar
- Mediumberührende Teile vollständig FDA-konform
- Erhältlich mit oder ohne Flasche
- Beispielhafte Anwendungen: Mischung von Flüssigkeiten oder das Lösen von Feststoffen in einer DURAN® GL 45 Laborflasche

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.1390.01	Ersatzschraubverschluss (blau) 2-Port-GL, PP für GL 45 Rührreaktor (ohne Rührer), mit GL 14 Verschraubung (PP) Capuchon à visser de rechange (bleu) pour GL 45, réacteur avec agitateur, PP, avec capuchon à vis GL 14 (PP)	1	64.90	42.20
8.1391.01	Spreiz-Flügel-Rührer für GL 45 Rührreaktor, inkl. Welle Agitateur avec deux ailettes rétractables pour réacteur agité GL 45, avec arbre	1	240.40	156.25
8.1395.02	GL 45 Rührreaktor-Set inkl. 500 ml DURAN® GL 45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL 14 (rot) Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL 45, 500 ml, capuchon à vis GL 14 (PP), 2 capuchons à vis GL 14 (PBT) (rouge)	1	329.40	214.10
8.1396.01	GL 45 Rührreaktor-Set inkl. 1'000 ml DURAN® GL 45 Flasche und Spreiz-Flügel-Rührer, GL 45 PP 2-Port-Verschraubung, mit je 2 PBT Kappen GL 14 (rot) Ensemble réacteur-agitateur magnétique avec deux ailettes rétractables complet avec flacon DURAN® GL 45, 1000 ml, capuchon à vis GL 14 (PP), 2 capuchons à vis GL 14 (PBT) (rouge)	1	342.10	222.35

Données du produit

Le réacteur agitateur GL 45 est adapté aux divers processus de mélange en laboratoire. L'onde d'agitation variable est utilisable avec les flacons de laboratoire DURAN® GL 45 de 500 et 1'000 ml. Utilisation possible jusqu'à 500 tr/min. Améliore fortement le mélange en comparaison avec les mélangeurs magnétiques standard.

- Compatible avec les systèmes éprouvés de raccord DURAN®
- Utilisable avec des tuyaux flexibles de diamètre compris entre 1.6 mm et 6.0 mm
- Intégralement autoclavable
- Parties en contact avec le milieu totalement conformes aux normes FDA
- Livraison avec ou sans flacon
- Exemples d'application : mélange de liquides ou dissolution de matières solides dans un flacon



Multiport-Anschluss-System Capuchons de transfert multiport

Produktinformationen

- Geeignet für DURAN® GL 25 / 32 Flaschen (50 ml oder 100 ml Vierkant Laborflasche)
- Die Steckoliven sind für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3.2 mm (1/8 Zoll) (z. B. PharMed® BPT-Schläuche*) geeignet
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven aus chirurgischem Edelstahl (316L)
- Die verwendeten Materialien sind lebensmittelecht.
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vielfach wiederverwendbar und lange Lebensdauer

Données du produit

- Les capuchons sont équipés d'un filetage GL 25 / 32 adapté aux petits flacons DURAN® de 50 ou 100 ml (carré)
- Le raccord à tuyau mâle cannelé est adapté aux tubulures d'un diamètre interne de 3.2 mm (1/8"), (par exemple, pour la tubulure BPT PharMed®)
- Les capuchons sont disponibles avec 2, 3 ou 4 ports pour tubulure cannelée en acier inoxydable (316L) de classe chirurgicale
- Les matériaux de fabrication sont certifiés comme homologués pour le contact alimentaire
- Résistance aux hautes températures (jusqu'à 180 °C)
- Autoclavable (à 121 °C / 15 minutes)
- Réutilisable avec une longue durée de vie

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5883.01	Roter GL 25 PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 2-Ports (Edelstahl) GL 25, capuchon à vis rouge, PBT, GL 25, insert pour capuchon à vis en PTFE, avec deux ports en Inox	1	56.05	36.45
8.5883.15	GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 2 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 2 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 2 ports DURAN® GL 32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 2 cannelures en acier inoxydable	1	67.40	43.80
8.5883.02	GL 25, roter PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 3-Ports (Edelstahl) GL 25, capuchon à vis rouge, PBT, GL 25, insert pour capuchon à vis en PTFE, avec trois ports en Inox	1	58.00	37.70
8.5883.16	GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 3 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 3 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 3 ports DURAN® GL 32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 3 cannelures en acier inoxydable	1	69.65	45.25
8.5883.03	GL 25, roter PBT Schraubverschluss mit PTFE-Einsatz und 4-Ports (Edelstahl) GL 25, capuchon à vis rouge, PBT, GL 25, insert pour capuchon à vis en PTFE, avec quatre ports en Inox	1	59.75	38.85
8.5883.17	GL 32 Multiport-Anschluss-System mit 4 Anschlüssen, rotem PBT-Schraubverschluss, PTFE-Einsatz und 4 Steckoliven aus Edelstahl Capuchon de transfert à 4 ports DURAN® GL 32, capuchon fileté rouge en PBT, insert en PTFE et 4 cannelures en acier inoxydable	1	72.15	46.90



1 - 3 PORTS

Anschluss-System Système de raccord

Produktinformationen

- Das GL 45 Anschluss-System kann für DURAN® GL 45 Laborflaschen von 100 bis 20'000 ml verwendet werden
- Die ein, zwei bzw. drei Steckoliven an der Innen- und Aussenseite des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 mm geeignet, z. B. Sani-Tech® Ultra (ULTRA-C-312)-Silikonschläuche
- Das Anschluss-System mit einer Steckolive eignet sich für autoklavierbare Medien in Verbindung mit einem sterilen Belüftungs-Kapselfilter
- Durch das frei drehende Edelstahlmittelstück kann die Flasche geöffnet werden, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen
- Die zwei bzw. drei oberen Steckoliven sind abgeschragt, um das Anbringen der Schläuche zu erleichtern.
- Anschlüsse und Mittelstück sind aus Edelstahl vom Typ 316L (1.4404 / S31603) gefertigt.
- Alle Teile sind vollständig geschweisst, um Einschlüsse und Hohlräume zu verhindern.
- Hygienische, elektropolierte Oberfläche für effiziente Reinigung und Sterilisierung
- Die Silikondichtung (Platin katalysiert, USP <88> Class VI) und der rote GL 45 Schraubverschluss aus PBT sorgen für einen flüssigkeitsdichten Verschluss.
- Breiter Temperatureinsatzbereich (bis zu 180 °C)
- Autoklavierbar (bei 121 °C / 15 Minuten)
- Vollständig nachverfolgbar durch Retrace Code

Données du produit

- *Le capuchon à raccord GL 45 peut être utilisé pour toutes les tailles de flacons DURAN® GL 45, de 100 à 20'000 ml*
- *Les raccords (un, deux ou trois) à tuyau mâle cannelé qui se trouvent à la fois en haut et en bas de l'ensemble conviennent parfaitement pour une tubulure flexible de 8 mm de diamètre interne, notamment pour la tubulure en silicone Sani-Tech® Ultra (ULTRA-C-312)*
- *Le capuchon à 1 port convient à l'autoclavage de produit si un filtre à capsule de purge d'air stérile est utilisé*
- *Le centre en acier inoxydable qui pivote sans encombre permet de dévisser le flacon sans avoir à déconnecter la tubulure*
- *Les deux ou trois raccords du haut sont légèrement écartés pour faciliter la fixation de la tubulure*
- *Le corps et les raccords sont fabriqués en acier inoxydable Type 316L (1.4404 / S31603)*
- *Tous les composants sont entièrement soudés pour éviter la présence de particules contaminantes dans les interstices*
- *La surface électropolie hygiénique permet un nettoyage et une stérilisation efficaces*
- *L'étanchéité aux liquides est assurée par un (Platine catalysée, USP <88> Class VI) joint en silicone et par le bouchon à vis PBT rouge GL 45*
- *Large gamme de températures d'utilisation (jusqu'à 180 °C)*
- *Autoclavable (à 121 °C / 15 minutes)*
- *Avec code de traçabilité pour un suivi facile*

Produktinformationen | Données du produit

- Die 4 Steckoliven sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innen-Ø von 6,4 mm geeignet. Dies entspricht einem Schlauchtyp der Grösse A gemäss der SDD Initiative und ermöglicht den problemlosen Anschluss von Pufferbeuteln, Mischsystemen usw.
- *Les 4 raccords enfichables sont conçus pour le raccordement de tuyaux flexibles avec un Ø intérieur de 6,4 mm. Cela correspond à un type de tuyau de taille A selon l'initiative SDD et permet de raccorder facilement des sacs tampons, systèmes de mélange, etc.*

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5883.09	rot rouge	1 Edelstahl-Steckolive à 1 port	1	253.10	164.50
8.5883.10	rot rouge	2 Edelstahl-Steckoliven à 2 ports	1	248.30	161.40
8.5883.11	rot rouge	3 Edelstahl-Steckoliven à 3 ports	1	248.30	161.40
8.5883.12	blau bleu	4 Edelstahl-Steckoliven à 4 ports	1	342.10	222.35



Laborflaschen YOUTILITY Flacon de laboratoire YOUTILITY

Produktinformationen

- Speziell geformte Griffmulden sorgen für ein einfacheres und sicheres Handling
- Das optimierte Gewinde ermöglicht ein schnelleres Öffnen und Schliessen der Flasche und ist kompatibel mit allen GL 45 Verschlüssen und anderem Zubehör
- Die schlankere Form der Flasche führt zu einer platzsparenden Nutzung beim Einsatz in Autoklaven und Labor Kühlschränken
- Die auf den Flaschen markierte Etikettierungsfläche passt perfekt zu den selbstklebenden DURAN® YOUTILITY Etiketten
- Optimierte Skala zeigt das Nennvolumen der Flasche, was eine schnellere Identifizierung des Gesamtvolumens ermöglicht
- Hergestellt aus dem bewährten DURAN® Borosilikatglas 3.3. (Glastyp I) bietet die Flasche wie gewohnt eine sehr gute chemische Resistenz und hohe Temperaturbeständigkeit
- Der aufgedruckte Retrace Code ermöglicht eine Rückverfolgbarkeit der Flasche
- Jede DURAN® YOUTILITY Flasche wird als Komplettsystem mit einem Ausgussring (cyan, Polypropylen) und einem GL45 Schraubverschluss (zyan, Polypropylen) geliefert

Données du produit

- *Des zones de préhension spécialement conçues sur les deux côtés du flacon pour une manipulation plus facile et plus sûre*
- *Avec le nouveau filetage du flacon YOUTILITY, ouvrir ou fermer le flacon est nettement plus rapide. Le filetage est totalement compatible avec les bouchons DIN GL 45 et autres accessoires*
- *La forme plus mince du flacon YOUTILITY permet de mieux utiliser l'espace restreint dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire*
- *Une zone d'étiquetage prédéfinie est adaptée aux nouvelles étiquettes autocollantes dédiées pour flacon DURAN® YOUTILITY*
- *Un volume nominal est affiché en haut de l'échelle de graduation facile à lire afin de déterminer rapidement les volumes*
- *Une gamme de flacons de taille séquentielle est disponible dans les quatre volumes courants de 125, 250, 500 et 1'000 ml*
- *Le corps du flacon en verre est moulé à partir du verre neutre borosilicaté 3.3 éprouvé de type 1 DURAN® conforme à la pharmacopée. Le verre DURAN® offre une très bonne résistance chimique et une haute résistance à la température*
- *Chaque flacon DURAN® YOUTILITY livré constitue un système complet, avec sa bague de déversement (polypropylène cyan) et son capuchon GL 45 (polypropylène cyan)*

ART.-NR.	FARBE	VOL. (ml)	GEWINDE	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. (ml)	FILETAGE	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.28	klar clair	125	GL 45	55 x 124	4	36.80	23.90
8.5817.36	klar clair	250	GL 45	66 x 158	4	41.20	26.80
8.5817.44	klar clair	500	GL 45	78 x 193	4	51.20	33.30
8.5817.54	klar clair	1'000	GL 45	93 x 253	4	72.20	46.90
8.5827.28	braun brun	125	GL 45	55 x 124	4	119.60	77.75
8.5827.36	braun brun	250	GL 45	66 x 158	4	166.20	108.05
8.5827.44	braun brun	500	GL 45	78 x 193	4	214.40	139.35
8.5827.54	braun brun	1'000	GL 45	93 x 253	4	262.60	170.70

Zubehör / Accessoires



YOUTILITY Kennzeichnungsrings L'anneau de marquage pour YOUTILITY

Produktinformationen

- Die farbigen Kennzeichnungsrings aus Silikon können einfach und sicher auf den Flaschenhals aufgebracht werden
- Die Ringe sind in verschiedenen Farben erhältlich und dienen der persönlichen Kennzeichnung von Flaschen sowie der eindeutigen Identifizierung.
- Die elastischen Kennzeichnungsrings passen auf jeden GL 45 Flaschenhals und können auch aufgebracht werden, wenn die Flasche bereits mit einem Schraubverschluss versehen ist.

Données du produit

- Les anneaux de marquages colorés en silicone pour flacon GL 45 peuvent être facilement et solidement attachés autour du goulot du flacon YOUTILITY.
- Les anneaux de marquages pour flacon sont disponibles dans de nombreuses couleurs distinctes afin de personnaliser facilement le flacon et de l'identifier sans ambiguïté.
- Les anneaux élastiques pour flacon s'adaptent autour de n'importe quel goulot de flacon DIN GL 45 et peuvent même être appliqués avec le capuchon à vis en place.

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.03	Farbig (je 2 Stk. blau, lila, grün, rot, orange, gelb, schwarz, weiss) Coloré (par 2 pces bleu, lilas, vert, rouge, orange, jaune, noir, blanc)	16 (SET)	28.00	18.20
8.5817.04	rot rouge	20	35.00	22.75
8.5817.05	orange orange	20	35.00	22.75
8.5817.06	gelb jaune	20	36.30	23.60
8.5817.07	grün vert	20	35.00	22.75
8.5817.08	blau bleu	20	35.00	22.75
8.5817.09	lila lila	20	35.00	22.75
8.5817.10	schwarz noir	20	35.00	22.75
8.5817.11	weiss blanc	20	35.00	22.75



Etiketten Etiquettes autocollantes

ART.-NR.	FARBE	H x B (mm)	SELBSTKLEBEND	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	H x L (mm)	AUTO-ADHÉSIF	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5827.94	klar clair	36 x 70	✓	100	21.60	14.05



Membranschraubverschlüsse mit Belüftung Capuchon à visser avec membrane ventilation

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser

ART.-NR.	FARBE	POREN	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	PORES	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.2911.04	blau bleu	0.2 µm	GL 45	4	32.50	21.10



Schraubverschluss & Ausgießring Capuchon à vis & Bague de déversement

Données du produit

Le capuchon à vis et la bague de déversement sont fabriqués à partir d'un polypropylène de qualité alimentaire et est entièrement réutilisable

Produktinformationen

Schraubverschluss und Ring sind aus lebensmittelverträglichem Polypropylen hergestellt und vollständig wiederverwendbar

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5817.01	blau bleu	Schraubverschluss Capuchon à vis GL45, PP	10	22.00	14.30
8.5817.02	blau bleu	Ausgießring GL45, PP Bague de déversement GL 45, Polypropylène	16	10.40	6.75



Laborflaschen TILT Flacon de laboratoire TILT



Produktinformationen

- Die DURAN® TILT Flasche kann in der gekippten 45° TILT-Position verwendet werden und ist daher hervorragend zum Pipettieren geeignet. Das neue innovative Design ermöglicht ein steriles, einfaches und unkompliziertes Arbeiten
- Die Öffnung GL 56 bietet zum leichteren Pipettieren eine um 100 % grössere Fläche als die Standardöffnung GL 45. Somit ist auch der Einsatz von grossvolumigen Pipetten (100 ml) problemlos möglich, und Verunreinigungen können dadurch vermieden werden
- Der optimierte ergonomisch geformte Schraubverschluss GL 56, hergestellt aus nicht-zytotoxischen Polypropylen, ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schliessen
- Die Flasche ist vakuumfest und somit ideal geeignet zur sicheren Filtersterilisation von Medien
- Die stapelbare und platzsparende Flaschenform eignet sich perfekt für die Aufbewahrung im Kühlschrank und zur Erwärmung der Medien im Wasserbad
- Die niedrige Flaschenhöhe ermöglicht eine unkomplizierte Handhabung in Biosicherheitsbänken und unter Reinlufthauben
- Auf Grund der doppelten Skalierung ist das enthaltene Volumen von beiden Seiten gut sichtbar – sowohl in der aufrechten als auch in der gekippten Position
- Hergestellt aus DURAN® Borosilikatglas 3.3, einem praxiserprobten und bewährten Werkstoff, der als nicht-zytotoxisch zertifiziert ist (nach ISO 10993-5:2009) und weder mit Lösungen noch mit Feststoffen reagiert – Zellkulturmedien bleiben somit unbeeinflusst. DURAN® Borosilikatglas 3.3 ist wiederverwendbar und senkt dadurch die Kosten im Produktlebenszyklus

Données du produit

- La bouteille TILT offre une position inclinée à 45° pour le pipetage - une exclusivité. Grâce au design novateur, vous accédez aux meilleures pratiques d'asepsie et d'ergonomie
- Pour faciliter le pipetage, l'embouchure GL 56 présente une ouverture 100 % plus grande que l'embouchure GL 45 standard
- Elle accueille facilement les plus grandes pipettes sérologiques tout en évitant la moindre contamination
- De forme ergonomique, le bouchon vissé GL 56 assure une ouverture et une fermeture aisées. En polymère non-cytotoxique
- Bouteille en verre résistante au vide pour la stérilisation filtrée en toute sécurité du milieu
- Forme compacte pour le stockage frigorifique et le chauffage du milieu au bain-marie
- De hauteur réduite, la bouteille se montre pratique dans les postes de sécurité microbiologique
- Indicateurs pratiques de volume incliné.
- Fabrication en verre borosilicate 3.3 DURAN®, un matériau fiable et éprouvé, certifié non-cytotoxique (selon la norme ISO 10993-5:2009). Le verre DURAN® ne laisse s'échapper aucune molécule organique susceptible d'affecter la culture des cellules
- Verre borosilicate 3.3 pour sa réutilisabilité et donc ses coûts inférieurs sur le cycle de vie

ART.-NR.	FARBE	VOL. (ml)	GEWINDE	HÖHE (mm)	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	VOL. (ml)	FILETAGE	HAUTEUR (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.44	klar clair	500	GL 56	151	4	68.80	44.70



Sterile Membranschraubverschlüsse mit Belüftung Capuchon à visser avec membrane stériles et avec ventilation

Produktinformationen

Die mikroporöse Struktur der Membran aus expandiertem Polytetrafluorethylen (ePTFE) erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, blockiert aber den Durchgang von wässrigen Flüssigkeiten mit hoher Oberflächenspannung wie Wasser.

Données du produit

La structure microporeuse de la membrane en polytétrafluoroéthylène expansé (ePTFE) permet un échange de gaz stérile dans deux directions, mais bloque le passage des liquides aqueux à haute tension superficielle comme l'eau.

ART.-NR.	FARBE	POREN	GEWINDE	STERIL	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	PORES	FILETAGE	STERILE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.2911.05	klar clair	0.2 µm	56	✓	4	30.40	19.75



Etiketten für Schraubverschluss Étiquettes à bouchon

ART.-NR.	FARBE	Ø	MATERIAL	SELBSTKLEBEND	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	Ø	MATÉRIEL	AUTO-ADHÉSIF	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.16	klar clair	40 mm	PS	✓	60	17.80	11.55



Gewindeadapter Adaptateur de filetage

Produktinformationen

Der wiederverwendbare Gewindeadapter (ausser GL 45 / innen GL 56) verbindet die DURAN TILT Flasche mit der Vakuum-Filtereinheit. Der Adapter wird aus inertem PTFE hergestellt und kann bei 300 °C autoklaviert sowie sterilisiert werden.

Données du produit

L'adaptateur fileté réutilisable (extérieur GL 45 / intérieur GL 56) relie la bouteille DURAN TILT à l'unité de filtration sous vide. L'adaptateur est fabriqué en PTFE inerte et peut être stérilisé à l'autoclave à 300 °C.

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.15	klar clair	1	41.70	27.10



Schraubverschluss Capuchon à vis

ART.-NR.	FARBE	GEWINDE	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.17	klar clair	GL 56	10	25.50	16.55



Lichtschutzhülle Manchons protecteurs la lumière

Produktinformationen

Die DURAN TILT Lichtschutzhülle besteht aus weissem Silikon und bedeckt 94% der Flaschenoberfläche. Die Hülle hat mehrere Schutzfunktionen: Sie verhindert die Einflüsse durch ultraviolette (UV) Licht, sie schützt die Glasoberfläche vor Beschädigungen und erhöht die Griffsicherheit. Silikon bietet besonders dann einen guten Halt, wenn die Flasche zur Flächendesinfektion mit 70 %igem Alkohol besprüht wurde.

Données du produit

La housse de protection contre la lumière DURAN TILT est en silicone blanc et couvre 94% de la surface de la bouteille. Le couvercle a plusieurs fonctions de protection : Il empêche l'influence de la lumière ultraviolette (UV), il protège la surface du verre contre les dommages et augmente l'adhérence. Le silicone offre une bonne prise en main, surtout lorsque la bouteille a été vaporisée avec de l'alcool à 70 % pour la désinfection des surfaces.

ART.-NR.	FARBE	BESCHREIBUNG	MENGE	PREIS	DEAL
No. D'ART.	COULEUR	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEAL
8.5819.10	klar clair	Lichtschutzhülle, inkl. 4 Bottle-Tags Manchons protecteurs la lumière incl. 4 Bottle-Tags	4	31.80	20.65



TILT Kennzeichnungsrings L'anneau de marquage pour TILT

ART.-NR.	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.5819.11	orange orange	20	35.00	22.75
8.5819.12	gelb jaune	20	35.00	22.75
8.5819.13	blau bleu	20	35.00	22.75
8.5819.14	violett violett	20	35.00	22.75



Flaschentragesystem GL 45 Système de transport de flacon GL 45

Produktinformationen

Das neue modulare Tragesystem für Standard-Laborflaschen mit GL 45 Gewinde ist passend für vier Flaschengrößen: 2, 5, 10 und 20 Liter. Mit seinem ergonomischen Design fördert es Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz und ermöglicht das einfache, sichere Transportieren von Flaschen im Labor- und Produktionsbereich. Das Ausgießen von Flüssigkeiten aus grösseren Flaschen wird damit bequemer und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar.

Données du produit

Le nouveau système modulaire de transport de flacon est adaptée aux flacons de laboratoire standard à col GL 45 et est compatible avec quatre tailles de flacon: 2, 5, 10 et 20 litres. Ergonomique, il présente des avantages en termes de santé et de sécurité de l'utilisateur et permet de transporter les flacons en toute sécurité dans le laboratoire ou sur le site de production. Il facilite le versement de liquide à partir de flacons de grande taille, en toute sécurité. Tous les matériaux sont entièrement autoclavables.

ART.-NR.	FARBE	GEEIGNET FÜR	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	CONVIENT POUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2928.03	gelb jaune	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	27.95	18.15
8.2928.02	rot rouge	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	27.95	18.15
8.2928.01	violett violett	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	27.95	18.15
8.2928.00	blau bleu	2 Liter Flaschen Bouteilles de 2 litres	1	27.95	18.15
8.2928.04	gelb jaune	5 Liter Flaschen Bouteilles de 5 litres	1	114.45	74.40
8.2928.05	gelb jaune	10 Liter Flaschen Bouteilles de 10 litres	1	119.95	77.95
8.2928.06	gelb jaune	20 Liter Flaschen Bouteilles de 20 litres	1	164.05	106.65



FÜR TRANSPORTWAGEN
POUR LA DOLLY

Silicon Flaschenbodenschutz Support de base silicone

ART.-NR.	FARBE	GEEIGNET FÜR	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	CONVIENT POUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2928.10	gelb jaune	Transportwagen 10 L Dolly Metal 10 L	1	26.05	16.95
8.2928.11	gelb jaune	Transportwagen 20 L Dolly Metal 20 L	1	62.30	40.50



Serumflaschen Flacons à sérum

Produktinformationen

- Ideal für lang- und kurzzeitige Probenlagerung, Gefrierdrying und als Behälter für Impfstoffe / injizierbare Arzneimittel
- Für die meisten Lyophilisationsanwendungen geeignet
- Klarglas-Flaschen bestehen aus WHEATON 400 Borosilikat-Hohlglas, Braunglas-Flaschen bestehen aus WHEATON 500 Borosilikatglas
- Modular aufgeteilte Schrumpffolienverpackung für verringerte Glasbruchgefahr

Données du produit

- *Idéal pour le stockage d'échantillon à court et long termes, la lyophilisation et comme contenant de vaccins médicamenteux injectables*
- *Compatible avec la plupart des applications de lyophilisation*
- *Verre borosilicaté conforme avec les exigences USP Type I*
- *Flacons clairs en verre moulé borosilicaté WHEATON 400, Flacons ambrés en verre borosilicaté WHEATON 500*
- *Modules avec séparateurs, emballés sous film plastique rétractable minimisant la casse*

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	D x H (mm)	PASSENDEN RACK	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	D x H (mm)	RACK COMPATIBLE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2237.12	klar clair	2	7 x 13	15.6 x 36	8.8688.10	288	261.80	170.15
8.2237.38		5	13 x 20	23 x 47	8.8688.05	288	278.35	180.90
8.2237.39		10	13 x 20	25 x 54	8.8688.06	288	388.65	252.60
8.2237.42		20	13 x 20	32 x 58	–	288	473.90	308.05
8.2237.43		30	13 x 20	37 x 63	–	288	582.19	378.40
8.2237.45	50	13 x 20	43 x 73	–	288	744.05	483.65	
8.2237.46	60	13 x 20	41 x 91	–	144	413.55	268.80	
8.2237.47	100	13 x 20	52 x 95	–	144	569.40	370.10	
8.2237.48	125	13 x 20	54 x 107	–	144	798.05	518.75	
8.2237.60	braun brun	5	13 x 20	23 x 47	8.8688.05	288	497.50	323.35
8.2237.61		10	13 x 20	25 x 54	8.8688.06	288	557.00	362.05
8.2237.62		20	13 x 20	32 x 58	–	288	624.65	406.00
8.2237.63		30	13 x 20	37 x 63	–	288	764.80	497.10
8.2237.64		50	13 x 20	43 x 73	–	288	993.45	645.75
8.2237.66		100	13 x 20	52 x 95	–	144	735.70	478.20



Valumetric™ Flasche mit Graduierung Flacon gradué Valumetric™

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	VERSCHLUSS	MATERIAL	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	BOUCHON	MATÉRIEL	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2640.02	klar clair	30	33 - 400	Schwarzes Phenolharz Phénoplaste noir	34 x 68	48	105.60	68.65
8.2633.37	klar clair	30	33 - 400	Polypropylen weiss Polypropylène blanc	34 x 68	48	120.00	78.00



Serumflasche mit Graduierung Flacon à sérum gradué

Produktinformationen

- Erhabene Graduierung zur ungefähren Inhaltsangabe in Millilitern
- Verschliessbar mit Standardstopfen und Dichtungen
- Hergestellt aus WHEATON 400 Borosilikatglas, das den Anforderungen an USP Typ I entspricht

Données du produit

- *Graduations en relief indiquant la contenance approximative en millilitres*
- *Compatible avec les bouchons et capsules standard*
- *En verre borosilicaté WHEATON 400 conforme avec les exigences USP Type I*

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2239.50	klar clair	250	15 x 30	60 x 158	35	302.75	196.80
8.2239.52	klar clair	500	15 x 30	75 x 190	24	274.80	178.60

1
8.2240.07



2
8.2240.37



1 Serumflasche Polypropylen Flacon à sérum polypropylène

2 Serumflasche HDPE Flacon à sérum HDPE

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2240.07	klar clair	3	7 x 13	17 x 38	500	386.00	250.90
8.2240.37	klar clair	120	13 x 20	47 x 103	100	236.70	153.85

1
8.2595.57



2
8.2607.76



1 Standard Weithalsflasche Flacon à col large standard

2 Weithals-Verpackungsflasche Flacon à col large

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	D x H (mm)	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	D x H (mm)	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.2595.57	klar clair	4'000	89 - 400	157 x 256	4	53.60	34.85
8.2607.76	braun brun	30	28 - 400	37 x 65	24	43.20	28.10



TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL Kurzgewindeflaschen ND9

Produktinformationen

Universell einsetzbar auf praktisch allen Autosamplern, damit Rationalisierung anderer 1.5 ml Flaschentypen, z.B. 11 mm Rollrandflaschen, 8 - 425 und 10 - 425 Gewindeflaschen, möglich ist.

Geeignet für die Autosamplern:

Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian, VWR | Merck Hitachi und Waters®

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0901.96	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung <i>1.hydrol. classe, ouverture large</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	103.50	82.80
	8.0901.97	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	110.40	88.30
	8.0901.88	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	117.30	93.85
	8.0903.63	«Top Bonded» Integrierter 0.2 ml Mikro- einsatz, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	874.00	699.20
	8.0906.82	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikro-einsatz, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	448.50	358.80
	8.0906.83	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikro-einsatz, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	632.50	506.00
	8.0911.22	Total Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court total Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	0.9 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	1'207.50	966.00
	8.0908.63	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	solider Glassfuss <i>base en verre solide</i>	1'000	598.00	478.40
	8.0908.64	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	braun <i>brun</i>	solider Glassfuss <i>base en verre solide</i>	1'000	644.00	515.20
	8.0903.65	Mikroliter Kurzgewindeflasche, 1. hydrol. Klasse <i>Bouteille à filetage court Microlitre, 1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	–	1'000	621.00	496.80

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION Bouteilles à filetage court ND9


Données du produit

Utilisation universelle sur pratiquement tous les passeurs
d'échantillons pour permettre la rationalisation d'autres
types de flacons de 1,5 ml, par exemple les flacons à bord
roulé de 11 mm, les flacons filetés 8 - 425 et 10 - 425.

Convient aux échantillonneurs automatiques :

Agilent, HTA, Shimadzu, Thermo Scientific, Varian,
VWR | Merck Hitachi et Waters®










Mikro-einsätze | Microinserts



Detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Mikro-einsätzen finden Sie auf der nachfolgenden Seite
Vous trouverez des informations détaillées sur les différents micro-inserts à la page suivante

New
Products

Kurzgewindeverschlüsse | Blocages de filets courts

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0907.75	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		RedRubber / PTFE beige <i>RedRubber / PTFE beige</i>		1'000	172.50	138.00
	8.0907.76	PP SK, blau, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		RedRubber / PTFE beige <i>RedRubber / PTFE beige</i>		1'000	172.50	138.00
	8.0907.77	PP SK, rot, 6 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		RedRubber / PTFE beige <i>RedRubber / PTFE beige</i>		1'000	172.50	138.00
	8.0906.61	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		Silicon weiss / PTFE rot <i>Silicone blanc / PTFE rouge</i>		1'000	195.50	156.40
	8.0901.59	PP SK, blau, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		Silicon weiss / PTFE rot <i>Silicone blanc / PTFE rouge</i>		1'000	195.50	156.40
	8.0906.66	PP SK, rot, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		Silicon weiss / PTFE rot <i>Silicone blanc / PTFE rouge</i>		1'000	195.50	156.40
	8.0906.62	PP SK, transparent, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, transparent, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		Silicon weiss / PTFE blau, beschlitzt <i>Silicone blanc / PTFE bleu, à fente</i>		1'000	310.50	248.40
	8.0901.87	PP SK, blau, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, bleu, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		Silicon weiss / PTFE blau, beschlitzt <i>Silicone blanc / PTFE bleu, à fente</i>		1'000	310.50	248.40
	8.0906.67	PP SK, rot, 6 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1 mm <i>PP SK, rouge, trou de 6 mm, 55° shore A, Épaisseur 1 mm</i>		Silicon weiss / PTFE blau, beschlitzt <i>Silicone blanc / PTFE bleu, à fente</i>		1'000	310.50	248.40

... Weitere Varianten finden Sie online | Vous trouverez d'autres variantes en ligne

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL

Rollrandflaschen ND11

Produktinformationen

- Standardflaschen für die GC und HPLC
- Auf Anfrage können auch Flaschen mit vorverbördelten Verschlüssen geliefert werden
- Grosse Auswahl an passenden Standardbördelverschlüssen, Mikroinserten sowie passende Verschluss-, - und Öffnungswerkzeuge

Geeignet für die Autosampler:

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Varian, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR

Rollrandflaschen | *Bouteilles à bord roulé*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1101.76	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung <i>1.hydrol. classe, ouverture large</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	96.60	77.30
	8.1101.98	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	103.50	82.80
	8.1101.99	1.hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>1.hydrol. classe, ouverture large avec bloc titre + marque de remplissage</i>	1.5 ml	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	110.40	88.30
	8.1103.22	«Top Bonded» Integrierter 0.2 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse, mit Schriftfeld + Füllmark. <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe, ouverture larg</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	851.00	680.80
	8.1106.80	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	598.00	478.40
	8.1106.81	«Base Bonded» Integrierter 0.3 ml Mikroinsert, 1.hydrol. Klasse <i>Insert micro intégré de 0.2 ml, 1.hydrol. classe</i>	–	braun <i>brun</i>	flach <i>plat</i>	1'000	609.50	487.60

Mikroflaschen | *Microbouteilles*

	8.1103.66	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.9 ml	klar <i>clair</i>	konisch <i>conique</i>	1'000	506.00	404.80
	8.1103.67	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	1.1 ml	klar <i>clair</i>	konisch <i>conique</i>	1'000	506.00	404.80

TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION

Bouteilles à bord roulé ND11

Données du produit

- Bouteilles standard pour GC et HPLC
- Des bouteilles avec des fermetures pré-bridées peuvent être fournies sur demande
- Grand choix de capsules à sertir standard appropriées, de micro-inserts ainsi que d'outils de capsulage et d'ouverture adaptés

Convient aux échantillonneurs automatiques :

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, Varian, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, VWR

Mikroinserte | *Microinserts*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.0602.18	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.25 ml	klar <i>clair</i>	15 mm Spitze <i>Pointe de 15 mm</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0602.32	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.25 ml	klar <i>clair</i>	mit Polymerfuss <i>avec base polymère</i>	1'000	552.00	441.60
	8.0603.61	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.30 ml	braun <i>brun</i>	12 mm Spitze <i>Pointe de 12 mm</i>	1'000	195.50	156.40
	8.0603.62	1.hydrol. Klasse <i>1.hydrol. classe</i>	0.35 ml	klar <i>clair</i>	flach <i>plat</i>	1'000	156.40	125.10



Aluminium Bördelverschlüsse | *Bouchons évasés en aluminium*

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1103.36	farblos lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	103.50	82.80
	8.1107.89	farblos lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	149.50	119.60
	8.1101.72	farblos lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1.3 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1.3 mm</i>	1'000	218.50	174.80
	8.1101.30	farblos lackiert, 5.5 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1.3 mm <i>laqué incolore, trou de 5.5 mm, 55° shore A, Épaisseur 1.3 mm</i>	1'000	149.50	119.60

Magnetische Bördelverschlüsse | *Bouchons évasés magnétiques*

	8.1107.98	silber lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué argenté, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	379.50	303.60
	8.1107.15	silber lackiert, 5.5 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1 mm <i>laqué argenté, trou de 5.5 mm, 45° shore A, Épaisseur 1 mm</i>	1'000	448.50	358.80



... Weitere Varianten finden Sie online | *Vous trouverez d'autres variantes en ligne*

TOP NEUHEITEN – TOP AUSWAHL Headspace Flaschen ND18 + ND20

Produktinformationen





Die Zeiten in denen Feingewindeflaschen vornehmlich auf Geräten mit magnetischem Transportmechanismus verwendet wurden sind vorbei. Um Schwierigkeiten und Risiken eines Bördelprozesses auszuschliessen, sind Instrumentenhersteller bestrebt, den Verschlussvorgang der Probenflasche und die damit verbundene Dichtigkeit sicherer und reproduzierbarer zu gestalten.

- Universell für Headspace + SPME einsetzbare Flaschen
- Im Vergleich zu den Bördelkappen dünneren Dichtscheiben, die leichter und Nadel schonender zu penetrieren sind



Geeignet für die Autosampler:

Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, HTA, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, Tekmar

Headspace Feingwindeflaschen | Bouteilles à filetage fin

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.1802.33	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	10 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	276.00	220.80
	8.1802.34	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	322.00	257.60
	8.1805.75	Magnetische Schraubkappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 1.3 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 1.3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	632.50	506.00
	8.1801.77	Magnetische Schraubkappe, 8 mm Loch, 55° shore A, Dicke 1.5 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 55° shore A, Épaisseur 1.5 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	747.50	598.00

Headspace Rollrandflaschen | Bouteilles à bord roulé

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2003.02	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	10 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	264.50	211.60
	8.2002.37	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	276.00	220.80


TOP NOUVEAUTÉS - TOP SÉLECTION Bouteilles Headspace ND18 + ND20

Données du produit

L'époque où les bouteilles à fil fin étaient principalement utilisées sur les instruments dotés de mécanismes de transport magnétiques est révolue. Afin d'éliminer les difficultés et les risques d'un processus de bridage, les fabricants d'instruments s'efforcent de rendre le processus de fermeture du flacon d'échantillon et l'étanchéité associée plus sûrs et plus reproductibles.







- Bouteilles universellement applicables pour l'espace de tête + SPME
- Disques d'étanchéité plus minces que les capsules à sertir, qui sont plus faciles et plus doux à pénétrer pour l'aiguille

Convient aux échantillonneurs automatiques : Agilent, Carlo Erba, CTC, Dani, Fisons, Gerstel, HTA, PerkinElmer, Shimadzu, Thermo Scientific, Tekmar

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2007.12	Magnetische Bördelkappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon à vis magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	540.50	432.40
	8.2002.15	Magnetisch-Bimetall-Kappe, 8 mm Loch, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon de torche magnétique, trou de 8 mm, 45° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	609.50	487.60



Headspace Rollrandflaschen | Bouteilles à bord roulé

BILD	ART.-NR.	BESCHREIBUNG	VOL.	FARBE	BODEN	MENGE	PREISE	DEALS
IMAGE	No. D'ART.	DESCRIPTION	VOL.	COULEUR	FOND	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
	8.2002.38	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	5 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	230.00	184.00
	8.2002.39	1.hydrol. Klasse 1.hydrol. classe	20 ml	klar clair	gerunde- ter Boden fond rond	1'000	287.50	230.00
	8.2002.48	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 50° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Formscheibe Butyl PTFE grau Rondelle façonnée Butyl PTFE gris		1'000	299.00	239.20
	8.2002.49	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 50° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Pharma-Fix-Scheibe Butyl/PTFE Laveuse Pharma-Fix Butyle/PTFE		1'000	391.00	312.80
	8.2002.44	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon blau transparent PTFE weiss Silicone bleu transparent PTFE blanc		1'000	483.00	386.40
	8.2006.41	Headspace-Kappe, farblos lackiert, 45° shore A, Dicke 3 mm Bouchon pour espace de tête, laqué incolore, 50° shore A, Épaisseur 3 mm		Silicon weiss PTFE blau Silicone blanc PTFE bleu		1'000	448.50	358.80



... Weitere Varianten finden Sie online | Vous trouverez d'autres variantes en ligne





SIMAX

**Vierkant Laborflaschen GL 80
Flacon de laboratoire carré GL 80**

Produktinformationen

Klarglas & Braunglas SIMAX: Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3 Simax, mit Kappe und Ring. Sehr gute chemische Beständigkeit und minimale Wärmeausdehnung. Hohe Temperaturwechselbeständigkeit und Autoklavierbar bei 121°C. Komplett mit Ausgussring und Schraubverschluss aus blauem Polypropylen (Tmax. 140 °C).

Données du produit

Verre clair et verre brun: En verre borosilicaté 3.3 Simax, avec bouchon à vis et bague de déversement. Très bonne résistance chimique et expansion thermique minimale. Bonne résistance thermique et autoclavable à 121°C. Complète avec bague de déversement et bouchon fileté en polypropylène bleu (Tmax. 140°C)

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HALS-D (mm)	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	D-COL (mm)	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
9.0061.44	klar clair	500	139 x 94 x 94	GL 80	1	12.05	8.45
9.0061.54	klar clair	1'000	185 x 105 x 105	GL 80	1	14.15	9.90
9.0061.63	klar clair	2'000	258 x 115 x 115	GL 80	1	21.75	15.20
9.0061.73	klar clair	5'000	357 x 160 x 160	GL 80	1	187.80	122.05
9.0062.44	braun brun	500	139 x 94 x 94	GL 80	1	43.90	28.55
9.0062.54	braun brun	1'000	185 x 105 x 105	GL 80	1	49.95	34.95
9.0062.63	braun brun	2'000	258 x 115 x 115	GL 80	1	67.30	47.10
9.0062.73	braun brun	5'000	35 x 160 x 160	GL 80	1	349.20	244.45



**MEPLAT Flaschen
Flacons MEPLAT**

Produktinformationen

Klarglas, komplett mit PE-Schraubverschluss schwarz, sechseckige Form, DIN 22

Données du produit

En verre clair, complets avec bouchon à vis en PE noir, hexagonaux, DIN 22

ART.-NR.	VOL. ml	DIM (mm)	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	DIM (mm)	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9264.04	100	135.7 x 52.5 x 30.5	klar clair	1	1.03	0.75
8.9264.12	250	183.5 x 68.5 x 41.2	klar clair	1	1.97	1.45
8.9265.01	Ersatz - Schraubverschluss Bouchons à vis remplacement			1	0.10	0.05



**Schraubgewindegläser / Pulvisgläser (Inklusive Verschluss) aus Harnstoff
Flacons à vis / Flacons Pulvis (Bouchon inclus) en carbamide**

ART.-NR.	VOL. ml	FARBE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	COULEUR	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9240.00	10	klar clair	160	219.20	197.30
8.9240.01	25	klar clair	120	170.40	153.35
8.9240.02	30	klar clair	126	97.00	87.30
8.9240.04	50	klar clair	85	80.75	72.65
8.9240.06	100	klar clair	63	73.70	66.35
8.9240.08	250	klar clair	48	81.10	73.00
8.9240.10	500	klar clair	20	52.40	47.15
8.9240.12	1'000	klar clair	18	57.40	51.65
8.9242.00	10	braun brun	255	229.50	206.55
8.9242.02	30	braun brun	126	123.50	111.15
8.9242.04	50	braun brun	85	111.35	100.20
8.9242.06	100	braun brun	56	85.10	76.60
8.9242.08	250	braun brun	48	122.90	110.60
8.9242.10	500	braun brun	20	68.60	61.75
8.9242.12	1'000	braun brun	12	58.10	52.30



**Verschlüsse aus Harnstoff
Bouchons en urée**

ART.-NR.	VOL. ml	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9243.01	25	1	0.21	0.20
8.9243.02	30 / 50	1	0.21	0.20
8.9243.06	100	1	0.43	0.40
8.9243.08	250 / 500	1	0.46	0.40
8.9243.12	1'000	1	0.76	0.70



Steilbrust Rundflaschen Flacons en verre ronds

ART.-NR.	VOL. ml	HÖHE (mm)	FARBE	VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	HAUTEUR (mm)	COULEUR	BOUCHON	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
8.9254.02	50	81	klar <i>clair</i>	✓	99	94.05	84.65
8.9254.04	100	96	klar <i>clair</i>	✓	88	88.00	79.20
8.9254.10	200	118	klar <i>clair</i>	✓	28	37.25	33.50
8.9254.12	250	133	klar <i>clair</i>	✓	51	78.55	70.70
8.9254.14	500	161	klar <i>clair</i>	✓	33	94.40	84.95
8.9254.16	1'000	206	klar <i>clair</i>	✓	14	42.70	38.45
8.9258.04	100	96	klar <i>clair</i>	–	88	75.70	68.15
8.9258.10	200	118	klar <i>clair</i>	–	28	33.05	29.75
8.9258.12	250	133	klar <i>clair</i>	–	51	69.90	62.90
8.9258.14	500	161	klar <i>clair</i>	–	33	79.85	71.85
8.9258.16	1'000	206	klar <i>clair</i>	–	14	40.45	36.40
8.9250.01	30	35 x 71	braun <i>brun</i>	✓	192	132.48	119.25
8.9250.02	50	41 x 81	braun <i>brun</i>	✓	99	71.28	64.15
8.9250.03	60	44 x 82	braun <i>brun</i>	✓	105	70.35	63.30
8.9250.04	100	51 x 96	braun <i>brun</i>	✓	44	37.40	33.65
8.9250.08	150	57 x 110	braun <i>brun</i>	✓	52	52.00	46.80
8.9250.10	200	63 x 118	braun <i>brun</i>	✓	60	54.00	48.60
8.9250.12	250	66 x 133	braun <i>brun</i>	✓	51	61.20	55.10
8.9250.16	500	82 x 161	braun <i>brun</i>	✓	33	62.70	56.45
8.9250.18	1'000	102 x 206	braun <i>brun</i>	✓	14	43.40	39.05
8.9253.01	30	35 x 71	braun <i>brun</i>	–	143	85.80	77.20
8.9253.02	50	41 x 81	braun <i>brun</i>	–	99	49.50	44.55
8.9253.04	100	51 x 96	braun <i>brun</i>	–	56	27.70	24.95
8.9253.08	150	57 x 110	braun <i>brun</i>	–	70	78.40	70.55
8.9253.10	200	63 x 118	braun <i>brun</i>	–	60	87.00	78.30
8.9253.12	250	66 x 133	braun <i>brun</i>	–	39	36.60	32.95
8.9253.16	500	82 x 161	braun <i>brun</i>	–	20	18.70	16.85
8.9253.18	1'000	102 x 206	braun <i>brun</i>	–	14	33.70	30.35



«labnews.»

Unsere neuesten Ausgaben finden Sie neu alle online in unserem eShop!

Vous pouvez désormais trouver nos derniers numéros tout en ligne dans notre eShop!



Mediumflaschen Flacons pour milieux de culture

Produktinformationen

- Aus Polyethylenterephthalat (PET)
- Strahlensterilisiert & mit Graduierung
- Dreifach verpackt für GMP-gemässen Workflow

Données du produit

- En polyéthylène téréphthalate (PET)
- Stérilisation par irradiation & avec graduation
- Triple emballage en conformité BPF

ART.-NR.	VOL. ml	STERIL	FORM	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	STÉRILE	FORME	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
7.951 700	100	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	100	127.10	88.95
7.950 700	500	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	50	103.30	72.30
7.952 700	1'000	✓	Vierkantig <i>Tetragonal</i>	24	72.20	50.55



Weithalsflaschen Flacons à col large

Produktinformationen

Aus HD-PE naturfarbig, PP-Schraubverschluss, auslaufsicher, ökonomische, bruchfeste Einwegflaschen für sichere Probenahme, Transport und Lagerung. Geeignet für Langzeitlagerung ohne direkte UV-Strahlung

Données du produit

En PE-HD translucide, bouchon à visser en PP, étanches, ces flacons économiques, à usage unique et incassables sont conçus pour le prélèvement, le transport et le stockage

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	HÖHE (mm)	INNEN-Ø	GEWINDE	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	HAUTEUR (mm)	Ø INT. COL	FILETAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.2189.01	klar <i>clair</i>	30	63	21	28	72	64.80	45.35
15.2189.65	klar <i>clair</i>	60	86	21	28	72	72.00	50.40
15.2189.66	klar <i>clair</i>	125	100	28	38	72	89.00	62.30
15.2189.67	klar <i>clair</i>	250	131	33	43	12	14.85	10.40
15.2189.68	klar <i>clair</i>	500	168	44	53	48	99.30	69.50
15.2189.06	klar <i>clair</i>	1'000	199	52	63	24	76.05	53.25



Enghalsflaschen Flacons à col étroit

Produktinformationen

Aus HD-PE durchscheinend, mit auslaufsicherem PP-Schraubverschluss, lange Lebensdauer, ideal zur Lagerung und zum Versand von Flüssigkeiten, für eine Vielzahl von Verwendungen.

Données du produit

En PE-HD translucide, avec bouchon en PP étanche et longue durée de vie, pour le stockage et le transport de liquides, et pour tout usage général.

ART.-NR.	FARBE	VOL. ml	Ø X HÖHE (mm)	INNEN-Ø	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	COULEUR	VOL. ml	Ø x HAUTEUR (mm)	Ø INT. COL	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.2002.00	klar clair	4	16 x 41	14	12	9.80	6.85
15.2002.01	klar clair	8	25 x 45	14	12	10.80	7.55
15.2002.03	klar clair	30	64 x 61	14	12	13.05	9.15
15.2002.04	klar clair	60	37 x 85	14	12	13.25	9.25
15.2002.05	klar clair	125	50 x 101	18	12	15.60	10.90
15.2002.13	klar clair	175	54 x 125	18	12	26.75	18.70
15.2002.07	klar clair	250	61 x 133	18	12	28.70	20.10
15.2002.08	klar clair	500	73 x 170	21	12	39.35	27.55
15.2002.14	klar clair	500	73 x 170	27	12	68.00	47.60



Weithalsflaschen aus HD-PE Flacons rond à col large en PE-HD

Produktinformationen

• Aus HD-PE, bruchstabil, durchscheinend, Schraubverschluss mit grosser Öffnung

Données du produit

• En PE-HD, incassable, translucide, bouchon à vis large ouverture

ART.-NR.	VOL. ml	VERSCHLUSS	Ø x HÖHE (mm)	STERIL	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	BOUCHONS	Ø x HAUTEUR (mm)	STÉRILE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
15.0160.12	100	mit separater Dichtung obturateur séparé	51 x 80	–	335	296.95	207.85
15.0160.21	250	mit separater Dichtung obturateur séparé	60 x 125	–	145	146.90	102.85
15.0160.48	500	mit separater Dichtung obturateur séparé	80 x 136	–	140	172.25	120.55
15.0160.62	1'000	mit separater Dichtung obturateur séparé	101 x 174	–	68	110.70	77.50



RECHTECKIG
RECTANGULAIRE



GRADUIERT
GRADUATION



AUS PE
EN PE

Weithalsflaschen Flacons à col large

ART.-NR.	VOL. ml	H x B x T (mm)	GRAD.	Ø VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	H x L x P (mm)	GRAD.	Ø DE BOUCHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Weithalsflaschen rechteckig und graduiert Flacons à col large rectangulaire avec graduation							
15.1608.06	25	53 x 30 x 32	5	18.5 mm	1	0.80	0.70
15.1609.01	50	70 x 35 x 37	10	24 mm	1	0.85	0.70
15.1610.08	100	90 x 44 x 47	20	34.5 mm	1	0.90	0.75
15.1611.01	250	110 x 57 x 60	50	34.5 mm	1	1.20	1.00
15.1612.06	500	138 x 70 x 80	100	45 mm	1	1.65	1.40
15.1613.01	1'000	176 x 82 x 102	100	60 mm	1	2.45	2.10
15.1614.02	2'000	210 x 100 x 134	100	60 mm	1	4.30	3.65

ART.-NR.	VOL. ml	D x H (mm)	Ø VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS	
No. D'ART.	VOL. ml	D x H (mm)	Ø DE BOUCHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS	
Weithalsflaschen rund und graduiert Flacons à col large ronds avec graduation							
15.1408.01	50	77 x 40	10	24 mm	1	0.80	0.70
15.1409.01	100	89 x 48	20	24 mm	1	0.90	0.75
15.1410.03	250	126 x 61	25	34.5 mm	1	1.30	1.10
15.1411.01	500	161 x 61	50	34.5 mm	1	1.40	1.20
15.1412.01	1'000	201 x 93	100	45 mm	1	2.45	2.10
15.1413.01	2'000	250 x 115	100	45 mm	1	4.40	3.75

ART.-NR.	VOL. ml	D x H (mm)	Ø VERSCHLUSS	MENGE	PREISE	DEALS
No. D'ART.	VOL. ml	D x H (mm)	Ø DE BOUCHAGE	QUANTITÉ	PRIX	DEALS
Weithalsflaschen rechteckig und graduiert Flacons à col large rectangulaire avec graduation						
15.0125.08	50	39 x 76	24 mm	1	1.85	1.55
15.0125.10	100	48 x 93.5	24 mm	1	2.25	1.90
15.0125.12	200	59 x 114	31 mm	1	2.95	2.50
15.0125.14	250	64 x 120	31 mm	1	3.15	2.65
15.0125.16	300	67.5 x 128	31 mm	1	3.45	2.95
15.0125.18	500	77 x 154	39 mm	1	4.85	4.10
15.0125.20	750	88 x 173	39 mm	1	6.15	5.20
15.0125.22	1'000	95 x 205	50 mm	1	7.80	6.65
15.0125.24	1'500	108 x 226	50 mm	1	11.35	9.65
15.0125.26	2'000	120 x 247	50 mm	1	11.35	9.65

My Deal

HUBERLAB.

committed to science

MORE.

INDIVIDUELLE SONDERPREISE FÜR ... PRIX SPÉCIAUX INDIVIDUELS POUR ...

- ✓ Jahresabschlüsse | *Bilans financiers annuels*
- ✓ Core-Punkte | *Produits principaux*
- ✓ Grossmengen | *Grandes quantités*
- ✓ Sonderartikel | *Articles spéciaux*
- ✓ Customized Products

INDIVIDUELLE SERVICES SERVICES INDIVIDUELS

- ✓ Ihr Lager bei uns | *Votre entrepôt*
- ✓ Abrufkontrakte | *Contrats de livraison sur appel*
- ✓ Chemikalien Rücknahmesystem | *Système de reprise de produits chimiques*
- ✓ Onsite Services | *Services sur place*
- ✓ Abhol- & Bringservice | *Service d'enlèvement et de retour*
- ✓ Terminlieferung | *Livraison à terme*

www.huberlab.ch

