

Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate), =98%, =26% Cu basis



Produkt im eShop

Honeywell
Fluka™

Startseite / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Salze](#) / Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate), =98%, =26% Cu basis

Produktdaten

Summenformel	CUN2O6 · 2.5H2O
M	232.59 g/mol
CAS-Nr	19004-19-4
EG-Nr	221-838-5
Lagerung	Room Temp
LGK	5.1A
Gefahrenhinweis(e)	H271+H290+H314+H410
Sicherheitshinweis(e)	P210+P234+P260+P280+P284
Signalwort	Danger
Klasse / Verpackungsgruppe	5.1/I
UN-Nr	UN3085
WGK	3



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
12837-1KG	1 Kilo	1KG Plastic Bottle	CHF 172.08
12837-2.5KG	2.5 Kilo	2.5KG Plastic Bottle	CHF 390.84
12837-500G	500 Gramm	500G Plastic Bottle	CHF 88.98

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 18.05.2024 um 17:40 Uhr.