

Copper(II) sulfate, Puriss., anhydrous, meets analytical specification of BP, Ph. Eur.,



Produkt im eShop

Honeywell
Fluka™

Startseite / Sortiment / Chemikalien / Laborchemikalien / Salze / Copper(II) sulfate, Puriss., anhydrous, meets analytical specification of BP, Ph. Eur.,

Produktdaten

Summenformel	CUO4S
M	159.61 g/mol
CAS-Nr	7758-98-7
Lagerung	Room Temp
LGK	13
Gefahrenhinweis(e)	H410+H319+H315+H302
Sicherheitshinweis(e)	P273+P280
Signalwort	Warning
WGK	3



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
12852-1KG	1 Kilo	1KG Plastic Bottle	CHF 422.34
12852-250G	250 Gramm	250G Plastic Bottle	CHF 115.26
12852-6X1KG	6 Kilo	6X1KG Plastic Bottle	CHF 2'203.56
12852-6X250G	1'500 Gramm	6X250G Plastic Bottle	CHF 600.90

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 19.05.2024 um 02:48 Uhr.