

Dewargefässe Nalgene®

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Eiswannen & Kühlboxen](#) / [Dewargefässe Nalgene®](#)

Produktdaten

Gefäss und Deckel aus HDPE

- Mit Urethanschaum gefüllte Doppelwände
- Temperaturbeständig von -196 bis +100 °C
- Belüfteter, isolierender Deckel
- Mit Tragbügel (außer 10 l-Modell)

Art.-Nr.	Inhalt	Innen-D x Höhe	Höhe	Preis
18.2050.21	1 l	96 x 196 mm	251 mm	CHF 352.48
18.2050.22	2 l	122 x 231 mm	282 mm	CHF 376.48
18.2050.23	4 l	158 x 295 mm	353 mm	CHF 453.54
18.2050.24	10 l	198 x 396 mm	470 mm	CHF 616.15

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.06.2024 um 03:20 Uhr.