

Magnetstabentferner PTFE, Ø 8 mm LLG- Labware

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops Q2 2026](#) / Magnetstabentferner PTFE, Ø 8 mm LLG-Labware

Produktdaten

PTFE überzogener Rührstab-Entferner mit starkem Dauermagnet (Alnico 5), universelle chemische Beständigkeit. Zum Entfernen einzelner Magnet-Rührstäbe aus aggressiven Medien, verhindert Verlust der Magnet-Rührstäbe beim Ausschütten. Magnetaufnahme Ø 10 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung	UNSPSC	ECLASS	Preis
600.0085.01	LLG- Magnetstabentfer ner 270 mm PTFE, Ø 8 mm		32030000	CHF 13.00 CHF 21.10
600.1977.17	LLG- Magnetstabentfer ner 150 mm PTFE, Ø 8 mm		32030000	CHF 10.30 CHF 16.70
600.1977.25	LLG- Magnetstabentfer ner 250 mm PTFE, Ø 8 mm		32030000	CHF 10.95 CHF 17.80
600.1977.35	LLG- Magnetstabentfer ner 350 mm PTFE, Ø 8 mm		32030000	CHF 11.85 CHF 19.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 17.05.2026 um 07:41 Uhr.