

# Zubehör für Ultraschallgeräte Elmasonic Elma



Produkt im eShop

Startseite / [Marken](#) / [elma](#) / Zubehör für Ultraschallgeräte Elmasonic Elma

## Produktdaten

Art.-Nr.	Bezeichnung	UNSPSC	ECLASS	Preis
626.0032.86	Elma Deckel für Typ 180 Kunststoff, blau RAL 5002	41100000	32030000	CHF 45.00
626.0032.87	Elma Deckel für Typ 150/300 Kunststoff, blau RAL 5002	41100000	32030000	CHF 55.00
626.0427.06	Sieb-Rotation-Halter SRH 4/200 220-240V, Modifikation Allrad	41100000	32030000	CHF 1'780.00
626.0771.66	Elma Einsatzkorb für Typ 100 Edelstahl, 255 / 200 / 25 mm (Innemass)	41100000	32030000	CHF 195.00
626.1004.24	Elma Korb aus Edelstahl mit Rilsan-beschichteten Griffen	41100000	32030000	CHF 190.00
626.1076.41	Korb aus Edelstahl für Select900 mit Rilsan-beschichteten Griffen	41100000	32030000	CHF 465.00
626.1076.75	Korb für Elmasonic Grösse 500 460 x 300 x 195mm, 11mm Maschen	41100000	32030000	CHF 350.00
626.1089.16	Modulares Korbsystem aus Edelstahl mit Griffen aus Kunststoff, für Gr. 30	41100000	32030000	CHF 66.30

626.1118.38	Modulares Korbsystem aus Edelstahl mit Griffen aus Kunststoff, für Gr. 80	41100000	32030000	CHF 165.00
626.1119.01	Lärmschutzbox Elma Mutebox Gr.ML Dim aussen: 545 x 530 x 525 mm	41100000	32030000	CHF 1'090.00
626.1130.45	Modulares Korbsystem aus Edelstahl mit Griffen aus Kunststoff, für Gr. 40	41100000	32030000	CHF 75.00
626.1130.50	Elma Modulares Korbsystem aus Edelstahl Gr. 60, 255 / 105 / 95 mm Innenmasse	41100000	32030000	CHF 80.00
626.1130.72	Einsatzkorb modular Gr. 300 Innenabm. 450 / 255 / 135 mm	41100000	32030000	CHF 225.00
626.1133.87	Modulares Korbsystem aus Edelstahl mit Griffen aus Kunststoff, für Gr. 100	41100000	32030000	CHF 190.00
626.1133.90	Elma Modulares Korbsystem aus Edelstahl Gr. 120, 250 / 195 / 135 Innenmasse	41100000	32030000	CHF 175.00
626.1134.04	Modulares Korbsystem aus Edelstahl mit Griffen aus Kunststoff, für Gr.180	41100000	32030000	CHF 232.20
626.1240.42	Elma Starter Kit für modularen Warenkorb	41100000	32030000	CHF 60.00
626.1252.21	Elma Trennwand Gr. S hoch für modularen Warenkorb	41100000	32030000	CHF 46.00
626.2070.90	Elma Säureresistente Einsatzwanne für Elmasonic 100/120	41100000	32030000	CHF 180.00
626.2688.21	Elma Deckel seperat Ø90mm für ReinigungsGlas 600ml + 1000ml	41100000	32030000	CHF 9.85
626.8001.21	Elma tec clean A3, 10l-Kanister	41100000	32030000	CHF 115.00

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 15.05.2026 um 11:28 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)