

## Samplepack GC



Produkt im eShop

Startseite / [Marken](#) / [CG](#) / Samplepack GC

### Produktdaten

- 8.1101.98: 1.5 ml Rollrandflasche ND11, 32 x 11.6 mm, Klarglas, 1. hydrol. Klasse, weite Öffnung, mit Schriftfeld und Füllmarkierungen
- 8.1103.36: 11 mm Verschluss: Aluminium Bördelkappe ND11, farblos lackiert, mit Loch, Naturkautschuk rot-orange/Butyl rot/TEF transparent, 45° shore A, 1 mm
- 8.1107.89: 11 mm Verschluss: Aluminium Bördelkappe ND11, farblos lackiert, mit Loch, Red Rubber/PTFE beige, 45° shore A, 1 mm, geprüfte Instrumentenherstellerqualität
- 8.1101.72: 11 mm UltraClean Verschluss: Aluminium Bördelkappe ND11, farblos lackiert, mit Loch, Silikon weiss/PTFE rot, 45°shore A, 1.3 mm

Art.-Nr.	Preis
8.1118.06S	gratis

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 30.04.2026 um 09:03 Uhr.