

Sicherheitsschränke, Unterbauschränke UB- Line UB-S-90 Asecos

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Sicherheit & Hygiene](#) / [Einrichtungsschutz & Sicherheitseinrichtungen](#) / [Sicherheitsschränke, Unterbauschränke UB-Line UB-S-90 Asecos](#)

Produktdaten

Unterbausicherheitsschränke für die platzsparende Integration unter Laborabzügen, Gefahrstoffarbeitsplätzen oder Arbeitsflächen

Unterbausicherheitsschränke zur uneingeschränkten, sicheren Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen gemäss TRGS 510.

Vorhandene Stellflächen unter Laborabzügen, Gefahrstoffarbeitsplätzen oder Arbeitsflächen können optimal zur sicheren Gefahrstofflagerung genutzt werden. Mit zahlreichen Modellvarianten in 4 Breiten, 3 Tiefen und 2 Höhen, lassen sich die Schränke perfekt auf Anwenderanforderungen und bauliche Gegebenheiten abstimmen.

- Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90) / 30 Minuten (Typ 30), typgeprüft nach DIN EN 14470-1
- GS-geprüft
- Konformität nach DIN EN 16121 und DIN EN 16122
- Verschiedene Schränke dieser Modellgruppe sind zusätzlich nach Underwriters Laboratories-Standard UL/ULC 1275 geprüft
- 22 Modelle mit diversen Konfigurationen
- Farbe lichtgrau oder laborweiss

Sicherheitsunterbauschränke für entzündbare Gefahrstoffe 90 Minuten

Feuerwiderstandsfähigkeit mit praktischen Schubladen. Mit 1 oder 2 Schubladen, mit Zylinderschloss und Schliesstandanzeige

Bitte verlangen Sie nach einer Offerte.

Art.-Nr.	Beschreibung	A-Masse	Preis
18.9046.36	Farbe: lichtgrau, 1 Schublade, mit 1x Schubladenwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) und 1x Lochblecheinsatz	893 x 574 x 600 mm	CHF 3'050.25
18.9046.37	Farbe: lichtgrau, 1 Schublade, mit 1x Schubladenwanne (Edelstahl) und 1x Lochblecheinsatz	893 x 574 x 600 mm	CHF 2'903.25

18.9046.42	Farbe: lichtgrau, 1 Schublade	593 x 600 x 800 mm	CHF 2'709.00
18.9046.44	Farbe: lichtgrau, 2 Schubladen, 2x Lochblecheinsatz, 2x 2. Auszugsebene	1102 x 600 x 800 mm	CHF 4'408.95
18.9047.74	Farbe: laborweiss, 1 Schubladenwanne, 1x Lochblecheinsatz	593 x 574 x 600 mm	CHF 2'300.37
19.2139.50	Farbe: lichtgrau, 1 Schublade, 1x Schubladenwanne, 1x Lochblecheinsatz	593 x 574 x 600 mm	CHF 2'357.25

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 27.04.2026 um 13:31 Uhr.