



Enduro™ Power Station

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Marken](#) / [Corning](#) / Enduro™ Power Station

Produktdaten

Zuverlässige Leistung, intelligente Steuerung, zum Anschluss unterschiedlicher Kammersysteme. Ideal für die DNA-, RNA- und Proteinelektrophorese sowie für Blotting.

- Einfach zum programmieren
- Konstante Spannung oder konstanter, aktueller Modus wählbar
- Kompakt, leicht und stapelbar
- Extrem leiser Betrieb

Spezifikationen

Arbeitsspannung: 2 ... 300 V/1 V

Bereich/Inkrement: 4 ... 500 mA/1 mA 90 W max/na

Timer: 1 Min. ... 99 h 59 Min oder Dauerbetrieb

Programmierbar: Nein

Abmessungen: 190 x 250 x 80 mm

Gewicht: 2,2 kg

Netzspannung: 120 ... 230 V

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
606.5953.14	Enduro 300 V power supply	CHF 692.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 18.05.2026 um 15:58 Uhr.