

Mikromanipulator TransferMan® 4m Calibre Scientific



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Invitro-Fertilisation](#) / Mikromanipulator TransferMan® 4m Calibre Scientific

Produktdaten

Ihre wertvollen Zellen haben bei der Mikromanipulation die beste Behandlung verdient. Mit seinem beispiellosen Bewegungskontroll- und Bedienkonzept reduziert der TransferMan® 4m die Stress- oder Traumabelastung Ihrer IVF-Probe auf ein Minimum. Wie bei all unseren Produkten steht auch hier die Einhaltung höchster Leistungs- und Präzisionsstandards im Vordergrund.

Produktinformationen

Sie sind mit einer steigenden Anzahl an ICSI-Zyklen pro Tag bei gleichbleibend hohen Fertilisations-/Blastozystenraten der wertvollen Oozyten konfrontiert? Hatten Sie schon einmal arbeitsbedingten Stress oder Schmerzen in Armen, Nacken oder Rücken durch unergonomische (oder unergonomisch aufgebaute) Mikromanipulatoren?

Der TransferMan® 4m wurde entwickelt, um den Hauptherausforderungen moderner IVF-Labore zu begegnen: Fertilisations-/Blastozystenraten, Reproduzierbarkeit und Durchsatz zu erhöhen und den arbeitsbedingten Stress für den Anwender zu reduzieren. Fordern Sie eine persönliche Demonstration vor Ort an und vergleichen Sie die einfache, ergonomische Handhabung des TransferMan® 4m mit Ihrer derzeitigen Lösung - überzeugen Sie sich selbst.

Applikation

- Mikromanipulation von Oozyten oder Embryonen in frühen Entwicklungsstadien (z. B. ICSI, Brutprozesse usw.)
- Biopsien im Zusammenhang mit PID (z. B. trophoctoderme Biopsie)

Eigenschaften


- Einzigartiger DualSpeed-Joystick für präzise und schnelle Bewegungen
- Gemäß PhysioCare Concept® entwickelt für verbesserte Ergonomie und weniger Schmerzen
- "Y-Motor off"-Funktion für eine präzise Bewegung nur in X-Richtung - für weniger traumatische Injektionen
- Direkte, verzögerungsfreie Bewegungsübertragung
- Programmierbares Z-Achsen-Limit zur Vermeidung von Kapillarbruch
- Speicherung von Arbeitspositionen in und über den Medientropfen für schnelleres Arbeiten
- Adaptierbar an alle gängigen Mikroskope

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Preis
5191000015	TransferMan® 4m	Mikromanipulator mit DualSpeed™-Joystick für direkte und dynamische Bewegungskontrolle, zur Unterstützung der Positionierung von Mikrowerkzeugen (z.B. Mikrokapillaren oder Mikro-Glaspipetten) unter dem Mikroskop, während der Durchführung von assistierten Reproduktionstechniken (ART) wie der intra-zytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) oder der Entnahme von Genmaterial zum Zwecke der genetischen Präimplantationstestung (PGT)	CHF 21'010.00

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
5192301000	Mikroskopadapter für TransferMan® 4 m/r und InjectMan® 4, Leica 1, für DMI3000 B, 3000 M,	CHF 868.00
5192306002	Mikroskopadapter für TransferMan® 4 m/r und InjectMan® 4, Olympus 1, für Olympus® IX50,	CHF 868.00
5192302007	Mikroskopadapter für TransferMan® 4 m/r und InjectMan® 4, Leica 2, für Leica® DM IL LED,	CHF 868.00
5192316008	Mikroskopadapter für TransferMan® 4 m/r und InjectMan® 4, Nikon 1, für Nikon Eclipse®	CHF 1'015.00
5192307009	Mikroskopadapter für TransferMan® 4 m/r und InjectMan® 4, Olympus 2, für Olympus® IX53,	CHF 782.00
5192312002	Mikroskopadapter für TransferMan® 4 m/r und InjectMan® 4, Zeiss 2, für Zeiss Axio Vert.A1	CHF 1'015.00
5192311006	Mikroskopadapter für TransferMan® 4 m/r und InjectMan® 4, Zeiss 1, für Zeiss Axiovert®	CHF 868.00
5192325007	Universalstativ für TransferMan® 4m/r and InjectMan® 4 Mikromanipulatoren	CHF 1'061.00
5192321001	Adapterbrücke, zur Montage von TransferMan® 4m/r und InjectMan® 4 Mikromanipulatoren an	CHF 590.00
5192082007	Connection cable TM4r/IM4 - FemtoJet 4	CHF 95.45
5252070054	Injektionsschlauch, 2m, für Universalkapillarhalter und Kapillarhalter 4	CHF 73.10
5192080004	Y-Kabel FJ4, Y-Kabel zur Verbindung von FemtoJet 4i/4x mit einem PC und TransferMan4r	CHF 158.00
5192081000	Y-Kabel PX, Y-Kabel zur Verbindung des PiezoXpert mit TransferMan 4r oder InjectMan	CHF 158.00

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 20.05.2024 um 08:37 Uhr.