

# Mikroskopadapter für Mikromanipulationssysteme Calibre Scientific



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Invitro-Fertilisation](#) / Mikroskopadapter für Mikromanipulationssysteme Calibre Scientific

## Produktdaten

Flexibilität verschafft Ihnen die Freiheit, die Sie brauchen. Dank der verschiedenen Mikroskopadapter können Sie Ihre Cell Manipulation-Lösung an ein Mikroskop Ihrer Wahl anschliessen. Die Mikromanipulationssysteme sind mit den meisten Geräten der grossen Mikroskophersteller kompatibel.

### Produktinformationen

Die Mikroskopadapter ermöglichen die einfache Installation des TransferMan® 4r oder InjectMan® 4 an allen gängigen inversen Mikroskopen der Hersteller Leica®, Nikon®, Olympus® und Zeiss®.

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Preis
5192301000	Adapter für Leica® 1	für Leica®-Mikroskope DMi8, DMI3000 B, 3000 M, 4000 B, 5000 B, 5000 M, 6000 B, DM IRB E, HC und DM IRE 2	CHF 868.00
5192302007	Adapter für Leica® 2	für Leica®-Mikroskope DM IL LED und HC	CHF 868.00
5192306002	Adapter für Olympus® 1	für Olympus®-Mikroskope IX50, IX51, IX70, IX71, IX80 und IX81	CHF 868.00
5192307009	Adapter Olympus® 2	für Mikroskope der Olympus® IX3-Serie (IX53, IX73, IX83) mit Standardbeleuchtungssäule	CHF 782.00
5192308005	Adapter Olympus® 3	für Mikroskope der Olympus® IX3-Serie (IX53, IX73, IX83) mit Spezialbeleuchtungssäule IX2-ILL30	CHF 782.00
5192311006	Adapter für Zeiss® 1	für Zeiss®-Mikroskope Axiovert® 200, Axio Observer A1, D1, Z1 sowie Axio Observer 3, 5 und 7	CHF 868.00
5192312002	Adapter für Zeiss® 2	für Zeiss® Axio Vert.A1-Mikroskope	CHF 1'015.00

5192316008	Adapter für Nikon® 1	für Nikon® Eclipse® Diaphot 200, 300 und Eclipse® Ti-E, Ti-U, Ti-S, TE200, TE300, TE2000-Mikroskope	CHF 1'015.00
5192317004	Adapter Nikon® 2	für Nikon®-Mikroskop Eclipse® Ts2R	CHF 996.00
5192318000	Adapter Nikon® 3	für Nikon®-Mikroskope Eclipse Ti2-E/-A/-U	CHF 868.00
5192321001	Adapter bridge	zum Anbringen des TransferMan® 4 und InjectMan® 4 an den Mikroskopadaptern der Vorgänger TransferMan NK2, InjectMan NI2 und PatchMan NP2	CHF 590.00
5192325007	Universalständer	zum Anbringen von Eppendorf Mikromanipulatoren an aufrechten und Stereomikroskopen unabhängig vom jeweiligen Mikroskopstativ	CHF 1'061.00

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 30.05.2024 um 15:02 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)