

Laborhocker ESD Labsit 9127E Integralschaum Bimos



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Marken](#) / [Bimos](#) / Laborhocker ESD Labsit 9127E Integralschaum Bimos

Produktdaten

Sicher ist sicher - gerade im Labor: Elektrostatisch aufgeladene Personen und Gegenstände ziehen kleinste Partikel an. Dies kann im Labor zu Kontaminationen führen und Untersuchungsergebnisse zerstören. Um das zu verhindern, sorgt die ESD-Variante des Laborstuhls Labsit für eine zuverlässige Ableitung. Das macht den cleveren Allrounder zur Sitzlösung für jede Art von Labor.

- ESD Labsit Laborhocker
- Sitzhöhe von 450-650 mm
- Reinraumklasse 3 nach ISO 14644-1
- GMP-gerecht
- leitfähig nach EN 61340-5-1

Art.-Nr.	Preis
18.2001.28	CHF 340.00
18.2001.29	CHF 386.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 19.04.2026 um 20:35 Uhr.

www.huberlab.ch