

Reinraum Hocker 9463R Bimos



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Marken](#) / [Bimos](#) / Reinraum Hocker 9463R Bimos

Produktdaten

Reinraum Hocker 2 mit Rollen, bedienungsfreundliche Ringauslösung, Alu Fusskreuz poliert, Farbring schwarz, desinfektionsmittelbeständig, zertifiziert nach DIN EN ISO 14644-1, leitfähig nach EN 61340-5-1.

- Sitzhöhe 450 - 650 mm
- Bezugstoff: Kunstleder
- Farbe Sitz: schwarz

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
18.2001.60	9463R	CHF 395.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 25.04.2026 um 16:04 Uhr.