

# Labormixer Waring® 8010/8011

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops Q2 2026](#) / [Labormixer Waring® 8010/8011](#)

## Produktdaten

Vielseitiger Labormixer bestens geeignet für allgemeine Laborarbeiten. Erhältlich entweder mit einem 1 L Edelstahlbehälter oder einem 1,2 L Glasbehälter. Modelle 8010 EG/ES mit mechanischem Timer (3 Minuten).

- Zwei Geschwindigkeitseinstellungen (18000 oder 22000 min<sup>-1</sup>)
- Epoxyd beschichtetes Motorgehäuse
- Zweiteiliger Deckel Vinyl/Styren

**Lieferumfang:** Mixer, Behälter (Edelstahl oder Glas) mit Griff und Deckel

- min. Drehzahl: 18000 1/min
- max. Drehzahl: 22000 1/min

Art.-Nr.	Typ	Beschreibung	Preis
670.2846.93	8011EG	mit Glasbehälter, 1.2 l	CHF 840.00 <del>CHF 1'140.00</del>
670.2846.94	8011ES	Edelstahlbehälter, 1 l	CHF 940.00 <del>CHF 1'280.00</del>
670.5714.36	8010EG	mit Glasbehälter, 1.2 l + Timer	CHF 935.00 <del>CHF 1'270.00</del>
670.5714.37	8010ES	mit Edelstahlbehälter, 1 l + Timer	CHF 1'040.00 <del>CHF 1'420.00</del>

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 21.05.2026 um 09:38 Uhr.

www.huberlab.ch