

GELoader Calibre Scientific



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Forschung & Entwicklung](#) / [Zellmanipulation](#) / GELoader Calibre Scientific

Produktdaten

Diese flexiblen langen und schmalen Pipettenspitzen eignen sich für die Handhabung kleinster Volumen. GELoader Spitzen eignen sich optimal für die Gelelektrophorese und das Laden von Polyacrylamidgelen.

- GELoader Spitzen und Gestell autoklavierbar
- Höchste Präzision und Genauigkeit bei Verwendung mit Eppendorf Pipetten für 0.5 bis 10 l (graue Steuertaste)
- Länge: 6.8 cm

Vorteile von Greener Choice, Umweltvorteile umfassen:

- Ungiftig
- Erneuerbare Energie
- Frei von umweltschädlichen Stoffen
- Ozonsicher oder nicht schädlich für die Ozonschicht

Art.-Nr.	Typ	Preis
0030001222	GELoader	CHF 85.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 20.05.2024 um 06:06 Uhr.