

Stativstäbe mit Gewinde, Stahl verzinkt Bochem

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Stativmaterial & Bauelemente](#) / [Stativplatten & -stäbe](#) / [Stativstäbe mit Gewinde, Stahl verzinkt Bochem](#)

Produktdaten

Stahl, verzinkt mit Gewinde

- Gewinde M10
- Material: Stahl
- Durchmesser: 12 mm

Art.-Nr.	Länge	Preis
13.5150.75	500 mm	CHF 19.70
13.5151.76	600 mm	CHF 21.20
13.5152.77	750 mm	CHF 23.65
13.5153.78	1000 mm	CHF 26.90
13.5154.79	1250 mm	CHF 30.30
13.5155.80	1500 mm	CHF 34.40

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 18.05.2026 um 17:50 Uhr.