


Pyknometer, Borosilikatglas 3.3., kalibriert ISOLAB

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops Q2 2026](#) / Pyknometer, Borosilikatglas 3.3., kalibriert ISOLAB

Produktdaten

ISO 3507. Einzeln auf "In" justiert auf 0,001 ml. Das Nettovolumen ist auf dem Pyknometer eingraviert. Jedes Pyknometer wird mit dem eigenem Stopfen justiert. Um Verwechslungen zu vermeiden, tragen Pyknometer und Stopfen die gleiche Codenummer.

Art.-Nr.	Inhalt	Preis
616.0083.27	5 ml	CHF 9.85 CHF 26.00
616.0083.28	25 ml	CHF 10.40 CHF 27.40
616.0083.29	100 ml	CHF 15.70 CHF 41.30
616.2416.02	10 ml	CHF 10.05 CHF 26.40
616.2416.03	50 ml	CHF 11.90 CHF 31.30

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 20.04.2026 um 21:14 Uhr.