

Färbekästen, Kalk-Natron Glas LLG-Labware

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops_Q1_2026](#) / Färbekästen, Kalk-Natron Glas LLG-Labware

Produktdaten

Färbekasten nach Schifferdecker:

- Für 20 Objektträger 76 x 26 mm, horizontal

Färbekasten nach Hellendahl:

- Für 16 Objektträger 76 x 26 mm, vertikal

Färbekasten Makro:

- Für 20 Objektträger 76 x 26 mm (Lieferung ohne Färbeeinsatz)

Färbeeinsatz, Edelstahl, für Makro Färbekästen:

- Mit langem Griff, für 20 Objektträger 76 x 26 mm, horizontal

Alle Färbekästen werden mit Glasdeckel geliefert.

Art.-Nr.	Bezeichnung	UNSPSC	ECLASS	Preis
600.1632.50	LLG-Färbekasten Schifferdecker für 20 Objektträger à 76 x 26 mm	41100000	32030000	CHF 12.30
600.1632.51	LLG-Färbekasten Hellendahl für 16 Objektträger à 76 x 26 mm mit Erweiterung	41100000	32030000	CHF 13.90
600.1632.52	LLG-Färbekasten Macro für 20 Objektträger 76x26mm	41100000	32030000	CHF 29.90
600.1632.53	LLG-Färbegestell, Edelstahl für 20 Objektträger, für LLG-Färbekasten Macro	41100000	32030000	CHF 52.85

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 21.05.2026 um 09:37 Uhr.

www.huberlab.ch