

Flaschenträger, Draht/Nylon LLG-Labware

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Labortops Q2 2026](#) / Flaschenträger, Draht/Nylon LLG-Labware

Produktdaten

Stabiler Flaschenträger aus Draht mitweissem Nylonüberzug. Mit dem praktischen Flaschenträger lassen sich Laborflaschen einfach und sicher transportieren.

- Anzahl Stellplätze: 6

Art.-Nr.	für	Durchmesser	Preis
600.7115.37	1000 ml Flaschen	Fach: Ø 100 mm	CHF 30.10 CHF 47.45
600.7115.38	2000 ml Flaschen	Fach: Ø 130 mm	CHF 33.65 CHF 53.05

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 28.04.2026 um 11:01 Uhr.