

## Gooch Filtertiegel Hecht

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Hecht](#) / Gooch Filtertiegel Hecht

### Produktdaten

Spezialisierter Tiegel mit präzise perforiertem Boden. Er bietet eine hohe Beständigkeit bei gravimetrischen Trennverfahren sowie bei thermischen Behandlungen und ist für den professionellen analytischen Einsatz konzipiert.

MIT GESINTERTER SCHEIBE (FILTERTIEGEL)

- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Geeignet für Metallguss und Analyse

Art.-Nr.	Volumen	Scheibe	Por.**	Preis
31.6280.06	30 ml	Ø 30 mm	G-1	CHF 101.50
31.6280.07	30 ml	Ø 30 mm	G-2	CHF 101.50
31.6280.08	30 ml	Ø 30 mm	G-3	CHF 101.50
31.6280.09	30 ml	Ø 30 mm	G-4	CHF 101.50
31.6280.11	50 ml	Ø 40 mm	G-1	CHF 133.00
31.6280.12	50 ml	Ø 40 mm	G-2	CHF 133.00
31.6280.13	50 ml	Ø 40 mm	G-3	CHF 133.00
31.6280.14	50 ml	Ø 40 mm	G-4	CHF 133.00

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 10.05.2026 um 02:01 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)