

Hydrogen peroxide solution, Contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer, 3 wt. % in H₂O



Produkt im eShop

Honeywell
Fluka™

Startseite / [Sortiment](#) / [Chemikalien](#) / [Laborchemikalien](#) / [Spurenanalytik](#) / Hydrogen peroxide solution, Contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer, 3 wt. % in H₂O

Produktdaten

Summenformel	H ₂ O ₂
M	34.01 g/mol
EG-Nr	231-765-0
Lagerung	Room Temp
LGK	12
Sicherheitshinweis(e)	P280
WGK	1

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
323381-2.5L	2.5 Liter	2.5L POLY BOTTLE	CHF 347.15
323381-25ML	25 Milliliter	25ML Plastic Bottle	CHF 68.90
323381-4L	4 Liter	4L PLASTIC BOTTLE	CHF 507.25
323381-500ML	500 Milliliter	500ML Plastic Bottle	CHF 105.90

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 07.05.2026 um 01:07 Uhr.