

HYDRANAL™ - Coulomat E, Anolyte for coulometric Karl Fischer titration

Honeywell
Fluka™

Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Covid-19](#) / [Covid-19 Honeywell](#) / [Covid-19 Honeywell - Quality control for drugs and vaccines](#) / [Covid-19 Honeywell - Quality control for drugs and vaccine - Reagents](#) / [HYDRANAL™ - Coulomat E, Anolyte for coulometric Karl Fischer titration](#)

Produktdaten

Lagerung	Room Temp
LGK	3
Gefahrenhinweis(e)	H225+H302+H332+H318+H360D+H371+H373
Sicherheitshinweis(e)	P284+P260+P280
Signalwort	Danger
Klasse / Verpackungsgruppe	3/II
UN-Nr	UN1993
WGK	2



Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
34726-500ML	500 Milliliter	500ML Glass Bottle	CHF 191.70
34726-6X500ML	3'000 Milliliter	6X500ML Glass Bottle	CHF 1'211.50

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.06.2024 um 17:14 Uhr.