

Ion Selective Electrode Standards Reagecon



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Marken](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / Ion Selective Electrode Standards Reagecon

Produktdaten

Ion Selective Electrode (ISE) Standards can be used at suitable concentrations to calibrate or control measurements using Ion Selective Electrodes as the sensing technology. Additionally suitable for Method Validation or Instrument Qualification.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
500.ISEBR5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 283.35
500.ISECA5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISECL10005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 233.35
500.ISECL5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISEF0505	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 136.90
500.ISEF08	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 200.70
500.ISEF1	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 291.25
500.ISEF10005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 258.60
500.ISEF1005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 223.30
500.ISEF11	1 Liter	HDPE Bottle GL45	CHF 364.25
500.ISEF20005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 200.70
500.ISEF5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 116.40
500.ISEF50005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 200.70
500.ISEF5005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 200.70
500.ISEI5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 219.60
500.ISEK5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 219.60
500.ISEMG5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 194.20
500.ISEN1005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 187.00
500.ISEN105	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 187.00
500.ISEN5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISENA10005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 101.65
500.ISENA5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 219.60
500.ISENH1005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 323.70
500.ISENH41005	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 113.20
500.ISENH45	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISENH5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 118.75
500.ISEPB5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 283.35
500.ISES5	500 Milliliter	HDPE Bottle GL45	CHF 215.45
500.ISESC5	500 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle GL45	CHF 153.20
500.NH3101	100 Milliliter	HDPE Bottle	CHF 127.70
500.P10001	1 Liter	HDPE Bottle GL45	CHF 302.20

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 21.04.2026 um 21:38 Uhr.

www.huberlab.ch