

Laboratory Water Reagecon



Produkt im eShop



Startseite / [Marken](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / Laboratory Water Reagecon

Produktdaten

Reagecon's Laboratory Water range includes Purified Water, Deionised Water and Analytical Grade Water. These high quality pure water products can be used as a matrix for a variety of solutes or as cleaning / sanitisation solutions and are presented in a convenient pack sizes.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
500.DSW5	5 Liter	HDPE Container	CHF 169.75
500.H2O1	1 Liter	HDPE Bottle GL45	CHF 17.65
500.H2O10	10 Liter	HDPE Container	CHF 91.65
500.H2O250	250 Milliliter		CHF 64.95
500.H2O5	5 Liter	HDPE Container	CHF 25.50
500.H2O5AG	5 Liter	HDPE Container	CHF 31.90
500.H2OASTM1	1 Liter	Amber Glass Bottle	CHF 33.00
500.H2OASTM25	25 Liter	HDPE Container	CHF 506.60
500.HSMH1	5 Liter	HDPE Container	CHF 163.75
500.Y0018	25 Liter	HDPE Container	CHF 83.40
500.Y00185	5 Liter	HDPE Container	CHF 33.40

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2026 um 00:33 Uhr.