

Density Quality Standards Reagecon



Produkt im eShop



[Startseite](#) / [Marken](#) / [Reagecon Diagnostics](#) / [Density Quality Standards Reagecon](#)

Produktdaten

Reagecon's Quality range of Density Standards are manufactured in accordance with ASTM D4052 for testing of Density, Relative Density and API Gravity of Liquids using Digital Density Meters. The products can be used for calibration, quality control, method validation or instrument qualification where appropriate.

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	Preis
500.DEN25010	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25030	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25050	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25070	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25080	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25090	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25100	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25110	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25120	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN25150	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN40010	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN40030	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN40090	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN40100	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN40120	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN40140	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 184.25
500.DEN50070	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25
500.DEN50090	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25

500.DEN50100	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25
500.DEN50120	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25
500.DEN60100	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25
500.DEN60110	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25
500.DEN60120	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25
500.DEN80090	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25
500.DEN80110	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25
500.DEN80120	100 Milliliter	Amber Glass Winchester Bottle	CHF 101.25

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 21.04.2026 um 21:38 Uhr.