

Kompakt-Laborwaage IoT-Line PCB Kern & Sohn

[Produkt im eShop](#)

Startseite / [Labortops Q2 2026](#) / Kompakt-Laborwaage IoT-Line PCB Kern & Sohn

Produktdaten

Der Standard im Labor

- GLP/ISO-Protokollierung von Wägedaten, Waagenjustage etc. mit Datum, Uhrzeit und Ident-Nr. in Verbindung mit dem passenden KERN-Drucker. Ideal zum Überwachen und Dokumentieren Ihrer Prozesse gemäss Ihres Qualitätsmanagementsystems
- Stückzählen: Dank der hohen Genauigkeit sehr gut geeignet zum Zählen kleinster Teile
- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
- Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- Ringförmiger Windschutz serienmässig, nur für Modelle mit Wägeplattengrösse Ø 81 mm, Wägeraum ØxH 90x40 mm
- DAkkS-Kalibrierung möglich

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Material Wägeplatte Kunststoff, ableitfähig lackiert (Wägeplatte Ø 81 mm), Edelstahl (Wägeplatte Ø 105, 130x130, 150x170)
- Batteriebetrieb möglich, Batterie 9 V Block nicht serienmässig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar
- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH: 163x245x79 mm

Art.-Nr.	Typ	Wägebereich	Ablesbarkeit	Waagschale	Preis
17.9937.82	PCB 1000-2	1000 g	0,01 g	130 x 130 mm	CHF 200.00 CHF 385.00
17.9937.83	PCB 200-3	200 g	0.001 g	mit Windschutz, Ø 82 mm	CHF 405.00

17.9937.92	PCB 6000-1	6000 g	0,1 g	150 x 170 mm	CHF 173.00 CHF 330.00
17.9937.93	PCB 10000-1	10000 g	0.1 g	150 x 170 mm	CHF 345.00
17.9937.95	PCB 2000-1	2000 g	0,1 g	130 x 130 mm	CHF 155.00 CHF 305.00
17.9938.20	PCB 3000-2	3600 g	0.01 g	130 x 130 mm	CHF 230.00 CHF 440.00
17.9938.91	PCB 300-3	360 g	0.001 g	mit Windschutz, Ø 82 mm	CHF 215.00 CHF 418.50
17.9938.92	PCB 300-2	300 g	0.01 g	Ø 105 mm	CHF 325.00
17.9987.83	PCB 1000-1	1000 g	0.1 g	130 x 130 mm	CHF 270.00
17.9987.84	PCB 6000-0	6000 g	1 g	150 x 170 mm	CHF 222.75

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
17.9937.99	Zubehör zu Kern Waagen	ab CHF 47.25

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 07.05.2026 um 19:23 Uhr.