

Laborkittel mit Druckknöpfen Tyvek® 500 Modell PL30NP DuPont™

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Sicherheit & Hygiene](#) / [Persönliche Sicherheit](#) / [Körperschutz](#) / [Laborkittel mit Druckknöpfen Tyvek® 500 Modell PL30NP DuPont™](#)

Produktdaten

- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [6]
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1) - auf beiden Seiten

Art.-Nr.	Grösse	Preis
18.0411.01	M	CHF 347.50
18.0411.02	L	CHF 361.50
18.0411.03	XL	CHF 347.50
18.0411.04	XXL	CHF 347.50

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
18.0414.02	Armstulpe Tyvek® 500 Modell PS32LA DuPont™	ab CHF 208.00

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 04.05.2026 um 02:58 Uhr.

www.huberlab.ch