

Laborreaktor IKA LR 1000



 Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Marken](#) / [IKA](#) / Laborreaktor IKA LR 1000

Produktdaten

- Digitalanzeige zur Überwachung von Temperatur und Drehzahl
- Erweiterbar für den Einsatz des ULTRA TURRAX® T 25 digital (Zubehör)
- Anschlüsse am Deckel: 1 x NS 29, 3 x NS 14 für flexible Anpassung des Systems
- Vakuumhahn im Lieferumfang enthalten
- Ankerrührer mit PTFE-Abstreifern (Zubehör)
- Rückseitig Anschlüsse für eine Kühlquelle
- Manuell einstellbarer Sicherheitskreis
- Sicherheitsabschaltung wenn Behälter oder Deckel von der Grundplatte entfernt werden

Art.-Nr.

17.8040.10

Preis

CHF 8'653.20

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 04.05.2026 um 02:49 Uhr.

www.huberlab.ch