

## Pipettiertasten, farbig zu BRAND Transferpette®

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Marken](#) / [Brand](#) / Pipettiertasten, farbig zu BRAND Transferpette®

### Produktdaten

Art.-Nr.	Farbe	Preis
2.7053.91	hellgrün	CHF 24.20
2.7053.92	rose	CHF 24.20
2.7053.93	blau	CHF 24.20
2.7053.94	beige	CHF 24.20
2.7053.95	dunkelgrau	CHF 24.20
2.7053.96	farbig sortiert	CHF 24.20

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 01.05.2026 um 18:38 Uhr.