

## Gefässe mit Rundoden

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Probentransport](#) / [Gefässe mit Rundoden](#)

### Produktdaten

Aus PP klar, für sicheren Transport und Lagerung von Probenmaterial, zuverlässig dichtender Schraubverschluss aus Polyethylen

- Röhrchen mit 3-fach umlaufender Graduierung
- Verschluss blau

Art.-Nr.	Volumen	D x H	Preis
3.4876.20	20 ml	31 x 48 mm	CHF 70.18
3.4876.22	35 ml	39 x 55 mm	CHF 90.38
3.4876.24	50 ml	39 x 74 mm	CHF 100.98
3.4876.26	100 ml	48 x 80 mm	CHF 80.85

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 06.05.2026 um 16:18 Uhr.