

Kanister aus HDPE mit Originalitätsverschluss

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Gefässe](#) / [Kanister](#) / Kanister aus HDPE mit Originalitätsverschluss

Produktdaten

5 Liter ohne Ausguss, 10 - 30 Liter mit Ausguss, für lebensmittel geeignet

Art.-Nr.	Inhalt	Masse	Preis
15.3948.01	5 l	120x225 mm	CHF 6.65
15.3949.01	10 l	145x275 mm	CHF 9.65
15.3950.04	20 l	170x340 mm	CHF 15.40
15.3951.01	25 l	195x355 mm	CHF 20.40
15.3952.01	30 l	195x355 mm	CHF 22.80
15.3958.01	15 l	160x315 mm	CHF 13.90

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.06.2024 um 19:12 Uhr.