

## Cryo-Boxen Nalgene

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Medizin & Gesundheit](#) / [Invitro-Fertilisation](#) / [Cryolagerung](#) / [Cryo-Boxen Nalgene](#)

### Produktdaten

Zur Lagerung von Cryoröhrchen bei Tieftemperaturen von -196 bis +121°C, die farbigen Gittereinsätze stimmen mit den Farben der Farbcodierer für Cryoboxen überein, durch den transparenten Deckel ist der Inhalt gut sichtbar

- Aus PC
- Abmessung (HxBxT): 133 x 133 x 52 mm
- Anzahl Stellplätze: 81 (9 x 9)
- Für Cryoröhrchen: 1,0 und 2,0 ml

Art.-Nr.	Farbe	Preis
15.8670.38	rot	CHF 22.45
15.8670.39	gelb	CHF 22.45
15.8670.40	grün	CHF 22.45
15.8670.41	blau	CHF 22.45
15.8670.42	grau	CHF 22.45
15.8670.43	Set: Farbig sortiert (je 4 Stück rot, gelb, grün, blau, grau, weiss)	CHF 539.15

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 02.05.2026 um 04:18 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)