

Gesichtsmasken in Taschenform KIMTECH PURE M3

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Reinraum](#) / Gesichtsmasken in Taschenform KIMTECH PURE M3

Produktdaten

Hervorragende Filtration von Partikeln und Bakterien, fusselarme äussere Polyethylenfilmschicht, fester Sitz und Lückenschutz senken das Kontaminationsrisiko, leichtere Atmung und mehr Tragekomfort aufgrund der Taschenform

- Gleichmässige Dichtung reduziert Beschlagen und gewährleistet klare Sicht
- Dreifach verpackt und zur Gewährleistung der Sterilität versiegelt, gammabestrahlt
- Mit zwei gestrickten Kopfbändern
- Farbe: weiss
- Reinnräume der ISO-Klasse 3 und höher

Art.-Nr.	Ausführung	Preis
18.6248.03	steril (einzeln verpackt)	CHF 227.80
18.6248.04	unsteril	CHF 390.90

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 25.04.2026 um 14:10 Uhr.