

Mechanische Mehrfachdispenser- Pipette Multipette® M4 Eppendorf



Produkt im eShop

Startseite / [Labortops_Q1_2026](#) / Mechanische Mehrfachdispenser-Pipette Multipette® M4 Eppendorf

Produktdaten

Verabschieden Sie sich von langwierigen, seriellen Pipettieraufgaben! Die Pipette Multipette M4 von Eppendorf ist ideal für die wiederholte Abgabe von Volumina in langen Serien, ohne dass eine wiederholte Flüssigkeitsaufnahme erforderlich ist. In Kombination mit Combitips® advanced-Dispenserspitzen kann die Multipette mühelos mit viskosen, flüchtigen oder schäumenden Flüssigkeiten umgehen, die für herkömmliche Pipetten eine Herausforderung darstellen. Die hermetisch abgedichteten Spitzen des Multipette/Combitips Direktverdränger-Pipettiersystems sorgen für ein hohes Mass an Sicherheit bei der Handhabung infektiöser, toxischer oder radioaktiver Flüssigkeiten.

- Mechanischer Direktverdränger-Mehrfachdispenser: mit nur einer Spitzenbefüllung können bis zu 100 Dispensierschritte durchgeführt werden
- Die automatische Combitips® advanced-Dispenserspitzenenerkennung macht zeitaufwändige Volumenberechnungen überflüssig
- Das leicht ablesbare Display garantiert eine ermüdungsfreie und intuitive Bedienung mit digitaler Anzeige des Dispensiervolumens
- Breites Dosierspektrum: 1 µL bis 10 mL für flexibles Arbeiten
- Entspanntes Arbeiten durch integrierten Schrittzähler: Dosiervorgänge können nach einer Unterbrechung oder Ablenkung fehlerfrei fortgesetzt werden
- Die integrierte Schlafffunktion schaltet das Gerät bei Nichtgebrauch aus und senkt so den Energieverbrauch
- Die vollständig entleerte Combitips® advanced-Spitze kann einfach per Einhandbedienung des Bedienhebels abgeworfen werden
- Direktverdrängerprinzip: Ideal für viskose oder schäumende Lösungen und Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck
- Sichere Handhabung von toxischen, radioaktiven oder infektiösen Flüssigkeiten
- Umweltbewusste Produktion: Multipette M4 und Combitips® advanced-Spitzen sind mit dem ACT®-Label versehen, damit Sie eine informierte Wahl treffen können, wenn es um Nachhaltigkeit geht

11.4988.09	Multipette® M4, 1-channel, 1 µL – 10 mL, incl. 1x Combitips® advanced 2.5 mL (grün) tip and Pipette Holder 2	CHF 506.00
11.4988.10	Multipette M4 Starter Kit, 1 µl – 10 ml, inkl. Combitips® advanced Box 2.0, Combitips® advanced Sortiment (je 1 Spitze pro Größe) und Pipettenhalter 2	CHF 537.05

Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
11.4807.06	Pipetten Zubehör Eppendorf	ab CHF 28.40
11.4990.20	Combitips® advanced Eppendorf	ab CHF 18.85
11.3116.31	Pipettenhaltersystem Eppendorf	ab CHF 40.70

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2026 um 04:18 Uhr.

www.huberlab.ch