

Probenlöffel aus PP



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Qualitätssicherung](#) / [Probenahme](#) / Probenlöffel aus PP

Produktdaten

Robust, besonders geeignet für Probeentnahmen in tiefen Gläsern

- Temperaturbeständig bis +130°C
- Sterilisierbar
- Unsteril

Art.-Nr.	Vol.	Gesamtlänge	Breite	Preis
15.2443.01	1,23 ml	180 mm	20 mm	CHF 27.28
15.2443.02	2,46 ml	180 mm	25 mm	CHF 40.76
15.2443.05	4,93 ml	180 mm	30 mm	CHF 38.61
15.2443.15	14,79 ml	180 mm	40 mm	CHF 43.40

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 02.05.2026 um 09:33 Uhr.