

Abtropfgestell

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Marken](#) / [Sonstige](#) / [Abtropfgestell](#)

Produktdaten

Aus PS, integrierte, breite Abtropfrinne, Stäbe können beliebig eingesteckt werden
Staböffnungen nach hinten geschlossen, daher kann kein Wasser zur Wandseite durchdringen,
geeignet z.B. für Glasmesszylinder bis 250 ml und Bechergläser bis 1000 ml, Lieferung
komplett mit Ablaufschlauch und Material zur Wandmontage

- Inkl. 72 Stäben (Stab-Ø 16 mm, Stab-Länge 120 mm)

Art.-Nr.	Ausführung	Masse	Preis
15.1555.10	Abtropfgestell	630 X 450 mm	CHF 325.50
15.1555.11	Spezialstäbe	120 X 6 mm	CHF 30.20

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 08.05.2026 um 23:52 Uhr.

www.huberlab.ch