

# Barcode Scanning DataPaq™ Handheld Tube Reader, Ziath



Produkt im eShop

[Startseite](#) / [Marken](#) / [Ziath](#) / Barcode Scanning DataPaq™ Handheld Tube Reader, Ziath

## Produktdaten

Das Ziath DataPaq™ Handlesegerät ist ein wirklich tragbarer Scanner, der in einer Hand gehalten und bedient werden kann, so bleibt die andere Hand frei für die Handhabung von Schläuchen.

Hauptmerkmale

- Kompatibel mit allen Röhren
- Tragbar, unabhängig und kompakt
- Kein externer Computer oder Tablet erforderlich

Leicht einzurichten und einfach zu bedienen

Der tragbare Röhrenscanner benötigt keinen externen Computer und lässt sich leicht mit einer Hand bedienen, die andere Hand bleibt frei für die Handhabung der Röhren. Die Software ist vorinstalliert und startet sofort. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu einer Woche bei gelegentlichem Gebrauch. Mit diesem Gerät können Sie Röhren scannen, wenn Sie im Keller am Gefrierschrank oder Flüssigstickstofftank stehen. Sogar draußen im Feld bei der Probenahme.

Betriebsmodi

Der Scanner verfügt über vier Betriebsmodi:

- Barcode-Scannen - Scannen eines Röhren-Barcodes, um ihn auf dem Bildschirm anzuzeigen
- Pickliste - Geben Sie eine Pickliste mit dem zugehörigen Client ein und scannen Sie die Röhren mit dem Handgerät, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Röhren haben, während Sie am Gefrierschrank sind
- Datenansicht - Scannen Sie einen Barcode, um die Details der Probe im Röhren zu sehen
- Dateneingabe - Scannen Sie einen Barcode und geben Sie die Informationen dazu ein, um sie zu speichern

Kunden-App

Um die Übertragung von Daten auf und von dem Handheld zu unterstützen, so dass es in Umgebungen verwendet werden kann, in denen kein Computernetzwerk zur Verfügung steht, wird das Handheld mit einer zugehörigen Client-Anwendung geliefert, die dabei hilft, die zu speichernden Daten zu definieren und sie auf das Handheld zu laden/zu entladen. Dies ermöglicht es Ihnen, in die tiefsten dunklen Ecken Ihres Probenlagers zu gehen und trotzdem auf Ihre Daten zuzugreifen!

Art.-Nr.	Ausführung	Preis
17.0009.60	DataPaq™ Handheld Tube Reader mit Cryoprotection™	CHF 3'536.52
17.0009.61	1 D linear Code Scanner passend zu DataPaq Handheld, bluetooth	CHF 527.66

\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 03.05.2026 um 11:23 Uhr.

www.huberlab.ch