

Pasteur Pipetten

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Liquid Handling](#) / [Pipettieren](#) / [Transfer- und Pasteurpipetten](#) / [Pasteur Pipetten](#)

Produktdaten

Art.-Nr.	Art	Länge	Preis
1.1156.01	kurze Form, ohne Wattestopfen	150 mm	CHF 65.89
1.1157.01	lange Form, ohne Wattestopfen	230 mm	CHF 66.44
1.1159.01	kurze Form, wattedgestopft	150 mm	CHF 129.53
1.1159.02	lange Form, wattedgestopft	230 mm	CHF 33.44

* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport- und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 15.05.2026 um 09:23 Uhr.