


Labormatte aus Silikon

[Produkt im eShop](#)




[Startseite](#) / [HUBERLAB. green](#) / Labormatte aus Silikon

Produktdaten

- Hergestellt aus FDA zugelassenem Silikon
- Ideal für jede Art von Labor und spezialisierte Bereiche wie Kühlräume, Reinräume, sterile Bereiche, in denen hohe Sterilität eine Voraussetzung ist.
- Schützt Oberflächen von heißen Gegenständen bis 200°C.
- Gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien.
- Abwaschbar mit Standard-Desinfektionsmitteln in Spülen
- oder in der Geschirrspülmaschine. Dies ermöglicht eine
- einfache Reinigung und eine wiederkehrende Einsetzbarkeit.
- Kann zugerollt und somit platzsparend gelagert werden.
- Autoklavierbar bei 121°C für 15 Minuten.

Art.-Nr.	Farbe	Masse	Preis
15.1206.00	Vorderseite: gelb Rückseite: blaues Design mit grauem Hintergrund	350 x 600 mm	CHF 103.75
15.1206.01	Vorderseite: violett Rückseite: graues Design mit violetter Hintergrund	350 x 600 mm	CHF 103.75

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 01.05.2026 um 16:48 Uhr.

www.huberlab.ch