

# Sartolab® RF 50, PES, Vakuumfiltrationseinheiten

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Life Science](#) / [Mikrobiologie](#) / [Filtration](#) / [Sterilfiltration](#) / Sartolab® RF 50, PES, Vakuumfiltrationseinheiten

## Produktdaten

### Einweggeräte für die Sterilfiltration von Probenvolumina bis zu 50 ml

- Höchste Durchflussraten mit einer asymmetrischen Membran und einer großen Oberfläche
- Kein Proteinverlust bei einer sehr niedrigen Proteinbindungsmembran
- Geringes Totvolumen dank einer optimierten Membranstütze
- Minimiertes Kontaminationsrisiko mit einer kompletten, gebrauchsfertigen Einheit (kein zusätzlicher Transfer von Flüssigkeit für die Lagerung erforderlich)
- Kann als eigenständiges System oder mit der Sartolab® MultiStation verwendet werden, die eine parallele Filtration von bis zu 6 Proben ermöglicht.

Art.-Nr.	Typ	Porengrösse	Stk./Verp.	Preis
12.8900.10	RF 50	0.22 µm	24	CHF 260.85
12.8900.11	RF 50	0.45 µm	24	CHF 260.85

## Weitere Produktbilder



\* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

\*\* Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

\*\*\* Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

\*\*\*\* Die PDF-Datei wurde erzeugt auf [www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch) am 21.04.2026 um 19:30 Uhr.

[www.huberlab.ch](http://www.huberlab.ch)