

Parafilm Spender

[Produkt im eShop](#)

[Startseite](#) / [Sortiment](#) / [Laborbedarf & Laborgeräte](#) / [Laborverbrauchsmaterial](#) / [Folien](#) / [Parafilm](#) / [Parafilm Spender](#)

Produktdaten

Aus ABS-Kunststoff, einzigartiges Design für maximale Sicherheit, zum Lagern, als Spender und zum Abschneiden von Parafilm, Folien, Labels und ToughTags

- L x B x H: 171 x 120 x 156 mm

Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Preis
15.1551.03	blau	-	CHF 91.40
15.1551.04	grün	-	CHF 91.40
15.1551.10	---	Ersatzklingen	CHF 12.10

Weitere Produktbilder



* Die Preise sind freibleibend und verstehen sich als Abgabepreise in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer (MWST), sowie exklusive aller sonstigen Gebühren, Abgaben und Steuern. Die Preise, die im eShop angezeigt werden, sind aufgrund der regelmässigen Aktualisierung möglicherweise aktueller als auf der PDF-Datei.

** Bitte beachten Sie, dass bei der Bestellung von Chemikalien und Reinigungsmittel Transport - und Verpackungskosten für Gefahrgüter sowie gesetzlich vorgeschriebene Gebühren berechnet werden. Diese werden Ihnen auf der Auftragsbestätigung, die Sie ergänzend zur Bestellbestätigung erhalten, detailliert ausgewiesen.

*** Weitere Informationen wie Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter finden Sie online in unserem eShop

**** Die PDF-Datei wurde erzeugt auf www.huberlab.ch am 17.05.2026 um 19:40 Uhr.

www.huberlab.ch