

Klebefolien Nunc™, Alu Acrylate, f. PCR / Lagerung in 96-Well-Platten, silber

[Product in eShop](#)

[Home](#) / [Assortment](#) / [Life Science](#) / [Hightroughput Screening \(HTS\)](#) / [Lids & films](#) /

Product Data

Klebefolien minimieren die Verdunstung und schützen die Proben vor Kontaminationen und Verschütten. Bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert. Klebefolien sind ideal für alle Assay-Anwendungen.

- Breite Auswahl von speziellen Klebefolien für jeden Assay
- Klebefolien zum effektiven Verschliessen aller Mikrotiterplatten-Formate
- Der Klebstoff ist bei normaler Berührung nicht stark haftend, bildet aber nach Druckanwendung eine starke Verbindung mit der Platte
- Die dünnen, leichten Folien werden mit Hilfe eines Applikators für Klebefolien auf die Platte aufgebracht

Item No.	material	for	colour	temperature range	Price
7.2326.98	Aluminium Acrylate / durchbohrbar	PCR / Lagerung in 96-Well-Platten	silber	-80°C bis +150 °C	CHF 129.90
7.2326.99	Aluminium Acrylate / durchbohrbar	PCR / Lagerung in 384-Well-Platten	silber	-80°C bis +150 °C	CHF 167.60
7.2327.01	Polyolefin Acrylate	niedere Autofluoreszenz, DMSO kompatibel, Mikroskopie	transparent	-70°C bis +100 °C	CHF 226.05
7.2327.02	Polyolefin Acrylate	PCR, Fluoreszenz-Probe, Mikroskopie	transparent	-70°C bis +100 °C	CHF 233.85
7.2353.06	Polyethylen Silikon / durchbohrbar	niedere Autofluoreszenz	transparent	-40°C bis +90 °C	CHF 701.55
7.2353.07	Polyolefin Silikon	Q-PCR, Mikroskopie, niedrigste Autofluoreszenz	transparent	-70°C bis +100 °C	CHF 691.15

7.2362.69	Polyester Acrylate	stabiler als Polyolefin, allgemeiner Gebrauch	transparent	-20°C bis +100 °C	CHF 473.46
7.2362.72	Polyester Acrylate	lichtundurchlässig, Lumineszenz Proben	weiss	-40°C bis +80 °C	CHF 93.55
7.2363.66	Polyester Acrylate	Zellkultur, sterile Anwendungen	transparent	-70°C bis +100 °C	CHF 566.45
7.2363.70	Polyester Silikon	Allgemeiner Gebrauch, Probenschutz	transparent	-70°C bis +100 °C	CHF 202.70
7.2367.03	Vinyl Acrylate	Photosensitive Proben	schwarz	-40°C bis +80 °C	CHF 136.40
7.2367.07	Polyester Acrylic	au Rolle	transparent	-20°C bis +100 °C	CHF 761.35
7.2412.05	Rayon Acrylat / durchbohrbar	Atmungsaktiv, Zellkultur	weiss	-20°C bis +80 °C	CHF 220.85
7.2497.20	Rayon Acrylat	Atmungsaktiv	weiss	-20°C bis +80 °C	CHF 218.25
7.2500.50	Aluminium Silikon	Hand-Folien-Applikator	-	---	CHF 83.30
7.2760.14	Aluminium Silikon / durchbohrbar	Allgemeiner Gebrauch, PCR, Photosensitive Proben	silber	-80°C bis +120 °C	CHF 245.55

More product images



* The prices are non-binding and are to be understood as selling prices in Swiss francs without value added tax (VAT), as well as all other fees, charges and taxes. The prices displayed in the eShop may differ from the PDF file due to regular updates.

** Please note that when ordering chemicals and detergents, transport and packaging costs for hazardous goods as well as legally prescribed fees are charged. These will be shown in detail on the order confirmation, which you will receive in addition to the confirmation of receipt.

*** Further information such as technical information and safety data sheets can be found online in our eShop.

**** The PDF file was created on www.huberlab.ch on 20.05.2026 at 16:05 o'clock.