

Buffer solution pH 6.00 (pH 6.00 ($\pm 0.02/20$ °C))



Produit en ligne

[Home](#) / [Brands](#) / [CHEMSOLUTE](#) / Buffer solution pH 6.00 (pH 6.00 ($\pm 0.02/20$ °C))

Données du produit

Formule	RÜCKFÜHRBAR AUF SRM VON NIST	
Mentions de danger	H315 H319	
Conseils de prudence	P280 P302+P352 P305+P351+P338 P332+P313 P337+P313	
Mention d'avertissement	Achtung	

No. d'article	Contenu	Emballage	Prix
1116.1000	1 litre	Kunststoffflasche	CHF 34.60

* Les prix sont sans engagement et s'entendent comme prix d'achat en francs suisses sans la TVA et à l'exclusion de tous autres frais, charges et taxes. Les prix affichés dans l'eShop peuvent être différents du fichier PDF en raison des mises à jour régulières.

** Veuillez noter que lors de la commande de produits chimiques et de détergents, des frais de transport et d'emballage pour les marchandises dangereuses ainsi que des frais légaux sont facturés. Ces frais vous seront indiqués en détail sur la confirmation de commande que vous recevrez en complément de l'accusé de réception de la commande.

*** Vous trouverez de plus amples informations, telles que des informations techniques et des fiches de données de sécurité, dans notre boutique en ligne.

**** Le fichier PDF a été créé sur www.huberlab.ch le 14.05.2026 à 20:18 heures.